

# 3M ESPE'den Adeziv Sistemleri

*Her Vakaya Uygun Teknik*

	Adper™ Prompt™ L-Pop™ Kendinden Asitli Adeziv	Adper™ Single Bond 2 Total-Etch Adeziv	Adper™ Scotchbond™ Multi-Purpose Adeziv Sistem	Adper™ SE Plus Adeziv Sistem	Adper™ Easy One Adeziv Sistem
Klasifikasyon	1. Aşama	2. Aşama	3. Aşama	2. Aşama	1. Aşama
Teknik	Self-Etch	Total-Etch	Total-Etch	Sef-Etch	Sef-Etch
Direkt restorasyonlar	●	●	●	●	●
İndirekt restorasyonlar	-	②	①	-	-
Hassasiyet giderme	●	●	-	●	●
Post-operatif hassasiyetin azaltılması	●	-	-	●	●
Tek dozluk ambalaj (hijyen)	●	-	-	-	-
Şişe formu	-	●	●	●	●
Kendiliğinden polimerize olan kompozitlerle kullanım	-	-	①	-	-
Kanal postlarının yapışması	-	②	①	-	-
Uzun dönem klinik deneyim	-	-	●	-	-
Zor çalışılan hastalar	●	-	-	●	●
Kullanım kolaylığı	●	-	-	●	●
Uygulayanın gözle kontrolü	●	-	-	●	-

● Önerilen ürün. Genellikle hassas uygulamalar içindir.

① Bu tür endikasyonlar için Scotchbond Multi Purpose Adeziv sistemi gereklidir.

② 3M ESPE RelyX ARC Adeziv Resin Simanı ile kombinasyon gerekir.

- Önerilmez, uygulaması mümkün değildir.