


# Ölçü Karıştırma Sistemleri



??????????????



??????????????



??????????????



??????????????



??????????????



??????????????



??????????????



??????????????



**3M** ESPE



**Otomatik Ölçü Karıştırma Sistemleri**

Pentamix™ 2  
Pentamix™ 3



??????????????



??????????????



??????????????



??????????????



??????????????



??????????????



??????????????



**Ölçü Karıştırma Sistemleri**



# Pentamix™ 2

## Otomatik Ölçü Karıştırma Cihazı

### Özellikleri

- 3M ESPE hassas ölçü materyallerinin otomatik karıştırılması için geliştirilmiş bir sistemdir.
- Pentamix cihazı ile Impregum Penta Soft, Impregum Penta H DuoSoft, Expres XT Penta H ve Expres XT Penta Putty ölçü malzemeleri kullanılır.

### Uygulaması

- Son derece hızlı karıştırarak hekime çalışma sırasında rahatlık sağlar.
- Düğmeye basıldığı anda doğru oranda, değişmeyen kıvamda ve hava kabarcıksız karıştırma yapar.
- Kaşık ve şırınga, Pentamix cihazından direkt olarak doldurulur.



Pentamix 2 Cihazı



Pentamix 2 Cihazı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Tavsiye Edilen Hekim Fiyatı (Euro)
77959	Pentamix 2 Cihazı	1150
71512	Penta Karıştırma Uçları Kırmızı (50 Adet) Kapağı renkli olan baz katalizör folyolarıyla kullanılır	25
71210	Penta Elastomer Uygulama Şırıngası Ölçü materyalinin ağız içerisine direkt uygulanmasını sağlayan, Pentamix uyumlu, otoklavda sterilizasyonu yapılabilen şırınga	45
71225	Elastomer Şırınga Uçları 12 Adet	5

# Pentamix™ 3

## Otomatik ölçü karıştırma cihazı

Farklı 3M ESPE penta materyalleri karıştırmak için geliştirilmiş, en hızlı ölçü karıştırma cihazı

### Avantajları:

- En hızlı otomatik ölçü karıştırma cihazı (pentamix 2 'den 2 kat daha hızlı)
- Karıştırma süresini azaltır, ölçüyü ağıza yerleştirme sırasındaki stresi azaltır.
- Piyasadaki en küçük ebatlı ölçü karıştırma cihazı. Duvara monte edilebilir.
- Her iki taraftaki karıştırma düğmesi uygulama kolaylığı sağlar, kartuş yerleştirme ve uç değiştirme işlemleri kolaylaştırılmıştır
- Modern ve sağlam gövde dizaynı

### Özellikleri:

Her Endikasyon ve Teknik için tek sistem  
Tüm Dünya'da 200.000'den fazla satılmış olan pentamix sistemi ölçü karıştırmada bir standart olmuştur. Geniş ürün yelpazesi ile değişik vizkozitelerde ürün kullanma şansını sizlere vermektedir. Şimdi Pentamix3 otomatik karıştırma cihazı etkinliği arttırmak için daha hızlı ve rahat

- **Hızlı ve etkili**-Zamandan kazandırır
- **Rahat**-Kolay kullanım
- **Güvenilir**-Homojen karışım
- **Ekonomik**-Dozlamayı kendiniz ayarladığımız için materyal kaybı yok
- **Hijyenik**-Kaşığın direkt olarak dolumu ile hijyen sağlar
- **Tam materyal uyumu**-Hem A tipi silikon hem de polieter ile kullanım şansı



Ürün Kodu	Ürün Adı	Tavsiye Edilen Hekim Fiyatı (Euro)
	Pentamix 3 Cihazı	1350

