


Geçici Restorasyonlar



Kaide Materyalleri



Cam İyonomer Restoratifler



Asit ve Bonding



Kompozit Restoratifler



Çalışma Modeli Ölçüleri ve Isırma Kaydı



Polieter Hassas Ölçü Materyalleri



3M ESPE

Vinil Polisiloksan
Hassas Ölçü Materyalleri



Geçici Restoratifler



Geçici Restorasyonlar

Geçici Kupon-Köprü Materyalleri

Protemp™ 4 Garant™
Protemp Crown
Paslanmaz Çelik Kupon

Paslanmaz Çelik Kuponlar

Polikarbonat Kuponlar

Simantasyon



Kupon ve Köprü



Cihazlar, Maskeler ve
Kompres Paketi



Simantasyon

Daimi Simantasyon Materyalleri

RelyX™ U 100
RelyX™ Unicem Aplicap™
RelyX™ Unicem Maxicap™
RelyX™ Veneer
RelyX™ ARC
RelyX™ Fiber Post
Ketac™ Cem Easymix
Ketac™ Cem radiopaque
Ketac™ Cem Plus
RelyX™ Luting
Durelon™

Geçici Simantasyon Materyalleri

RelyX™ Temp NE (Öjenollü)
RelyX™ Temp E (Öjenolsüz)

Protemp™ 4

Geçici Materyali

Başarılı bir ürünün inovatif olarak geliştirilmiş
Çok üyeli geçici köprüler için geliştirilmiş, sofistike ve
innovatif, kompozit esaslı geçici materyali.
Garant tabanca sayesinde hızlı ve hijyenik uygulama sağlar.

Endikasyonları:

- Kuron ve köprüler
- Inley ve onleyler
- Venerler
- Önceden yapılmış geçici kuronların düzeltilmesi, şekillendirilmesi
- Uzun dönem geçiciler
- Implant abutmentları

Avantajları:

- Yeni jenerasyon nanofil doldurucu içerir.
- Yüksek kırılma direnci sayesinde fazla kuvvet gelen alanlarda bile kırılmayan, dayanıklı geçiciler
- Minimal polimerizasyon büzülmesi: Mükemmel marjinal adaptasyon, mükemmel uyum, mükemmel dentin koruması
- Biyolojik uyumluluk
- Düşük ısı üretimi
- Florosan özelliğinde 5 renk alternatifi: Bleach, A1,A2,A3,B3
- Yüksek renk stabilitesi
- Cilalama gerektirmeden parlak ve doğal yüzey özelliği



Ürün Kodu	Ürün Adı	Tavsiye Edilen Hekim Fiyatı (Euro)
Refil		
46954	Protemp 4 A1	70
46956	Protemp 4 A2	70
46957	Protemp 4 A3	70
46960	Protemp B3	70
Accessories		
71453	Tabanca karıştırma ucu Mavi-50 adet	45
77581	Protemp 4 Tabanca	70



Protemp™ 4

Geçici Restorasyon Materyali

Daha zorlu hedef için, Daha güçlü çözüm.



Protemp™ 4: Daha güçlü, daha estetik, daha pratik!

Geçici kuron ve köprüler ağız içinde sürekli bir mücadele içindedirler- kötü niyetli sakızlar, fındıklar ve diğer sert yiyeceklere dayanmaya çalışırlar. Doğru tarafın kazanacağından emin olun! Yeni nesil Protemp™ 4 bu zorlu mücadeleyi destekler. 3M ESPE'nin nano-doldurucu teknolojisi ile üretilen Protemp™ 4 geçici restorasyonlarınız için sınıfının en iyi çözümünü sunar:

- **Çok daha sağlam geçici restorasyonlar:** Geliştirilmiş kırılma ve aşınma direnci. Uzun süreli geçici restorasyonlarınızda da güvenilir çözüm.
- **Yüksek hasta memnuniyeti sağlayacak estetik ve konfor:** Geliştirilmiş yüzey pürüzsüzlüğü, doğal parlaklık ve floresan özelliği, yüksek renk stabilitesi. Kolay plak kontrolü sayesinde sağlıklı gingival dokular.
- **Daha kolay ve hızlı kullanım:** Polisaj ve cila gerektirmeden mükemmel parlaklık. Azaltılmış smear tabakası sayesinde hızlı ve kolay uygulama.



Protemp™ 4 Geçici Kuron ve Köprü Materyali-daha yüksek performansınız için güçlendirilmiş çözüm.

Protemp™ Crown

Geçici Materyali

Geçici tedavilerde yeni bir çağın başlangıcı. Dünyanın ilk önceden şekillendirilmiş, modele edilebilir geçici kuron materyali.

Tek diş için önceden şekillendirilmiş, modele edilebilen, ışıkla sertleştirilen kompozit esaslı geçici kuron

Endikasyonları:

Tek üyeli restorasyonlarda , hasta başında

- Molar
- Premolar
- Kanin
- Implant abutmentlerinin geçici restorasyonlarında

Avantajları:

- Basit: Ölçü işlemi gerektirmez, tek renk 9 ebatta. Uygun ebattaki kuron seçilir, dişe adapte edilir ve ışınlanır
- Hızlı: Geçici yapma süresini yaklaşık %50 azaltır. 4 dk veya daha kısa sürede hazırlanır
- Dayanıklı
- Estetik: Cilalanabilir, akışkan kompozitle hastaya uygun şekilde modifiye edilebilir



Ürün Kodu	Ürün Adı	Tavsiye Edilen Hekim Fiyatı (Euro)
50600TK	Trial Kit 16 Geçici Kuron: Molar üst Büyük (3x), Molar üstü Küçük (3x), Molar alt Büyük (2x), Molar alt Küçük (2x), (Premolar) Üst Büyük (2x), Bicuspid (Premolar) Üst Küçük (2x), Bicuspid (Premolar) Alt (2x), 10 Crown Ölçüm Aracı, 1 Teknik rehber	80
Refills		
50610	Molar üst Büyük 5 Geçici kuron, 1 Crown ölçüm aracı	26
50611	Molar üst Küçük 5 Geçici kuron, 1 Crown ölçüm aracı	26
50612	Molar alt Büyük 5 Geçici kuron, 1 Crown ölçüm aracı	26
50613	Molar alt Küçük 5 Geçici kuron, 1 Crown ölçüm aracı	26
50614	Bicuspid (Premolar) Üst Büyük 5 Geçici kuron, 1 Crown ölçüm aracı	26
50615	Bicuspid (Premolar) Üst Küçük 5 Geçici kuron, 1 Crown ölçüm aracı	26
50616	Bicuspid (Premolar) Alt 5 Geçici kuron, 1 Crown ölçüm aracı	26
50617	Kanin Büyük 5 Geçici kuron, 1 Crown ölçüm aracı	26
50618	Kanin Küçük 5 Geçici kuron, 1 Crown ölçüm aracı	26




Paslanmaz Çelik Kuronlar

Molar Dişler İçin Geçici Kuronlar

Özellikleri

- Süt molarların uzun süreli restorasyonlarında, daimi molarların geçici ve ara tedavi restorasyonlarında kullanılır.
- Zamandan kazanmak için önceden şekillendirilmiştir.
- Çok az düzeltme gerektirir; uygulaması kolay ve hızlıdır.
- Gerçek anatomik formdadır, mükemmel uyum sağlar.



Paslanmaz Çelik Kuron Yedeği

Ürün Kodu	Ürün Adı	Tavsiye Edilen Hekim Fiyatı (Euro)
D-UR-2/3/4/5/6/7	Ion Ni-chro Paslanmaz Çelik Kuron Yedeği	6
D-UL-2/3/4/5/6/7	Birinci Süt Molar (2 Adet Kuron)	
D-LR-2/3/4/5/6/7		
D-LL-2/3/4/5/6/7		
E-UR-2/3/4/5/6/7	Ion Ni-chro Paslanmaz Çelik Kuron Yedeği	6
E-UL-2/3/4/5/6/7	İkinci Süt Molar (2 Adet Kuron)	
E-LR-2/3/4/5/6/7		
E-LL-2/3/4/5/6/7		
ND-48	Paslanmaz Çelik Kuron Yedeği Süt Molar (48 Adet Kuron)	140
C-180	Polikarbonat Kuron Seti (180 Adet Kuron)	350