



Yeni Nesil **LOGOS JUNIOR PREMIUM** Beklentilerinizin Zincirlerini Kırıyor.

Bir Dental Ünit Kliniğinize ,Çalışmalarınıza,Hastanıza Ne Katabilir ki ? Dediğiniz noktada

Diş Hekimliğinde Gelinen Noktada Farkımızı Ortaya Çıkarabilmemiz İçin Hastaya Her Yönü İle Farklı Bir Alan Oluşturmak Zorundayız.Castellini Dental Ünit Tüm Kliniğinize Değer Ve Farklılık Katar.

Sizin Ve Hastanızın Kendini **VIP** Salonunda Hissedeceği

**LOGOS PREMIUM** Serisi;

Hastamıza Daha İyi Tedavi Hizmeti Sunabilmek İçin Bir Çok Cihazı Ve Enstrümanı Kullanmak Zorunda Olduğumuz Bu Dönemde Daha Karmaşık Yapıda Ve Yer Kaplayan Cihazlarla Dolu Bir Muayenehane Odası Mı Yoksa Daha Sade Bir Odamı Size Ve Hastanıza Konfor Sunar.

Hastanızın Kendini

Daha Güvende Ve Rahat Hissedebileceği Ünit Dizaynı

Daha Rahat Tedavi Edilebileceği Bir Koltuk Yapısı

Daha Hızlı Tedavi Süresi Alabileceği Enstrüman Ekibi

Hastanızı Ve Kendinizi Bulaşıcı Hastalıklardan Korumanıza Yardımcı,

Antibakteriyel Döşeme

Antibakteriyel Boyama

Autosteril Dezenfeksiyon Sistemi

Otoklavda Steril Edilebilir El Temas Parçaları İle Siz Ve Hastalarınız Daha Yüksek Güvenlik Seviyesinde

Ve

Castellini **Logos Premium** Size

**Endodonti İçin** ;16:1lik GOLDSPEED Anguldurvası İle Çalışabileceğiniz

Özel Endo Modu

Dahili Apex Locater

Normal, Revers, Autorevers 3 Farklı Dönüş Yönü

0,5 Ncm Tork İle 6 Ncm Arası Tork Ayarı

10 Rpm İle 3250 Rpm Arası Hız Ayarı

İstenilen Sıvıyı Kullanma İmkani Sunar

**Cerrahi Çalışmalarınız İçin** : ELEKTROSURGISON İle Daha Hassas Kemik Kesme İşlemi Sunar.

Oral, İmplant, Periyodontal, Ortodontik, Enzootik Ve Ekstraktif Cerrahi İçin Mükemmel Olan Surgison, Üstün Performans Özellikleri Sayesinde Yüksek Klinik Kalite Ve Optimal Çalışma Koşulları Sağlar. Surgisonun Kesme Eylemi Sadece Kemik Dokularında Etkilidir, Diğer Frekanslar Yumuşak Dokuyu Kesmek İçin Gerekecektir Ve Bu Özellikle İnce Damar Ve Sinir Yapılarına Yakın Kemik Dokularında Güvenli Çalışabilir Hale Gelmede Yararlı Bir Kalitedir.

**ELEKTRO SURGRY İle ELEKTRO CERRAHİ**

18 K Altın Plakalı Halkalar Metalin Yüksek İletkenliği Sayesinde Cerrahi Operasyonun Etkiliğini Fark Edilecek Derecede Arttırır. Elektronik Kontrol, Ayak Kontrolüyle Her Zaman Yapılması Mümkün Olmayan En Kısa Aktivasyon Zamanlarının Mükemmel Derecede Tekrar Üretilmesini Garanti Eder.

**İmplant Çalışmaları İçin: GOLDSPEED 20R:1L Lik Anguldurva İle**

10 Rpm İle 2500 Rpm Arası Hız Aralığı

0,5 Ncm İle 55 Ncm Arası Tork Aralığı

İzotonik Sıvı Kullanımı

Çalışılan Kemiğin Anında Kemik Yoğunluk Ölçümü Sunar

Her Uzmanlık Alanına Özel Uzman Enstrüman Ekibi İle Ek Başınıza Bir Klinik Gibi Çalışabilirsiniz.

İşte Size **LOGOS PREMIUM** Ayrıcalığı

2 Adet Işıklı Titanyum Gövde Titanyum Nitraf Kafa Yapılı Castellini **SILENT GOLD POWER** Türbin

1 Adet 50.000 Rpm Hızı Ve Ayarlanabilir Tork Ve Hız Aralığı Castellini **IMPLANTOR 2LF** Işıklı Elektrikli Mikromotor

1 Adet Endodontik Çalışmalarınızı Kısaltan Ve Konforo Dönüştüren Özellikleri İle Castellini **GOLDSPEED 16:1** Endodontik Anguldurva

1 Adet Hassas Apex Boyu Ölçebilmemiz İçin Castellini **LAEC** Apex Bulucu Sistem Ve Ara Aparatları

1 Adet İmplant Çalışmalarınızı En Güvenli Şekilde Yapabilmemiz İçin Titanyum Gövde, Işıklı ,İçten Ve Dıştan Sulu Castellini **GOLDSPEED 20R :1L** Cerrahi Anguldurva

1 Adet Hızı Ayarlanabilir 32.000 Hz Sürekli Güç Sağlayan Yapısı İle ,Endodonti Çalışmalarımızda Yapabildiğiniz **PIEZOSTERIL 5** Scaler

1 Adet Değişik Kesim Süreleri Ve Modları İle 5 Değişik Kesim Ucu İle 32.000 Khz İle 25.000 Khz Güç Aralığı İle Castellini **ELEKTROSURGISON**

1 Adet Elektro Cerrahide ,Değişik Ve Hassas Yumuşak Doku Çalışmalarımızda Tüm Beklentilerinizi Sonuna Kadar Karşılaman Işıklı Sistemi İle Castellini **MINITOM 2LF**

2 Adet 6 Fonksiyonlu Titanyum Gövdeli **MULTISTERIL** Hava Su Spreyi

1 Adet Sıcak Su İhtiyacınız İçin **WATER HEATER** Sıcak Su Kiti

1 Adet Durr **VS 250 SUCTION** Cerrahi Emici

1 Adet **LEDA** Led Işık Cihazı

1 Adet Lcd Monitörünüz İçin **VGA** Kablolarıyla Tamamlanmış Mönitör Kolu

1 Adet 19ınc Lcd Monitör

1 Adet Kablosuz Ağız İçi Kamerası

1 Adet **VECTOR** Hekim Taburesi

1 Adet **RONDO** Asistan Taburesi

1 Adet 35.000 Lux Kompozit Çalışma Gözlüğüne Sahip **LUNA** Reflektör

Dış Hekimliği Hiç Bu Kadar Lux Ve Rahat Olmamıştı