


Enfeksiyon Önleme



3M ESPE



Enfeksiyon Önleme

Otoklav
3M™ Kimyasal™ İndikatör
3M™ Nexcare
3M™ Maskeler



3M Masa Üstü Buhar Otoklavı

Özellikleri

- Microişlemci ile kontrol edilen elektronik bir cihaz.
- Süreç değerlendirme sistemi her aşamayı kontrol eder.
- Türkçe dil seçeneği.
- Hızlı buhar oluşturma sistemi.
- Tek parçalı, paslanmaz çelik sterilizasyon haznesi.
- Elektrikli kapı kilitleme sistemi.
- Geniş ekran likid kristal görüntü (LCD).
- Tamamen kullanıcıya özel hazırlanabilen 11 farklı sterilizasyon programı.
- 15 dakikada sonuçlanan hızlı program seçeneği.

Teknik Özellikler

- Tip B (EN 13060 : 2004'e uygun)
- **Hazne boyutları**
 - Yükseklik : 250
 - Derinlik : 350
- **Hazne hacmi** : 17 lt
- **Dış boyutlar**
 - Uzunluk : 475
 - Yükseklik : 410
 - Derinlik : 580 mm
- **Net ağırlığı** : 58 kg
- **Su deposu** : 4 lt. 6-10 çevrim yapılabilir.
- **Voltaj** : 220 / 240V
- **Frekans** : 50/60 Hz
- **Güç** : 2300W
- **Sterilizasyon Programları** : 11 mevcut,
4 (öncede belirlenmiş)
- **Test Programları** : Helix/Bowie&Dick test vakum testi
- **Toplam Sterilizasyon yükü**
 - Sert/Paketlenmemiş oluklu malzemeler: 6 kg.
 - Sert/Paketlenmiş oluklu malzemeler: 3kg.
 - Güvenlik valfi.

Standart ve Direktifler

- **93 / 42 / EEC** : Tıbbi cihazlar direktifi.
- **83 / 336 / EEC** : Elektromanyetik uyum direktifi.
- **73 / 23 / EEC** : Düşük voltaj direktifi.
- **EN 13060:2004** : Küçük buhar sterilizatörü standardı.
- **EN 61010 - 1** : Laboratuarda kullanılan elektrikli aletler için güvenlik gereksinimleri.
- **EN 61010-2-041** : Buhar kullanılan otoklavlar için özel gereksinimler.



B170N PRO P

Ürün Kodu	Ürün Adı	Tavsiye Edilen Hekim Fiyatı (Euro)
B170N PRO P	Buhar Otoklavı	5450



Ürün Kodu	Ürün Adı	Tavsiye Edilen Hekim Fiyatı (Euro)
1243 A	Kimyasal İndikatör Her pakette 500 Adet İndikatör bulunur.	140



Nexcare

Anında Hazır Soğuk Kompres Paketi

Özellikleri

- Ağrı ve sızılara karşı anında soğuk uygulama sağlar.
- Kullanımı çok kolaydır, ürünün aktif hale geçmesi için dondurucuya gerek yoktur.
- Ürünü aktif hale getirmek için paketin ortasına bastırmak yeterlidir.
- Tek kullanımlıktır.



Nexcare Anında Hazır Soğuk Kompres Paketi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Tavsiye Edilen Hekim Fiyatı (Euro)
N1574	Nexcare Anında Hazır Soğuk Kompres Paketi	6

Kompres Paketi

Travma sonrası soğuk uygulamaları için çok kullanımlık kompres paketi.



Nexcare Cold Hot Mini

Ürün Kodu	Ürün Adı	Tavsiye Edilen Hekim Fiyatı (Euro)
1573B	Nexcare Cold Hot Mini	4

Maske



Anatomik Maske



Maske

Ürün Kodu	Ürün Adı	Tavsiye Edilen Hekim Fiyatı (Euro)
1942FB	Anatomik Maske (Mavi) (50 adet)	32
1826	Maske (50 adet)	8

Gözlük

Özellikleri


- Darbe direnci yüksektir.
- 1. sınıf yüksek optik netliğe sahiptir.
- Polikarbonat mercek tehlikeli UV radyasyonuna karşı belirtilen seviyelerde güvenilir koruma sağlar.
- Daha fazla dayanıklılık ve gelişmiş görüş için çizilmeye karşı koruyucu kaplamaya ve buğu önleyici kaplamaya sahiptir.
- Şakak uzunluğu kişiye göre ayarlanabilir.
- Mercek açısı ayarlanabilir.
- Yumuşak şakak uçları basıncı azaltır.
- Hafiftir.



Gözlük

Ürün Kodu	Ürün Adı	Tavsiye Edilen Hekim Fiyatı (Euro)
2740	Gözlük	14
2720	Gözlük	14





Index

A

Adper™ Easy One	19
Adper™ SE Plus	18
Adper™ Prompt™ L-Pop™	17
Adper™ Scotchbond™	15
Adper™ Single Bond 2	16
Alkaliner™ Minitip™	8

B

C

Cavit™ G	29
Clinpro™ Sealant	26

Ç

D

Durelon™	61
----------	----

E

Elipar™ Freelight 2	74
Express™ XT Light Body	43
Express™ XT Penta Putty	42
Express™ XT Putty Quick	44

F

Filtek™ P60	23
Filtek™ Silorane	24
Filtek™ Silorane Adeziv	24
Filtek™ Supreme XT	20
Filtek™ Supreme XT Flowable	21
Filtek™ Z250	22

G

Gözlük	77
--------	----

H

I

Impregum™ Garant™ L DuoSoft™	38
Impregum™ Penta Soft	36
Impregum™ Penta™ H DuoSoft™	38
Impregum™ Soft	37

K

Ketac™ Cem Easymix	59
Ketac™ Cem Plus	60
Ketac™ Cem radiopaque	59
Ketac™ Molar Easymix	9
Ketac™ Molar Quick Aplicap	9
Ketac™ N 100	11

L

Lava™ Full Seramik Sistemi	67
Lava™ Scan ST	68
Lava™ Seram	69

M

Masa Üstü Buhar Otoklavı	75
Maske	76

N

Nexcare Cold Hot	76
------------------	----

Ö

P

Paslanmaz Çelik Kuronlar	51
Palgat™ Plus / Quick	32
Pentamix™ 2	45 & 72
Photac™ Fil Quick	10
Protemp™ 3 Garant™	50

R

Ramitec™ Penta™	33
RelyX™ ARC	57
RelyX™ Fiber Post	58
RelyX™ Luting	60
RelyX™ Temp E	62
RelyX™ Temp NE	62
RelyX™ Unicem Aplicap / Maxicap	56
RelyX™ Veneer	57
RotoMix™	73

S

Scotchbond™ Asit	15
Sof-Lex™	27-28

T

Ü

V

Valux™ Plus	23
Vitrebond™	8
Vitremer™	10

Açıklamalar

- Bu ürün kataloğu, 3M ESPE tarafından tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını içermektedir.
- Liste fiyatları Euro bazında 60 gün vadeli son kullanıcı fiyatları olup, KDV hariçtir.
- 3M ESPE'nin önceden haber vermeksizin fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.
- Ürün resimleri fikir vermek amacıyla kullanılmıştır.
- Basımdan kaynaklanan hatalardan 3M ESPE sorumlu değildir.

