



oncu
dental

İÇERİK

CİHAZLAR.....	2-12
PREPARASYON VE OBSTURASYON.....	13-17
KÖK KANAL PREPARASYON VE TEDAVİ ÜRÜNLERİ.....	18-21
KÖK KANAL DOLGU & KAİDE MADDELERİ.....	22-25
AKSESUARLAR.....	26-27
YARDIMCI ÜRÜNLER.....	28-32



CİHAZLAR

Entegre Apex Locator'lı Endodontik Mikromotor



Özellikleri

- Hafızada kayıtlı 15 program.
- Tork ve devir ayarlı.
- 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği.
- Başlık üzerinde apex locator.
- Ayrıca kullanılabilir opsiyonel apex locator aparatları.
- Autoreverse özelliği.
- 6:1 oranlı Sirona Angldruva.

Uygulama çeşitliliği ve fonksiyonu açısından güvenlidir.

- Eğe sistemini seçebilirsiniz.
- Tüm önemli NiTi sistemleri için önceden programlı tork ve hız ayarı.
- Çok çeşitli hız ve tork ayarı kolayca yapılır ve hafızaya alınabilir.
- Otomatik güvenlik fonksiyonlarıyla akıllı kontrol.
- Arzuya göre sırf motor veya apex locator veya birlikte çalışabilir.
- Uygun pil operasyonu: motor sarj olurken de çalışabilir



Entegre, mükemmel apex bulucu


- Çalışırken simultane kanal boyu tespiti veya sadece apex boyu tespiti.
- Apexe ulaşıncaya otomatik stop.
- Eğe durumunun LED ekranda sürekli gösterilmesi.
- X ışını kullanmadan güvenilir kanal boyu tespiti.

Entegre, apex locator'lı yüksek kaliteli angldruva

- Kolay görüş çalışması için küçük kafa.
- Kolay eğe takma klibi
- Çabuk eğe değişimi.



Fonksiyonel kontrol paneli



- **ANA** Zor kanallarda tork limitini düşürerek güvenliği artırır.
- **ASR** Tork limitine gelince otomatik stop ve tersine dönüş.
- **MENU** Basit ve pratik menü seçimi.
- **CAL** Steril edilmiş el parçasının kalibrasyonu.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
V041103000000	VDW Gold	1990 €

Endodontik Mikromotor



Özellikleri

- Şarj edilebilir.
- 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği.
- Tork ve devir ayarlı.
- Autoreverse özelliği.
- 6:1 oranlı Sirona Angldruva.

Kullanıcı dostu

- Güvenli operasyon için tork kontrolü.
- Birçok NİTİ sistemi için geniş tork kapsamı.
- Tüm NİTİ sistemleri için özel tork ve hız seçimi.
- 15 özel ayar için kişisel program seçimi.
- Uygun pil operasyonu: motor sarj olurken de çalışabilme.
- Sesli uyarı sistemi.

Ugulama kolaylığı

- M_{two} ve bir çok sistem için önceden programlanmış tork ve hız ayarı.
- Kolay menu göstergesi.
- Kolay kullanım ve anlaşılır açıklama.

Otomatik güvenlik fonksiyonları

- Tork limitine ulaşınca otomatik tersine dönüş. (ASR, Auto Reverse)
- Akustik uyarı sinyalleri.
- Tork değerinin %75 ine ulaşınca
- Rotasyon tersine dönünce.

Yüksek kaliteli angldruva


- Kolay görüş çalışması için küçük kafa.
- Çabuk eğe değişimi.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
V041153000000	VDW Silver	990 €

Apex Ölçer


Güvenilir ve kesin sonuç



- Apikal bölümün yapısını gösteren büyütülmüş görüntü
- Her kullanımda kalibrasyon gerekmez
- Kanal eğesinin tüm kanal boyunca hareketinin canlı olarak izlenmesi
- Multi- frekans sistemi ile alternatif akımlı ölçüm

Kullanıcı ve hasta dostu

- Kolay kullanılabilen menü
- Katlanabilir ekran ile opsiyonel çalışma açısı
- Yeniden doldurulabilen AAA Piller
- Pil dolum seviyesi göstergesi
- Net sonuçlar için hasta demo programı



Apex Zoom: Foramen apikale yakınlığı görmek için bölgenin özel projeksiyonu

Koronal orta bölümde eğenin canlı izlenmesi

Perforasyon durumunda uyarı işareti

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
V040145000511	VDW Raypex	950 €

Sıcak Kanal Dolgu Cihazı




- Sıcak vertikal kondensasyon ile %90 başarı oranı (toronto study 2003 and 2004)
- Her kanal tipinde güvenli kullanım
- Homojen ve sıkı dolgu
- Lateral kondensasyona göre daha hızlı dolgu restorasyonu
- Tek seansta adesive restorasyon mümkündür.
- Diş kırıkları açısından minimum risk
- Kanal postlarının kolay yerleştirilmesi; istenilen seviye kadar dolum yapabilme imkanı, fazla gutta – perchanın uzaklaştırma işlemini gereksiz kılar.



Kolay kullanım

- Downpack ve Backfill yöntemlerine ayrılmış kolay kullanım
- Tek tuşla kolay yönlendirme
- Bireysel ayarlanabilir parametreler
- Sık kullanılan parametreleri kaydedebilme
- 360° dönebilen el parçası



BeeFill Heat Plugger

- Downpack tekniğine uygun
- Cutting Wave
- Çabuk ısınma ve soğuma
- ISO renk kodlamasına uygun
- Kolay uç değişimi

Heat plugger standard 40/05	547 000 040
Heat plugger soft 50/05	548 000 050
Heat plugger soft 60/05	549 000 060



BeeFill Termal Tepki Ucu

- Pulpa hassasiyeti ölçümü için test ucu




Gutta BeeFill Kartuşları

- Sıcak gutta enjeksiyonu
- Eğri ve dar kanallarda kullanıma uygun
- Tek kartuşla 4-6 kanal dolumu
- Her kanal anatomisine uygun kartuş
- Her blisterde 10 kartuş

Macctou El Plugger'ı

- Derinlik işareti olan paslanmaz çelik plugger
- Sıcak guttaperkanın vertikal kondensasyonu
- Ergonomik silikon sap.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
V040541000000	VDW BeeFill	2300 €

Gutta Kesici



- Kesici ucun halka şekli kaviteye kolay giriş sağlar ve fazla Gutta-Percha kanal ağzında kesilir
- Soğuk kalır ve düğmeye basıldığı anda uç hemen ısınır.
- Düğmeye basma bırakıldıktan sonra uç saniyeler içinde soğur.
- Sıcak kesim dolgu maddesinin yerinde gevşemesini önler.
- Hasta başına sadece kablosuz el parçası kullanılır.

GuttaCut El Parçası



GuttaCut Kesici Uçlar



- Otoklava girebilir.
- 4'lü set halindedir.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
V040143000000	VDW Gutta Cut	180 €

Orange Dental Loupe

En iyi alan derinliğine sahip ve bir köşeden diğer köşeye en keskin görüntüyü sağlayan dünyanın en konforlu lupu.



Opt-on TTL

Her bir opt-on TTL sizin kişisel pupiller aralığınıza özel olarak üretilir ve her defasında tekrar ayarlanması gerekmez. Bir opt-on TTL maksimum konforu ve kişisel pupiller aralığı ile mümkün olan en geniş görüntü alanının kombinasyonunu oluşturur.



Opt-on Flip-up

Lup birkaç kişi tarafından kullanılacaksa idealdir. Opt-on Flip-up, bireysel okülerinizi ayarlamanız için size maksimum dereceyi sunar. Özgürce görmeniz gerektiğinde, basitçe oküleri değiştirebilirsiniz.

Ergonomik

Ayarlanabilir çerçeve ile her zaman en ideal görüntü açısını seçebilirsiniz.



Hafif

- Opt-on TTL 32 gr, Opt-on Flip-up 48 gr



Ayarlanabilir çalışma mesafesi


- Değiştirilebilen VarioClips ile çalışma alanınızı 300 ve 500 mm arasında değiştirebilirsiniz.
 - VarioClipsler ışığı yansıtmaz ve gözü yormaz.

Vario Clips



Gözlük kullananlar için

- Reçete adaptörü sayesinde, +/- 3 aralığındaki dioptreli parlatılmış lensler lupa takılır.



spot-on^{light}



spot-on^{sun}



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
OR001	Loupe opt-on TTL (2.7 Büyültme)	1450 €
OR002	Loupe opt-on TTL (3.3 Büyültme)	1550 €
OR003	Loupe opt-on Flip-Up	1500 €
OR004	Vario Clips	135 €
OR005	spot-on light	800 €
OR006	spot-on sun	1200 €



- Dentaloscope tedavi bölgesini HD kalitesinde gösterir.
- Detayların algılanabilmesi hassas ve endirekt çalışma imkanı sunar
- **Belirgin :** Her tedavi sırasında eşsiz 2.5x – 25x (10x optik) zum faktörüne ve mikroskobun veya büyütecini okülerine bakmadan inanılmaz derinlik alanına sahip.
- **Aydınlık:** Parlaklık değerleri ise mükemmel (47,000 lux). Tedavi bölgesine erişim limitsiz; optik sensör ile ağız bölgesi arasındaki mesafe 43 cm kadar ayarlanabilir.
- Dentaloscope bir eğitim odasına canlı OP yayını yapma veya derslerde film materyali kullanım imkanı sunar

Endodonti

- 25x'e kadar yakınlaştırma (10x optik) özelliği ile en küçük yapıları bile tanımlama ve tedavi imkanı

Protez / Restoratif Dişçilik

- Özellikle uzun süren tedavilerde Dentaloskop ergonomik çalışma imkanı sunar

İmplantoloji

- Maksimum belirginlik ve mükemmel ışık özelliği kolay ve eksiksiz belgeleme özelliği ile birleştirilmiş. Kolayca bütün tedaviyi kaydedilebilir

Periodonti

- Dentaloscope'un harika alan derinliği ve büyütme özelliği minimum invazif iş yapma olanağı sağlar.
- Örneğin mikro cerrahi dikiş tekniklerinde kolaylıkla kullanılabilir.

Minimal invaziv endodontik kanal dezenfeksiyon cihazı



- Endodontik tedavinin başarılı olabilmesi için kök kanallarının doldurulmadan önce tamamen dezenfekte edilmesi gerekir
- Lazer, ışık aktivasyonu veya irrigasyon yöntemleriyle optimal dezenfeksiyon mümkündür, fakat lateral kanallar için bu yöntemler yetersiz kalmaktadır.
- Endo -safe ile lateral kanalların dahi optimal dezenfeksiyonu mümkündür.
- Yüksek frekanslı impulsları kullanarak kök kanallarının minimal invaziv dezenfeksiyonu sağlar.
- Kontrollü ısı yayılım etkisi ve elektromagnetik impulslarla lateral kanallarda dahi bakteri hücre zarını parçalayarak maksimum dezenfeksiyon sağlar.
- **Güvenli uygulama** : Entegre apex ölçer ile impulsların apexe yeterli mesafede olduğu tespit edilebilir.
- **Düşük ağırlı tedavi** : Anesteziye ek olarak; entegre darbe modülü zayıf pre-impulslar yayarak desensitizationu sağlar.
- **Taşınabilir**: Endosafe pille çalışabilir ve rahatlıkla taşınabilir.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
Endosafe	EndoSafe	3000 €

Orange Dental Smart-pad

Oral Dezenfeksiyon Cihazı



Oral bakterilerin etkili dezenfeksiyonu

Tüm belirtiler için ışıkla aktive edilmiş oral dezenfeksiyon.

Hızlı, güvenilir ve kolay kullanım

Işıkla aktive edilen ve dişte leke yapmayan solusyonu (medikal sınıf tolonyum klorür solüsyonu 12.7 µg/ml) uygulayınız ve kırmızı LED ışık (635 nm) ile aktive ediniz.

Bütün belirtiler için smart-pad etkili dezenfeksiyon sağlar

Bakterilerin dış hücre duvarı seçici olarak tahrip edilir ve bakterilerin % 99.99'u kısa sürede yok edilir

Çoklu kullanımlarda bakteri direnci gelişmez

Daha kısa tedavi süresi, tek seansta tedaviyi tamamlama olasılığı sağlar.

Endodonti

Hazırlanan kök kanalının dezenfeksiyonu /

Tek seansta kök tedavilerinin tamamlanabilme olasılığı

Kronik iltihaplanmada azalma

Periodonti

Antibiyotik kullanmadan periodontal hastalıklarda destekleyici dokunun korunması / açık prosedürlere alternatif

Peri-Implant

İmplantasyon bölgesini etkili bir şekilde dezenfekte ederek yüksek maliyetli implant tedavilerinin korunması. Enfeksiyon durumlarında implant ve çevresinin mükemmel dezenfeksiyonu

Çürük

Minimum invazif işlem ile sert diş dokusunun korunması ve bu sayede remineralizasyonun desteklenmesi

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
OR004	Smart-Pad	2500 €


***PREPARASYON
VE
OBTURASYON***



M_{two} Files



Etkili NiTi Sistemi

- Preparasyondan obturasyona kolay ve güvenli sistem
- Tüm kanallar için tek çözüm
- Simultane Şekillendirme: Fırçasal hareketle kullanıldığında apikal ve lateral olarak keser
- Her eğe bir sonraki için kayganlığı artırılmış bir yol hazırlar
- Gereksiz dentin kaybını önler




S' Kesitli Özel Tasarım

- İki etkin kesici yüzeyi vardır
- Dentin parçacıklarının çıkışına imkan verecek radyal temas prensibi ile dizayn edilmiştir
- Gücünü düşürmeyecek şekilde maksimum esneklikle tasarlanmıştır




Kafa uzunluğu

Keskin Olmayan Uç
Apikalde güvenli çalışma



EĞELER



Asortiler

	Mtwo® 16mm		Mtwo® 21mm	
	21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
10/.04, 15/.05, 20/.06, 25/.06	0007 021 701	0007 025 711	0007 025 701	0007 031 701
30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07	0007 021 702	0007 025 702	-	0007 031 702

Temel Dizi

		Mtwo 16mm		Mtwo 21mm	
Size/Taper		21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
10/.04	●	0234 021 010	0234 025 010	1234 025 010	1234 031 010
15/.05	○	0235 021 015	0235 025 015	1235 025 015	1235 031 015
20/.06	●	0236 021 020	0236 025 020	1236 025 020	1236 031 020
25/.06	●	0236 021 025	0236 025 025	1236 025 025	1236 031 025

Geniş Kanal Anatomileri

		Mtwo® 16mm		Mtwo® 21mm	
Size/Taper		21 mm	25 mm	31 mm	
30/.05	●	0235 021 030	0235 025 030	1235 031 030	
35/.04	●	0234 021 035	0234 025 035	1234 031 035	
40/.04	●	0234 021 040	0234 025 040	1234 031 040	
45/.04	○	0234 021 045	0234 025 045	1234 031 045	
50/.04	●	0234 021 050	0234 025 050	1234 031 050	
60/.04	●	0234 021 060	0234 025 060	1234 031 060	

C-Pilot Files



Döner alet kullanımı öncesi kanalın hazırlığında

- Paslanmaz çelik, CC+ Sap
- Özel bir termal sertleştirme işlemi nedeniyle yüksek bükme gücü
- Eğe kullanımı öncesinde pürüzsüz bir kaygan çalışma yüzeyi oluşturulmasını sağlar
- İnaktif Pilot Uç (Keskin Olmayan), ensturmanın kanal boyunca güvenli ilerlemesini sağlar
- Kavisli ve kalsifiye kök kanalları için uygun
- Radyopak derinlik işaretleri
- Iso renk kodlaması

Size		19 mm	21 mm	25 mm	
06	●	368 019 006	368 021 006	368 025 006	
08	●	368 019 008	368 021 008	368 025 008	
10	●	368 019 010	368 021 010	368 025 010	
06-10		368 019 210	368 021 210	368 025 210	
12.5	●	368 019 012	368 021 012	368 025 012	
15	●	368 019 015	368 021 015	368 025 015	

M_{two} Retreatment Files



Dolgu maddelerinin etkili şekilde çıkarılması için özel dizayn

- Kolay ilerleme için kesici uç
- Ekstra basınç uygulamadan dolguya girmesini sağlayan aç

6'lı Blister

Size/Taper		21 mm	
R 15/.05	○	0232 021 015	
R 25/.05	●	0232 021 025	
3 x R 15/.05, R 25/.05 each		0232 021 202	
Set of 6 x R 15/.05 and 6 x R 25/.05		0011 021 500	

Dar Kanallar İçin

Geniş Kanallar İçin



M_{two} Paper Points



- Tam doygun uçlar ile güçlü bağlanma etkisi
- 18,20,22 mm lik derinlik işareti
- Enfeksiyon kontrolü için blister ambalaj
- 144 parça: Her blisterde 4 parça

Size/Taper		29 mm
25/.06	●	0225 629 025
30/.05	●	0225 529 030
35/.04	●	0225 429 035
40/.04	●	0225 429 040
45/.04	●	0225 429 045
50/.04	●	0225429 050
60/.04	○	0225429 060
25/.07	●	0225 729 025
30/.06	●	0225 629 030
35/.06	●	0225629 035
40/.06	●	0225629 040
48 x 25/.06, 24 x 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07 each		0225029 457

M_{two} Gutta-Percha



- M_{two} NiTi Sistemine uygundur
- Sıcak ve soğuk obtrasyon tekniklerine uygun
- α-bazlı , düşük erime noktası
- 60'lık kutularda

Size/Taper		28 mm
25/.06	●	0220 628 025
30/.05	●	0220 528 030
35/.04	●	0220 428 035
40/.04	●	0220 428 040
45/.04	○	0220 428 045
50/.04	●	0220 428 050
60/.04	●	0220 428 060
25/.07	●	0220 728 025
30/.06	●	0220 628 030
35/.06	●	0220 628 035
40/.06	●	0220 628 040
20 x 25/.06, 10 x 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07 each		0220 028 457

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
	M _{two} 4'lü Eğe	24 €
	M _{two} GuttaPercha	14 €
	M _{two} Paper Points	10 €
	Retreatment 6'lı Eğe	36 €
	C Pilot 6'lı Eğe	12 €
	Kendo Eğeleri (K,H- Files)	5 €

***KÖK KANAL PREPARASYON
&
TEDAVİ ÜRÜNLERİ***



File Care Edta



Kök Kanal Hazırlama Jeli

- Jel içeriği %15 edta ve %10 karbamid peroksittir.
- Smear tabakasını ve dentin atıklarının kanal dışına atılmasına yardımcı.
- Endodontik tedavi ve dolgu maddeleri için gelişmiş kanal penetrasyonu.
- Kanal içinde kalsiyum tuzlarını bağlayarak eğenin rahat hareket etmesine yardımcı olur

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
V041010000002	VDW File Care Edta1x3 ml	19 €
V041010000005	VDW File Care Edta5x3 ml	80 €

Edebat



Kök kanal preperasyonları için çözücü solusyon

- Organik debrisin çözünmesine yardımcı olur.
- Edebat patolojik mineral maddelerin çıkarılmasını ve dar veya ulaşılmaz güç kanalların genişletilmesini sağlar.
- İçeriği sayesinde dentin duvarının iyi nemlendirilmesine yardımcı olur.
- Köpürme etkisiyle debrisin apeks içinde sedimente olmasını engeller

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
231201	Edebat 14ml Şişe	28 €

Salvizol



Kök Kanal İrrigasyonu EDTA

- %8'lik Edetic Asit solusyonu
- Edetik asit etkisi smear tabakası ve zararlı bakterilerin eliminasyonu sağlar

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
2661515	Salvizol100ml Şişe	49 €

Hycal



Kalsiyum hidroksit içerikli preperasyon ajanı, şırınga formu.

- Tedavi seansları arasında bakteri üremesinin önler
- Pulpotomi sonrası direk kapama olarak endikedir
- Derin çürüklerde indirek kapama olarak endikedir
- Kanal gelişimi tamamlanmamış bireylerde geçici dolgu materyali olarak kullanılır
- Radyoopaktır.Tüm dolgu ve kavite-linearları altında kullanılabilir

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
259304	Hycal 1x2 ml Şırınga	45 €

KÖK KANAL PREPARASYON VE TEDAVİ ÜRÜNLERİ

Mepacyl



Kök kanal antiseptiği

- Paraklorofenol içerikli lokal antiseptik
- Kanıtlanmış antiseptik etki

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
215150	Mepacyl	32 €

Mta Caps



Kök kanal retreatment ve onarımı için mineral trioksit agregat içerikli siman

- Nemli ortamda dayanıklılığını koruyabilen olağanüstü bir kanal onarım materyali
- Cerrahi endodontik prosedürlerde bir retrograd dolgu malzemesi olarak kullanılan MTA Caps periradiküler iyileşmeye yardımcı olur
- Kanal perforasyonlarını onarır
- Apeksifikasyon için ideal bir malzemedir.
- Tek seansta kalıcı bir apikal tıkaç oluşumunu sağlar.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
215160	Mta Caps	75 €

Pulparthrol



Pulpis tedavi solusyonu

- Pulpitis tedavilerinde endike
- Kök Kanal hastalıklarına bağlı dişeti hastalıklarında.
- Pulpa ekstraksiyonu öncesi geçici sedatif olarak kullanılır
- Kök kanal tedavisi aşamalarında sedatif olarak kullanılır
- Etkili antiseptik

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
263701	Pulparthrol 14ml Şişe	35 €

Alveo-Penga



Diş çekimi sonrası sedatif hemostatik pansuman patı

- Pıhtı oluşumunu hızlandıran hemostatik ajan
- Lodoform: mukoza zarı ve yaralarda uygulandığında antiseptiktir.
- Alveolits gibi superinfeksiyonların oluşumunun engellenmesini sağlar.
- Butoform: tedavi sonrası oluşan ağrıyı dindirmek için bölgesel anestezi.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
203871	Alveo-Penga 30gr Pasta	39 €

HemostasyI Kit

Etkili hemostatik pansuman ajanı



- Mekanik etkili hemostatik ajanı olarak kullanılan orijinal pasta
- Kanama olan yere pratik bir şekilde doğrudan uygulanır
- Dişeti mukozasına basınç yapmadan güçlü bağlanma etkisi
- 2 dakikadan daha kısa sürede etki eder, çoğu vakada saniyeler içinde kanamayı durdurur

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
246200	HemostasyI Kit	78 €

Etik Collagene



Çekim, soket ve mukoza insizyonlarında kullanılabilen cerrahi hemostatik pansuman ajanı

- Kolajen içerikli rulolar kanama yüzeyinin şeklini alır
- Güçlü bir şekilde kanama yüzeyine tutunur ve koagülasyonu destekler
- Rulolar absorbe olur
- Kullanıma hazır steril paketlerdedir

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
281970	Etik Collagene 25 steril rulo	49 €

***KÖK KANAL DOLGU
&
KAİDE MADDELERİ***



2 Seal

2 Seal



2 Seal EasyMix



Kanal Dolgu Patı

- Epoksi-amin bazlı sealer.
- Sıcak obturasyona uygun 250 °C kadar ısıtılabilir.
- Optimal viskozite, tüm kanal bölgesine ulaşır.
- Yüksek biyokompatibilite.
- Uzun süre boyut stabilizasyonu.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
VDW1020	2 Seal 2x4 ml tüp	70 €
VDW1025	2 Seal EasyMix 1x15 gr şırınga	150 €

Cortisomol SP



Kök Kanal Dolgu Patı (Para-Formaldehyde içermeyen)

- Steroidal antienflamatör olan Prednisolon Asetat içerir
- Post operatif ağrının azaltılmasına yardımcı olur
- Radyopaktır
- Kök kanal dolgusu için ideal kıvamlıdır
- Herhangi bir renklendirmeye ajanı içermemesine rağmen, kendi rengi kanal girişini kolaylıkla görünür kılar.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
221606	Cortisomol Sp 25g toz	40 €

Sealite Regular



Kök kanal için daimi dolgu siman (Anti-entlamatuar ajan içermeyen)

- Kanallar içine tamamen yayılır
- Film kalınlığı çok incedir
- Kullanımı kolay
- Radyopaktır

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
266264	Sealite Regular 25 gr toz- 10 ml likit	50 €

Sealite Ultra



Kök kanal için daimi dolgu simanı (%1 Non-steroidal anti-inflammatory içeren)

- Ağrılı post operatif hassasiyet durumlarında endikedir.
- Post operatif ağrıyı önleyen Enoxolone içerir

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
266268	Sealite Ultra 25 gr toz- 10 ml likit	50 €

Eugenol Pur



Çinko-Oksit esaslı likit siman

- Antiseptik, analjezik, antieflamatuar
- %100 Eugenol

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
234110	Eugenol Pur 60ml	49 €

Eugenol Modifie



Çinko-Oksit esaslı likit siman

- Antiseptik, analjezik, antieflamatuar
- Eugenol ve Excipients içerir

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
234105	Eugenol Modifie 60ml	39 €

Resosolv



Phenol-formalin esaslı kök kanal dolguları için çözücü solusyon

- Piyasadaki en güçlü çözücü
- Akrilik bazlı dolguları etkili bir şekilde çözer

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
266112	Resosolv 14ml Şişe	28 €

Cimavit**Geçici dolgu materyali**

- Kullanıma hazır geçici dolgu simanı
- Dentine çok iyi bağlanma
- Ağızda işlem zamanı ortalama 3 dk
- Kolay tespiti sağlayan pembe renk
- Sızıntıyı önleyen plastik bileşenler

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
213858	Cimavit 28gr kavanoz	10 €

Cimavit C Photo**Işıkla polimerize olan geçici dolgu materyali**

- Her tip koronal geçi dolgularında endikedir
- Kullanıma hazır
- Hava geçirgenliğini önleyerek bakteri ve ısıya karşı yalıtım sağlar
- 4 haftaya kadar dişte kalabilir
- Oklüzyon kuvvetine karşı mükemmel direnç
- Tek blok halinde kolay çıkarılabilme

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
213820	Cimavit C-Photo 2X4gr Şırınga	45 €

Cav-Hycal**Işıkla sertleşen kalsiyum hidroksit esaslı kaide maddesi**

- Güçlendirilmiş basınç direnci: 111-135 Mpa
- Polimerizasyon sonrası çözünmez
- Polimerizasyon sonrası emilim olmaz
- Sitotoksiteye neden olmaz
- Sekonder dentin oluşumunu destekler

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
213866	Cav-Hycal 2x4g şırınga -20 tek kullanımlık uç	45 €

OXYDE de ZINC**Çinko oksit toz**

- - Çinko oksit - öjenol esaslı toz siman
- - Geçici dolgu materyali

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
259462	Oxyde de Zinc 300g	

Cavit™ - G

- Oklüzyon yükü olan restorasyonların, inley kavitelelerinin geçici doldurulmasında ve endodontik tedavi sırasında geçici dolgu olarak kullanılır.
- Frez kullanmadan kaviteden uzaklaştırılır.
- El aletleriyle uygulaması kolaydır.
- Nemli ortamda çabuk ve hava kabarcıksız sertleşir.
- Hafifçe genişlemesi marjinal sızıntıyı engeller.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 44313	Cavit-G 28 gr.	14 €

AKSESUARLAR

System Box

M_{two} Box

- M_{two} eğelerinin kolay organizasyonu ve saklanması için, otoklava girebilen kutudur.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
239	System Box	50 €

Interim-Stand



- Tedavi sırasında aletlerin kolay temizliği ve muhafazası için

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
495	Interim - Stand	20 €

Mini-Fix



- Endodontik aletlerin uzunluk ölçümü için

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
179	MiniFix	30 €

Endo Guage






Endodontik alet standı

- Endodontik aletlerin muhafaza ve çalışma boyu ayarı için
- Ortadaki sünger kullanılmış aletler için
- Gutta Percha ve Paper Pointler için uygun
- Sunger parça; kuru sterilizasyon için 95 C° ve otoklav için 134 C° ye kadar dirençlidir

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
PO5335	Endo Guage	144 €

***YARDIMCI
ÜRÜNLER***

EL ALETLERİ

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	708	Elmas Uçlu Presel	79 €
	579	Apikal Kök Çıkarıcı	42 €
	579D	Apikal Kök Çıkarıcı	86 €
	579S	Apikal Kök Çıkarıcı	58 €
	1089/1	Vertikal Kondenisasyon	17 €
	1089/2	Vertikal Kondenisasyon	17 €
	1089/3	Vertikal Kondenisasyon	17 €
	1088/11	Vertikal Kondenisasyon	18 €
	1088/15	Vertikal Kondenisasyon	18 €
	718	Endo Ens Tutucu	79 €
	651	Endo Ens Tutucu	35 €
	652	Primer Bon Tutucu	54 €

Relxy™ U200 Automix



Kendinden Adeziv Üniversal Siman

- **RelyX Unicem** kapsül formundaki self adeziv üniversal rezin simanın“clicker” ambalajdaki formudur.
- Hem kendiliğinden hem ışıkla polimerize olur.
- Asitleme, primerleme, bondingleme aşamalarını ortadan kaldırır.
- Post operatif hassasiyet riskini çok düşürür.
- Güçlü, estetik, neme toleranslıdır.
- Kuron, köprü, inley, onley, post simantasyonlarında kullanılır.
- Metallere, porselenlere, seramiklere, güçlendirilmiş kor seramik sistemlerine, kompozit ve güçlendirilmiş polimerlere, tüm CAD/CAM blok materyallerine yüksek bağlanma sağlar.
- Mine ve dentine geliştirilmiş bağlantı kuvveti ve direnç,
- Güçlü, estetik,
- Optimum akışkanlık ve kolay karışma özelliği.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 5689R	Relyx U200 Automix TR,A1,A2	90 €
3M 56913	Karıştırma ucu (normal)	32 €
3M 56914	15 karıştırma ucu (geniş) & endo uçları	32 €
3M 56917	15 karıştırma ucu (geniş) & intra-oral uçlar	32 €

Relyx™ Ultimate Clicker



- Mükemmel bağlanma direnci olan Dual-cure siman.
- Kullanım kolaylığı: yalnızca iki komponent, daha az sayıda uygulama adımı.
- Çok iyi estetik: yüksek marjinal bütünlük, aşınma direnci ve doğal floresan.
- Clicker™ uygulama sistemi sayesinde daha az artık materyal ve kontrollü dozlama.
- Mine ve dentine bağlanma.
- Bağımsız bir araştırmada RelyX Ultimate siman, bir self-etching primer sisteminin kullanıldığı diğer rezin simanlara kıyasla mineye en yük-

sek bağlanma direncini göstermiştir.

- Renk stabilitesi.
- Renkler ve floresan.

Endikasyonları :

- RelyX Ultimate adeziv rezin siman, bütün indirekt endikasyonların final simantasyonunu kapsar:
- Tüm-seramik, kompozit veya metal inley, onley, kron ve köprüler; 2-3 üyeli Maryland köprüler ve 3-üyeli inley/onley köprüler*
- Tüm-seramik veya kompozit veneerler
- İmplant abutment'ların tüm-seramik, kompozit veya metal restorasyonları
- Postlar ve vidalar
- *Bruksizm veya periodontitisi olan hastalar hariç.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 56924	RelyX Ultimate Clicker Deneme Kiti (A1) 1 Single Bond Üniversal Adeziv 1.5 ml, 1 etchant şırınga 3 ml, 25 etchant şırınga için karıştırma ucu, 50 mikrofırça, 1 RelyX Ultimate Clicker™ (A1) 4.5 g, 1 karıştırma pedi	150 €
3M 56923	RelyX Ultimate Clicker Yedek (B0.5) 4.5gr	100 €
3M 56922	RelyX Ultimate Clicker Yedek (A3O) 4.5gr	100 €
3M 56921	RelyX Ultimate Clicker Yedek (A1) 4.5gr	100 €
3M 56920	RelyX Ultimate Clicker Yedek(TR) 4.5gr	100 €

Relyx™ Fiber Post



Cam Fiber Post

- Doğal diş dokusunun yetersiz kaldığı durumlarda koronal restorasyonu desteklemek amacıyla kullanılır.
- Cam fiber ile güçlendirilmiştir.
- Estetik, radyopak, translüsenttir.
- Esnekliği doğal dişe çok yakındır.
- 3 farklı çapı vardır.
- Apikal ucu koniktir. Böylece preparasyon son derece konservatif şekilde hazırlanabilir.
- RelyX Unicem Kendinden Adeziv Rezin Siman ile hiçbir ön aşama gerektirmeden dişe bağlanır.
- Endodontik tedavinin tekrarı gerektiğinde RelyX Fiber Post dişe zarar vermeden kolayca sökülebilir.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 56860	RelyX Fiber Post Seti 5X1 no'lu post (1.3 mm), 5X2 no'lu post (1.6 mm) 5X3 no'lu post (1.9 mm), 1X1 no'lu drill 1X2 no'lu drill, 1X3 no'lu drill, 1X standart drill 20X uygulama ucu, teknik kart	239 €
3M 56911	Başlangıç Kiti U200 +Fiber Post 1 x 5 ml automix şırınga (8.5 g), 5 kaşırtma ucu (regular), 10 kaşırtma ucu (wide) & endo uçları, 5 kaşırtma ucu (wide) & intra-oral uçlar, 5 RelyX Fiber Posts (1.1 mm dia), 5 RelyX Fiber Posts (1.3 mm dia), 5 RelyX Fiber Posts (1.6 mm dia), 5 RelyX Fiber Posts (1.9 mm dia), 5 drills s 0, 1, 2, 3, Universal	349 €
3M 56861	RelyX Fiber Post Yedek No 1 10X 1.3 mm post, 10X uygulama ucu	104 €
3M 56862	RelyX Fiber Post Yedek No 2 10X 1.3 mm post, 10X uygulama ucu	104 €
3M 56863	RelyX Fiber Post Yedek No 3 10X 1.9 mm post, 10X uygulama ucu	104 €
3M 56864	RelyX Fiber Post Drill No 1 1X 1.3 mm drill	21 €
3M 56865	RelyX Fiber Post Drill No 2 1X 1.6 mm drill	21 €
3M 56866	RelyX Fiber Post Drill No 3 1 adet 1.9 mm drill	21 €
3M 56867	RelyX Fiber Post Drill Standart	21 €

Relyx™ Temp NE



Ojenolsüz Geçici Yapıştırıcı Siman

- Öjenol içermediğinden adeziv simantasyonlarından önce kullanılabilir.
- Düşük film kalınlığı oluşturur ve geçici dişlerin dişe tam uyumunu sağlar.
- Protez ve diş yüzeyinden kolaylıkla uzaklaştırılır.
- Diş yüzeyinde artık bırakmaz.








Relyx™ Temp E



- Geçici ve daimi kuren ve köprülerin geçici olarak yapıştırılmasında kullanılır.
- Protez ve diş yüzeyinden kolaylıkla uzaklaştırılır.
- Diş üzerinde artık bırakmaz.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 56660	RelyX Temp NE 1 adet baz 30 g, 1 adet katalizör 13 g, Kaşırtma kağıdı	29 €
3M 35014	RelyX Temp E 1 adet baz 25 g, 1 adet katalizör 18 g, Kaşırtma kağıdı	34 €



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
NTI 250	Dentin Pimi 25 adet pim 2 adet drilli -Sarı,Yeşil,Kırmızı kodlanmış ebatlarda	23 €
NTI 500	Çelik Frez (5'lik Ambalaj)	2.2 €
NTI 80	Hard Frez İnce Tip	9.6 €
NTI 100	Hard Frez Canavar Tip	13.2 €
NTI 203	Güçük Çivisi (Çivili S 1000'lik)	44 €
NTI 215	Güçük Çivisi (Çivili M 1000'lik)	44 €
NTI FS3	Zımpara	42 €
NTI G9920	Frez Temizleme Taşı	60 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
TriHawk	Talon Bur	6 €

Fiber Post

Polydentia GF Post

Nitelik	Ref.No
Polydentia GF Posts 5x1.3mm - 5 x1.5mm - 5x1.7mm Posts	P5291
Polydentia GF Posts Kit 5 posts+1 drill 1.3mm - 5 posts+1 drill 1.5mm 5 posts+1 drill 1.7mm	P5292
Polydentia Prezisyon Dri 1x1.3mm - 1x1.5mm -1x1.7mm Prezisyon Drill	P5299
Polydentia GF Posts Kit XS 5 posts+1 drill 1.3mm - 5 posts+1 drill 1.5mm 5 posts+1 drill 1.7mm	P5285
Polydentia Prezisyon Drill XS 1x1.3mm - 1x1.5mm -1x1.7mm Prezisyon Drill	P5284
Refill	
Polydentia GF Posts 10 posts 1.1	P5281
Polydentia GF Posts 10 posts 1.3	P5293
Polydentia GF Posts 10 posts 1.5	P5295
Polydentia GF Posts 10 posts 1.7	P5297
1 precision drill 1.1	P5282
1 precision drill 1.3	P5294
1 precision drill 1.5	P5286
1 precision drill 1.7	P5288



Yeni, beyaz opak cam-fiber post u en yüksek estetik dişçilik için üretilmiştir Polydentia Cam Fiber Postları metal postlara mükemmel bir alternatif sağlar , hem anterior hem de posterior dişler üzerinde estetik restorasyonlar için ideal çözüm yoludur. Paralel, uzunlamasına fiberler postun yapısını takviye ederler ve esnekliğini artırır. Cam fiber post gerekli görülen uzunlukta istenildiği gibi kısaltılabilir. Cam fiber postların elastisite modülü 42 GPa'dır, ki buda dentininkine çok yakındır, bütün dentin bileşenleri üzerine uygulanan kuvvetleri yeniden dağıtarak düzenlenmesini olanaklı kılmaktadır.

- Muhteşem estetik.
- Yüksek mukavemet ve güvenilirlik.
- Biyolojik olarak uyumlu.
- Dentinin yapısına benzeri bir elastisite modülü
- Kuvvetin homojen dağılmasını sağlar.
- Dentinde veya kök fraktürlerinde baskının yoğunlaşması yoktur.
- Kor kompozitine mükemmel ve güçlü yapışmaz.
- Kolay ve hızlı bir şekilde çıkarılma. Dokuya tutunan preparasyon
- Bir oturum-celsede yapılan direkt kompozit kor yapımı
- Ekonomiktir.
- Giderek incelen uç bölgesiyle paralel şekilli
- Düşük radyopasite.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5292	GF Post Kit 5 posts+1 drill 1.3mm - 5 posts+1 drill 1.5mm - 5 posts+1 drill 1.7mm	155 CHF
P5285	GF Post XS Kit 5 posts+1 drill 1.3mm - 5 posts+1 drill 1.5mm 5 posts+1 drill 1.1mm	155 CHF
P5291	GF Post Seti 5x1.3mm - 5 x1.5mm - 5x1.7mm Posts	89 CHF
P5281	GF Post Refil 1.1mm	50 CHF
P5293/5/7	GF Post Refil 1.3mm,1.5mm,1.7mm	65 CHF
P5282	GF Post Drill 1.1mm	40 CHF
P5294/6/8	GF Post Drill 1.3mm,1.5mm,1.7mm	40 CHF

Merkez : Oğuzhan Cd. No:45 Fındıkzade / İSTANBUL
Tel : +90 212 621 51 40 Fax:+ 90 212 523 39 49

Şube : Boğaz Sk. 5/2 Kavaklıdere / ANKARA
Tel:+ 90 312 466 99 23-24-25 Fax : + 90 312 467 00 52

www.uncudental.com / info@uncudental.com
Her Hakkı Öncü Dental A.Ş. 'ye aittir.(2015)

BasmıMED-KAR Matbaacılık Kağıtçılık Toplam Kurumculuk İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 08/03/2014 -1.Cir