






Online Endo Katalog

Öncü Dental Tescilli Markalarıdır.



the Wand®

Ağrısız Tek Diş Anestezisine Modern Yaklaşım



150 Yıldır
Değişmeyen
Şırınga

19.Yüzyıl
Şırıngası

21.Yüzyıl
Şırıngası

Mikroskop



- Standart PD ayarlayıcı
- 6 farklı yakınlaştırma ayarı (maksimum 25.6x büyütme)
- VarioDist objektif lens ile 190 – 300 mm. Çalışma mesafesi
- Kontrol edilebilir, ortalama 20 yıl ömürlü, 70.000 Lx LED aydınlatma
- Aydınlatma şiddeti ayarı
- Sarı ve yeşil aydınlatma lensi
- Dahili ayaklı stand
- 120 derece dönebilen, ayarlanabilir kafa
- Duvar veya tavan monte seçeceği mevcuttur.

Dahili Full HD Kameralı Mikroskop



- Standart PD ayarlayıcı
- 6 farklı yakınlaştırma ayarı (maksimum 25.6x büyütme)
- VarioDist objektif lens ile 190 – 300 mm. Çalışma mesafesi
- Kontrol edilebilir, ortalama 20 yıl ömürlü, 70.000 Lx LED aydınlatma
- Aydınlatma şiddeti ayarı
- Sarı ve yeşil aydınlatma lensi
- Dahili ayaklı stand
- 120 derece dönebilen, ayarlanabilir kafa
- Duvar veya tavan monte seçeceği mevcuttur.

Dahili 3D Kameralı Mikroskop



- Standart PD ayarlayıcı
- 6 farklı yakınlaştırma ayarı (maksimum 25.6x büyütme)
- VarioDist objektif lens ile 190 – 300 mm. Çalışma mesafesi
- Kontrol edilebilir, ortalama 20 yıl ömürlü, 70.000 Lx LED aydınlatma
- Aydınlatma şiddeti ayarı
- Sarı ve yeşil aydınlatma lensi
- Dahili ayaklı stand
- 120 derece dönebilen, ayarlanabilir kafa
- Duvar veya tavan monte seçeceği mevcuttur.



Kaplamalı Alman Lensler

Germany Schott lensler çok katlı ve anti-reflektiftir.



VarioDist Lens

Çalışma mesafenizi mikroskobu yukarı veya aşağı hareket ettirmeden 190 mm - 300 mm aralığında ayarlamınızı sağlar.



Geniş göz mercekleri

Geniş göz mercekleri, gözlükleriyle çalışmak isteyen diş hekimleri için mükemmel bir şekilde uygundur. Mikroskop üzerindeki merceklerle uyumludur.



6 aşamalı büyütme

Her vaka için uygun yakınlaştırmayı ayarlama kontrolü



PD Ayarlayıcı

Hekimlerin kendi gözbebeği ayarlarını hızlı ve uygun yapabilmeleri için tasarlanmıştır.



Dengeleme kolu

Dengeleme kolu, harici bir kamera takıldığında dahi, mikroskobun yeniden konumlandırılması sırasında ultra yumuşak, akışkan ve mükemmel dengeyi garanti eder.



0 – 180 ° ayarlanabilir binoküler tüp

Kullanıcı konforu için istenilen en geniş mesafeye kadar ayarlanabilen binoküler ayarlayıcı.



Sarkaç Fonksiyonu

Bu fonksiyon, binoküler kafa yönünü değiştirmeden optik bölmenin yönünü değiştirerek kullanıcının dik bir izleme konumunda kalmasını sağlar.



WirelessST kablosuz pedal kontrolü (SLR kamera)

Titreşim ve kontaminasyon problemlerini engellemek için kameraya dokunmadan görüntü almanızı sağlar.



Lazer Filtresi

Diode, Nd-YAG ve Er-YAG lazerlerin ışınlarından göz retinasını korumak için tasarlanmıştır.



Dual Iris Diagram

Dual iris diyagramı, alan derinliğini arttırmak için kullanılır.



Sarı filtre:

Kompozitin erken polimerize olmasını engeller.



Yeşil filtre:

Doku ve kan akışının olduğu yerlerdeki görüntünün detaylarını görmeye yardımcı olur.



Görüntü Ayırıcı
20 % : 80 % - 50 % : 50 %



Binoküler Uzatıcı ve Görüntü Ayırıcı
20 % : 80 % - 50 % : 50 %



Binoküler Döndürme Halkası



Kamera Adaptörü



Video Kamera Adaptörü



Flaş Adaptörü



VarioDist Lens



Binoküler Uzatıcı

LOUPE

orangedental
premium innovations



2.7x – 3.3x



Hafif


- Dünyanın en hafifi. Sadece 32 gr.



Ergonomik

- Ayarlanabilir çerçeve ile her zaman en ideal görüntü açısını seçebilirsiniz.

Vario Clips



Ayarlanabilir çalışma mesafesi

- Değiştirilebilen VarioClipsler ile çalışma alanınızı 30 ve 50 cm arasında değiştirebilirsiniz.
- VarioClipsler ışığı yansıtmaz ve gözü yormaz.

Gözlük kullananlar için

- Reçete adaptörü sayesinde, +/- 3 aralığındaki camlar loupe takılabilir.



spot-on^{nxt}

Işık kaynağı

Sadece
7 gr.

CRI 90





maxDetail Clip



- Asferik PXM ® hafif lens ile keskin görüş açısı ve kolay çalışma sağlar.
- 2x büyütme
- Ağırlık: 49 g.
- 58-68 mm geniş PD serisi
- 40 cm çalışma mesafesi
- Diopter: 3 DPT ±, sağ / sol bağımsız olarak ayarlanabilir.

headLight LED



ridoMED

2.5x



- Kaplamalı lens sistemi.
- Yüksek kaliteli silikattan yapılmış renksiz mercek.
- 54-74 mm pupil mesafesinin ayarlanması.
- Mercek çapı 23 mm.
- Odaklanma / diyoptri kompanzasyonu her göz mercek için ayrı ayrı ayarlanır.
- Oküler yan ek düzeltme mümkündür.
- Cam elyaf takviyeli, siyah plastikten sağlam taşıyıcı çerçeve.
- Rahat, kolayca ayarlanabilen eyer köprüsü.



ENDOMOTOR

VDW®



Gold® RECIPROC



- Hafızada kayıtlı 15 program.
- 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği.
- Yalnız apex bulucu olarak çalışma özelliği
- Autoreverse özelliği.
- 6:1 oranlı ASR Angldruva.
- Sarjdayken çalışma özelliği

Entegre, mükemmel apex bulucu

- Çalışırken simultane kanal boyu tespiti veya sadece apex boyu tespiti.
- Apexe ulaşınca otomatik stop.
- Eğe durumunun LED ekranda sürekli gösterilmesi.
- X ışını kullanmadan güvenilir kanal boyu tespiti.



Entegre, apex locator'lı yüksek kaliteli angulduruva

- Kolay görüş çalışması için küçük kafa.
- Kolay eğe takma klibi
- Çabuk eğe değişimi.



Fonksiyonel kontrol paneli

ANA Zor kanallarda tork limitini düşürerek güvenliği artırır.

ASR Tork limitine gelince otomatik stop ve tersine dönüş.

MENU Basit ve pratik menü seçimi.

CAL Steril edilmiş el parçasının kalibrasyonu.

Silver® RECIPROC

- Şarj edilebilir.
- 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği.
- Tork ve devir ayarlı.
- Autoreverse özelliği.
- 6:1 oranlı Angldruva.

Kullanıcı dostu


- Güvenli operasyon için tork kontrolü.
- 5 Farklı NİTİ sistemi için geniş tork kapsamı.
- Uygun pil operasyonu: motor sarj olurken de çalışabilme.
- Sesli uyarı sistemi.

Yedek Parçalar VDW Gold ve Silver Reciproc İçin


- Angulduruva
- Angulduruva Silikon Kılıf
- Dudak Klipsi
- Eğe Klipsi
- Dudak Klipsi Kablosu Klipsi ile
- Kanal Ölçüm Kablosu
- Şarj Cihazı
- Ayak Pedalı



Yalnızca bir düğmeye basarak Genius motor, contra-angle ve eğeler size hem resiprokal hem rotary hareket sağlar.



VEYA



SAAT YÖNÜNDE VE SAATİN
TERS YÖNÜNDE İLERİ GERİ
HAREKETİN **GÜVENLİLİĞİ**

**DÖNER HAREKETLE KALINTILARI
UZAKLAŞTIRMADAKİ ETKİNLİK**

- Endo-Eze™ Genius® eğeler için önceden programlanmış ayarlar mevcuttur
- Resiprokasyon ve rotary hareket arasında kolayca geçiş yapılır
- Rotary hareket modunda tork kontrollü Auto Reverse özelliğine sahiptir
- Değişken contra-angle redüksiyon oranları özelliği mevcuttur
- Açık sistem yazılıma sahip Ultradent Genius tüm resiprokasyon açılarında (Saat yönü ve Saat yönünün tersi) çalışabilme özelliğine sahiptir.



Video QR



entran

- Kablosuz Endo konforu! Kablo yok.
- W&H, Entran ile kök kanal hazırlığı için kablosuz başlıktaki kolaylığı sunuyor.
- Entran titiz, sağlam ve güvenli çalışma sağlar.
- NiTi eğeler için kablosuz Endo motoru – tamamen hareket
- serbestisi 300 rpm (devir), 5 tork seviyesi (0.5 / 1 / 1.5 / 2.5 / 4 Ncm)
- »otomatik ters dönüş« / »otomatik ileri« modları
- Kolay kullanım
- Uzun ömürlü,tekrar şarj edilebilir batarya (Li-ion)

Uzun ömürlü ve
tekrar şarj edilebilir batarya



Tork Kontrolü



Otomatik ters dönüş« / »otomatik ileri« modları



Küçük Kafa



Hızlı Eğe ve Başlık Değişimi



Raypex 5



Güvenilir ve kesin sonuç

- Apikal bölümün yapısını gösteren büyütülmüş görüntü
- Her kullanımda kalibrasyon gerekmez
- Kanal eğesinin tüm kanal boyunca hareketinin canlı olarak izlenmesi
- Multi- frekans sistemi ile alternatif akımlı ölçüm

Kullanıcı ve hasta dostu

- Kolay kullanılabilen menü
- Katlanabilir ekran ile opsiyonel çalışma açısı
- Yeniden doldurulabilen AAA Piller
- Pil dolum seviyesi göstergesi
- Net sonuçlar için hasta demo programı

APEX LOCATER

GoodDrs
http://www.gooddrs.com



Dr's Finder NEO

- Dünyanın en küçük apex bulucu cihazı
- Hassas ölçüm için 3 frekans özelliği
- Manuel kalibrasyon yapılabilir
- Çalışma uzunluğu seçimi
- USB ile şarj edilebilme
- Dokunmatik ekran
- 3 farklı çalışmayı kaydedebilme özelliği
- Ayarlanabilir zaman özelliği

C-Pilot Files

Döner alet kullanımı öncesi kanalın hazırlığında



- Paslanmaz çelik, CC+ Sap
- Özel bir termal sertleştirme işlemi nedeniyle yüksek bükme gücü
- Eğe kullanımı öncesinde pürüzsüz bir kaygan çalışma yüzeyi oluşturulmasını sağlar
- İnaktif Pilot Uç (Keskin Olmayan), ensturmanın kanal boyunca güvenli ilerlemesini sağlar
- Kavisli ve kalsifiye kök kanalları için uygun
- Radyopak derinlik işaretleri
- Iso renk kodlaması
- Şekillendirme eğeleri kullanımı öncesi kanal içi düzensizliklerin giderilmesini sağlar

Kendo® HEDSTROEM FILES

Size/ISO	21 mm	25 mm	31 mm
008	● V20 0707 021 008	V20 0707 025 008	V20 0707 031 008
010	● V20 0707 021 010	V20 0707 025 010	V20 0707 031 010
015	○ V20 0707 021 015	V20 0707 025 015	V20 0707 031 015
020	● V20 0707 021 020	V20 0707 025 020	V20 0707 031 020
025	● V20 0707 021 025	V20 0707 025 025	V20 0707 031 025
030	● V20 0707 021 030	V20 0707 025 030	V20 0707 031 030
035	● V20 0707 021 035	V20 0707 025 035	V20 0707 031 035
040	● V20 0707 021 040	V20 0707 025 040	V20 0707 031 040
045	○ V20 0707 021 045	V20 0707 025 045	V20 0707 031 045
050	● V20 0707 021 050	V20 0707 025 050	V20 0707 031 050
055	● V20 0707 021 055	V20 0707 025 055	V20 0707 031 055
060	● V20 0707 021 060	V20 0707 025 060	V20 0707 031 060
070	● V20 0707 021 070	V20 0707 025 070	V20 0707 031 070
080	● V20 0707 021 080	V20 0707 025 080	V20 0707 031 080
008-010	V20 0707 021 220	V20 0707 025 220	V20 0707 031 220
015-040	V20 0707 021 230	V20 0707 025 230	V20 0707 031 230
045-080	V20 0707 021 240	V20 0707 025 240	V20 0707 031 240

K-FILES

Size/ISO	21 mm	25 mm	31 mm
006	● V20 0706 021 006	V20 0706 025 006	V20 0706 031 006
008	● V20 0706 021 008	V20 0706 025 008	V20 0706 031 008
010	● V20 0706 021 010	V20 0706 025 010	V20 0706 031 010
015	○ V20 0706 021 015	V20 0706 025 015	V20 0706 031 015
020	● V20 0706 021 020	V20 0706 025 020	V20 0706 031 020
025	● V20 0706 021 025	V20 0706 025 025	V20 0706 031 025
030	● V20 0706 021 030	V20 0706 025 030	V20 0706 031 030
035	● V20 0706 021 035	V20 0706 025 035	V20 0706 031 035
040	● V20 0706 021 040	V20 0706 025 040	V20 0706 031 040
045	○ V20 0706 021 045	V20 0706 025 045	V20 0706 031 045
050	● V20 0706 021 050	V20 0706 025 050	V20 0706 031 050
055	● V20 0706 021 055	V20 0706 025 055	V20 0706 031 055
060	● V20 0706 021 060	V20 0706 025 060	V20 0706 031 060
070	● V20 0706 021 070	V20 0706 025 070	V20 0706 031 070
080	● V20 0706 021 080	V20 0706 025 080	V20 0706 031 080
006-010	V20 0706 021 210	V20 0706 025 210	V20 0706 031 210
015-040	V20 0706 021 230	V20 0706 025 230	V20 0706 031 230
045-080	V20 0706 021 240	V20 0706 025 240	V20 0706 031 240

KÖK KANAL ŞEKİLLENDİRME

VDW®



VDW®STERILE Flexicut® Files

Size	21 mm	25 mm
15	V04 0364 021 015	V04 0364 025 015
20	V04 0364 021 020	V04 0364 025 020
25	V04 0364 021 025	V04 0364 025 025
30	V04 0364 021 030	V04 0364 025 030
35	V04 0364 021 035	V04 0364 025 035
40	V04 0364 021 040	V04 0364 025 040
15-40	V04 0364 021 230	V04 0364 025 230



VDW®STERILE Root Filler "LENTULO"

Size	21 mm	25 mm
25	V04 0393 021 025	V04 0393 025 025
30	V04 0393 021 030	V04 0393 025 030
35	V04 0393 021 035	V04 0393 025 035
40	V04 0393 021 040	V04 0393 025 040
25-40	V04 0393 021 290	V04 0393 025 290



VDW®STERILE Barbed Broaches "TIRNEF"

Size	21 mm
XXXXF / 0	V04 0333 021 410
XXXF / 1	V04 0333 021 420
XXF / 2	V04 0333 021 430
XF / 3	V04 0333 021 440
F / 4	V04 0333 021 450
M / 5	V04 0333 021 460
C / 6	V04 0333 021 470
XXF-F / 2-4	V04 0333 021 480



Mtwo Retreatment Files



Dar Kanallar İçin Geniş Kanallar İçin



- Dolgu maddelerinin etkili şekilde çıkarılması için özel dizayn
- Kolay ilerleme için kesici uç
- Ekstra basınç uygulamadan dolguya girmesini sağlayan açılı
- Mevcut kök kanal dolgusuna kolay penetrasyon ve kök ucuna olay ulaşılması için özel tasarlanmış kesici uç ve bıçak açısı

Retreatment files
Blister of 6 instruments

Size/Taper	21 mm
R15/.05	○ 0232 021 015
R25/.05	● 0232 021 025
3 x R15/.05, R25/.05 each	0232 021 202



STERILE



M_{two} Files





Etkili NiTi Sistemi

- Preparasyondan obtürasyona kolay ve güvenli sistem
- Tüm kanallar için tek çözüm
- Basit Şekillendirme: Fırçalı hareketle kullanıldığında apikal ve lateral olarak keser
- Her eğe bir sonraki için kayganlığı artırılmış bir yol hazırlar (Glide Path)
- Gereksiz dentin kaybını önler, azaltarak vertikal kök kırıklarının önlemesine yardımcı olur



"S" Kesitli Özel Tasarım

- İki etkin kesici yüzeyi vardır
- Dentin parçacıklarının çıkışına imkan verecek radyal temas prensibi ile dizayn edilmiştir
- Gücünü düşürmeyecek şekilde maksimum esneklikle tasarlanmıştır



Video İçin



QR Kod

M_{two} Tork Değerleri

M _{two}	gcm	Ncm	M _{two}	gcm	Ncm
10/04	120	1.2	25/07	200	2.0
15/05	130	1.3	30/06	120	1.2
20/06	210	2.1	35/06	100	1.0
25/06	230	2.3	40/06	170	1.7
30/05	120	1.2			
35/04	120	1.2	Retreatment instruments		
40/04	160	1.6			
45/04	160	1.6	R15/.05	30	0.3
50/04	200	2.0	R25/.05	120	1.2
60/04	300	3.0			

Tüm Eğeler İçin: 280 rpm

KÖK KANAL ŞEKİLLENDİRME


ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

ENDOEZE[™]
Ultradent Endodontics


Genius[®]
reciprocation & rotary



- Oyuklar saat yönünde kesim için tasarlanmıştır
- Eğeler resiprokal hareketin (90°/30°) güvenliğini ve rotary hareketin (360°) etkinliğini sağlar
- Preflaring yaptıktan ve bir kayma yolu oluşturduktan sonra herhangi bir prosedürü yalnızca iki eğe ile tamamlayın
- Hem tedavi hem retreatment için aynı işlem sırası kullanılabilir





VEYA



SAAT YÖNÜNDE VE SAATİN
TERS YÖNÜNDE İLERİ GERİ
HAREKETİN GÜVENLİLİĞİ

DÖNER HAREKETLE KALINTILARI
UZAKLAŞTIRMADAKİ ETKİNLİK



Tango-Endo™

Osculatin Çalışma

- Resiprokal iki enstrümanla şekillendirebilme sistemi ile zaman tasarrufu.
- Dayanıklı ve tekrar kullanılabilir. Tango-Endo üç defaya kadar kullanılabilme özelliği ile diğer tek kullanımlık sistemlere göre önemli ölçüde tasarruf sağlar.
- Tüm uzunluk boyunca patentli düz yüzey iki dikey bıçakla kesim artışı yaratır ve apeks daha az dirençle ile hızlı ilerlemesi için angajmanı azaltır.
- Patentli düz yüzey güçten ödün vermeden enstrümanın esnekliğini artırır.
- Tango-Endo enstrümanları, enstrüman kırılmasını ve sıkışmasını ortadan kaldırarak için, Tango-Endo resiprok anguldurvası için özel olarak dizayn edilmiştir.
- Kanal hasarını önler.
- Basit iki işlem ile uygulama tamamlanır.



Tango-Endo enstrümanları ile bir çok vaka yalnız iki enstrümanla tamamlanır. Kırık korkusunu ortadan kaldırarak, basit ve tahmin edilebilir bir süreçte endo vakalarınızı tamamlayabilirsiniz.

Tango-Endo aletleri tüm çalışma uzunluğu boyunca kesintisiz patentli bir oluk dizaynına sahiptir.

Bu dizayn:

- Daha az dirençle hızlı ilerleme sağlayan enstrüman, angajmanı azaltır.
- Dentinal debris için alan yaratır.
- Geliştirilmiş alet dayanıklılığı kullanım sırasında basınç ve çekme gerilimlerini azaltır.
- Güçten ödün vermeden artırılmış esneklik.
- Aşırı bağlanmayı önleyen Tango-Endo resiprok sistemi kanal anatomisini korurken, lateral duvarlarında güvenli çalışma imkanı sağlar.



5421-00: 6 adet 25mm Tango-Endo Enstrümanları (3 adet şekillendirme: 30/02, 3 adet bitim: 30/04),
1 - Tango-Endo resiprok

hareketli endodontik anguldurva, 60 adet tam uyumlu Gütaperka.

Tango-Endo Enstrüman Yedekleri:

5421-02: Şekillendirici Yedek 21mm 6 Tango-Endo
Şekillendirici Enstrüman (30/02)

5425-02: Şekillendirici Yedek 25mm 6 Tango-Endo
Şekillendirici Enstrüman (30/02)

5421-04: Bitim Yedek 21mm 6 Tango-Endo Bitim Yedek (30/04)

5425-04: Bitim Yedek 25mm 6 Tango-Endo Bitim Yedek (30/04)

5425-40: Yedek 25mm 6 Tango-Endo Enstrüman (geniş kanallar için) (40/02)

5425-50: Yedek 25mm 6 Tango-Endo Enstrüman (ekstra geniş kanallar için) (50/02)

Tango-Endo Başlangıç Seti



KÖK KANAL TEDAVİSİ

VDW File Care Edta



Kök Kanal Hazırlama Jeli



- Jel içeriği %15 edta ve %10 karbamid peroksittir.
- Smear tabakasını ve dentin atıklarının kanal dışına atılmasına yardımcı.
- Endodontik tedavi ve dolgu maddeleri için gelişmiş kanal penetrasyonu.
- Kanal içinde kalsiyum tuzlarını bağlayarak eğenin rahat hareket etmesine yardımcı olur.
- 5x3 ml

Salvizol

Kök Kanal İrrigasyonu EDTA



- %8'lik Edetik Asit solusyonu
- Edetik asit etkisi smear tabakası ve zararlı bakterilerin eliminasyonunu sağlar

Edebat

Kök kanal preperasyonları için çözücü solusyon



- Organik debrisin çözünmesine yardımcı olur.
- Edebat patolojik mineral maddelerin çıkarılmasını ve dar veya ulaşılması güç kanalların genişletilmesini sağlar.
- İçeriği sayesinde dentin duvarının iyi nemlendirilmesine yardımcı olur.
- Köpürme etkisiyle debrisin apex içinde sedimente olmasını engeller
- %14 Edta içerir.

Resosolv

Fenol formalin esaslı kök kanal dolguları için çözücü solusyon



- Piyasadaki en güçlü çözücü
- Akrilik bazlı dolguları etkili bir şekilde çözer

Ultra-Blend



Lineer



- Biyoaktif Liner ve pulpa kapatma materyali
- Yüksek kalsiyum salımı
- Kontrollü, kusursuz şiringa iletimi

- Karıştırma gerektirmez
- Zamanla çözünüp kaybolmaz
- Klinisyen hazır olduğunda ışıkla sertleştirilir
- Radyopak

UltraCal XS

%35 Kalsiyum Hidroksit Pati



- Radyopak
- Yüksek pH değeri 12.5
- %35 Kalsiyum Hidroksit patidir.

Sable Seek

Kanal Bulucu



- Demineralize olmuş dentini belirler
- Etrafı kirlenmeden, tam miktarında iletim sağlar
- Pulpa yakınında çalışmak ve kök kanal girişlerini kolayca belirlemek için koyu yeşil renkte mevcuttur

Sitrik Asit %20




- Hazırlanmış kök kanallarında temizlik/bakım için önerilir
- Mineral ve smear tabakalarını çıkarır
- Hafif viskoz formülü lubrikasyonu kolaylaştırır


KÖK KANAL TEDAVİSİ

Opacal

Geçici root kanal uygulamaları için ideal uc.



- Yüksek pH değerine sahip,
- Yüksek radyo-opaklık
- İdeal krem formunda
- Kanaldan kolay uzaklaştırma
- 3 ml.



Kalsiyum Hidroksit Toz 50 gr.



- Saf kalsiyum hidroksit,
- 50 gr.'lık kavanozda
- Kolay sökülebilir

MTA White



- Tek hastalık hijyenik paketleme,
- Geliştirilmiş partikül yapısı,
- MAP System ile doldurmak için uygun kıvamda,
- Apeksifikasyon, Pulpa kapama, Retrograd dolum vakalarına uygun kullanım,
- 140 mg * 4 paket ve 3 ml sıvı ile birlikte



MAP One

KÖK KANAL TEDAVİSİ




1 NiTi Şekil
Hafızalı Uç
(1.10 mm)

8 plastik
pipet

1 temizleme
küreti

1 paslanmaz
çelik şırınga



- Dolgu patının gereksiz kullanımını engeller.
- Pulpa kapama, perforasyon ve apeksogenesis vakaları için uygundur.
- Patı yerleştirmeden yüksek verimlilik ve doğruluk sağlar.
- Tüm MAP System uçları ile uyumludur.
- Uçlar şekil hafızasına sahip NiTi olup, kıvrımlı kök kanallarında rahatlıkla kullanılabilir.
- İyatrojenik veya patolojik perforasyonların tedavisinde MTA, biyoseramik dolgu patları veya kalsiyum hidroksit yerleştirilmesinde kullanılır..

KÖK KANAL TEDAVİSİ

MAP System Intro Kit



3 NiTi Hafızalı Uç N°0, N°1, N°2
24 Plastik Piston N°0, N°1, N°2
3 Temizleme Küreti N°0, N°1, N°2
1 Paslanmaz Çelik Şırınga
3 Temizleme Parçası N°0, N°1, N°2
1 Paslanmaz Çelik Haze
1 Otoklavlanabilir Aliminyum Kutu 185x95x30mm

- Dolgu patının gereksiz kullanımını engeller.
- Pulpa kapama, perforasyon, apeksogenesis, vakaları için uygundur.
- Patı yerleştirmeden yüksek verimlilik ve doğruluk sağlar.
- Tüm MAP System uçları ile uyumludur.
- Uçlar şekil hafızasına sahip NiTi olup, kıvrımlı kök kanallarında rahatlıkla kullanılabilir.
- İyatrojenik veya patolojik perforasyonların tedavisinde MTA, biyoseramik dolgu patları veya kalsiyum hidroksit yerleştirilmesinde kullanılır.

● N° 0; ext.Ø 0.90 mm ● N° 1; ext.Ø 1.10 mm ● N° 2; ext.Ø 1.30 mm

MAP System Universal Kit



3 NiTi Hafızalı Uç N°0, N°1, N°2
2 Çelik Uç N°0, N°1
32 Plastik Piston N°0, N°1, N°2
3 Temizleme Küreti N°0, N°1, N°2
1 Çelik Şırınga
3 Temizleme Parçası N°0, N°1, N°2
1 Paslanmaz Çelik Haze
1 Otoklavlanabilir Aliminyum Kutu 185x95x30mm

- Dolgu patının gereksiz kullanımını engeller.
- Patı yerleştirmeden yüksek verimlilik ve doğruluk sağlar.
- Tüm MAP System uçları ile uyumludur.
- Uçlar şekil hafızasına sahip NiTi olup, kıvrımlı kök kanallarında rahatlıkla kullanılabilir.
- İyatrojenik veya patolojik perforasyonların tedavisinde MTA, biyoseramik dolgu patları veya kalsiyum hidroksit yerleştirilmesinde kullanılır.

● N° 0; ext.Ø 0.90 mm ● N° 1; ext.Ø 1.10 mm ● N° 2; ext.Ø 1.30 mm

MAP System Cerrahi Kit



4 Cerrahi Uç N°0 right, N°0 left, N°1 right, N°1 left
2 NiTi Hafızalı Uç N°0, N°1 48
2 Plastik Piston N°0, N°1
2 Temizleme Küreti N°0, N°1
1 Çelik Şırınga
2 Temizleme Parçası N°0, N°1
1 Paslanmaz Çelik Haze
1 Otoklavlanabilir Aliminyum Kutu 185x95x30mm

- Dolgu patının gereksiz kullanımını engeller.
- Patı yerleştirmeden yüksek verimlilik ve doğruluk sağlar.
- Tüm MAP System uçları ile uyumludur.
- Uçlar şekil hafızasına sahip NiTi olup, kıvrımlı kök kanallarında rahatlıkla kullanılabilir.
- İyatrojenik veya patolojik perforasyonların tedavisinde MTA, biyoseramik dolgu patları veya kalsiyum hidroksit yerleştirilmesinde kullanılır.

● N° 0; ext.Ø 0.90 mm ● N° 1; ext.Ø 1.10 mm ● N° 2; ext.Ø 1.30 mm

2 Seal

Kanal Dolgu Pati



- Epoksi-amin bazlı sealer.
- Sıcak obturasyona uygun 250 °C kadar ısıtılabilir.
- Optimal viskozite, tüm kanal bölgesine ulaşır.
- Yüksek biyokompatibilite.
- Uzun süre boyut stabilizasyonu.

2 Seal EasyMix



- Epoksi-amin bazlı sealer.
- Sıcak obturasyona uygun 250 °C kadar ısıtılabilir.
- Optimal viskozite, tüm kanal bölgesine ulaşır.
- Yüksek biyokompatibilite.
- Uzun süre boyut stabilizasyonu.
- 2X15gr şırınga formu

Sealite Regular



Kök kanal için daimi dolgu siman (Anti-inflamatuar ajan içermeyen)

- Kanallar içine tamamen yayılır
- Film kalınlığı çok incedir
- Kullanımı kolay
- Radyoopaktır
- 25 gr toz, 11ml likit

M_{two} Paper Points



- Tam doymun uçlar ile güçlü bağlanma etkisi
- 18,20,22 mm lik derinlik işareti
- Enfeksiyon kontrolü için blister ambalaj
- Her blisterde 4 parça, 144 adet



M_{two} Guttapercha



- M_{two} NiTi Sistemine uygundur
- Sıcak ve soğuk obturasyon tekniklerine uygun
- 60'lık kutularda



Sıcak Kanal Dolgu Cihazı



- Sıcak vertikal kondensasyon ile %90 başarı oranı
- Homojen ve sıkı dolgu
- Lateral kondensasyona göre daha hızlı dolgu restorasyonu
- Tek seansta adeziv restorasyon mümkündür.
- Diş kırıkları açısından minimum risk
- Kanal postlarının kolay yerleştirilmesi; istenilen seviye kadar dolum yapabilme imkanı
- Fazla gutta perchanın uzaklaştırma işlemini gereksiz kılar.



Kolay kullanım

- Downpack ve Backfill yöntemlerine ayrılmış kolay kullanım
- Tek tuşla kolay yönlendirme
- Bireysel ayarlanabilir parametreler
- Sık kullanılan parametreleri kaydedebilme
- 360° dönebilen el parçası

Gutta Cut



GuttaCut Kesici Uçlar



- Otoklava girebilir.
- 4'lü set halindedir (asorti)

- Kesici ucun halka şekli kaviteye kolay giriş sağlar ve fazla
- Guttapercha kanal ağzında kesilir
- Soğuk kalır ve düğmeye basıldığı anda uç hemen ısınır.
- Düğmeye basma bırakıldıktan sonra uç saniyeler içinde soğur.
- Sıcak kesim dolgu maddesinin yerinde gevşemesini önler.
- Hasta başına sadece kablosuz el parçası kullanılır.

Air Scaler

TA-200

S4H / S2H

TA-200 uçları değiştirilerek hem endodontik aktivatör hem de scaler olarak kullanılabilir.



Daha etkin ve hızlı endodontik tedavi



Kontrol edilebilir güç çıkışı


Model	TA-200-S4H	TA-200-S2H
Bağlantı Uyumu	MIDWEST 4 Hole	BORDEN 2 or 3 Hole
Frekans Aralığı	6,000 Hz	
Çalışma Basıncı	0.3 MPa (45 psi, 3.0 bar, 3.0 kgf / cm ²)	
Ağırlık	54 g	
Uzunluk	96 mm	

MICRON®

Canal Clean



Canal Clean, endodontik tedavide mutlak ve etkili kök kanal yıkamasına, aspirasyon ve kurutmaya izin verir. Kök kanalı etkin bir şekilde temizler, aspirasyon ve kurulum birkaç saniye içinde tamamlanır.



Özellikler

Model	Canal Clean -N4H / -S4H- N2H /-S2H
Uyumlu Cihazlar	Midwest 4-hole - Borden 2 or 3 - hole
Bağlantı Basıncı	0.2 to 0.4 MPa (29 to 58 psi, 2.0 to 4.1 kgf/cm ²)
Hava Basıncı	0 to 30 L/min (Coupling pressure of 0.3MPa)
Su Basıncı	20 mL/min (Water pressure of 0.2MPa)
Ağırlık	85 g (3.0 oz)
Uzunluk	152 mm(6.0 inch) - 148 mm(5.9 inch)

24'lü Refill Esnek Uç

Insert tube-N



Canal Clean
-N4H
-N2H




IRRIGASYON



EDDY™

Sonic Powered Endo Irrigation

EDDY, 5000 – 6000 Hz aralığında Aircaler ultrasonic ve sonic cihazlarla (Micron TA200, W&H ZA-55, NSK TI-Max S970, KaVo SONIC ex 2003) kullanılabilen irrigasyon aktivasyon ucudur.



EDDY™

Her pakette 2 adet 5 blister

REF 1441 000 000



Consepsis Scrub

Klorheksidin Antibakteriyel Jel



- Postoperatif hassasiyeti azaltır
- Bond gücünü olumsuz etkilemez
- Sıçramayan bir formüle sahiptir
- Tek işlemde fırçalar, temizler ve dezenfekte eder

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.
Improving Oral Health Globally



NaviTip Sideport



- NaviTip Sideport kapalı, küt ucunun hemen arkasında iki irrigasyon yan portuyla mükemmel bir irrigasyon iğnesidir.

Çift yandan perforeli irrigasyon iğnesi



Endo-Eze Irrigator Tip

Tek yandan perforeli irrigasyon iğnesi




- Kimyasalların apeksten taşma riski olmaksızın ideal iletilmelerini sağlar
- Eşsiz tıkanma önleyici uçlu, esnek ve küt bir kanüle sahiptir
- 27 ga (Ø 0,40 mm) Uç



Fibersite post-core sistemi
(Kendiliğinden korlu hazır post)

- Set ve Refill seçenekleri
- Uygulama kolaylığı
- 550 MPa basınca kadar dayanıklı.
- Frezleri 50 uygulamaya kadar kullanılabilir.
- Farklı bir simantasyon yöntemi gerekmez.
- Postlar otoklavlanabilir.
- Patentli İtalyan tasarımı
- 2-4-5 numara (3 farklı kalınlık) seçenekleri mevcuttur.

Video İçin Qr-Kod



Cytec Post Seti



Fiberglass Titanyum ve Zirkonyum gibi elastik davranışı olan kemiğe en çok benzeyen maddedir. Bu nedenle kanal kökü postları ile kalan diş ve kompozit rekonstrüksiyon dayanıklılığını sağlayan biyomekanik homojen bir yapı oluşturabilir.

Postlar hem silindirik hemde konik apikal kısım bulundurulur. Mikro sızdırmaz yüzeyi bulunan post sayesinde silanlama gerekmez.

- * Üst düzey dayanıklılık
- * Dentine benzer elastiklikten doğan homojenlik
- * Mikro sızdırmaz yüzeyi sayesinde güvenilir yapışma
- * Etkili ve keskin kesim frezleri
- * Yüksek radyoapasite




Cytec Post Retilleri



ergo

STYLE ITALIANO[®]
ENDODONTICS



- Endodontik tedavileriniz esnasında yalnız veya asistanınız ile çalışırken yeni yardımcınız
- 5 Niti eğe saklama kapasitesi,
- El eğeleri için özel hazne,
- Endomotor ile çalışırken eğeleri anguldruva yerleştirebilme ve bırakma,
- Değiştirilebilir süngerler,
- Boy ölçer,
- İtalyan tasarımı ve üretimi

**VDW System Box**

- M_{two} eğelerinin kolay organizasyonu ve saklanması için, otoklava girebilen kutudur.

VDW Interim-Stand

- Tedavi sırasında aletlerin kolay temizliği ve muhafazası için

VDW Mini-Fix

- Endodontik aletlerin uzunluk ölçümü için

VDW Interim-Stand Refili


- Tek kullanımlık köpük diskler. (55 adet)

VDW Traning Tooth

- Endodontik eğitim için plastik diş.

GENEL DIŞHEKİMLİĞİ ÜRÜNLERİ

MICRON®



QUICK JET M dişin yüzeyinde oluşan sigara, çay ve benzeri lekeleri ve diş yüzeyindeki plakları kolayca temizler, beyazlatma ve parlatma işlemini kolayca gerçekleştirir. Verimli, kullanımı kolay ve diş dostu tasarıma sahip yardımcınız.

AVANTAJLARI;

- * Ünite Monte Kompak Dizayn,
- * Tamamı Otoklavlanabilir,
- * Yeni Sistem Başlık Ucu İle Kolay Temizlik,

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.
Improving Oral Health Globally

Led Polimerizasyon Cihazı

VALO
CORDLESS

- Ultra yüksek enerjili geniş bantlı LED'ler tüm dental materyalleri sertleştirir
- Optimum iletilen ışın demeti tam ve homojen bir polimerizasyon sağlar
- Maksimum kullanılışlılık için üç polimerizasyon modu – Standart, Yüksek Güç ve Xtra Güç
- Son derece dayanıklı, ince, ergonomik şekli tüm restorasyon alanlarına benzeri görülmemiş erişim olanağı verir
- Çevre dostu, güvenli, ucuz, şarj edilebilir pillerle çalışır
- Yüksek verimli LED'ler ve havacılıkta kullanılan alüminyum çubuk gövdesini dokunabilecek serinlikte tutar



Oral bakterilerin etkili dezenfeksiyonu

Hızlı, güvenilir ve kolay kullanım
Işıkla aktive edilen ve dişte leke yapmayan solüsyonu (medikal sınıf tolonyum klorür solüsyonu 12.7 µg/ml) uygulayınız ve kırmızı LED ışık (635 nm) ile aktive ediniz. Bütün belirtiler için smart-pad etkili dezenfeksiyon sağlar. Bakterilerin dış hücre duvarı seçici olarak tahrip edilir ve bakterilerin % 99.99'u kısa sürede yok edilir(max 2dk). Çoklu kullanımlarda bakteri direnci gelişmez. Daha kısa tedavi süresi, tek seansta tedaviyi tamamlama olasılığı sağlar.

Endodonti

Hazırlanan kök kanalının dezenfeksiyonu / Tek seansta kök tedavilerinin tamamlanabilme olasılığı
Kronik iltihaplanmada azalma

Periodonti

Antibiyotik kullanmadan periodontal hastalıklarda destekleyici dokunun korunması / açık prosedürlere alternatif

Peri-Implant

İmplantasyon bölgesini etkili bir şekilde dezenfekte ederek yüksek maliyetli implant tedavilerinin korunması. Enfeksiyon durumlarında implant ve çevresinin mükemmel dezenfeksiyonu

Çürük

Minimum invazif işlem ile sert diş dokusunun korunması ve bu sayede remineralizasyonun desteklenmesi



Pa-on

Perio



- Periodontal Statü: Daha hızlı, standart ve yazılımı tamamen entegre edilmiş.
- Periodontal durumun tamamen otomatik şekilde değerlendirilmesi için ilk perimetre. Periodontal hastalıkları artık daha kolay tanımlayabilirsiniz ve riskleri en aza indirebilirsiniz.
- Pa-on periodontal durumun kaydını kolaylaştırır ve standart hale getirir. Ölçümler anında periodontal çizelgede gözükür.
- Otomatik ve kontrollü ölçüm. Pa-on, yazılım yardımı ile birlikte, periodontal durum ölçümünü otomatikleştirir. Önemli avantajları ise ölçüm sonuçlarını belgelemek için yardım gerektirmemesidir.
- Uygulama yazılımının içine tamamen entegre edilmiş. Ölçüm sonuçları direkt olarak byzz Paro'ya veya hesaplama yazılımına transfer eder. Artık ölçüm sonuçlarını elle kaydetmeye gerek yoktur; bulgular hemen periodontal çizelgede görüntülenir.
- Standartlaştırılmış ölçümler. -20 gramlık basınçla her zaman tam ölçümler. Hijyenik ve tek kullanımlık ölçüm ucu cep derinliği ölçümünü 20 gramlık bir basınçla yapmak üzere ayarlanmıştır. Bu kesin, standart ve transfer edilebilen sonuçlar sağlar. Periodontal durum kaydedilirken hasta

hiç acı hissetmez.

- Bütün ölçüm yöntemleri yazılım sayesinde ayarlanabilir; her bir diş için ölçüm, resesyon, kanama indeksi gibi bu sayede her zamanki ölçüm yöntemleri değiştirilmek zorunda kalmaz. Ölçüm prosedürleri kullanıcıya göre bireysel olarak kaydedilebilir. Toplanan bilgiler havuzdaki konumundan yazılıma otomatik olarak taşınır ve hasta için görüntülenebilir.



DENTISTE' PLUS WHITE

Dentiste Nighttime Herbapeutic Diş Macunu



İlk kullanımdan itibaren

%93 kullanıcı memnuniyeti



AĞIZ KOKUSU SİZİ SEVDİKLERİNİZDEN UZAK TUTMASIN

DENTİSTE' NIGHTTIME diş macunu içeriğindeki 14 doğal bitki özütü sayesinde, gece boyunca ağızda oluşan kötü kokuyu engellemeye yardımcı olur.**
Sabahları ferah bir nefes ile uyanmanızı sağlar

*(Product Concept & Product Test. Infosearch Marketing Research And Consultancy, December 2004.)

** (Ellead Skin & Bio Research Lab. Clinical evaluation of the efficacy of Dentiste' Plus White Toothpaste in improving halitosis, October 2016)

[instagram.com/dentisteturkiye](https://www.instagram.com/dentisteturkiye)

[facebook.com/Dentiste Türkiye](https://www.facebook.com/DentisteTürkiye)

[twitter.com/Dentiste Türkiye](https://twitter.com/DentisteTürkiye)

Ticaret Sicil No : 454096
Ticaret Ünvanı : Öncü Dental Tıbbi Malzeme İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi : Oğuzhan Cd. No:45 Fındıkzade / İstanbul / Türkiye
Merkez Telefon : 444 66 28 - +90 212621 51 40(pbx)
Merkez Faks : +90 212 523 39 49
Şube Adresi : Kavaklıdere Mh.Bankacı Sk.No:16/17 Çankaya / Ankara / Türkiye
Şube Tel : +90 312 466 99 23 - 24 -25
Şube Faks : +90 312 467 00 52

İnternet Sitesi : <http://www.oncudental.com>
E-Posta : info@oncudental.com
İnternet Sitesi İp No : 79.171.16.65
Mersis No : 0656012179800016

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi
İstanbul No : 34/TCSM/232-0
Mesul Müdür : Ömer Aydın E-Posta : oaydin@oncudental.com
Ankara No : 06/TCSM/6175-911
Mesul Müdür : Muhammed Ceylanoğlu E-Posta : mceylanoglu@oncudental.com

Her hakkı Öncü Dental A.Ş'ye aittir.
İzinsiz içeriği değiştirilemez, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.
Katalog içerisindeki ürün fiyatları KDV HARIÇ fiyatlarıdır.
Katalog içerisinde kullanılan ürün görselleri ile ürünün kendisi değişiklik gösterebilir.
Katalog içerisindeki yazı ve görsellerin basım hatasından kaynaklanabilecek yanlışlıklarda
Öncü Dental A.Ş. sorumlu tutulamaz.



oncu akademi
endodonti