

3M ESPE

Clinpro™ Cario L-Pop

Laktik Asit İndikatör Çubukları



Clinpro Cario L Pop, birkaç dakika içinde hasta başında uygulanan, hastanın çürük potansiyelini gösteren hızlı bir biyokimyasal testir.

Özellikleri:

- Çürük tanısına ve çürük potansiyelini göstermeye yardımcı olur
- Ağız hijyeni için kullanılan ürünlerin başarısını kontrol etmek için kullanılır
- Gösterilen skorlar çürük potansiyelini gösterir
- Test, ağız ortamında çürüğe neden olan bakterilerin metabolik aktivitesini, laktik asit oluşumu bazında tespit eder
- Hasta motivasyonuna yardımcı olur
- Her yaşta hasta için uygundur
- 2 dakikada uygulanır

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 47056	Clinpro Cario L-POP 40'lık	325 €

Clinpro™ Propy Powder

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 67001	Clinpro Propy Powder 4x100g	70 €

Clinpro™ Propy Paste

Flor içeren profilaksi cila pastası



Yüzeye yapışmış lekeleri kaldırır. Cila işlemi sırasında sıçrama yapmaması için özel olarak formüle edilmiştir. Kuron ve köprülerde zarar vermeden kullanılabilir. Cila işlemi sırasında flor salgılar. Tek doz ambalajları ile aseptik ve kolay kullanım sağlar.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 12657	Clinpro Propy Paste Medium 200x2 g	45 €
3M 12613	Clinpro Propy Paste Fine 200x2 g	45 €
3M 12658	Clinpro Propy Paste Coarse 200x2 g	45 €

Clinpro™ White Varnish

Florid içeren hassasiyet giderici cila
Hassasiyet giderir.

Uygulamadan önce kurutma gerektirmez. Tükürükle / nemle temas ettikten sonra kurur, kurutma gerektirmez.



Ulaşılması zor alanlara ulaşacak şekilde formüle edilmiştir. Hastalar uygulamadan hemen sonra yiyip içebilirler.

Dişlerde sarı renk bırakmaz. Tek dozluştur, hijyeniktir. Dişte uzun süre kalır (6-12 saat). Dosin Guide her doz için uygundur. Xylitol ile tatlandırılmıştır. 22,600ppm florid iyonu salar.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 12249	Clinpro White Varnish 50x0.5 ml Mint	102 €
3M 12249	Clinpro White Varnish 100pk	185 €

Zaris White&Brite

Beyazlatma sistemi



Zaris White & Brite diş renklenmelerini nötralize ederek etkinliğini gösterir. Beyazlatıcı ajan – karbomit peroksit – aktive olduğu anda, oksijen mineye penetre olur ve alttaki renkli maddelerle reaksiyona girer. Bu da doğal bir beyazlık sağlar.

Özellikleri

Uygun materyaller ve prosedürler uygulandığı sürece Zaris White & Brite dişlerin sağlığını korur. Bu da muayenehane ortamında, uygun tanı konulup gerekli işlemler yapıldıktan sonra ve hasta takip edilirse mümkündür.

Zaris White & Brite, diğer tüm beyazlatma ürünleri gibi şu durumlarda endike değildir:

- 13 yaşından küçük çocuklarda
- Hamile ve emziren kadınlarda

Zaris White & Brite – isteyebileceğiniz herşey:

- Plakla uygulanan, kolay teknik,
- İşaretlenmiş şırınga sayesinde fazla jel uygulamasının engellenmesi,
- Eğitici broşürler,

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 12271	Zaris White&Brite %16 (6 şırınga)	67 €

Clinpro™ Sealant

İşıkla Sertleşen Fissür Örtücü



Özel şırıngası ve akışkanlığı sayesinde en dar fissürlere ve çukurlara bile kolay uygulanır.

Flor salgılar.

Patentli renk değiştirme özelliği sayesinde hem yerleştirildiği noktanın görülmesini, hem de polimerizasyon kontrolü sağlar.

İşıkla sertleşir.

Daha az hava kabarcığı oluşur. Doldurucu oranı yüksek fissür örtücülere oranla daha az uyumlama gerektirir, diş daha iyi adapte olur.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 12636	Clinpro Fissür Örtücü Seti 2 adet fissür örtücü Şırınga (2x1.2 ml), 1 adet 3 ml Scotchbond asit	47 €
3M 12637	Fissür Örtücü Yedeği 1 adet fissür örtücü Şırınga (1.2 ml), 20 adet siyah fissür örtücü Şırınga ucu	18 €

Vitrebond™

Cam İyonomer Kaide Materyali



İşıkla sertleşir.

Kompozit, amalgam ve indirekt restorasyonların altında kaide-örtü olarak kullanılır.

Flor salgılar.

Dişi, asitlerden korur.

Radyoopaktır, röntgende görünür.

Dentine kuvvetli bir şekilde bağlanır, dentinin elastikiyetindedir.

Derin kaviterlerde amalgam dolgunun altında bariyer oluşturur ve amalgam sertleşirken oluşan ısının pulpaya geçişini engeller.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 7510	Vitrebond	87 €
3M 7512L	Vitrebond Likit (5.5 ml)	35 €

Ketac™ Molar Quick Aplicap™

Cam İyonomer Restoratif Materyali



Kapsül formundadır ve Rotomix'le karıştırılır. Yüksek direnç ve yüzey sertliği gösterir. Donma ve karıştırma zamanı kısadır. Flor salgılar. Direkt uygulama için uzun kapsül kanülü vardır. Kooperasyonu olmayan hastalarda, süt dişi dolgularda, oklüzyona gelmeyen daimi sınıf I restorasyonlarda, sınıf IV rasyonlarında, kor yapımı ve kompozitlerin altına kaide materyali olarak kullanılır.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 56369	50 adet kapsül (A1, A2, A3, A4, B2)	148 €
3M 37470	Kondisyoner Şişe (10 ml)	16 €
3M 37190	Cila Şişe (2.5 ml)	19 €

Vitrebond™ PlusClicker

“Clicker” formunda cam iyonomer kaide materyali



Clicker formu ile kolay kullanım ve her seferinde doğru dozlama.

Geliştirilmiş kimyası ile daha düşük mikrosızıntı riski.

Flor salgılar.

Derin kaviterlerde amalgam dolgunun altında bariyer oluşturur ve amalgam sertleşirken oluşan ısının pulpaya geçişini engeller.

Dişi, asitlerden korur.

Radyoopaktır, röntgende görünür.

Dentine kuvvetli bir şekilde bağlanır, dentinin elastikiyetindedir.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 7571	Vitrebond Plus Ligh Cure	113 €
3M 7572	Vitrebond Plus 10 Gr x 2	200 €

Ketac™ Molar EasyMix

Cam İyonomer Restoratif Materyali



Toz, karıştırmanın kolay yapılabilmesi için granüle edilmiş ve böylece malzemenin materyal özellikleri güçlendirilmiştir. Granül toz yapısı nedeniyle, kapağın açılması, dozlama ve karıştırma sırasında toz oluşmaz. Amalgam gibi tepilebilir. Dentine ve mineye kendiliğinden yapışır. Yüksek oranda flor salgılar. Aşınma direnci düşüktür. Yüksek radyoopasiteye sahiptir. Kendi kendine sertleşir. Mükemmel yüzey sertliği vardır.

Atravmatik restorasyon tekniğine (ART) uygundur. Süt dişi restorasyonlarında, daimi sınıf I restorasyonlarda yarı-daimi sınıf II restorasyonlarda, kor yapımında, estetiğin ön planda olmadığı sınıf V dolgularda, kompozit restorasyonların altına kaide olarak kullanılır

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 56633	Ketac Molar Easymix A.R.T 12.5 g Toz(A3), 8.5 g Likit	35 €
3M 56628	Ketac Molar Easymix Likit Yedeği (10 g)	20 €

Ketac N 100

İşıkla polimerize olan nano-iyonomer restoratif



- * Nano teknoloji ile üretilmiş ilk camiyonomer restoratifdir.
- * Işıkla polimerize olur.
- * Nanoteknoloji sayesinde cilalanabilirliği ve birlikte, çürük riski yüksek hastalarda, pediatrik hastalarda, erezyon vakalarında.
- * Küçük sınıf I, III ve V restorasyonlar da Geçici dolgularda
- * Kompozit altına kaide olarak Defekt ve andırkatların doldurulmasında Sandviç tekniğinde ve %50 koronal kısmın korunduğu kor yapımında kullanılır.
- * Özel "Clicker" ambalajı kusursuz dozlama sağlar. A1, A2, A3, A4, B2, C2 ve Mavi renkleri vardır.

Uygulaması

Kavite temizlenip hafifçe kurutulur.
Primeri mine ve dentin yüzeylerine 15 saniye boyunca uygulanır.
Primer 10 saniye boyunca hafifçe kurutulur.
Primer 10 saniye ışıkla polimerize edilir.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 3527TK	Deneme Kiti 10 uygulama ucu ve pistonu, Teknik Rehberi	113 €
3M 3527I	Intro Kit	272 €
3M 3527R	Yedek Clicker (A1, A2, A3, A35, A4, B2, BL, C2 renklerinde)	101 €
3M 3527P	Primer Refil	74 €

Ketac Silver

Gümüşle Güçlendirilmiş Cam İyonomer Restoratif



Aplicap/Maxicap kapsül olarak ya da elle karıştırılan formda

- Kor yapımında
 - Daimi sınıf I ve V restorasyonlarda
 - Süt dişi dolgularında kullanılan
- yüksek mekanik özelliklere sahip cam iyonomer restoratif materyal

Özellikleri

- Termal ve elektriksel olarak mükemmel izolasyon sağlar
- Cam içine sinterlenmiş gümüş partikülleri içerir
- Aplikap/maxicap sistemi uygulama kolaylığı, güvenilirlik ve fiziksel özelliklerde standart sağlar
- Özellikle Maxicap büyük kor yapılarında ve büyük kavivelere endikedir.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 37800	Ketac Silver Başlangıç Seti El Formu	148 €
3M 37006	Ketac Silver Aplikap Başlangıç Seti Kapsül Formu -Listede YOK	
3M 37010	Ketac Silver Aplikap Kapsül Yedeği - 50 Kapsül	165 €

Vitremer™

Kor ve Restorasyon Materyali



Hem anterior hem posterior bölgede uygulanabilir.
Hem ışıkla, hem kendiliğinden hem de patentli ayrı bir sistemle polimerize olur. (3'lü polimerizasyon sistemi)
Yüksek oranda flor salgılar.
Düşük aşınma gösterir.
Kor yapımında, süt dişi dolgularında, III ve V sınıf restorasyonlarda, yarı daimi sınıf I ve II restorasyonlarda, kök çürüklerinin restorasyonunda, kuron hazırlanmasından sonra dişte oluşan girintileri doldurmada kavite tabanında kullanılır.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 3303MPA3	Vitremer Deneme Seti 1 ad. 5gr Toz, 1 ad 2.5 ml likit, 1 ad. 2ml primer, 1 ad. 2ml bitirme cilası, 10 ad. kapsül, Karıştırma kağıdı kaşığı.	71 €
3M 3303L	Vitremer Likit (8ml)	36 €

Photac™ Fil Quick

Rezin Modifiye Cam İyonomer Restoratif Materyal



Photac-Fil Quick, elle karıştırılır. **Photac-Fil Quick Aplicap**, otomatik olarak Rotomix'le karıştırılır. Hem anterior hem posterior bölgede uygulanabilir. Hem ışıkla hem de kendiliğinden polimerize olur (dual cure). Geleneksel cam iyonomerlerden 4 kat fazla bağlanır. Yüksek oranda flor salgılar. Süt dişi dolgularında, yarı daimi sınıf I ve II restorasyonlarda, servikal erozyon dolgularında, sınıf III ve IV restorasyonlarda kavite taban maddesi olarak kullanılır. Kondisyoner ve glazür gerektirmez.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 61090	Photac Fil Quick Aplicap Normal 50 Adet	121 €
3M 61020	Photac Fil Quick Aplicap Normal 50 Adet A2	121 €
3M 61030	Photac Fil Quick Aplicap Normal 50 Adet A3	121 €

Cavit™ -G ve W

Cavit™-G Cavit™-W

Cavit G



Oklüzyon yükü olan restorasyonların, inley kavitelerinin geçici doldurulmasında ve endodontik tedavi sırasında geçici dolgu olarak kullanılır.

Frez kullanmadan kaviteden uzaklaştırılır.

El aletleriyle uygulaması kolaydır.

Nemli ortamda çabuk ve hava kabarcıksız sertleşir.

Hafifçe genişmesi marjinal sızıntıyı engeller.



Cavit W

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 44313	Cavit-G 28 g	11 €
3M 44350	Cavit - W 10 paket	41 €

www.uncudental.com
info@uncudental.com

Bond, Single Bond



Dünyada tek; Silan ve MDP içerir. Güvenle bağlanır.
İster Total Etch, ister Self Etch, ister Selective Etch
kullan, Single Bond Universal bağlanır .
Özel dizayn şişe, kolay kullanılır, kolay bağlanır.

3M ESPE

3M ESPE

Kalitenin Öncüsü

Adper™ Prompt™ L-Pop™

6. Jenerasyon Kendinden Asitli Adeziv



Asit, primer ve adeziv biraradadır. Bütün işlemleri tek basamağa indirir. Hekime ve hastaya zaman kazandırır. Aplikatör formundadır. Tek kullanımlık blister ambalajı sayesinde tamamiyla hijyeniktir. Malzemenin israfını engeller. Karışım hasta başında taze olarak hazırlanır. Işıkla polimerize olan tüm dolgu materyalleri ile uyumludur. Asit ve bond aynı anda uygulandığı için hastanın uygulamadan kaynaklanan dolgu sonrası hassasiyeti önlenir. Dentin sıvısıyla nötralize olan asit esteri içerir. Su bazlıdır. Muayene pratiğinde çalışması zor vakalarda (çocuklar, yaşlılar, ulaşılması zor bölgelerde yapılacak işlemler, tükürük miktarı fazla olan hastalar gibi) hekime hızlı ve hatasız çalışma imkanı verir.

Adper™ SingleBond2

5. Jenerasyon TOTAL-ETCH Adeziv



Nanofil teknolojisiyle üretilmiştir. Homojendir, çalkalama gerektirmez. Adeziv tek şişededir. Aseton içermez. 2 basamaklı sistemdir. (asit+bond) Mine ve dentine 15sn uygulanır ve bol suyla yıkanır. Pamuk ve süngerle kurutulur, hava sıkılmaz. Diş mutlaka nemli bırakılır. 2 Kat Adper Single Bond uygulanır. Hafifçe hava sıkılır ve bondun kaviteye yayılması sağlanır. 10 sn ışık uygulanır. Dolguya geçilir.

Adper™ ScotchBond™

4. Jenerasyon Multi-Purpose Adeziv



Üç aşamalı bir sistemdir. Kompozit / Kompomer materyallerin diş bağlanmasında kullanılır. **Uygulaması** Mine ve dentine 15 sn. asit uygulanır ve bol suyla yıkanır. Pamuk veya süngerle kurutulur. Hafifçe hava sıkılır. Diş, nemli olarak bırakılır. Primer, tek kat olarak mine ve dentine sürülür. Hafifçe 2-5 sn. hava sıkılır. Adeziv, mine ve dentine uygulanır. 10 sn. ışık verilir. Dolguya geçilir.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 7540S	Adper ScotchBond 2 Adet Scotchbond şırınga asit (2x3ml), 1 Adet 8 ml primer, 1 adet 8 ml adeziv 25 Adet şırınga ucu, 60 Adet tek kullanımlık şırınga ucu, 3 aplikatör	167 €
3M 7542	Primer Yedeği (8 ml şişe)	72 €
3M 7543	Adeziv Yedeği (8 ml şişe)	72 €
3M 7423	Etchand Yedeği (9 ml şişe)	72 €
3M 7523	Etchand Delivery (2 şırınga)	72 €

SingleBond Asit

Fosforik Asit Sistemi



% 35 ortofosforik asit içerir. Mine ve dentinin yüzeyini pürüzlendirerek adezivin ve dolgunun sıkı bir şekilde diş bağlanmasını sağlar. Diş yüzeyini plak ve yiyecek artıklarından temizler ve smear tabakasını kaldırır.

15 sn. uygulanır. Önce mineye, sonra dentine sürülür. Bol suyla yıkanır.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 51201	Adper SingleBond2 1 adet 6 g adeziv, 2 adet Scotchbond şırınga asit (2x3 ml) 25 adet şırınga ucu, 1 adet fırça sapı, 60 adet fırça ucu 48 adet tek kullanımlık gode	73 €
3M 51202	Adeziv Yedeği (6 g)	42 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 7523	Scotchbond Asit 2 Adet Tüp	25 €
3M 7423	Scotchbond Likit Şişe	24 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 41926	Adper Prompt L-Pop	105 €

Filtek™ Ultimate

Üniversal Restoratif Sistemi



Kullanımı kolay renk sistemi.
Daha fazla body rengi.
Okuması kolay etiket
Farklı opasitelere farklı renk kodu.

Daha iyi cila.
Geliştirilmiş florasan özelliği
Her opasitede supreme benzeri manipulasyon
Translüsente renkler

Filler optimizasyonunun sağladıkları:

Radyopasite
Supreme benzeri manipulasyon



Diğer Restoratifler

Filtek Ultimate Restoratif Body

Filtek Ultimate Restoratif Translucent

Filtek™ Z250

Üniversal Restoratif



Hem anterior hem de posterior bölgede kullanılır.
El aletlerine yapışmaz ve kolay uygulanır.
Polimerizasyon süresi 20 saniyedir.
Yarı kondanase edilebilir, sert kıvamdadır. İnsizal (I) ve universal dentin (UD) renkleri sayesinde doğal diş rengini dolguya uygulamak kolaylaşmıştır.

Filtek Z550

Üniversal Restoratif



Direkt restorasyonların tüm sınıflarında kullanımı kolaydır.

Filtek™ Z550 restoratif ile, doğal görünümlü, kaliteli restorasyonu için hastanın beklentilerini tatmin edebilir. Sonuç, yüksek eğilme mukavemeti, diametrik çekme mukavemeti, aşınmaya direnci ve geliştirilmiş cila tutma.

Mükemmel kullanım

- Öngörülebilir estetik
- Yüksek dayanımlı
- İyi aşınma direnci
- Parlatması kolaydır.
- Geliştirilmiş cila tutma
- 12 popüler renklerin, dentin tonları seçimi
- Tüm doğrudan restorasyonlar için endikedir

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 3920P	Filtek Ultimate Set 12 adet 4 g'lık şırıngası Dentin Renkleri : A2,A3,B3, Body Renkleri: A2,A3,A3.5,B2 Mine Renkleri : A1,A2,A3,W, Şeffaf Renkler: AT	390 €
3M 3920R	Filtek Ultimate Yedek Tüp 4 gr	40 €
3M 3920S/D	Filtek Ultimate 4'lü Dentin/ Body	145 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 6020E	Z250 Üniversal Restoratif Seti 8 adet 4 g'lık şırınga (A1, A2,A3,A3.5,B3,C2, D3,UD) 1 x Adper Single Bond 2- 6 g, 1 x Scotchbond şırınga asit 3 ml	230 €
3M 6020R	Z250 Kompozit Tüp Yedeği A1,A2,A3,A3.5,A4,B0.5,B1B2,C2,C3,C4,D3,UD,I	31 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 7050IK	Filtek Z550 Nano Hibrit Set	230 €
3M 7050R	Filtek Z550 Tek Tüp A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,C2,D3,0A2,0A3	31 €

Filtek™ P60

Posterior Restoratif



Posterior bölgede kullanılır.
Sınıf I ve II restorasyonlar için uygundur.
Sert kıvamlıdır, amalgam gibi kondanse edilebilir.
Kullanımı kolaydır, el aletlerine yapışmaz.
Kıvamının sert olması okluzal yüzeyin şekillendirilmesinde ve kontakt noktalarının oluşturulmasında kolaylık sağlar.



Filtek™ Silorane

Self-etch Sistem



2 aşamalı self-etch adeziv sistemidir.
Silika doldurucu içerir.
İdeal viskozitesi damlamadan uygulamayı ve kolay inceltilebilmeyi sağlar.
Asidik primerin uygulandıktan sonra ışınlanması gerekir
Sadece Filtek™ Silorane ile kullanılır.

Uygulaması

Self-etch primer 15 saniye boyunca kaviteye uygulanır.
Hafifçe hava sıkılıp ışıkla 10 saniye polimerize edilir.
Bond uygulanıp, havayla inceltildikten sonra ışıkla 10 saniye polimerize edilir.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 4713	Silorane Sistem Adeziv -Self Etch Primer ve Bond 1 Şişe Primer, 5ml, 1 Şişe Bond 5 ml, 100 Fırça	87 €
3M 4713P	Primer Refili	38 €
3M 4713B	Adeziv Bond Refili	38 €

Filtek™ Silorane

Düşük polimerizasyon büzülmeli posterior restoratif

Polimerizasyon büzülmesi %1'den düşük olan ilk kompozittir.
Sınıf I ve sınıf II kavitelerde kullanılır.



A2, A3, ve C2 renkleri vardır.
Polimerizasyon büzülmesi ve stresinden kaynaklı klinik sorunları engeller (marjinal sızıntı, marjinal renklenme, sekonder çürük, hassasiyet, minede çatlaklar, bond-igden kopmalar).
Sadece Filtek Silorane sistem adezivi ile kullanılabilir.

Reçine sistemi metakrilat içermez.
Halojen lambalarla 40, gücü 1000mw/cm2'den yüksek LED lambalarla 20 saniye polimerize edilir. Direkt reflektör ışığında 9 dakika çalışma süresi

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 4712I	Filtek Silorane - Intro Kit A2, A3, C2, x4 g, 1 şişe Premier 5 ml, Bond 5 ml, Karıştırma Godesi Renk Skalası & 100 fırça	250 €
3M 4712TK	Filtek Silorane Deneme Kiti 4gX1 Şırınga, 1XA3, Primer 5 ml, Bond 5 ml, Karışt. Godesi, 100 Fırça	108 €
3M 4712R	Silorane Tüp Yedekleri A2,A3,C2 Renk Seçenekleri	38 €

Valux Plus

Restoratif Sistemi



Hem anterior hem de posterior bölgede kullanılır.
El aletlerine yapışmaz ve kolay uygulanır.
Normal kıvamdadır.
On yıllık başarılı bir klinik geçmişe sahiptir

Uygulaması

A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2 renklerine 2,5 mm.'lik tabakalara 40 sn. ışık uygulanır.
- UD (universal dentin) rengine 2 mm.'lik tabakalara 40 sn. ışık uygulanır.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 5540SB	Valux Plus Tanıtım Seti 9x4 g'lık şırınga (1xA1, 2xA2, 2xA3, 1xA3.5, 1xB3, 1xC2, 1xUD) 1XAdper Single Bond 6 ml, 2XScotchbond şırınga asit (2x3 ml), 50 adet uyg.ucu, Aksesuarlar	150 €
3M 5540R	Valux Tüp Yedekleri A1,A2,A3,A3.5,B2,B3,C2,UD	15 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 4720E	P60 Posterior Restoratif Set 3 x 4 g'lık şırınga (A3,B2, C2), 1 x Single Bond 2 adeziv 3ml 1 x Scotchbond asit 3 ml	130 €
3M 4720R	P60 Posterior Tüp Yedeği A3, B2, C2, Renk Alternatifleri	35 €

F2000 Compomer

Kompomer Restoratif Sistem



Kapsul içindeki ışıkla tedavi kompomer dolgu materyali.

Belirtiler

- Doğrudan restorasyonlar sınıf III ve V
- Kök çürük lezyonları
- Sınıf II laminant veya açık sandviç tekniği
- Birincil dişlerdeki sınıf I ve sınıf II çürükler
- Kor büyümeleri
- Interkusal mesafenin üçte ikisinden daha az çürüklerde sınıf I ve II restorasyonları

Ürünün Faydaları

- Florür çözülme
- Kullanımı kolay, enstrümana yapışmaz
- Mükemmel marjinal yapıştırma
- Radyopak, ışıkla tedavi



Filtek™ Ultimate Flowable

Akışkan Restoratif

Kontrol edilebilir akışkanlık özelliği ile mükemmel estetik sağlar. Nanoteknoloji sayesinde mükemmel cilalanabilme özelliği ve Düşük aşınma özelliği vardır. Geniş renk yelpazesine sahiptir. %20 azaltılmış polimerizasyon bütölmesine sahiptir.

Florosan özelliği vardır.

Endikasyonları

Sınıf III ve V kavitele
Pit ve fissür örtücü olarak,
Direkt restorasyonlarda kaide materyali olarak Andırlatlarda block-out için kullanılır.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 2021	F2000 Capsule Bottle 0,28g 20 Kapsül A3,A3.5,A4,B2,B3,BLUE Renklerde	60 €
3M 5707SD	Kapsül Tabancası	76 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 3930R	Filtek Ultimate Flowable (2x2 g) A1,A2,A3,A3.5,A4	40 €
3M 3930R	Filtek Ultimate Flowable (1X2 g) B1,B2,C1,C2,D2,W,XW,OA3	21 €

FILTEK BULK

Üniversal Restoratif Sistem

Hızlı ve kolay 4 mm uygulama
Kolay uygulama için akıcı kıvam
Yüksek direnç ve düşük aşınma

Endikasyonları

- * Sınıf I ve Sınıf II direkt restorasyonların altına kaide olarak
- * Direkt restoratif materyallerin altına liner olarak
- * Pit ve fissür örtücü olarak

Kapsül Formu



Ürün Avantajları

- * 4 mm polimerizasyon derinliği – tabakalı uygulama ihtiyacını ve kontaminasyon riskini azaltır.
- * Kolay uygulama için akıcı kıvam– el aleti ile daha az manipulasyon.
- % 50'ye kadar daha fazla güç ve muadili diğer akışkanlara göre yaklaşık olarak



- * 2 kat fazla aşınma direnci
- * Ambalaj alternatifleri: kolay ayırt edilebilen turuncu kapsüller veya şırıngalar
- * 4 Renk: A1, A2, A3, Universal

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 4861R	Filtek Bulk Şırınga (A1,A2,A3,U)	46 €
3M 4862R	Filtek Bulk Kapsül (A1,A2,A3,U)	56 €

Sof-Lex™

Bitirme ve Cilalama Sistemleri



Kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilalanmasında kullanılır. Anterior ve posterior restorasyonların fasiyal ve lingual marjinlerinde kullanılır. Esnek diskler alüminyum oksit kaplanmıştır, dişe ısı vermeden kuru kullanılabilir.

Kalından süper inceye dört aşındırma derecesi ve normal ile ekstra ince olarak iki disk kalınlığı mevcuttur. Her aşındırma derecesinin rengi farklıdır. Patentli pop-on mandrel sistemi sayesinde diskler kolayca değiştirilir. Kalın, orta, ince ve süper ince sırasıyla kullanılması idealdir.



Şerit Zımpara

Kompozit, kompomer ve cam iyonomer dolguların aproksimal yüzeylerini zımparalamak amacıyla kullanılır. Alüminyum oksit kaplanmış ince ve esnek baza sahiptir. Ortadaki zımparasız alan, interproksimal alanlara girmeyi kolaylaştırır.

Öğü Hassasiyetinde Tutku

3M™ ESPE™ Soft Monophase
3M™ ESPE™ Monophase

Poliester Öğü Malzemesi



YENİ

Her detayda
incelik

3M ESPE

Retraksiyon ÇözÜmleri

3M™ ESPE™
Astringent Retraction Paste



Hızlı ve kolay — oldukça yeni bir
retraksiyon deneyimi

YENİ!

3M ESPE

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 2380	Sof-Lex Pop-on Bitirme Diskleri Seti Toplam 240 adet kalın, orta, ince, süper ince grenli 2 değişik boyutta disk (30'ar adet), 1 adet mandrel	79 €
3M 1980	Sof-Lex Pop-on Bitirme Diskleri Seti Toplam 240 adet kalın, orta, ince, süper ince grenli 2 değişik boyutta disk (30'ar adet), 1 adet mandrel	79 €
3M 8695CR	Mandrel 2 Adet	15 €
3M 1954	Sof - Lex Şerit Zımpara 150 adet kalın ve orta grenli	22 €
3M 1956	Sof - Lex Şerit Zımpara 120 adet ince, süper ince	22 €
3M 8690R	Sof-Lex Yedek	19 €
3M 8691R	Sof-Lex Yedek	19 €
3M 8692R	Sof-Lex Yedek	19 €
3M 8693R	Sof-Lex Yedek	19 €

Impregum™ Soft



Elle Karıştırılan Polieter Ölçü Materyali



Impregum Soft Hadmix Orta Viskozite

Tek aşamalı monofaze teknikle kullanılır. Tek ölçü malzemesi ile çok net ölçü alınmasını sağlar.

Total- parsiyel ölçüler ve implant ölçülerinde kullanılır. Alınan ölçü 14 gün boyunca saklanabilir. Bu sürede boyutsal değişikliğe uğramaz.

Uygulaması

Baz - katalizör eşit oranda kullanılmalıdır.

45 sn. karıştırılır ve ölçünün homojen bir renk alması sağlanır.

Karıştırılan ölçü materyali kaşığa doldurulur ve ağıza yerleştirilip hastaya fonksiyonel hareketler yaptırılır.

Karıştırma başlangıcından itibaren çalışma süresi 2:30 dk.'dır. Toplam donma süresi 6 dk.'dır. Deliksiz metal kaşıklar veya kişisel kaşıklarla kullanılır. Tutuculuğu sağlamak için polieter adezivi ölçü almadan önce kaşık yüzeyine ince bir tabaka şeklinde sürülür ve kurumaya bırakılır.

Impregum Soft Hadmix Yüksek Viskozite

Tek aşamalı çift fazlı teknikle kullanılır.

Kuron-köprü, inley-onley ölçüleri alınır.

Uygulaması

Akışkan materyal (31751 Garant L DuoSoft yedek seti) direkt olarak Garant tabancayla kartuştan restorasyon etrafına sıkılır. Impregum Soft HM Yüksek viskozite baz ve katalizörü eşit uzunlukta karıştırma kağıdına sıkılır. Homojen bir şekilde karıştırılıp önceden adeziv sürülmüş kaşığa doldurulur ve ağıza yerleştirilir. Zamanlama açısından yukarıdaki işlemlerin eş zamanlı olarak yapılması gerekir.

Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Impregum™ Grant™ L DuoSoft™



Polieter Ölçü Materyali



Yeni jenerasyon polieter ölçü materyalidir.

Tek aşamalı çift fazlı teknik için geliştirilmiş yüksek ve düşük viskozitedeki bu malzemeye kuron-köprü ve inley-onley ölçüleri alabilirsiniz.

Pentamix ve tabanca sistemiyle kullanılır.

Polieterin hidrofilik, tiksotropik, snap set özelliklerine ek olarak yeni jenerasyon polieterlerin avantajına sahiptir. Donduktan sonra çıkarması kolaydır. Tadı iyileştirilmiştir.

Uygulaması

Yüksek viskozitedeki Impregum Penta H DuoSoft Pentamix'le karıştırılıp doğrudan ölçü kaşığına aktarılır.

Düşük viskozitedeki Impregum Garant L DuoSoft ise özel tabancası ile doğrudan preparasyon yüzeylerine sıkılır.

Bu uygulamayı takiben, Impregum Penta H DuoSoft ile doldurulmuş kaşık ağıza yerleştirilir ve donma tamamlanana kadar sabit tutulur.

Karıştırma başlangıcından itibaren çalışma süresi: Impregum Penta H DuoSoft 2:30 dk. Impregum Garant L DuoSoft 2 dk.

Toplam donma süresi: Impregum Penta H DuoSoft 6 dk.

Impregum Garant L DuoSoft 5:30 dk.

Impregum Penta™



Pentamix Cihazı ile Kullanılan Polieter Ölçü Materyali



Pentamix sisteminde otomatik olarak karıştırılan, kaşığa ve şırıngaya aktarılabilen, tek aşamalı monofaze ölçü tekniği ile kullanılan hassas polieter ölçü materyalidir.

Kuron -köprü,inley -onley, total-parsiyel ve implant ölçüleri alınır. Polieterin, hidrofilik, tiksotropik, snap set özelliklerine ek olarak yeni jenerasyon polieterlerin avantajına sahiptir.

Donduktan sonra çıkarması kolaydır.

Tadı iyileştirilmiştir.

Silikon materyaller ile kombine edilemez

Polieter Özellikleri:

Hidrofiliktir: Islak yüzeylere tamamı ile yapılır.Tükürük,nem,kan içeren ortamlardan kaçmaz.

Tikroskoptiktir: Ölçü,basınç uygulandığında akar,bırakılınca durur.

Hastanın boğazına akmaz, üst çeneye uygularken damlamaz.

Snap set özelliği vardır: Donma reaksiyonu, çalışma zamanının sonuna doğru başlar.Çalışma zamanının sonunda materyalin tümü aynı anda ve eşit oranda donar.Böylece çalışma süresinde oluşabilecek deformasyonlar önlenir.

Silikon materyaller ile kombine edilemez.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 31755	Impregum Soft Handmix Orta Viskozite Set	58 €
3M 31749	Impregum Soft Hadmix Yüksek Viskozite Set	Listede yok
3M 71233	Elastomer Karıştırma Spatülü	40 €
3M 71209	Elastomer Uygulama Şırıngası Metal	58 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 31738	Impregum Penta H DuoSoft Tanıtım Seti Impregum Garant L DuoSoft Tanıtım Seti	325 €
3M 31740	Impregum Penta H DuoSoft Yedek Seti	135 €
3M 31768	Impregum Penta H DuoSoft Quick Step Y.Seti	135 €
3M 31751	Impregum Garant L DuoSoft Yedek Seti	99 €
3M 77793	Impregum Penta H DuoSoft Kartuşu	53 €
3M 77580	Karıştırma Tabancası 1:1/2:1	83 €
3M 71451	Karıştırma Ucu (Beyaz) 50 Adet	49 €
3M 71461	Ağız İçi Uygulama Ucu Beyaz 50 Adet	27 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 31734	Impregum Penta Soft Tanıtım Seti	175 €
3M 31794	Impregum Penta Soft Single	100 €
3M 31764	Impregum Penta Soft Quick - listede yok	
3M 30600	Polieter Ölçü Kaşığı Adezivi 17 ml	14 €

Express™ XT Putty Quick

Elle Karıştırılan Yoğun Kıvamlı
VPS Ölçü Materyali



1 ya da 2 aşamalı ölçü teknikleri için uygundur. Hızlı donar. Hidrofilisite ve elastiklik özellikleri artırılmıştır. Baz ve katalizör elde karıştırılır. Donduğu , zaman ki sertlik derecesi , 2 aşamalı ölçü tekniğinde 2. ölçüye yer açma işlemini kolaylaştırır. Kuron-köprü, inley-onley, laminate gibi sabit restorasyon ölçülerinde kullanılır. Boyutsal stabilitesi çok yüksektir. Çalışma zamanı 1:30 dakika, ağız içi donma zamanı 2:30 dakikadır. C Silikonları ya da polieter ölçü maddeleri ile kombine kullanılamazlar.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 36973	Express XT Putty Quick Refil	41 €
3M 7312	Express STD Putty	41 €
3M 7302	Express STD Light Body	41 €

Express™ XT Penta™ H

Vinil Polisiloksan Ölçü Materyali



Express XT Penta H, Pentamix sisteminde otomatik olarak karıştırılan ve kaşığa aktarılan tek aşamalı ölçü tekniği için uygun, yüksek viskozitede vinil polisiloksan (VPS) hassas ölçü materyalidir. Kuron-köprü ve inley-onley ölçülerinde kullanılır.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 36894	Express XT Penta H Yedek Seti	64 €

Express™ XT Light Body

Tabanca ile Karıştırılan
Akıcı Kıvamlı VPS Ölçü Materyali



1 ya da 2 aşamalı ölçü teknikleri için uygundur. Hidrofilisite ve elastiklik özellikleri artırılmıştır. Kartuş formundadır ve ölçü tabancasıyla kullanılır. Kuron-köprü, inley-onley, laminate gibi sabit restorasyon ölçülerinde kullanılır. Garant tabanca sayesinde karıştırma kalitesi her zaman aynı ve homojendir. Ağız içi şırıngalama süresi 1:00 dakika, ağız içi donma süresi 3:30 dakikadır. C Silikonları ya da polieter ölçü maddeleri ile kombine kullanılamazlar.

Uygulaması:

Tekniğe bağlı olarak direkt olarak restore edilmiş dişlere ya da 1. ölçünün içine uygulanabilir.



Döğru Karışımın

İlk adımı !

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 77580	Karıştırma Tabancası 1:1/2:1	83 €
3M 36976	Express XT Light Body Quick Refill (2 kartuş)	41 €
3M 71455	Garant tabanca karıştırma ucu-Sarı 30 adet	27 €
3M 71456	Garant tabanca ağız içi uygulama ucu-Sarı 30 adet	18 €

Express™ XT Penta™ Putty

Pentamix Cihazı ile kullanılan
Vinil Polisiloksan Ölçü Materyali



Özellikleri

- 1 ya da 2 aşamalı ölçü tekniği için uygundur.
- Otomatik olarak karıştırılan, gerçek putty kıvamında bir ölçü materyalidir.
- Hidrofilisite ve elastiklik özellikleri artırılmıştır.
- Final sertliği yüksektir, kazınması kolaydır.
- Sabit restorasyon ölçülerinde kullanılır.
- Pentamix ile otomatik olarak karıştırıldığı için her defasında homojen ve hava kabarcıksız karışım sağlar.
- Çalışma süresi 1:30 dk., donma süresi 3:00 dk'dır.
- C silikonları ve polieter esaslı ölçüler ile kombine kullanılamaz.

Uygulaması

2 aşamalı ölçü tekniği ile:

- Express XT Penta Putty, pentamix ölçü karıştırma cihazında karıştırılıp, adeziv sürülmüş kaşığa doldurulur, hastanın ağızına yerleştirilir.
 - Donduktan sonra ağızdan çıkarılır.
 - Express XT Light Body tabancadan ölçünün içine sıkılır. (gerekirse kazıma yapıldıktan sonra)
 - Kaşık tekrar hastanın ağızına yerleştirilir, donduktan sonra çıkartılır.
- Tek aşamalı ölçü tekniği ile:

- Express XT Light Body tabancadan restore edilmiş dişlerin etrafına sıkılır.
- Express XT Penta Putty, pentamix ölçü karıştırma cihazında karıştırılıp, adeziv sürülmüş kaşığa doldurulur.
- Kaşık hastanın ağızına yerleştirilir.
- İki materyal aynı anda donduğu için delaminasyon ve deformasyon riski yoktur.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 36895	Express XT Penta Putty Single	66 €
3M 7307	VPS Kaşık Adezivi	17 €

Ramitec™ Penta™



Polieter Isırma Kayıt Ölçü Materyali



Isırma kaydı için polieter ölçü materyali. Elle karıştırılan formu ve otomatik olarak Pentamix sisteminde karıştırılan formu mevcuttur.

Nemli ortamlarda bile mükemmel akışkanlık sağlar. Tiksotropik özelliği nedeniyle oklüzyon süresince stabil kalır. Yüksek final sertliğiyle beraber, kolay kesilip şekillendirilebilir

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 33112	Ramitec Penta Yedeği 1XBaz (300ml), 1XKatalizör(60ml)	75 €
3M 77821	Ramitec Penta Kartuşu	53 €
3M 33710	Ramitec Baz Katalizör Paketi(EI Formu) 2XBaz (120ml),2XKatalizör(15ml),1XRamitec Uygulama Şırıngası,Karış. Pedi	65 €
3M 72041	Ramitec Aksesuar Paketi 5 Şırınga	19€

Imprint™ Bite

VPS Isırma Kayıt Ölçüsü

Isırma kaydını almak için, hızlı donan kartuş formunda VPS esaslı ölçü materyali



Özellikleri

- Hızlı donma süresi (60 saniye)
- Kolay kesilebilen, yüksek final sertliği
- Garant Tabanca ile otomatik karıştırma

Uygulaması

- Sadece Garant karıştırma uçlarıyla kullanın
- Çalışma zamanı (karıştırma dahil) Imprint Bite 0:20 dakika Donma zamanı (karıştırma başlangıcından itibaren) Imprint Bite 1:00 dakika Final sertliği (karıştırma başlangıcından itibaren)

Imprint Bite 15:00 dakika

Palgat™ Plus Quick

Aljinat Ölçü Malzemesi



Etüd modeli, kapanış ve geçici yapımı için ölçü almakta kullanılır.

Yüksek derecede elastiktir.

Ön işlem gerekmeden tüm standart alçılarla dökülebilir.

Andır katlı alanlardan bile yüksek yırtılma direnci sayesinde kolaylıkla çıkarılabilir.Toz oluşturmaz.

Yüksek viskozitesi sayesinde hızlı donma zamanına sahiptir

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 36890	Imprint Bite Tanıtım Kiti	216 €
3M 36850	Imprint Bite Refil	72 €
3M 71450	Imprint Bite Karıştırma Ucu Yeşil(50 Adet)	50 €
3M 71460	Imprint Bite Uygulama Ucu Şeffaf(50 Adet)	27 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 21570	Palgat Plus Quick, Aljinat (450gr)	11 €

Protemp™ 4 Grant

Geçici Restorasyon için Kompozit



Başarılı bir ürünün inovatif olarak geliştirilmiş. Çok üyeli geçici köprüler için, geliştirilmiş, sofistike ve inovatif kompozit esaslı geçici materyali. Garant tabaca sayesinde hızlı ve hijyenik uygulama sağlar.

Endikasyonları:

Kuron ve köprüler
Inley ve onleyler
Venerler
Önceden yapılmış geçici kuronların düzeltilmesi, şekillendirilmesi
Uzun dönem geçiciler
Implant abutmentleri

AVANTAJLARI :

Yeni jenerasyon nanofil doldurucu içerir.
Yüksek kırılma direnci sayesinde fazla kuvvet gelen alanlarda bile kırılmayan, dayanıklı geçiciler.
Minimal polimerizasyon büzülmesi : adaptasyon, mükemmel uyum, mükemmel dentin koruması.
Biyolojik, uyumluluk.
Düşük ısı üretimi.
Florasan özelliğinde 5 renk alternatifi: Bleach, A1, A2, A3, B3.
Yüksek renk stabilitesi.
Cırlama gerektirmeden parlak ve doğal yüzey özelliği.

Protemp™ Crown

Geçici Materyali

Geçici tedavilerde yeni bir çağın başlangıcı.
Dünyanın ilk önceden şekillendirilmiş, modele edilebilir geçici kuron materyali.
Tek diş için önceden şekillendirilmiş, medele edilebilen, ışıkla sertleştirilen kompozit esaslı geçici kuron.



Endikasyonları:

Tek üyeli restorasyonlarda ,
hasta başında
Molar
Premolar
Kanin
Implant abutmentlerinin geçici restorasyonlarında



Paslanmaz Süt Kuronlar

Süt Molar Dişler için Geçici Kuronlar



Süt molarların uzun süreli restorasyonların da, daimi molarların geçici ve ara tedavi restorasyonlarında kullanılır. Zamandan kazanmak için önceden şekillendirilmiştir. Çok az düzeltme gerektirir. Gerçek anatomik formdadır, mükemmel uyum sağlar.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ND-48	Süt Molar (48 Adet Kuron)	210 €
3M D-XX	Paslanmaz Çelik Kron Yedeği Birinci Süt Molar 2 adet Kuron	10 €
3M E-XX	Paslanmaz Çelik Kron Yedeği İkinci Süt Molar 2 Adet Kuron	10 €
C-180	Polikarbonat Kuron Seti 180'lik	286 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 46954	Protemp 4 Tabanca Yedeği A1 1 Adet kartuş 67g, 15 Adet tabanca karıştırma ucu mavi	78 €
3M 46956	Protemp 4 Tabanca Yedeği A2 1 Adet kartuş 67g, 15 Adet tabanca karıştırma ucu mavi	78 €
3M 46957	Protemp 4 Tabanca Yedeği A3 1 Adet kartuş 67g, 15 Adet tabanca karıştırma ucu mavi	78 €
3M 46960	Protemp 4 Tabanca Yedeği B3 1 Adet kartuş 67g, 15 Adet tabanca karıştırma ucu mavi	78 €
3M 71453	Tabanca karıştırma ucu Mavi-50 Adet	52 €
3M 77581	Protemp Tabanca 1:10	88 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 50600	Protemp Crown Intro Kit	286 €
3M 50600TK	Deneme Kiti 16 Geçici Kuron: Molar üst Büyük (3x) , Molar üst Küçük (2x), Molar alt Büyük (2x), (Premolar) üst Büyük (2x), Bicuspid (Premolar) , üst Küçük (2x), Bicuspid (Premolar)Alt (2x) 10 Crown Ölçüm Aracı, Teknik Rehber	93 €
3M 50610	Molar üst Büyük	5 Geçici kuron, 1 kuron ölçüm aracı
3M 50612	Molar alt Büyük	5 Geçici kuron, 1 kuron ölçüm aracı
3M 50613	Molar alt Küçük	5 Geçici kuron, 1 kuron ölçüm aracı
3M 50616	Bicuspid(Premolar)Alt	5 Geçici kuron, 1 kuron ölçüm aracı

Relexy™ U200



Kendinden Adeziv Üniversal Siman



Geliştirilmiş adezyon ve direnç
Geliştirilmiş estetik ve aşınma direnci
Geliştirilmiş akışkanlık – kolay karışım
Benzer nötralizasyon özelliği
Ek klinik avantajlar
Tam seramik, kompozit veya metal inley,onley, kuren ve köprüler
Post ve vidalar
2 veya 3 üyeli Maryland köprüler; 3 üyeli inley /onley köprüler
am seramik, kompozit veya metal restorasyonların implant abutmentlara simantasyonu 3 renk, 3 opasite translüsent , A2 universal A3 opak. 11gr Clicker , yaklaşık 40 üyenin simantasyonu
Mineye yüksek bağlanma kuvveti

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 5687R	Relyx U200 TR,A1,A2	99 €

Relexy™ U200 Automix

Kendinden Adeziv Üniversal Siman



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 5683R	Relyx U200 Automix TR,A1,A2	97 €
3M 56911	Relyx U200 Automix Başlangıç Seti A2	270 €
3M 56913	Relyx U200 Automix Mixing Tips	32 €
3M 56914	Relyx U200 Automix Mixing Tips	32 €
3M 56917	Relyx U200 Automix Mixing Tips	32 €

RelyX™ Unicem Aplicap™ RelyX™ Unicem Maxicap™

Rotomix ile Karıştırılan
Kendinden Adeziv Üniversal Rezin Siman



Ful seramiklerin, güçlendirilmiş kor seramiklerin, metal ve kompozitten yapılmış kuren, köprülerin, inleyonleylerin, sınıf III ve IV restorasyonların, prefabrike ve döküm post ve vidaların, fiber postların yapıştırılmasında kullanılır. Primer ve adeziv gibi ön uygulama gerektirmez. Kendinden adezyon ile güçlü bağlanır. Hem ışıqla, hem kendiliğinden sertleşir (dual cure). Flor salgılar.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 56814	Relyx Unicem Aplicap Seti 50 Aplicap Kapsül(24XA2 Üniversal,16XTranslütent, 10XA3 Opak) Aplicap Uygulayıcı, Aplicap Aktivator	230 €
3M 56815	Relyx Unicem Aplicap Yedek 50 Aplicap Kapsül (24XA2U) 16 X Translütent, 10 X A3 Opak	230 €
3M 73040	Aplicap Aktivator	59 €
3M 73050	Aplicap Uygulayıcı	59 €
3M 56830	Relyx Unicem Maxicap Set 20 Maxicap Kapsül (10XA2U, 6XTranslütent,4XA3 Opak) Aplicap Uygulayıcı, Aplicap Aktivator	300 €
3M 56831	Relyx Unicem Maxicap Yedeği 20 Maxicap Kapsül(10XA2 U, 6X Translütent,4X A3 Opak)	200 €
3M 77550	Relyx Unicem Aplicap Uzatma Kanülü	12 €
3M 73070	Maxicap Aktivator	69 €
3M 73060	Maxicap Aplikator	69 €

Relyx™ Fiber Post

Cam Fiber Post



Doğal diş dokusunun yetersiz kaldığı durumlarda koronal restorasyonu desteklemek amacıyla kullanılır.Cam fiber ile güçlendirilmiştir. Estetik, radyopak, translüsenttir. Esnekliği doğal dişe çok yakındır.3 farklı çapı vardır. Apikal ucu koniktir. Böylece preparasyon son derece konservatif şekilde hazırlanabilir. RelyX Unicem Kendinden Adeziv Rezin Siman ile hiçbir ön aşama gerektirmeden dişe bağlanır. Endodontik tedavinin tekrarı gerektiğinde RelyX Fiber Post dişe zarar vermeden kolayca sökülebilir



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 56860	RelyX Fiber Post Seti 5X1 no'lu post (1.3 mm),5X2 no'lu post (1.6 mm) 5X3 no'lu post (1.9 mm),1X1 no'lu drill 1X2 no'lu drill,1X3 no'lu drill,1Xstandart drill 20X uygulama ucu, teknik kart	169 €
3M 56861	RelyX Fiber Post Yedek No 1 10X 1.3 mm post, 10X uygulama ucu	58 €
3M 56862	RelyX Fiber Post Yedek No 2 10X 1.3 mm post, 10X uygulama ucu	58 €
3M 56863	RelyX Fiber Post Yedek No 3 10X 1.9 mm post, 10X uygulama ucu	58 €
3M 56864	RelyX Fiber Post Drill No 1 1X 1.3 mm drill	17 €
3M 56865	RelyX Fiber Post Drill No 2 1X1.6 mm drill	17 €
3M 56866	RelyX Fiber Post Drill No 3 1 adet 1.9 mm drill	17 €
3M 56867	RelyX Fiber Post Drill Standart	17 €

Relyx™ Veneer

Kompozit Esaslı Lamineyt Yapıştırma Simanı



Seramik veya kompozit veneerlerin yapıştırılmasında kullanılır. Kompozit dolgular gibi tüpte ve kullanıma hazır olduğu için kullanımı çok kolaydır. Işıkla sertleşir

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 8714R	RelyX Veneer Siman Patı 3 g (A1,A3,W0,TR,B0.5 Renklerde)	66 €
3M 7614R	RelyX Veneer Deneme Patı A1,T,WOT Renklerde	46 €

Relyx™ ARC

Adeziv Rezin Siman



Seramik, metal veya kompozit kurlonların,inleyonleylerin, adeziv köprülerin, endodontik postların, amalgamın yapıştırılmasında kullanılır. Kompozit esaslı porselen ve metal yapıştırma sistemidir. Çok kuvvetli yapıştırma sağlar.

Hem ışıkla, hem kendiliğinden sertleşir. Basınc uygulanınca hareket eder. Kalınlığı düşüktür. Radyoopaktır.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 3415	RelyX ARC Başlangıç Seti 1X 4.5 g A1 rengine Clicker, 1X 4.5 g A3 rengine Clicker 1X 6 ml Adper Single Bond 2 adeziv,2X Scotchbond asit (2x3ml) 1X 5 ml RelyX seramik primer	276 €
3M 3415R	RelyX Clicker A1 1 adet 4.5 g A1,A3 rengine	112 €
3M 2721	RelyX Seramik Primer (5 ml)	57 €

Ketac™ Cem EasyMix

Granül Formunda Cam İyonomer Siman



Kurun-köprü simantasyonun da, inley-onley simantasyonun da,pin ve vidaların simantasyonun da ve ortodontik uygulamalarda kullanılır. Kaide materyali olarak kullanılır. Granül toz formu sayesinde karıştırma işlemi kolaylaşır ve homojen, kremi bir kıvam sağlanır. Granül yapısı sayesinde

inde kullanımdan önce çalkalamaya gerek yoktur. Öbeklenme meydana gelmediği için doz kaşığı her defasında aynı miktarda tozla olarak dozlama da hassasiyet sağlar. Şişeden çıkarma ve karıştırma sırasında toz oluşmaz. Flor salgılar. Oldukça düşük film kalınlığı vardır. Bu sayede kurlon ve köprülerin dişe uyumundaki başarı artar. Radyopaktır.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 56906	Ketac-Cem Easymix Üçlü Paket 3X12 ml likit, 3X30 g toz,3X Damlatıcı,Kaşık karıştırma kağıdı	97 €

Ketac™ Cem Radiopaque

Cam İyonomer Siman



Kurun-köprü simantasyonunda, inley-onley simantasyonunda, pin ve vidaların simantasyonunda kullanılır. Kaide materyali olarak kullanılır. Flor salgılar. Oldukça düşük film kalınlığı vardır. Bu sayede kurlon ve köprülerin dişe oturmasında ki yüksekliklerle karşılaşılmaz. Radyoopaktır.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 37230	Ketac-Cem Radiopaque Set 3 adet 33 g toz, 3 adet 12 ml likit, Karıştırma kağıdı	114 €
3M 37200	Ketac-Cem Radiopaque Tekli 1 adet 33 g toz, 1 adet 12 ml likit, Karıştırma kağıdı	41 €

Ketac™ Cem Plus

Clicker Tabancada Rezin Modifiye Cam İyonomer Yapıştırma Simanı



Metal inley, onley, kurlonların, metal destekli porselen restorasyonların, metal pin, post ve ortodontik apareylerin, alüminyum ve zirkonyum ile güçlendirilmiş porselen sistemlerin daimi simantasyonların da kullanılır. Bir ambalajdan 80 doz çıkar. Bir diş için gerekli olan ortalama doz sayısı 2' dir. Kendiliğinden polimerize olur. Clicker ambalajı sayesinde doz oranı otomatik olarak sağlanır. Rezin ile teması minimuma indir. Çözünürlüğü çok düşük olduğu için uzun süreli simantasyon ve güçlü adezyon sağlar.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 56930	Ketac Cem Plus 2 gr 2 Clicker	128 €

Relyx™ Luting

Rezin Modifiye Cam İyonomer Siman



Metal inley-onley yapıştırılmasında, metal destekli kurlon- köprü yapıştırılmasında, metal endodontik postların yapıştırılmasında, ortodontik uygulamalarda kullanılır. Ağız sıvılarında çözünürlüğü çok düşüktür. Kendi kendine sertleşir. Flor salgılar. Dentine kimyasal olarak bağlanır

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 3505	RelyX Luting Siman Seti 6 g toz, 9 ml likit,Kaşık ve Karıştırma kağıdı	97 €

Durelon™

Karboksilat Siman

Durelon Toz



Durelon Likit



Kuron-köprü ve inley-onley simantasyonunda kullanılır.
Kaide materyali olarak kullanılır. Flor salgılar

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 38236	Durelon Toz 3'lü Paket 3x 20 g	28 €
3M 38216	Durelon Likit 40 g	12 €

Relyx™ Temp NE & E

Ojenolsüz Geçici Yapıştırıcı Siman



Öjenol içermediğinden adeziv simantasyonlarından önce kullanılabilir. Düşük film kalınlığı oluşturur ve geçici dişlerin dişe tam uyumunu sağlar. Protez ve diş yüzeyinden kolaylıkla uzaklaştırılır. Diş yüzeyinde artık bırakmaz.

Ojenollü Geçici Yapıştırıcı Siman



Geçici ve daimi kuron ve köprülerin geçici olarak yapıştırılmasında kullanılır. Protez ve diş yüzeyinden kolaylıkla uzaklaştırılır. Diş üzerinde artık bırakmaz.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 56660	RelyX Temp NE 1 adet baz 30 g, 1 adet katalizör 13 g, Karıştırma kağıdı	25 €
3M 35014	RelyX Temp E 1 adet baz 25 g, 1 adet katalizör 18 g, Karıştırma kağıdı	25 €

www.uncudental.com
info@uncudental.com

Zaris™ White & Brite

Diş Beyazlatma Sistemi



Beyaz gülümsemenin
kolay yolu artık
Türkiye'de.

Amerika'da uzun süredir güvenle kullanılan
3M ESPE'nin diş beyazlatma sistemi Zaris White & Brite
artık Türkiye'de.

- Karbamid Peroksit içerir, hassasiyet riski düşüktür.
- %30'luk ofis tipi; %16 ve %10'luk ev tipi olmak üzere 3 konsantrasyonu vardır.
- Plak tekniği uygulama kolaylığı sağlar, zaman kazandırır.
- Ürünün etken maddesi ve uygulama şekli nedeniyle diş eti veya dil koruyucusuna ihtiyaç duyulmamaktadır.
- Ekonomik fiyat avantajı sağlar.



3M ESPE

Kalitenin Öncüsü

Elipar™ S10

Yüksek Performanslı LED Işıklı Polimerizasyon Cihazı



Avantajları:

Tek parça paslanmaz çelik gövde:

Sağlam, kontaminasyona dayanıklı

Pürüzsüz yüzey:

Dezenfeksiyonu kolay, rengi bozulmaz
Tutmayı kolaylaştıran V gövde dizaynı
1200 mW/cm2 ışık gücü, % 50 daha fazla optik güç

Geniş 10 mm'lik ışık ucu:

tek seferde 1 daha geniş ışınlama alanı
Daha odaklı ışık iletimi
A3 ve daha açık renkler için 5 saniye ışınlama süresi
2 tuşla kolay operasyon
5, 10, 15, 20 ve 120 saniyelik ışınlama modları, ayrıca simantasyon işlemlerinde fazlalık simanın temizlenmesini kolaylaştıracak "tack cure" modu



Parlaklığın
dokunuşunu
hissedin

Elipar™ S10

LED Işıklı Polimerizasyon Cihazı

Pentamix™ 2

Otomatik Ölçü Karıştırma Cihazı



3M ESPE hassas ölçü materyallerinin otomatik karıştırılması için geliştirilmiş bir sistemdir. Pentamix cihazı ile Impregum Penta Soft, Impregum Penta H DuoSoft, Expres XT Penta H ve Expres XT Penta Putty ölçü malzemeleri kullanılır.

Uygulaması:

Son derece hızlı karıştırarak hekime çalışma sırasında rahatlık sağlar. Düğmeye basıldığı anda doğru oranda, değişmeyen kıvamda ve hava kabarcıksız karıştırma yapar. Karışık ve şırınga, Pentamix cihazından direkt olarak doldurulur.

Pentamix™ 3

Otomatik Ölçü Karıştırma Cihazı



Hızlı ve etkili

-Zamandan kazandırır

Rahat

-Kolay kullanım

Güvenilir

-Homojen karışım

Ekonomik

-Dozlamayı kendiniz ayarladığınız için materyal kaybı yok

Hijyenik

-Kaşığı direkt olarak dolumu ile hijyen sağlar

Tam materyal uyumu

-Hem A tipi silikon hem de polieter ile kullanım şansı

3M ESPE hassas ölçü materyallerinin otomatik karıştırılması için geliştirilmiş bir sistemdir. Pentamix cihazı ile Impregum Penta Soft, Impregum Penta H DuoSoft, Expres XT Penta H ve Expres XT Penta Putty ölçü malzemeleri kullanılır.

Her Endikasyon ve Teknik için tek sistem Tüm Dünya'da 200.000 'den fazla satılmış **Pentamix** sistemi ölçü karıştırmada bir standart olmuştur. Geniş ürün yelpazesi ile değişik viskozitelerde ürün kullanma şansını sizlere vermektedir. Şimdi Pentamix3 otomatik karıştırma cihazı etkinliği arttırmak için daha hızlı ve daha rahat.

AVANTAJLARI :

En hızlı otomatik ölçü karıştırma cihazı Pentamix2 'den 2 kat daha hızlıdır. Karıştırma süresini azaltır.

Ölçüyü ağıza yerleştirmedeki stresi azaltır. Piyasadaki en küçük ölçü karıştırma cihazı.

Duvara monte edilebilir. Her iki taraftaki karıştırma düğmesi uygulama kolaylığı sağlar. Kartuş yerleştirme ve uç değiştirme işlemleri kolaylaştırılmıştır. Modern ve sağlam gövde dizaynı.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 76951	Elipar S10	1100 €
3M 76958	Elipar S10 Işık Ucu	150 €
3M 76956	Elipar S10 Li-on Pil	130 €
3M 76957	S10 Işık Kouruyucu	12 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 77959	Pentamix 2 Cihazı	1400 €
3M 71457	Penta Karıştırma Ucu Kırmızı	18 €
3M 71210	Elastomer Uygulama Şırıngası	53 €
3M 71225	Elastomer Şırınga Uçları 12'lik	6 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 77871	Pentamix 3 Cihazı	1700 €
3M 71457	Penta Karıştırma Ucu Kırmızı 30 Adet	18 €
3M 71210	Elastomer Uygulama Şırıngası	53 €
3M 71225	Elastomer Şırınga Uçları 12'lik	6 €

Rotomix™

Kapsül Karıştırma Cihazı



Rotatif karıştırma özelliğiyle tamamen homojen karışım sağlar. Kapsül tutucu dönerken platformun da rotasyon yapması karıştırma işlemini tamamlar. Otomatik olarak santirfujsel dönme hava kabarcıksız karışım sağlar. Kapsüller olay yerleştirilir, çıkarılır. Son derece sessiz çalışır. Kolay kullanım için dokunmatik tuşlarla önceden programlanmış süreler uygulanabilir (8 - 10 sn.) ya da süre seçilebilir (1-39 sn.) Santirfuj özelliği gerekirse uygulanmayabilir (örn. amalgam karıştırırken). 5 yıldızla ödüllendirilmiştir (Reality's Choices)

CapMix™

Kapsül Karıştırma Cihazı



Gözlük



Darbe direnci yüksektir.1. sınıf yüksek optik netliğe sahiptir. Polikarbonat mercek tehlikeli UV radyasyonuna karşı belirtilen seviyelerde güvenilir koruma sağlar.Daha fazla dayanıklılık ve gelişmiş görüş için çizilmeye karşı koruyucu kaplamaya ve buğu önleyici kaplamaya sahiptir. Şakak uzunluğu kişiye göre ayarlanabilir. Mercek açısı ayarlanabilir.Yumuşak şakak uçları basıncı azaltır.Hafiftir.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 2740	Gözlük Oynar Çerçevesi listede yok	
3M 2720	Gözlük Sabit Çerçevesi listede yok	

Maske

MASKE



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 76300	Rotomix Kapsül Karıştırıcı	900 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 76190	Capmix Kapsül Karıştırıcı	650 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
3M 2000F	Dental Maske 50 Adet listede yok	



NamoSept



Kullanıma hazır hızlı yüzey dezenfektanıdır. Aletler, anguldurva, türbin ünit tutacakları ve tedavi tablaları dahil dental/medikal yüzeylerin temizliğinde kullanılır.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP YZY01	Omnipan Yüzey Dezenfektanı	7.5 €

PrintoSept-ID



Ölçü Materyali Dezenfektanı



Kullanıma hazır, aldehidsiz ve fenolsüz, bütün dental ölçüler (aljinat, silikon, polieter, hidrokolloid vb.) için ve dental çalışmalara sokulan aşınmış dental protezler için temizleme ve dezenfekte solüsyonudur. PrintoSept-ID ayrıca hızlı dezenfeksiyon cihazlarında kullanılabilir (sprey makineleri)
Dezenfeksiyon Süresi:
Bakterisidal/fungisidal: 1 dakika
Tüberküloz: 5 dakika
Virüsidal(HBV/HIV): 5 dakika

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 4500	Printo Sept 5 lt. Bidon	55 €

www.uncudental.com
info@uncudental.com

ALPRO
MEDICAL

Minuten Spray



Classic Yüzey Dezenfektanı



Aldehit ve Fenol içermez

Uygulama Alanları:
Özellikle Türbin, Anguldurva, Ünit Tutacakları, Alet tepsisi, Genel Yüzey Temizlemesi ve hızlı sprey dezenfeksiyonu için kullanılır

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3005	Minuten Spray 5 Litre	40 €
ALP 4715	Minuten Spray 1 Litre	10 €
ALP 3002	Minuten Spray 0.5 Litre	7 €

MinutenWipes



Hızlı Yüzey Dezenfeksiyonu...

Aldehit ve Fenol içermez



Uygulama Alanları :

Anguldurva, ünit tutacakları, alet tablaları ve pratikte kullanılan diğer medikal cihazlar gibi aletlerin çok hızlı bir şekilde yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu sağlar. Bakterisidal (TBC dahil)/ fungisidal, 1,2 ve virüsidal (HBV/ HIV3 ve HCV4)

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3044	Mendil dezenfektan Pakette 120 Adet	9 €
ALP 3040	Mendil dezenfektan Jumbo 200'lük	12 €

Kalitenin Öncüsü

PlastiSept



Hızlı Yüzey Dezenfektanı
Özellikle dental ünitler için tavsiye edilir.



Uygulama Alanları:
Türbin, Angulduruva ve benzeri, Ünit
Tutacakları, Alet tablaları ve
pratikte kullanılan diğer medikal
cihazlar gibi cihazların çok hızlı
bir şekilde yüzey temizliği ve
dezenfeksiyonunda kullanılır.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 4650	PlastiSept 0.5 Litre	10 €
ALP 3063	PlastiSept 5 Lt	55 €

CidWipes Eco



Hızlı Yüzey Dezenfeksiyonu...

Aldehit ve Fenol içermez
Limon Pleasant kokusu



Uygulama Alanları :

El parçaları ve kontra açılırları, birim kulpları ve süspansiyon tablolar gibi
tıbbi cihazların hızlı etkili dezenfeksiyon için Aldehid içermeyen ıslak
mendil. Aktif temizleme maddeleri içerir. Çok hızlı etki eder.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3041	Mendil dezenfektan Pakette 120 Adet	6.5 €

www.uncudental.com
info@uncudental.com



Dozaj Pompası

Dozaj Pompası



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 4014	Dozaj Pompası	4 €

PlastiSept Wipes



aldehit, fenol
ve fosfat içermez

Alkole duyarlı yüzeylerin temizliği için kullanılır. Hoş kokuludur.
Etkinlik / Sertifikasyon
bakterisit dahil. MRSA mantara karşı
zarflı virüslere karşı virüs dahil. HBV, HCV, HIV, influenza, Noro
remanence etkisi / koruma (kuruduktan sonra yeni mikrobiyal bulaşmaya
azaltılması)

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3057	PlastiSept Wipes -120 Adet Mendil	8 €

Kalitenin Öncüsü

BIB forte eco



Alet - Frez Dezenfektanı



TarClean



Protez Temizleyici



Plastikler ve diğer metallerin (Protez, köprüler, kuronlar vb.) pratik ve laboratuardaki asitte çözünebilir artıklarının otomatik eliminasyonu için temizleme konsantrasyonu. Korozyon önleyici özelliği vardır. Ayrıca alüminyum maddeler için de uygundur.

AlproSol



Ölçü Kaşığı ve Enstrüman Temizleyici



Ölçü kaşıkları ve el aletlerinin temizlenmesinde kullanılan konsantre sıvıdır. AlproSol ile çinko oksit, ojenol, karboksilat-polikarboksilat ve cam iyonomer simanları ile ayrıca adezivler, cilalar ve aljinatları ölçü kaşığından, el aletlerinden ve spatüllerden kolayca temizleyebilirsiniz.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
---------	----------	--------

ALP 3024	Bib Forte Ekolojik 1 Litre Dezenfektan	26 €
ALP 3025	Bib Forte Ekolojik 5 Litre Dezenfektan	110 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
---------	----------	--------

ALP 3077	Tar Clean1Lt Dozaj Şişe	40 €
----------	-------------------------	------

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
---------	----------	--------

ALP 3070	AlproSol 1 lt.	20 €
----------	----------------	------

SteriCleaner

Çelik Yüzey Temizleme Solüsyonu



Sterilizasyon haznesi, alet tablası ve çelik yüzeylerinin temizliğinde kullanılan solüsyon.

AlproZyme



Dental ve medikal enstrümanların temizliği için kullanılan, yüksek etkili alkaline-enzymatic granüle edilmiş dezenfektan.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
---------	----------	--------

ALP 3130	Steri Cleaner 500 ml	14 €
----------	----------------------	------

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
---------	----------	--------

ALP 3753	ALPROZYME	2 €
----------	-----------	-----

WL-cid



Su yolu temizleme ve dezenfeksiyon Spreyi



WL-Cid Türbin ve Angulduruvaların sprey su kanallarının hızlı temizlenmesi ve dezenfeksiyonunda kullanılır. WL-Cid tedaviden sonra su hattı adaptörü ile kullanılır.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3009	WL-cid Başlangıç Seti (1xWL-cid, 1x WL-dry)	48 €
ALP 4140	WL-cid Klinik Set	92 €

Adaptör

Enstrumanların iç temizliği ve dezenfeksiyonu için kullanılır.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3521	WL-Plastik Adaptör	9 €
ALP 3532	WL-Çelik Adaptör	27 €

www.uncudental.com
info@uncudental.com

ALPRO
MEDICAL

WL-Blow



WL-Cid ve WL-Clean temizliğini desteklemek amacı ile ara ve çukur bölmelerin dezenfeksiyonunda kullanılan, basınç sınırlamalı tabanca sistemidir. Anti-Bakteriyel filtre ile kuru ve yağsız hava ekipmanlarına bağlanabilir.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 4160	WL-Blow	135 €

Dezenfektan Küveti

60 °C ye kadar termo-dezenfeksiyon için kullanılabilen küvet.PrintoSepID ile kullanılır.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 4017	Dezenfektan Küveti 1lt	72 €
ALP 4018	Dezenfektan Küveti 4 lt	79 €

Kalitenin Öncüsü

AlproJet-DD



Dental aspirasyon sistemlerinin temizliği ve dezenfeksiyonu



Alprojet-DD, bütün dental tükürük emici ve separatör sistemlerinin temizlenmesi ve korunması için kullanılan konsantre hijyen sıvısıdır. Aktif maddeler, birbiriyle mükemmel harmonide olur, özellikle materyallerle uyumludur, deodorant etkisine sahiptir ve

AlproJet-W



Dental aspirasyon ve separasyon sistemlerinin haftalık temizlik ve bakımı



Haftada bir veya iki defa kullanılır,gerekli olduğu durumlarda Alprojet-W geçici olarak her gün de kullanılabilir.

AlproCleaner



İster amalgam seperatörlü, ister seperatörsüz her türlü dental ünitlerin kreşuar temizliği için kullanılan aldehit içermeyen dezenfeksiyon sıvısıdır.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3104	Alpro Jet DD 500 ml Dozaj Şişe	15 €
ALP 3115	Alpro Jet DD 5 lt Bidon	85 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3106	AlproJet-W 1 Litre	12 €
ALP 3105	AlproJet-W 5 Litre	42 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3121	AlproCleaner 500ml	8 €
ALP 3123	AlproCleaner 5 Lt	65 €

DesNet Plus



Su yolu temizleme ve dezenfeksiyon Spreyi



Hijyen gerektiren Medikal ve Dental bölgelerin (klinik, hastane vs) yıkanarak temizlenen alanlarında/yerlerinde kullanılan geniş mikrobik etkinliği olan dezenfeksiyon ve temizlik sıvısıdır. Konsantre.

Bilpron

Dental ünitlerin su yolunun dezenfeksiyonu ve ünitlerde biofilm oluşmasının önlenmesi için kullanılır.



Kullanıma hazır solüsyondur.

Bilpron'un dental üniten su yolunu dezenfekte etmesi için en az haftada bir kullanılması gereklidir.

Bakterisidal / Fungisidal
Kireç taşı, yosun oluşumunu engeller.

AlproJet Mix Cup



Aspirasyon sisteminin temizlik ve bakımı için kullanılan çok fonksiyonlu bardak.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3032	Desnet Plus 1 lt.	14 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3181	Bilpron 1Lt	15 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3085	Dezenfektan Bardağı	42 €

AlproSept-HDE



El dezenfektanı

HDE-JEL



HDE



Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonu.Enjeksiyon uygulaması ve periferik vesel'e pikür uygulaması öncesi cilt dezenfeksiyonu için kullanılır.

CremanaWash



Sık el yıkama losyon.Cildi temizler ve nemlendirir.
Cildin asit tabakasını korur.
Tipik cilt pH değeri.

3512 - beyaz
3513 - turkuaz
3514 - menekşe
3515 - fuşya



Alprox



Üniversal Ağız Gargara Solüsyonu



Oral antiseptisi. Ağız gargarasında ve ultrasonik cihazlarda kullanılan üniversal ağız gargara solüsyonu. Alprox ağız bakımı ve temizliği için kullanılır. Ayıca paradontoz tedavisi ile veya sonrasında da gingival bölgesi için kullanılır. Ürün bunlarla birlikte gingival bölgesi temizliği ve bakımı ile tartar ve leke oluşumlarının çıkartılması esnasında ve sonrasında ve kök kanal temizliğinde kullanılır.

Kullanıma hazır.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3014	AlproSept-HDE 1 Litre	14 €
ALP 3015	AlproSept-HDE-Jel 1 Litre	12 €


Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3518	CremanaWash 1 Litre Bidon	10 €
ALP 3508	CremanaWash Losyon	8.5 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
ALP 3190	Alprox 250 ml.	5 €

POLYDENTIA_{SA}



Swiss Products for Fine Dentistry



Matris Bandı



Softrix matris strip (0.025 mm)

Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Mikroinceliktedir 0.025 mm (.001 inch). Bellekte kalmaz (insanlar hissetmez), cıvalı matris bandı, özellikle sıkı kontakt (temas) noktaları elde etmek için endikedir. Dar dişler arası bölgeler için uygundur.

Kalınlık	Uzunluk	Ref.No
6 mm	3 m	P5906
8 mm	3 m	P5908
10 mm	3 m	P5910



ST matrix strip (0.03 mm)

Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Süper incedir 0.03 mm (.0012 inch)

Kalınlık	Uzunluk	Ref.No
5 mm	3 m	P5235
6 mm	3 m	P5236
7 mm	3 m	P5237
10 mm	3 m	P5230



Soft matris strip (0.05 mm)

Yumuşak paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bellekte kalmayan matris bandı bitişikteki dişlere karşı cıvalama yapıldığı zamankonulmaktadır ve orada kalır. Daha iyi interproksimal teması sağlar. Malzemenin yumuşaklığı matrisin dişlere optimum adaptasyonunu olanaklı kılar .

Kalınlık	Uzunluk	Ref.No
3 mm	3 m	P5275
6 mm	3 m	P5276
7 mm	3 m	P5277



Matrix strip 0.05 (0.05 mm)

Paslanmaz çelikten yapılmıştır (.0019 inch). Ekonomiktir.

Kalınlık	Uzunluk	Ref.No
5 mm	3 m	P5255
6 mm	3 m	P5256
7 mm	3 m	P5257



Üniversal matris retainer (düz)

Paslanmaz çelikten yapılmıştır Üniversal ve hafif ağırlıkta Metal ve polyester matris bandları ve matrislerinin bütün tipleriyle uyumludur 134 derece C (273 derece F)'da otoklav yapılabilir

İşaretili bütün matrisler Maksimat Plus Matris Germe Sistemiyle uyumludur.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5230/5/6/7	Rulo Matris Bandı (10/5/6/7mm)	12 €
P5255/6/7	Rulo Matris Bandı (5/6/7mm)	12 €
P5275/6/7	Rulo Matris Bandı (5/6/7mm)	12 €
P5906/8/10	Rulo Matris Bandı (6/8/10mm)	15 €

Transparan Matris Bandı



Stripmat (0.05 mm)

Saydam polyesterden yapılmıştır, özellikle hafif tedavi kompozit malzemeleri için endikedir. Matris bandı çok dirençlidir ve gerilim altında gevşemez, uzamaz. Pratik çekince uzamaz dispenser malzemesidir.

Kalınlık	Uzunluk	Ref.No
6 mm	15 m	P5006
8 mm	15 m	P5008
10 mm	15 m	P5010



Stripmat Eco

Çok pratiktir ve çok ekonomiktir. Ekonomiktir.Saydamdır. Çekmelerde uzamaz pratik bir dispenser ürünüdür

Kalınlık	Uzunluk	Ref.No
6 mm	15 m	P5006 E
8 mm	15 m	P5008 E
10 mm	15 m	P5010 E



Stripmat Anatomic (0.05 mm)

Sürekli dönen bir halka üzerindeki matris bandı daha iyi bir interproksimal adaptasyon için fişon yapılmış bir ucu vardır.Polyesterden yapılmıştır,tedavi eden ışıkları geçirmektedir, gerilim altında uzamaz ve hiçbir kompozit restoratif malzemeye yapışmaz.

Kalınlık	Uzunluk	Ref.No
9 mm	15 m	P5225



Clearmat matris

Saydam polyester matrisleri molarlar veya premolarlar üzerindeki bütün MOD-kompozit restorasyonlarının approksimal kutularında tam bir ışıkla sertleşen yapıyı olanaklı kılar. Çok çok iyi temas (kontakt) noktaları sağladığı gibi adaptasyonu da iyidir.

Kalınlık	Uzunluk	Ref.No	Kalınlık	Uzunluk	Ref.No
Premolar	0.03 mm	50 Adet	P9715 Molar	0.03 mm	50 Adet
	0.03 mm	50 Adet	P9714	0.03 mm	50 Adet
	0.03 mm	50 Adet	P9713	0.03 mm	50 Adet



Tofflemire Transparent Matris

(tip no.1) saydam polyesterden yapılmıştır, azı dişler üzerinde yapılan bütün MOD-kompozit restorasyonlarındaki approksimal kutuların tam olarak ışıkla sertleşmesini olanaklı kılar.

Kalınlık	Miktar	Ref.No
Yükseklik 6.3 mm	50 Adet	P5916
Yükseklik 5.5 mm	50 Adet	P5936



Transparent Anterior matrices (0.05 mm)

Polyester stripler, anatomik olarak öñşekillidir Çok dirençlidir, kompozit malzemelerine yapışmaz

Kalınlık	Miktar	Ref.No	Fiyatı
6 mm	100 Adet	P5216	7 €
7 mm	100 Adet	P5217	7 €
8 mm	100 Adet	P5218	7 €
Asorti	300 Adet	P5210	23 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5006/8/10	Stripmat (6/8/10mm)	11 €
P5225	Stripmat Anatomic 9mm	15 €
P5913/4/5	Clearmat (Premolar)	15 €
P5917/8/9	Clearmat (Molar)	15 €
P5916/36	Tofflemire Transparan	15 €

Metal Matris

Süperince Matris (0.03 mm)

Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Anatomik olarak önceden şekil verilmiştir ve süperince 0.03 mm (0.0012 inch). Premolarlar ve molarlar için üç farklı şekli bulunmaktadır

Nicelik	Kalınlık	Miktar	Ref.No
Premolar	0.03 mm	50 Adet	P5715
	0.03 mm	50 Adet	P5714
	0.03 mm	50 Adet	P5713
Molar	0.03 mm	50 Adet	P5717
	0.03 mm	50 Adet	P5718
	0.03 mm	50 Adet	P5719



Contured Anatomik Matris (0.03mm)

Parlatması kolay, yumuşak paslanmaz çelikten yapılmıştır. 0.03mm inceliğinde ve anatomik olarak şekillendirilmiştir. Premolar ve molar olarak kullanılabilir 8 farklı yapıdadır.

Nicelik	Kalınlık	Miktar	Ref.No
Premolar	0.03 mm	30 Adet	P6113
	0.03 mm	30 Adet	P6114
	0.03 mm	30 Adet	P6115
	0.03 mm	30 Adet	P6116
Molar	0.03 mm	30 Adet	P6117
	0.03 mm	30 Adet	P6118
	0.03 mm	30 Adet	P6119
	0.03 mm	30 Adet	P6120

Tofflemire Matris (0.03-0.04 mm)

Paslanmaz çelikten yapılmıştır
0.03-0.04 mm
(.0012 inch- .0015 inch)
Ekonomiktir.

Nicelik	Kalınlık	Miktar	Ref.No
Yükseklik 6.3 mm	0.04 mm	50 Adet	P6101
Yükseklik 5.5 mm	0.04 mm	50 Adet	P6103
Yükseklik 6.3 mm	0.04 mm	50 Adet	P6102
Yükseklik 5.5 mm	0.04 mm	50 Adet	P6104



Tofflemire Matris Mikroince (0.025 mm)

Yumuşak paslanmaz çelikten yapılmıştır. Mikroinceliğe sahiptir 0.025 mm (.001 inch). Sıkı kontağı sağlamanın zor olduğu yerlerde, siferikal (küresel) amalgamlar ve kompozit ile birlikte kullanılan bellekte kalmaz matrisler. Bitişik dişlere karşı parlatma yapıldığı zaman bu matrisler oraya konulur. Aynı zamanda çok dar dişler arası bölgelerde kullanmak için de uygundur. Malzemenin yumuşaklığı matriksin dişe mükemmel ve sürekli-devamlı bir şekilde adapte olmasını sağlamaktadır.



Nicelik	Kalınlık	Miktar	Ref.No
Yükseklik 6.3 mm	0.025 mm	50 Adet	P5920
Yükseklik 5.5 mm	0.025 mm	50 Adet	P5920

Tofflemire Contoured Matrices (0.04-0.025 mm)

Nicelik	Kalınlık	Miktar	Ref.No
0.04 mm (0015")			
Yükseklik 6.3 mm	0.04 mm	30	P6106
Yükseklik 5.5 mm	0.04 mm	30	P6107
Microthin 0.025 mm (001")			
Yükseklik 6.3 mm	0.04 mm	30	P6108
Yükseklik 5.5 mm	0.04 mm	30	P6109




İşaretili bütün matrisler Maksimat Plus Matris Germe Sistemiyle uyumludur.

Siqveland Matrices (0.05 mm)

Paslanmaz çelikten yapılmıştır 0.05 mm (.0019 inch)

Nicelik	Kalınlık	Miktar	Ref.No
narrow	5 mm	12 Adet	P5725
wide	7 mm	12 Adet	P5727



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5713/4/5	Microthin Matris 0.03m Premolar	15 €
P5717/8/9	Microthin Matris 0.03m Molar	15 €
P5920/21	Tofflemire Microthin Matris 0.025mm	18 €
P6101/2/3/4	Tofflemire Matris	13 €
P5725/27	Siqveland Matris (5/7mm)	6 €
P6106/7/8/9	Countered Matris	25 €
P6113-6120	Contured Anatomik Matris	27 €

Cervical Former Kole Matris

Cervical Former Kole Matris



Pratik bir servikal matris biçimlendirme sistemidir. Neme karşı dolguyu korumak için doğru kontürlü esnek bir matrikstir aya yinede serttir ve yoğunlaşma yardımcı olur, daha az dolgu malzemesinin harcanmasını sağlar ve gözeneksiz-boşluksuz restorasyon yapar. Makasla kesilebilir, biçim verilebilir.

Nicelik	Ref.No
Uzun,kvrık tutucak + 50 matris	P5252
Kısa,düz tutucak + 50 matris	P5250
50 matris	P5251

Sınıf V kaviterlerinin doldurulmasında çok pratik bir sistemdir Yumuşak yüzey için, gözeneksiz-boşluksuz bir restorasyon için gereklidir. Bir tanesinde iki matris vardır Minimal bitirme ve cilalama işlemini gerektirir.



Occlublu

Occlublu tek bir kuru oturturken, dolgular, teleskopik kuronlar, klasplar veya sürgülerin birleştirilmesi sırasında yüksek spotların kesin olarak saptanması için kullanılır. Aynı zamanda dentürler üzerinde basıncın tam yerini tespit etmek için da kullanılabilir.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5250	Cervical Former Kole Matris	20 €
P5251	Cervical Former Matris Yedeği (50 Matris)	14 €
P5252	Büyük Kole Matris Set	57 €
P5900	Occlublu (Hassas Temas Tespit Sıvısı)	34 €

Fiber Post

Polydentia GF Post



Nicelik	Ref.No
Polydentia GF Posts 5x1.3mm - 5 x1.5mm - 5x1.7mm Posts	P5291
Polydentia GF Posts Kit 5 posts+1 drill 1.3mm - 5 posts+1 drill 1.5mm 5 posts+1 drill 1.7mm	P5292
Polydentia Preziyon Drill 1x1.3mm - 1x1.5mm - 1x1.7mm Preziyon Drill	P5299
Polydentia GF Posts Kit XS 5 posts+1 drill 1.3mm - 5 posts+1 drill 1.5mm 5 posts+1 drill 1.7mm	P5285
Polydentia Preziyon Drill XS 1x1.3mm - 1x1.5mm - 1x1.7mm Preziyon Drill	P5284
Refil	
Polydentia GF Posts 10 posts	1.1 P5281
Polydentia GF Posts 10 posts	1.3 P5293
Polydentia GF Posts 10 posts	1.5 P5296
Polydentia GF Posts 10 posts	1.7 P5297

Yeni, beyaz opak cam-fiber post u en yüksek estetik dişçilik için üretilmiştir Polydentia Cam Fiber Postları metal postlara mükemmel bir alternatif sağlar, ve hem anterior hem de posterior dişler üzerinde estetik restorasyonlar için ideal çözüm yoludur. Paralel, uzunlamasına fiberler postun yapısını takviye ederler ve esnekliğini artırır. Cam fiber post gerekli görülen uzunlukta istenildiği gibi kısaltılabilir. Cam fiber postların elastisite modülü 42 GPa'dır, ki bu da dentininkine çok yakındır- bütün dentin bileşenleri üzerine uygulanan kuvvetleri yeniden dağıtarak düzenlenmesini olanaklı kılmaktadır. Muhteşem estetik. Yüksek mukavemet ve güvenilirlik. Biyolojik olarak uyumlu Dentinin yapısına benzeri bir elastisite modülü Kuvvetin homojen dağılmasını sağlar. Dentinde veya kök fraktürlerinde baskının yoğunlaşması yoktur. Kor kompozitine mükemmel ve güçlü yapışma Kolay ve hızlı bir şekilde çıkarılma. Dokuya tutunan preparasyon Bir oturum-celsede yapılan direkt kompozit kor yapımı Ekonomiktir Giderek incelen uç bölgesiyle paralel şekilli Düşük radyopasite

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5292	GF Post Kit 5 posts+1 drill 1.3mm - 5 posts+1 drill 1.5mm - 5 posts+1 drill 1.7mm	146 €
P5285	GF Post XS Kit 5 posts+1 drill 1.3mm - 5 posts+1 drill 1.5mm 5 posts+1 drill 1.1mm	146 €
P5291	GF Post Seti 5x1.3mm - 5 x1.5mm - 5x1.7mm Posts	78 €
P5281	GF Post Refil 1.1mm	52 €
P5293/5/7	GF Post Refil 1.3mm,1.5mm,1.7mm	30 €
P5282	GF Post Drill 1.1mm	30 €
P5294/6/8	GF Post Drill 1.3mm,1.5mm,1.7mm	30 €

Fiber Splint

Fiber-Splint Ortho Fiber-Splint Ortho Fiber-Splint ML



Bonding ile kullanılan süper ince cam-fiber-bant. Bant 4mm genişlikte olduğundan dolayı interdental bölgede % 30 daha fazla yapıştırma gücü sağlamaktadır. Özellikle reimplantasyon ya da transplantasyon yapılmış dişlerde ve sallanan dişlerde mükemmel bir retansiyon ağı oluşturmaktadır. Geçici köprüleri kuvvetlendirmede ve çene ortodontilerindeki raylamalarda kullanımı mükemmeldir. Dişin yapısına müdahale yok.



Fiber-Bond



Nicelik	Ref.No
Fiber-Splint (4 mm en , 3 m uzunluk) +5 uygulama klipsi	P5970
Fiber-Bond 2 şişe herbiri 3ml	P5973
Uygulama klipsi 10 adet	P5975
Fiber-Splint ML (4 mm en , 50cm uzunluk) +5 uygulama klipsi	P5971
Fiber-Bond 2 şişe herbiri 3ml	P5973
Uygulama klipsi 10 adet	P5975
F-Splint-Aid (2 mm en , 3 m uzunluk) + 5 Application clips	NEW P5972
Fiber Splint Ortho (2 mm en , 3 m uzunluk) + 5 Application clips	P5978
Fiber Splint Ortho Evolution (2 mm en , 60cm uzunluk) + 5 Application clips	P5979

Fiber-Splint Aid



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5970	Fiber Splint (4 mm en , 3 m uzunluk) +5 uygulama klipsi	59 €
P5971	Fiber Splint ML (4 mm en , 50cm uzunluk) +5 uygulama klipsi	79 €
P5978	Fiber Splint ORTHO (2 mm en , 3 m uzunluk) + 5 Application clips	52 €
P5979	Fiber Splint ORTHO Evolution (2 mm en , 60cm uzunluk) + 5 Application clips	89 €
P5975	Aplikasyon Klipsi	73 €
P5972	Fiber Splint Aid	94 €
P5977	Fiber Splint Aid- Slim	94 €

Pick-it-easy

Pick-it-easy

Yapışkan uçlu akıllı aplikatör.

Küçük kırılğan parçalara özel, güvenli kavrama için uygulaması kolay yapışkan uç.

Kullanım;

- Hafif basınç ile pick-it-easy nesnenin yüzeyine değdirilir.

- Hafif bir çevirme ile nesnede herhangi bir yapışkan izi olmadan uygulanır.

Küçük nesnelerin yutulmasını önlemek amacıyla Rabber Dam kullanımını öneririz.

Kullanım Alanları;

Matrisler,kamalar,veneerler,dış mücevherleri ve diğer birçok küçük parçalar.



Yüksek-dirençli stabil plastikten yapılmıştır
Temizlemek için kolayca parçalarına ayrılır
Tıkanmadan kullanımı sağlar
134 derece C'ta (273 derece F) otoklav yapılabilir

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5800	Pick-it-easy	29 €
P5811	Amalgam Tabancası (Plastik)	25 €
P5812	Amalgam Tabancası (Plastik) Düz	25 €
P5814	Amalgam Tabancası 110D	25 €
P5962/4	Şeffaf El Aleti (Çift Taraflı)	8 €

Stop-Card



Köke uzanan kanalın uzunluğunu ölçmek için büyük destek sağlar. 3,5 mm çapında, 1 mm kalınlığında ve 170 C' ye kadar sterilize edilebilen bu ürün 8 renk seçeneği ile kauçuk-silikondan yapılmıştır

Endo-Grippers



Kanal tedavi aletlerinin daha kolay kullanımını sağlamak için çapını genişletir, böylece özellikle eldiven kullanıldığında aranan bir parçadır. Transparan silikondan imal edildiği için aleti ve rengini gizlemez. 170 C' ye kadar sterilize edilebilir.

Endo-Stop



Endo-Guage V02

9 mm 'den 32 mm 'ye kadar olan endo-enstrumanlarının kolayca kurulum ve arzu edilen çalışma uzunluğunu ayarlamak için basit ve kolay bir metod. Ortada duran sünger sayesinde kullanılmış aletler için uygun bir ortam. Tedavide kullanılan el aletleri artı Gutaperka ve emici Paper-pointler için uygundur. Sünger parça kuru sterilizasyon için 95' C ye kadar ve otoklav için 134 C'ye kadar dirençlidir.



ID-Rings



Maxi ID-Rings



Hy-Drop



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5360	Maxi ID-Rings	12 €
P53001-8	Stop Card (100'lük) (Ölçüm Çetveli)	17 €
P5301-5	Endo Stopper Yedeği(100'lük)	9 €
Sarı,Kırmızı,Beyaz,Mavi,Yeşil,Siyah,Kahve,Opak ve Asorti		

Dispense-O-Mat

Dispens-O-Mat Anterior Sınıf III anterior restorasyonlar için
Çok ince (0.05 mm / .0019 inch), saydam ve kendi kendine yapışan matristir, bütün geleneksel ve ışıkla sertleşen kompozit malzemeler için uygundur. Parmakla yada bir band klempile tutmayı gerektirmez.



Uzunluk	Adet	Ref.No
6 mm	100 Adet	P5221
7 mm	100 Adet	P5222
8 mm	100 Adet	P5223

Dispens-O-Mat Incisal Sınıf IV anterior restorasyonlar için

İncisal uçların, köşelerin ve genişleyen kraun fraktürlerinin daha hızlı ve ekonomik olarak restore edilmesi için yeni bir yöntem. Saydamdır, incedir (0.05 mm / .0019 inch) ve kendi kendine yapışan bir matristir, ayrı bir yapıştırma çalışması gerekmez, optimum kontak noktalarıyla ve aşırı malzeme kullanmadan yumuşak yüzeyli ve atıksız-boşaltılacak malzeme olmadan bir restorasyon yapılmasına olanak verir. İşlemin bitirilmesi için ve parlatma çalışması için gerekenleri minimize eder.



Uzunluk	Adet	Ref.
15 mm	100 Adet	P5240

Dispens-O-Mat Posterior (0.05 mm / .0019 inch),

Bu çok ince saydam matrislerin kendi kendine yapışan uçları bir matris tutucusuna duyulan gereksinimi ortadan kaldırmaktadır. Matris tutucuları ışıkla sertleşmeyi sağlayan ışınların geçmesini engeller, özellikle de bir kusp (dişin sivri çıkıntıları) restorasyonu durumlarında. Saydam kamaları doğru biçimde yerleştirilir ve sabitlenir, bu matrisler MOD kavitelelerinin aproksimal kutularında bile bütün kavite yüzeylerinin tam bir ışıkla sertleştirilmesini olanaklı kılmaktadır.



Uzunluk	Adet	Ref.
Anterior 6 mm	100 Adet	P5221
7 mm	100 Adet	P5222
8 mm	100 Adet	P5223
Incisal 15 mm	100 Adet	P5240
Premolar 6 mm	100 Adet	P5926
7 mm	100 Adet	P5927
8 mm	100 Adet	P5928
Molar 6 mm	100 Adet	P5946
6 mm	100 Adet	P5947
6 mm	100 Adet	P5948



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P522X	Dispens-O-Mat Matris Bandı (Kendinden Yapışkanlı)	30 €

Quickmat Deluxe

Bölümlü Matris Sistemi

Quickmat basit bir parça-matris sistemidir. Quickmat ile büyük alanlı elverişli aproksimal kontak noktaları rahatlıkla gerçekleştirilir.



Quickmatix Forceps Rubber Dam Clamp Forceps



Thin 0.04 mm / .0015	Microthin 0.025 mm / .001	Thin 0.04 mm / .0015	Microthin 0.025 mm / .001
5 mm high and 6.4 mm high5 R EF 5705 / REF 5706R	mm high and 6.4 mm high6 EF 5735 / REF 5736R	4 mm high6 EF 5746 R	4 mm high EF 5756

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5701	Quickmat Deluxe Kit 5 Quickrings, 1 ReForce, 10 Silindirik Silikon Tüp, 10 Delta Silikon, 200 Contured Matris 0.004 ince-100 5mm-100 6.4mm 100 Contured Matris Mikroince 0.025mm-50 5mm-50 6.4mm, 300 Asorti Kama	124 €
P5705	Quickmat Matris Refili 5mm 100 Adet	35 €
P5706	Quickmat Matris 6.4mm 100 Adet	35 €
P5707	Quickmat Halka Refili	27 €
P5756	Quickmat Matris 0.025mm	35 €
P5746	Quickmat Matris 0.04mm	35 €
P5765	Quickmat Şeffaf Matris Refili 5mm 100 Adet	35 €
P5766	Quickmat Şeffaf Matris 6.4 mm	35 €
P5776	Quickmat Şeffaf Matris 6.4 mm - 50 Adet üçgen	35 €
P5702	Rubber Dam Clamp Forceps	53 €
P5703	Quickmatix Forceps	103 €
P5712	Quickmat Silikon Tüp 30'luk	10 €
P5735/36	Quickmat Matris 0.025mm	35 €

Maksimat Plus

Matris Germe Sistemi



UYGULAMA



Maksimat Plus posterior bölgedeki plastik ve metal matrisler için üretilen Polydentia SA'nın yeni universal tansiyon ayarlayıcı sistemiyle birlikte üretilmiştir. Maksimat Plus konvansiyonel matris tutucusu için duyulan gereksinimi ortadan kaldırmıştır. Kullanımı, hızlı hareket etmeye olanak verir ve çok basittir.

Ürün	Ref.No	Ürün	Ref.No
Maksimat Plus Kit	P5190	30 makara	P5121
1 adet matris geniş, 10 adet makara, 30 şeffaf kama asorti.		100 makara	P5122
5 makara, Contured Matris (P6106) ile birlikte		30 makara, Toffemire Contured Matris (P6107) ile birlikte	P5123
5 makara, Contured Matris (P6107) ile birlikte		30 makara, Toffemire Contured Matris (P6109) ile birlikte	P5124
10 Toffemire matris mikroince (P5920)		30 makara, Toffemire Contured Matris (P6108) ile birlikte	P5125
10 Toffemire matris mikroince (P5921)		50 Toffemire matris mikroince (P5926)	P5126
		50 Toffemire matris mikroince (P5928)	P5920



Klinik Uygulama



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5190	Maksimat Plus Kit yeni	164 €
P5121	Maksimat Makara Yedeği (30 Adet)	24 €
P5122	Maksimat Makara Yedeği (100 Adet)	72 €
P5123/4	Maksimat Plus Refilleri	44 €
P5125/6	Maksimat Hazır Bant 30 'lu	50 €
P5127	Maksimat 5'li Makara	25 €
P5990	3'lü Matris Gerici	25 €
P5120	Maksimat Kit	100 €

Cotton roll holders



Kuru bir çalışma alanı sağlar
Alt ve üst damakların her ikisinde de kullanılabilir. Ağız içinde bir bölgenin görülmesini ve ona ulaşılmasını engellemez
Paslanmaz çelikten yapılmıştır.
34 derece C'ta (273 derece F) otoklav yapılabilir.



Occlustrip



Ultrainedir, saydam bir folyodur (0.015 mm)
Sınıf I kompozit restorasyonu içindir.
Kompozit malzemelerine yapışmaz işlemi bitirmek ve cilalamak için gerekli süreyi minimize eder.



Anti-Mist



Buğulanma engelleyicisi..
Anti-mist, dental aynalarda ve gözlükler üzerinde buğulanmayı önlemek için özel olarak formüle edilmiştir. Kullanımı kolay ve çabuktur

Holdy



Holdy tek bir parça şeklinde dizayn edilmiş polipropilenden yapılmış önlük tutucusudur.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5405	Rulo Pamuk Tutucu 4 lü	30 €
P5650	Hasta Önlüğü Tutucusu	24 €
P5901	Occlustrip (Hassas Kapanış Ölçme)	17 €
P5601	Anti-Mist (Buhar Önleyici)	16 €

Vista-Tec

Vista-Tec™ ultra light



rengini seç...

Tüy hafifliğinde koruyucu maske.
Vista-tec tam yüz korunması sağlar (burun, ağız, gözler) ve mükemmel bir optik görüşü vardır.
Vista-Tec'in giymesi-takması rahattır ve nezih bir şekilde dizayn edilmiştir: bunlara ek olarak, büyük bir güven aşılayan, hastayla iletişim kurmayı engellemez.
Bu koruyucu maskeler birinci kalitede saydam (çevre-dostu) plastikten yapılmıştır, çizilmeye karşı dirençlidir, göz kamaşmasını engeller, güneşiğine çıkarıldığında sarılaşmaz ve hafif deterjan solüsyonlarıyla temizlenebilir.



Vista-Tec™ ultra light



BluBloc



Mor ötesi ışıktan gözü tamamen korur.

Clipon



Tüm gözlük çerçevelerine çok iyi uyur
Vista-Tec maskeleri için Yeni plastik sabitleme klipi gözlük takanlar için özel olarak geliştirilmiştir-üretilmiştir.
Sabitlemesi kolaydır.
Hafif ağırlıkta ve saydamdır.
Bakıldığında pek fark edilmez.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5621	Vista Tec Set (5 adet Maske, 1 adet Çerçeve) Mavi, Yeşil, Pembe, Şeffaf, Beyaz, Sarı	35 €
P5628	Vista Tec Gözlük Mavi, Yeşil, Pembe, Şeffaf, Beyaz, Sarı	30 €
P5615	Clipon Tutucak	10 €
P5616	Vista Tec Refil 10'lu	39 €
P5617	Işın Koruyucu Yedeği Turuncu	22 €
P5618	Göz Koruyucu Yedeği Turuncu	17 €

Cila Lastiği

Coremat



Kor yapım tekniğini daha hızlı ve daha kolay kullanmak için dizayn edilen Coremat çok farklı büyüklükteki matrisler çok yönlü kullanıma sahiptir: Hem anterior hem de posterior bölgede kullanılabilir. Çarpaz enfeksiyonu olabildiğince ortadan kaldırmak için her kişiye uygun büyüklüklerde kullan at şeklinde üretilmiştir.

Kompozit Zımparası



Kalınlık	Uzunluk	Ref.No
Fine (30 µm)	10 m	P5511
Medium (40 µm)	10 m	P5501
Coarse (60 µm)	10 m	P5502

Hi-Shine Polishers

Silikon esaslı Ünsel Parlatıcılarımız amalgam, altın ve simanlar için olup 134 C'ye kadar otoklav edilebilir. Silikon esaslı Kompozit Parlatıcılarımız her türlü kompozitler için ideal olup 134° C'ye kadar otoklav edilebilir.



Universal Pre-Polish

Composite Pre-Polish



Universal Polisher

Composite Polishers

Amalgam Cila Lastiği	Adet	Referans	Kompozit Cila Lastiği	Adet	Referans
Amalgam kap,kahve	12 pcs.	REF 5520	Kompozit kap,kahve	12 pcs.	REF 5550
Amalgam alev,kahve	12 pcs.	REF 5522	Kompozit alev,kahve	12 pcs.	REF 5552
Amalgam küçük alev,kahve	12 pcs.	REF 5524	Kompozit küçük alev,kahve	12 pcs.	REF 5554
Amalgam kap,yeşil	12 pcs.	REF 5530	Kompozit kap,yeşil	12 pcs.	REF 5560
Amalgam alev,yeşil	12 pcs.	REF 5532	Kompozit alev,yeşil	12 pcs.	REF 5562
Amalgam küçük alev,yeşil	12 pcs.	REF 5534	Kompozit küçük alev,yeşil	12 pcs.	REF 5564
Ünsel Amalgam Asorti	12 pcs.	REF 5540	Ünsel Kompozit Asorti	12 pcs.	REF 5570

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5290	Coremat	51 €
P552X	Amalgam Cila Lastiği 12'li	20 €
P555X	Kompozit Cila Lastiği 12'li	20 €
P552X	Amalgam Cila Lastiği Tekli	1.4 €
P555X	Kompozit Cila Lastiği Tekli	1.4 €
P5501	Rulo Kompozit Zımparası 10m 40mikron	19 €
P5502	Rulo Kompozit Zımparası 10m 60mikron	19 €
P5511	Rulo Kompozit Zımparası 10m	19 €
P5504/5/6	Hi-Shine Kompozit Zımparası	33 €

Kama

Transparan Kama



Nicelik	Miktar	Ref.No
Fine	200 adet	P5902
Medium	200 adet	P5903
Asorti	200 adet	P5923



Anatomik şekli, papillayı koruyarak dişin servikal marjına matrislerin optimum adaptasyonunu sağlar Yansıtıcı yüzeyi, bütün ışıqla sertleştirilmiş dolgu malzemelerinin approssimal polimerizasyonunda bile, tam bir uyumun elde edilmesini olanaklı kılar

The Wedges



Nicelik	Miktar	Ref.No
Ultra-small	100 adet	P7011
Small	100 adet	P7012
Medium	100 adet	P7013
Large	100 adet	P7014
Asorti	100 adet	P7001

Anatomik bir şekle sahiptir.Özel, saydam polimerden yapılmıştır. Optimum ışık yansıtması için özel bir şekil verilen yüzeyi vardır. Kendini hemen gösteren kama işlemi performansı gösterir. Matrislerin optimum adaptasyonunu sağlar. Kullanımı basittir, özel kama pozisyon-sağlayıcılarını gerektirmez

Hemostatik Kama



Üretim uzmanlığı ve İsviçre Kalitesine yoğunlaşan Polydentia, dişler arası ahşap kama ile birlikte hemostatik özelliklerle ifadesini buldu. İsviçre ormanlarındaki akçağaçtan yapılan yeni kamalar, dişetinde astrenjan (Dokuları sıkıştıran yahut daraltan bir ilaç) etkisi ile ün salan alüminyum potasyum sülfat içerir.

Özenle ve kişisel olarak üretilip, mükemmel sonuç sunarak, aşağıdaki avantajları sağlarlar;
 -Anatomik Şekil : Yuvarlak uç, travmasız dişetine uygun.
 -Çok Çeşitlilik : 5 boyutu bulunabilir. (11mm, 12mm, 13mm, 15mm, 17mm)
 -Küçük (XS, 11mm) boyut : Aşırı küçük boşluklar için idealdir. (örneğin çocuklar için)
 -Büyük (XL, 17mm) boyut : Geniş diş aralığı bulunan dişlerin tedavisinde idealdir, örneğin periodontoloji.
 -Basit refiller : Size boyuta göre çeşitlenmiş veya ayrılmış, her tür tüketime ve günlük klinik ihtiyacına göre uygun ayrı refiller.



Ahşap Kama



Nicelik	Miktar	Ref.No
Asorti	100 adet	P5001
Pembe	100 adet	P5011
Mavi	100 adet	P5012
Yeşil	100 adet	P5013
Sarı	100 adet	P5015

Nicelik	Miktar	Ref.No
11mm(XS)	100 adet	P6011
12mm(S)	100 adet	P6012
13mm(M)	100 adet	P6013
15mm(L)	100 adet	P6015
17mm(XL)	100 adet	P6017

Taşma olmadan mükemmel dolgu yapabilmemiz için, birinci sınıf akça ağacından kıymıksız .

My-Wedge™



My-Wedge özel olarak güvenliği tamamlamak için geliştirilmiştir ve insanların kafasındaki modern dental pratiklerin hijyen standartlarına ulaşmak için üretilmiştir. My-Wedge tek başına paketlenmiş kamadır, buda aynı zamanda kullanmayı kolaylaştırmıştır

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P5012/3/5/7	100 'lük Ahşap Kama (XS,S,M,L)	11 €
P5001	100'lük Asorti Ahşap Kama (XS,S,M,L)	13 €
P5011	200 'lük Ahşap Kama (XS-11mm)	18 €
P5011S	100 'lük Ahşap Kama (XS-11mm)	10 €
P5013S	1000 'lük Ahşap Kama	80 €
P5040	400'lük Asorti Ahşap Kama(12,13,15,17mm)	36 €
P5902/3/23	200'lük Şeffaf Kama (Küçük,Büyük veya Asorti)	22 €
P6011	100'lük Steril Ahşap Kama	17 €
P7001	The Wedge (P7011/12/13/14)	25 €
P5020	200 'lük Hemostatik Kama	40 €
P5021/2/3/4	Hemostatik Kama 100'lük	20 €
P5025	400 'lük Hemostatik Kama	54 €

LumiContrast

YENİ ÜRÜN



Düşük Yansıma- Yüksek kontrast

Gözleriniz mi yoruldu? Çözüm LumiContrast!

Yorucu matrislerinizi unutun, sizde LumiContrast çağına geçin!

LumiContrast, yüksek standartlarda diş hekimliği için dünya çapında dental uzmanlarla birlikte materyaller üzerinde yapılan ve yıllar süren araştırma sonucu ortaya çıkan yeni bir bölümlü matrisdir.

Gözleriniz için en iyi çözümü geliştirmek için verileri ışık ve contrast olarak düşündük: gözlerinizi yansıma ve kontrast eksikliğinden kaynaklanan gereksiz stresten koruyan yenilikçi bölümlü matris.

Özellikler ve Faydalar:

- *Düşük yansıma ve göz kamaştırmayan mat, mavi yüzey,
- *Çalışma alanını doğru tanımlama için koyu renk ile beyaz dişler arasında yüksek kontrast.
- *Yüksek teknoloji ile renklendirme metodu: el ile renkde çizilme meydana gelmez.
- *Renk Girdirme yoktur: dolgu maddesine veya kavite partikül girmez.
- *Yüksek çelik kalitesi, kamalar tarafından deforme olmaz, kaviteye çökmez.
- *LumiContrast yoğun ışık kaynakları ile çalışılan günümüzde luplar ve mikroskoplar gibi olmazsa olmazdır.

Normal Matrisler




LumiContrast



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P6700	LumiContrast Kit -120 matris+3 Halka+5 Silikon	280 €
P6705	LumiContrast - 0.04mm/5mm Matris 35 ad.	60 €
P6706	LumiContrast - 0.04mm/6.4mm Matris 35ad.	60 €
P6735	LumiContrast - 0.025mm/5mm Matris 35ad.	60 €
P6736	LumiContrast - 0.025mm/6.4mm Matris 35ad.	60 €
P6746	LumiContrast 0.04mm/6.4mm Matris+Ext. 35ad.	60 €
P6756	LumiContrast - 0.025mm/6.4mm Matris+Ext. 35ad.	60 €
P6757	LumiContrast - 3 Halka + 6 üçgen silikon tüp	60 €

carl
marlin[®]
Solingen



Clasic Davye Seti 10'lu

1,7,13,17,18,22,33A,51A,67A,79 E100



515 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
E1	Üst Kesici Davye	61
E7	Üst Küçük Azı Davtesi	61
E13	Alt Anterior ve Premolar	61
E17	Üst Büyük Azı-Sağ	61

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
E18	Üst Büyük Azı-Sol	61
E22	Alt Molar Sağ	61
E33A	Alt Kök Kesici	61
E51A	Ön Kök Bayonet Davye	71
E67A	Üst Yirmiyas Dişi	61
E79A	Alt Yirmi Yaş Dişi	61
22	Alt Molar Sağ-Sol Davye	74
M33A	Tekli Davye	89

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
M86B	M86B	Molar Davyesi	68
M115	M115	Davye Tek	85
114	114	Davye Tek	119
122 1/2 Left	122 1/2L	Molar Davye	109
122 1/2 Right	122 1/2R	Molar Davye	109
133 1/2	133 1/2	Davye Tek	86
145	145	Alt Kök Davyesi	70
151/1-2	151 1/2	Üst Kök Davyesi	70

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
280/1	280/1	Çocuk Davyesi(Kesiciler)	78
280/2	280/2	Çocuk Davyesi(Üst Küçük Azı)	78
280/3	280/3	Çocuk Davyesi(Üst Kök)	78
280/4	280/4	Çocuk Davyesi(Alt Küçük Azı)	78
280/5	280/5	Çocuk Davyesi(Alt Molar)	78
280/6	280/6	Çocuk Davyesi	78

Liquid Davye Seti







LS1,7,13,17,18,22,33A,51A,67A,79
LS100










535 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
LS1	Liquid Davye Üst Kesici Davye	68
LS7	Liquid Davye Üst Küçük Azı	68
LS13	Liquid Davye Alt anterior ve Premolar	68

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
LS17	Liquid Davye Üst Büyük Azı,Sağ	68
LS18	Liquid Davye Üst Büyük Azı,Sol	68
LS22	Liquid Davye Alt Molar Sağ, Sol	68
LS33A	Liquid Davye Alt Kök Kesici Davye	68
LS51A	Liquid Davye Ön Kök Bayonet Davye	68
LS67A	Liquid Davye Üst Yirmi Yaş Dişi	68
LS79	Liquid Davye Alt Yirmi Yaş Dişi	68
LS86C	Liquid Davye Alt Molar Sağ, Sol	68
LS145	Liquid Davye Alt Kök Kalıntı Davyesi	68
LS151	Liquid Davye Üst Kök Kalıntı Davyesi	68

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	526/1	Root Elevatörü	52
	526/2	Root Elevatörü	52
	545/3	Root Elevatör-Tırtıklı	52
	558/6	Elevatör - Mini	45
	558/7	Elevatör - İnce	45
	558/8	Elevatör - Orta	45
	558/9	Elevatör - Geniş ,Kaşık	45
	558/11	Elevatör - Mini	45
	558/12	Elevatör - İnce	45
	558/13	Elevatör - Orta	45
	558/14	Elevatör - Geniş	45

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	559/1	Bien Elevatör - Kalın	35
	559/2	Bien Elevatör - Orta	35
	559/3	Bien Elevatör - İnce	35
	560/1	Elevatör/Eğik	45
	560/2	Elevatör/Eğik	45
	560/3	Elevatör	45
	560/4	Elevatör	45
	561/23	Cryer Elevatörü-Sağ	45
	561/24	Cryer Elevatörü-Sol	45
	567/4	Apical Elevatör-Sağ	47
	567/5	Apical Elevatör-Sol	47





Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
576/1	Barry Elevatör	57
576/2	Barry Elevatör	57
576/3	Barry Elevatör	57
576/4	Barry Elevatör	57





"Luxation Seti"
Luxavator
Elevatör Seti 4'lü
588/1,2,3,4
ve Biley Taşı

189 €

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
588/1	Luxavator Elevatörü/Düz-İnce 3mm	50
588/2	Luxavator Elevatörü/Büyük-Orta 5mm	50
588/3	Luxavator Elevatörü/Eğik 3mm	50
588/4	Luxavator Elevatörü/Eğik 5mm	50
588/6	Luxavator Elevatörü 4mm	50
588/7	Luxavator Elevatörü 2.5mm	50
588/8	Luxavator Elevatörü 4mm	50

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	577/2	Flahr Elevatörü-Sağ	45
	577/3	Flahr Elevatörü-Sağ	45
	579	Kök Kalıntı Çıkarıcı	38
	579D	Kök Kalıntı Çıkarıcı	77
	579S	Kök Kalıntı Çıkarıcı	49
	580/1	Elevatör	42
	580/2	Elevatör	42
	580/3	Elevatör	42
	1804	Periost Elevatörü	27
	1806/1	Steal Elevatör (Esnek)	25
	1806/2	Steal Elevatör (Esnek)	25
	1198	Periost Elevatörü	17
	1142/1	Sinüs Lifting	65
	1142/2	Sinüs Lifting	65
	1142/3	Sinüs Lifting	65
	1859	Perios Elevatörü	57
	1863/9	Perios Elevatörü,Keskin	47
	1862/24G	Perios Elevatörü	57
	1864/24G	Perios Elevatörü	57

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	1865	Perios Elevatörü,Çift Taraflı	30
	1912/1	Ochsenbein Keski	59
	1912/2	Ochsenbein Keski	59
	LS580/1	Liquid Elevatör	44
	LS580/2	Liquid Elevatör-Sol	44
	LS580/3	Liquid Elevatör-Sağ	44
	LS589/1	Luquid Luxavatör 2.5mm	44
	LS589/2	Luquid Luxavatör 3.5mm	44
	LS589/3	Luquid Luxavatör 4mm	44
	LS1864-24G	Perios Elevatörü,Çift Taraflı	51
	LS1865	Perios Elevatörü	34
	LS1866	Perios Elevatörü,Çift Taraflı	42
	LS1869	Perios Elevatörü Beser	54
	LS1000/1	Scaler	23
	LS1000/2	Scaler	23

Gracey Küret Seti (5'li)
972/5-6,7-8,11-12,13-14,H6-H7

3020



161 €



	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	972/1-2	Gracey Küreti	23
	972/3-4	Gracey Küreti	23
	972/5-6	Gracey Küreti	23
	972/7-8	Gracey Küreti	23
	972/9-10	Gracey Küreti	23
	972/11-12	Gracey Küreti	23
	972/13-14	Gracey Küreti	23
	972/15-16	Gracey Küreti	23
	972/H6-H7	Üniversal Küret	23
	972/U15-U30	Üniversal Küret	23











ErgoTouch Küret Seti (5'li)
979/5-6,7-8,11-12,13-14,H6-H7





3023



209 €

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	979/1-2	ErgoTouch Küret	32
	979/3-4	ErgoTouch Küret	32
	979/5-6	ErgoTouch Küret	32
	979/7-8	ErgoTouch Küret	32
	979/9-10	ErgoTouch Küret	32
	979/11-12	ErgoTouch Küret	32
	979/13-14	ErgoTouch Küret	32

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	950AF/1-2	After Gracey Tip	24
	950AF/5-6	After Gracey Tip	24
	960/17S-18S	Küret	24
	960/4R-4L	Küret	24
	961/204S	Gracey Küret	25
	969/204S	ErgoTouch Küret	32
	969/H6-H7	ErgoTouch Küret	32
	971/7	Kirkland Tip Bıçak	42
	971/8	Kirkland Tip Bıçak	42
	1127/1	Kemik Küreti	57
	1127/2	Kemik Küreti	57
	1145/0	Kemik Küreti 2mm	25
	1145/1	Kemik Küreti 2.8mm	25
	1145/2	Kemik Küreti 3.5mm	25
	1145/3	Kemik Küreti 3.8mm	25
	1145/8	Kemik Küreti 2.8mm	25
	1148/0	Kemik Küreti 2mm	44
	1148/1	Kemik Küreti 2.8mm	44
	1148/2	Kemik Küreti 3.5mm	44
	1148/8	Kemik Küreti 2.8mm	44

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	1600SP/H6	Titanium Küret	39
	1600SP/H7	Titanium Küret	39
	1600/4R-4L	Titanium Küret	39
	1600/H6-H7	Titanium Küret	39
	1092	Amalgam Tabancası	41
	1105	Otomatik Kuron Sökücü	132
	1105A	Kuron Sökücü Ucu 3'lü	26
	1110/1	Kuron Ayırıcı	53
	1110/2	Kuron Ayırıcı	53
	1110/3	Kuron Ayırıcı	53
	1111	Kuron Ayırıcı	60

LiquidSTEEL

POLYFILL
PLASMA⁺

LiquidSteel PolyFill Plasma+ Seti (5'li)
LS1051/14,15,95,109,154G
"Kompozit El Aleti Seti"

LS1051A



222 €

LS1051/12A	Çok ince uçlu kompozit spatülü.Haff esnek spatül isteyenler için.
LS1051/14	
LS1051/15	
LS1051/94	
LS1051/95	
LS1051/105	Eğik, damla uçlu kondanse edici.Undercut preparasyonları için kondanse edici.
LS1051/106	Sınıf II ve III dolgular için yarım yuvarlak uç. Matris kenarından taşan dolgunun undercut bölgelerine uygulanmasına yardımcı olur.
LS1051/107	Fisür tepici.Fisür uygulamaları için;çuk büyük uç dış büyük alanlarda kontürlemeye yardımcı olur.
LS1051/108	Çok ince öklüzal yapılarla kontürleme için özel el aleti
LS1051/109	Round koni uçlu,şekillendirici el aleti.
LS1051/154G	Düz uçlu, oval kenarlı kondanse edici el aleti.Öklüzal tabakalamayouygulamalarında ve kor yapımında
LS1051/MB4	Köşeli spatül.Düşey bölgelerin kontürlenmesinde ergonomik teknik sağlar. (Posterior)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
LS1051/12A	Ağız Spatülü-Orta	33
LS1051/14	Ağız Spatülü-Küçük	33
LS1051/15	Ağız Spatülü-Mini	33
LS1051/94	Kompozit El Aleti	33
LS1051/95	Kompozit El Aleti	33
LS1051/105	Dolgu Fulvarı-Damla Uç	33
LS1051/106	Dolgu Fulvarı	33
LS1051/107	Dolgu Fulvarı	33
LS1051/108	Dolgu Fulvarı	33
LS1051/109	Dolgu Fulvarı	33
LS1051/154G	Dolgu Fulvarı	33
LS1051/MB4	Kompozit Spatülü - Açılı	33

LiquidSteel PolyFill Seti (5'li)
1051/105,106,107,108,110
“Kompozit El Aleti Seti”



1049A












193 €







LiquidSteel PolyFill Seti (5'li)
1051/14,15,95,109,154 G
“Kompozit El Aleti Seti”



1051A

161 €

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	973/23W	Periodontal Sond	20
	973/72W	Periodontal Sond	20
	973/80	Periodontal Sond	20
	973/CP12	Periodontal Sond	20
	1000/1	Sclaer	16
	1000/2	Sclaer-Keski Tip	17
	1016/3-4	Ekskavtor	21
	1016/5-6	Ekskavtor	21
	1016/7-8	Ekskavtor	21
	1016/9-10	Ekskavtor	21
	1018/1	Ekskavtor	29
	1018/2	Ekskavtor	29
	1018/3	Ekskavtor	29
	1019/13-14	Ekskavtor	19
	1019/19-20	Ekskavtor	19
	1019/21-22	Ekskavtor	19
	1030/127-128	Siman Fulvarı	30
	1030/129-130	Siman Fulvarı	30
	1030/133-134	Siman Fulvarı	30
	1045/12A	Ağız Spatülü	12
	1045/12B	Ağız Spatülü	12
	1045/12C	Ağız Spatülü	12

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	1051/12A	Ağız Spatülü-Orta	26
	1051/14	Ağız Spatülü-Küçük	26
	1051/15	Ağız Spatülü-Mini	26
	1051/95	El Aleti-Damla Formu	26
	1051/105	Dolgu Fulvarı-Damla Uç	26
	1051/106	Dolgu Fulvarı	26
	1051/107	Dolgu Fulvarı	26
	1051/108	Dolgu Fulvarı	26
	1051/109	Dolgu Fulvarı	26
	1051/110	Dolgu Fulvarı	26
	1051/154G	PolyFill Set Refili	26
	1051/154G	Dolgu Fulvarı	26
	1051/MB4	Kompozit Spatülü-Açılı	26
	1052/151	Plugger	16
	1052/153	Plugger	16
	1054/19	Dycal Fulvarı	16
	1054/39	Siman Fulvarı	16
	1054/40	Siman Fulvarı	16
	1054/41	Siman Fulvarı	16
	1054/50	Siman Fulvarı(1-1.2mm)	16
	1054/51	Siman Fulvarı(1.3-1.6mm)	16
	1054/52	Siman Fulvarı(2.2-3mm)	16
	1054/91	Amalgam Fulvarı	16
	1054/92	Amalgam Fulvarı	16
	1054/112	Amalgam Fulvarı	16
	1054/113	Amalgam Fulvarı	16
	1054/114	Amalgam Fulvarı	16
	1054/115	Amalgam Fulvarı	16
	1054/116	Amalgam Fulvarı	16

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
1058	1058	Siman Spatülü	12
1058A	1058A	Siman Spatülü	12
1059/14	1059/14	Spatül	24
1059/42	1059/42	Siman Spatülü	24
1059/52	1059/52	Siman Spatülü	24
1059/147	1059/147	Siman Spatülü	24
1059/148	1059/148	Siman Spatülü	24
1059/149	1059/149	Siman Spatülü	24
1060/10	1060/10	Burnışuar	32
1060/11	1060/11	Burnışuar	32
1060/12	1060/12	Burnışuar	32
1866	1866	Amalgam Spatülü	41

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
LS960-4R-4L	LS960/4R-4L	Colombia Küret	34
LS961/204S	LS961/204S	Scaler Küret	34
LS961/204SD	LS961/204SD	Scaler Küret	34
LS961/M23	LS961/M23	Scaler Küret	34
LS961/M23A	LS961/M23A	Scaler Küret	34
LS972/1-2	LS972/1-2	Gracey Küreti	34
LS972/3-4	LS972/3-4	Gracey Küreti	34
LS972/5-6	LS972/5-6	Gracey Küreti	34
LS972/7-8	LS972/7-8	Gracey Küreti	34
LS972/9-10	LS972/9-10	Gracey Küreti	34
LS972/11-12	LS972/11-12	Gracey Küreti	34
LS972/13-14	LS972/13-14	Gracey Küreti	34
LS972/C12-3	LS972/C12-3	Gracey Küreti	34
LS972/H6-H7	LS972/H6-H7	Gracey Küreti	34
LS972/T2-T3	LS972/T2-T3	Gracey Küreti	34
LS1145/0	LS1145/0	Lucas Küreti	34
LS1145/1	LS1145/1	Hemingway Küreti	34
LS1145/2	LS1145/2	Hemingway Küreti	34
LS1145/8	LS1145/8	Lucas Küreti	34
LS1020/127-128	LS1020/127-128	Ekskavtor	30
LS1020/129-130	LS1020/129-130	Ekskavtor	30
LS1020/131-132	LS1020/131-132	Ekskavtor	30

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
LS1044	LS1044	Retraksiyon İpi Yerleştirici	34
LS1045/12A	LS1045/12A	Ağız Spatülü	17
LS1045/12B	LS1045/12B	Ağız Spatülü	17
LS1045/12C	LS1045/12C	Ağız Spatülü	17
LS1052/6	LS1052/6	Fulvar	17
LS1052/49	LS1052/49	Fulvar	17
LS1052/153	LS1052/153	Fulvar	17
LS1052/207-208	LS1052/207-208	Fulvar	17
LS1054/10A	LS1054/10A	Dycal Fulvarı	17
LS1054/14	LS1054/14	Dycal Fulvarı	17
LS1054/15	LS1054/15	Spatül	17
LS1054/52	LS1054/52	Siman Fulvarı	17
LS1054/139	LS1054/139	Siman Fulvarı	17
LS1054/140	LS1054/140	Siman Fulvarı	17
LS1054/146	LS1054/146	Siman Fulvarı	17
LS1054/147	LS1054/147	Siman Fulvarı	17
LS1054/149	LS1054/149	Siman Fulvarı	17



	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
LS1054/158	LS1054/158	Spatül	17
LS1054/159	LS1054/159	Spatül	17
LS1054/160	LS1054/160	Spatül	17
LS1054/162	LS1054/162	Fulvar	17
LS1054/163	LS1054/163	Fulvar	17
LS1054/164	LS1054/164	Fulvar	17
LS1054/180	LS1054/180	Siman Fulvarı	17
LS1054/181	LS1054/181	Siman Fulvarı	17
LS1054/182	LS1054/182	Siman Fulvarı	17
LS1055/8	LS1055/8	Siman Spatülü	17
LS1058	LS1058	Siman Spatülü	17
LS1058A	LS1058A	Siman Spatülü	17


Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
1921	Karıştırma Kutusu	179
1923	Kemik Öğütücü	288
1924	Kemik Ezici Havan	390

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
1950	Karpül Şıngası	61
1955	Karpül Şıngası Perioject	208
1956	Karpül Şıngası	212
1960/1	Metal Aspiratör Ucu	13
1960/2	Metal Aspiratör Ucu	13
1960/3	Metal Aspiratör Ucu	13
1965	Temizlik Fırçası	12

Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
3011	Otoklav Kaseti 5'li	60
3013	Otoklav Kaseti 12'li	143
3019	Otoklav Kaseti 5'li	48
3021	Otoklav Kaseti 5'li Klasik	49
3028	Tepsi	203



Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
3036	5 Delikli Tutucu	26
3037	10 Delikli Tutucu	32
3052	Alet Konteyneri	210
3053	Alet Konteyneri	----




	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	400/BO1	Ölçü Kaşığı	12
	400/BO2	Ölçü Kaşığı	12
	400/BO3	Ölçü Kaşığı	12
	400/BU1	Ölçü Kaşığı	12
	9042	Anahtarlık	20

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	400/BU2	Ölçü Kaşığı	12
	414/12L2	Sol Yarım Ölçü Kaşığı	13
	414/12R2	Sağ Yarım Ölçü Kaşığı	13
	415/12L2	Sol Delikli Ölçü Kaşığı	13
	415/12R2	Sağ Delikli Ölçü Kaşığı	13

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
4021	4021	Metal Küvet	32
4036	4036	Metal Kap 25mm	26
990	990	Yağlama Kalemı	24
991	991	Metal Cila	24
995	995	Arkansas Bileği Taşı	33

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
708	708	Elmas Uçlu Presel	68
725/1	725/1	Presel 16cm	16
LS771/A2	LS771/A2	College Presel	18
773/C2	773/C2	Presel	10
777/2	777/2	Presel	15
779/2	779/2	Presel	15
781/18	781/18	Mikro Doku Forcepsi	49
784	784	Doku Pensi	31
785	785	Adson Presel	22
785TC/12	785TC/12	Adson Presel	88
786	786	Adson Presel	25
792/12	792/12	Doku Pensi	15
792S/145	792S/145	Doku Pensi	15
796L	796L	Crane(Kaplan)Presel Sol	34
796R	796R	Crane(Kaplan) Presel Sağ	34

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	797	Sütür Forcepsi	42
	798	Düz Baky Forceps	70
	405	Hemostat	75
	1151/12	Portegü	120
	1152/14	Portegü	212
	1155/15	Makas Tipi Portegü	58

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	1155/TC15	Portegü	105
	1156/16	Portegü	50
	1160/14	Avuçiçi Portegü	92
	1161TC/14	Portegü 14cm	133
	1161TC/17	Portegü 17cm	150
	1169TC/18	Tungsten Uçlu Portegü	306
	800/105	Dişeti Makası-Düz	34

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
800/12	800/12	Dişeti Makası - 12	36
800WC/12	800WC/12	Makas	71
801/105	801/105	Dişeti Makası	34
802/105	802/105	Dişeti Makası	34
802/12	802/12	Eğik Makas	21
803/10.5	803/105	Dişeti Makası - Eğik	37

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
804	804	Dişeti Makası - Düz	32
805SC/12	805SC/12	Dişeti Makası - Super Cut	41
806	806	Dişeti Makası - Eğri	35
806D	806D	Tırtıklı Eğri Makas	40
807SC/12	807SC/12	Makas	42



	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
808	808	Sütür Makası - Açılı	43
812	812	Cerrahi Makas	40
814/14	814/14	Dişeti Makası - Düz	54


835	835	Cerrahi Makas 14cm	40
836	836	Cerrahi Makas 16cm	43
837	837	Cerrahi Makas 12.5cm	60

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
838	838	Dişeti Makası - Düz - Kelly	47
840	840	Dişeti Makası - Eğri - Kelly	50
853	853	Dişeti Makası	135
854	854	Dişeti Makası - Eğri La Garange	54
854SC	854SC	Makas	67
860	860	Dişeti Makası	42

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
862	862	Dişeti Makası - Eğri	45
864	864	Dişeti Makası -13cm Goldman Fox - Eğri	50
864SC	864SC	Dişeti Makası -13cm Goldman Fox - Eğri	50
865	865	Dişeti Makası -13cm	59






	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
871/12D	871/12D	Bisturi	41
871/A3	871/A3	Bisturi Sapı	8
871/A5	871/A5	Bisturi	26
871/A5A	871/A5A	Bisturi	34
871/B11	871/B11	Bisturi Ucu 100'lük	28
871/B12	871/B12	Bisturi Ucu 100'lük	28
871/B15	871/B15	Bisturi Ucu 100'lük	28
871/B15C	871/B15C	Bisturi Ucu 100'lük	36
LS871/A5	LS871/A5	Bisturi Sapı	34
872/11	872/11	Tek Kullanımlık Bisturi	12
872/15	872/15	Tek Kullanımlık Bisturi	12
874	874	Bisturi Kutusu	10





	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	1759	Gingivektomi Makası	62
	1815	Hemostatik Forceps	36
	1830/1	Friedman Kemik Pensi	136
	1830/2	Açılı Friedman Kemik Pensi	102
	1831/1	Düz Lüer Kemik Pensi	144
	1831/2	Açılı Lüer Kemik Pensi	144



	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	1831/3	Açılı Luer Kemik Pensi	144
	1836	Kemik Rongeur Forceps	153
	1894/125	Hemostatik Forceps 12.5	28
	1894/145	Hemostatik Forceps 14.5	28
	1894A/125	Hemostatik Forceps 12.5	28
	1864A/145	Hemostatik Forceps 14.5	28





	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
973/KAL	973/KAL	Periodontal Sond Derinlik Ölçer	80
980	980	Periodontal Kesici	35
980	981	Periodontal Kesici	35
982/AS-DS	982/3S-DS	Sugerman Egesi	55
1200FR	1200FR	Muayenehane Kiti	24
1241	1241	Dolgulu Çekiç	55
1596	1596	Boley/Ölçek	30
1796	1796	Çekiç	86
1081/32	1081/32	Sont	6
1083/6	1083/6	Orak Sont	6

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
1900/4	1900/4	Kemik Keskisi	54
1901/4	1901/4	Kemik Keskisi	54
1905/4	1905/4	Kemik Keskisi	54
1906/4	1906/4	Kemik Keskisi	54
1910/4	1910/4	Kemik Keskisi	54
1913/1	1913/1	Mini Keski	59
1913/2	1913/2	Mini Keski	59
1917/1	1917/1	Kemik Eğesi	52
1917/2	1917/2	Kemik Eğesi	52
1917/3	1917/3	Kemik Eğesi	52
1917/4	1917/4	Kemik Eğesi	52
1920	1920	Kemik Kazıcı	275
1870/2	1870/2	Antrum Probu	9
LS1081/33	LS1081/33	Düz Sont	7
LS1083/6	LS1083/6	Orak Sont	7
LS1084/EXD5	LS1084/EXD5	Çift Taraflı Sont	17
LS1106A	LS1106A	Tampon Aplikatörü	17
LS1140	LS1140	Geçici Dolgu Çıkarıcı	23
LS579	LS579	Kök Kalıntı Çıkarıcı	51

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	508	Ağız Açıcı Ektör	167
	509	Metal Ağız Açacağı	182
	510	Ağız Açıcı Ektör	176
	514	Metal Ağız Açacağı	221
	1882	Vestibül Ektörü	93
	1884	Yanak Ektörü	67
	1890/1	Yanak Ektörü	67
	1890/2	Yanak Ektörü	67

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	1890/6	Yanak Ektörü	67
	1106	Dudak Ektörü	17
	1119/1	Yanak Ektörü	38
	1122	Ektör	29
	628/2	Vestibül Ektörü	55
	630	Dudak Ektörü	27
	633	Yanak Ektörü	17
	634	Dudak Ektörü	22


	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	483	Ayna Sapı	4
	490/RD	Ayna Sapı	5
	490/BL	Ayna Sapı	5
	490/GR	Ayna Sapı	5
	490/YL	Ayna Sapı	5
	490/SC	Ayna Sapı	5
	LS482	Ayna Sapı	13
	LS483	Ayna Sapı	6
	LS485	Ayna Sapı	13

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat (Euro)
	LS591	Luxation Elevatör(Üçgen Uç)Arrow	
	LS591A	Luxation Elevatör(Üçgen Uç)Arrow	
	LS592/25	Luxation Elevator(İnce,Düz Uç)	
	LS592/35	Luxation Elevator(Orta,Düz Uç) Luxivators Straight	
	LS592/45	Luxation Elevator(Kalın,Düz Uç) Luxivators Straight	
	LS592A/25	Luxation Elevator(İnce,Eğik Uç) Luxivators Curved	
	LS592A/35	Luxivation Elevator(Orta,Eğik Uç) Luxivators Curved	
	LS592A/45	Luxivation Elevator(Kalın,Eğik Uç) Luxivator Curved	



SUNSHINE[®]

KOMPOZİT METAL ZIMPARA



4 mm	Tek	G 304	6 €
6 mm	Taraflı	G 306	7 €
4 mm	Çift	314	7 €
6 mm	Taraflı	316	8 €

TEK TARAFLI TESTERE ZIMPARA



4 mm	414	7 €
------	-----	-----

TEK TARAFLI DELİKLİ ZIMPARA



4 mm	444	10 €
------	-----	------

368

Şaft	Uzunluk		014 016 018 023
FG 314		368 314	014 016 018 023
		368C314	014 016 018 023
		368SC314	014 016 018 023
		368VF314	014 016 018 023
		368F314	014 016 018 023
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	3 3 4,5 5
			Fiyat = 3 €
			Fiyat = 2 €

379



379

014

016

018

023

025

037

Şaft	Uzunluk		
FG 314		379 314	014 016 018 023 ----
		● 379SC314	---- ---- 018 023 ----
		● 379C314	014 ---- 018 023 025 037
		○ 379UF314	---- ---- 018 023 ----
		● 379VF314	014 016 018 023 ----
		● 379F314	014 016 018 023 ----
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	3 3 3 4,5 4,5 4,5 7
			Fiyat = 3 €
			Fiyat = 2 €

389

Şaft	Uzunluk		014 016
FG 314		389 314	014 016
			014 016
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	7 7
			Fiyat = 12 €

390

Şaft	Uzunluk		016 018
FG 314		390F314	016 018
		390VF314	016 018
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	4,3 2,5
			Fiyat = 2 €

392

Şaft	Uzunluk		016
FG 314		392 314	016
		392F314	016
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	5
			Fiyat = 2 €

393

Sonsuz Elmas Frez
Sephare

Şaft	Uzunluk		190	220
H=HP=PM		SH 393	190	220
			190	220
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	0,3	0,3
			Fiyat=25 €	

801

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	005 006 007 008 009 010 012 014 016 018 021 023 025 029 033 042
		801 314
		● 801SC314
		● 801C314
		● 801VF314
		● 801L314
		● 801LC314
		Fiyat = 2.5 €
		Fiyat = 2 €

802

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	009 010 012 014 016 018
		802 314
		● 802C314
		Fiyat = 2 €

805

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	007 008 009 010 012 014 016 018 021 025
		805 314
		● 805C314
		Fiyat = 2 €

806

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	008 009 010 012 014 016 018 021
		806 314
		● 806C314
		Fiyat = 2 €

807

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	012 014 016 018 021 023 025
		807 314
		● 807C314
		Fiyat = 2 €

811

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	031 033 047
		811 314
		● 811C314
		Fiyat = 2.5 €

813

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	012 014 016 018
		813 314
		● 813C314
		Fiyat = 2 €

818

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	025 047 060 079
		818 314
		● 818C314
		Fiyat = 2.5 €

822

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	010
		822 314
		● 822C314
		Fiyat = 2 €

824A

Model	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	033 042
		824A314
		● 824AC314
		Fiyat = 3 €

825

Model	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	018 021 023 025 033 042 063 097
		825 314
		● 825C314
		Fiyat = 2 €

830



Model	Uzunluk
FG 314	830 314
	● 830C 314

Kafa Uzunluğu(mm) L= 2.6 2.6 2.6 2.6

Fiyat = 2 €

Fiyat = 3 €

830A



Model	Uzunluk
FG 314	830A 314
	● 830AC 314

Kafa Uzunluğu(mm) L= 5 5 5 5 7

Fiyat = 2 €

830L



Model	Uzunluk
FG 314	830LC 314
	● 830LSC 314

Kafa Uzunluğu(mm) L= 4 4 5 5

Fiyat = 2 €

830R



Model	Uzunluk
FG 314	830R 314
	● 830RC 314
	● 830RSC 314

Kafa Uzunluğu(mm) L= 2.5 3 3 3 2.5

Fiyat = 2 €

830RL



Model	Uzunluk
FG 314	830RLC 314
	● 830RLSC 314

Kafa Uzunluğu(mm) L= 4 4 4 4 4

Fiyat = 2 €

833



Model	Uzunluk
FG 314	833F

Kafa Uzunluğu(mm) L= 3.5 3.5 3.5

Fiyat = 3 €

834



Model	Uzunluk
FG 314	834 314
	018 023

Kesim Derinliği(mm) D= 0.4 0.6

Kafa Uzunluğu(mm) L= 6.8 6.8

Fiyat = 4 €

835



Model	Uzunluk
FG 314	835 314
	● 835SC 314
	● 835C 314
	835KR 314
	835KRC 314

Kafa Uzunluğu(mm) L= 3 3 4 4 4 4 4

Fiyat = 2 €

835A



Model	Uzunluk
FG 314	830A 314
	● 830AC 314

Kafa Uzunluğu(mm) L= 4 4 5

Fiyat = 2 €

836



Şaft	Uzunluk
FG 314	836 314
	● 836SC 314
	● 836C 314
	● 836F 314

Kafa Uzunluğu(mm) L= 6 6 6 6 6 6

Fiyat = 2 €

836KR



Şaft	Uzunluk
FG 314	836KR 314
	● 836KRC 314

Kafa Uzunluğu(mm) L= 6 6 6

Fiyat = 2 €

837



Şaft	Uzunluk
FG 314	837 314
	● 837SC 314
	● 837C 314
	● 837VF 314
	● 837 F 314

Kafa Uzunluğu(mm) L= 8 8 8 8 8 8 8

Fiyat = 2 €



837KR

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	21 mm
	837KR 314	010 012 014
	837KRC 314	010 ----
		012 014
Kafa Uzunluğu(mm)	L=	8 8 8
		Fiyat = 2 €



837L

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	24 mm
	837L 314	010 012 014 016
	837LC314	012 014 016
	837LSC314	014 ----
Kafa Uzunluğu(mm)	L=	10 10 10 10
		Fiyat = 2 €



838

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	19 mm
	838 314	008 009 010 012 014
	838SC314	012 ----
Kafa Uzunluğu(mm)	L=	3 4 4 4 4
		Fiyat = 2 €



839

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	21 mm
	839 314	009 010 012 014
		009 010 012 014
Kafa Uzunluğu(mm)	L=	11,5 12
		Fiyat = 4 €



842

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	21 mm
	842 314	014 053
Kafa Uzunluğu(mm)	L=	11,5 12
		Fiyat = 2 €



845

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	21 mm
	845C314	008 009 010 012 014 016 018 025
Kafa Uzunluğu(mm)	L=	3 3 3 4 4 4 4 4
		Fiyat = 2 €



846

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	21 mm
	846C 314	012 014 016 025
Kafa Uzunluğu(mm)	L=	6 6 6 7
		Fiyat = 2 €



846KR

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	21 mm
	846KR 314	014 016 018
Kafa Uzunluğu(mm)	L=	6 6 6
		Fiyat = 2 €



847

Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	21 mm
	847C314	010 012 014 016 018 025 027
Kafa Uzunluğu(mm)	L=	8 8 8 8 8 8 8
		Fiyat = 2 €

847K



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 8 8 8 8

Fiyat = 2 €

848



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9

Fiyat = 2 €

850



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Fiyat = 2 €

850LC



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 11,5 11,5 11,5

Fiyat = 2 €

851



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 7 7

Fiyat = 2 €

852



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 6 8,5

Fiyat = 2 €

855



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 6 6 6 7

Fiyat = 2 €

856



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Fiyat = 2 €

857



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 10 10 10

Fiyat = 2 €



858

Şaft	Uzunluk		010	012	014	016	018
FG 314	Ø 1.6 mm	858 314	010	012	014	016	018
		● 859C314	----	012	014	016	----
		● 859SC314	----	014	016	018	----
		● 859VF314	010	012	014	----	----
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 8 8 7 7 7				
			Fiyat = 2 €				



859

Şaft	Uzunluk		010	012	014	016	018
FG 314	Ø 1.6 mm	859 314	010	012	014	016	018
		● 859C314	----	012	014	016	018
		● 859F314	010	----	014	016	----
		● 859VF314	010	012	014	016	----
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 10 10 10 10 10				
			Fiyat = 2 €				



859L

Şaft	Uzunluk		011	014	016	018
FG 314	Ø 1.6 mm	859LC 314	----	014	016	----
		● 859LVF314	011	014	016	----
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 11.5 11.5 11.5 11.5			
			Fiyat = 2 €			



860

Şaft	Uzunluk		012	016
FG 314	Ø 1.6 mm	860 314	012	----
		● 860VF314	012	----
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 4 5	
			Fiyat = 2 €	



861

Şaft	Uzunluk		012
FG 314	Ø 1.6 mm	861 314	012
		● 861F314	012
		● 861VF314	012
		○ 861UF314	012
Kafa Uzunluğu(mm)			6
			Fiyat = 2 €



862

Şaft	Uzunluk		010	012	014	016
FG 314	Ø 1.6 mm	862C314	010	012	014	016
		● 862SC314	----	012	014	016
		● 862VF314	----	012	014	----
		● 862F314	----	012	014	016
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 8 8 8 8			
			Fiyat = 2 €			



863LE

Şaft	Uzunluk		012
FGL 315	Ø 1.6 mm	863LE	012
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 15
			Fiyat = 2 €



863

Şaft	Uzunluk		012	014	016	018	025	060
FG 314	Ø 1.6 mm	863 314	012	014	016	018	----	----
		● 863SC314	----	014	016	----	----	----
		● 863C314	012	014	016	----	----	----
		● 863F314	012	014	016	----	----	----
		● 863VF314	012	014	016	----	----	----
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 10 10 10 10 10 15					
			Fiyat = 2 €					



864

Şaft	Uzunluk		012	014	016	018
FG 314	Ø 1.6 mm	864 314	012	014	016	018
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 11.5 11.5 11.5 11.5			
			Fiyat = 2 €			



875

Şaft	Uzunluk		009
FG 314	Ø 1.6 mm	860 314	009
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 3
			Fiyat = 2 €

877



Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	21 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 6 6 6 6

Fiyat = 2 €

878



Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	19 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 8 8 8 8

Fiyat = 2 €

878K



Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	19 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 8 8 8 8

Fiyat = 2 €

879



Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	19 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 8 8 8 8

Fiyat = 2 €

879K



Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	14 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 10 10 10 10

Fiyat = 2 €

879L



Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	19 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 11,5 11,5

Fiyat = 2 €

880



Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	21 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 6 6 6 6

Fiyat = 2 €

881



Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	21 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 8 8 8 8 8 8 8 8

Fiyat = 2 €

882



Şaft	Uzunluk	
FG 314	Ø 1,6 mm	21 mm

Kafa Uzunluğu(mm) L= 10 10 10 10 10 10

Fiyat = 2 €

883



Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm 22 mm	007 010	
		● 883 C 314	010
		● 883 F 314	007
		● 883 VF 314	007
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	3 3
		Fiyat = 2 €	

884



Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm 21 mm	012	
		884 314	012
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	6
		Fiyat = 2 €	

885



Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm 21 mm	010 012 014	
		885 314	010 012 014
		● 885 C 314	012 014
		● 885 F 314	012
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	8 8 8
		Fiyat = 2 €	

886



Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm 24 mm	012 014 016	
		886 314	012 014 016
		● 886C314	014 016
		● 886F314	012 014
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	10 10 10
		Fiyat = 2 €	

888



Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm 22 mm	010 012 014 016 021	
		● 888C314	010 012 014 016
		● 888VF314	010 012 014
		888UF314	012
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	8 8 8 8 8
		Fiyat = 2 €	

888L



Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm 24 mm	010 012 014 016 018 023 025 033	
		888L314	014 016 018
		888LF314	012 014
		● 888LC314	012 014 016
		● 888LVF314	012 014 016 018
		● 888LSC314	016 018
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	10 10 10 10 10 10 10
		Fiyat = 2 €	

889



Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm 22 mm	008 010	
		889 314	010
		● 889 C314	010
		● 889 F314	008
		888 VF314	008
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	4 4
		Fiyat = 2 €	

899



Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm 22 mm	027 033	
		899 314	027 033
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	4 4
		Fiyat = 3 €	

909



Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm 22 mm	037 040 045 054 065	
		● 888C314	040 045 054
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	1 1.5 1.5 1.5 2
		Fiyat = 3 €	



955

Şaft	Uzunluk				
FG 314	Ø 1,6 mm	955 314	005 006	---	006
		895VF 314	005	---	
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	3	3	
		Fiyat =	2	€	



C351

Şaft					
H=10P=PM Ø=2.35mm	● C351104	---	040		
		L=	9	11	
		Fiyat =	18	€	



C73E

Şaft					
H=10P=PM Ø=2.35mm	● C73E104	---	060		
		L=	3	4.5	10
		Fiyat =	18	€	



C79

Şaft					
H=10P=PM Ø=2.35mm	● C79 104	---	040		
		L=	13	13	13
		Fiyat =	18	€	



C251E

Şaft					
H=10P=PM Ø=2.35mm	● C251E104	060			
		L=	15		
		Fiyat =	18	€	



C251EF

Şaft					
H=10P=PM Ø=2.35mm	● C251EF104	060			
		L=	15		
		Fiyat =	18	€	



C261E

Şaft					
H=10P=PM Ø=2.35mm	● C261E104	023			
		L=	12		
		Fiyat =	18	€	



C364E

Şaft					
H=10P=PM Ø=2.35mm	● C364E104	023			
		L=	15		
		Fiyat =	12	€	



C78E

Şaft					
H=10P=PM Ø=2.35mm	● C78E104	060	040		
		L=	12	12	
		Fiyat =	18	€	



C257RE

Şaft					
H=10P=PM Ø=2.35mm	● C257RE104	023			
		L=	15		
		Fiyat =	12	€	



C78EF

Şaft					
H=10P=PM Ø=2.35mm	● C78EF104	060			
		L=	3.5	7	12
		Fiyat =	18	€	



C1

Şaft		C1 316	012	016	018	021	023	027		
		C1 314	010	012	014	016	018	021	023	027
		C1 104	012	014	016	018	021	023	027	
		C1 204	012	014	016	018	021	023	027	
Fiyat = 3 €										



C1S

Şaft		● C1 314	010	012	014	016	018	021	---	---
		● C1 204	010	012	014	016	018	021	023	---
		● C1 205	---	---	012	014	---	---	018	---
		</								



C21

Şaft		C21 314	008	009	010	012	014	016	018	021
		C21 204	008	009	010	012	014	016	018	021
		C21 104	008	009	010	012	014	016	018	021
	L= 4.0 4.1 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 Fiyat = 3 €									



C21L

Şaft		C21L 314	010	012	014
L= 7 7 7 Fiyat = 3 €					



C21R

Şaft		C21R 314	010	012	014
L= 3.8 4.0 4.2 Fiyat = 3 €					



C21E

Şaft		C21E314	010	012
L= 4.2 4.4 Fiyat = 3 €				



C23RE

Şaft		C23RE314	012
L= 3.9 Fiyat = 4 €			



C31

Şaft		C31 314	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027
L= 4.0 4.1 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 Fiyat = 3 €												



C21RE

Şaft		C21RE314	010
L= 3.8 Fiyat = 4 €			



C31R

Şaft		C31R 314	010	012	014
L= 3.8 4.0 4.2 Fiyat = 3 €					



C46

Şaft		C46 314	014	018
L= 3.5 3.5 3.8 Fiyat = 5.5 €				



C31L

Şaft		C31L 314	010	012	014
L= 7 7 7 Fiyat = 3 €					

C134





Şaft		C134 314	014
			L= 6
			Fiyat = 4 €

C135





Şaft		C135 314	014
			L= 6
			Fiyat = 6 €

C162




Şaft		C162 314	016
		C162 104	016
		C162 204	016
			L= 9.5 9.5
			Fiyat = 20 €

C162A




Şaft		C162A 314	016
		C162A104	016
		C162A 204	016
			L= 9.5 9.5
			Fiyat = 20 €

C379





Şaft		C379 314	018 ----
			L= 3.5 4.2
			Fiyat = 5.5 €

C4LCM




Şaft	C4LCM314	12
		L= 3.6
		Fiyat = 4 €

C4CM




Şaft	C4CM314	012
		L= 2
		Fiyat = 4 €



tri hawk[®]

Stoddard



COLTENE[®]



Bausch[®]



MICRON[®]

KANAL DOLGU PATI

Kalıcı Dolgu İçin Kök Kanal Pati

Automix



Kök kanal pati için gerekli tüm kimyasal ve fiziksel gereksinimleri içermektedir. Biouyumlu, akışkan ve minumum büzülme sağlar.



Homojen ve hava kabarcıksız karışım için cihaz formu

Swisstec Kompozit



Anterior ve posterior restorasyonlar. Doğrudan ve dolaylı tekniği. Uzun çalışma süresi Yüksek parlaklık için kolay cilalama.

Cooltemp Geçici Resterasyon Maddesi (Single)



Diğer markalara kıyasla daha hızlı. Yüksek gücü, mükemmel estetik

PAMUK

Rulo Pamuk



Doku iltihabı riskini ortadan kaldırır. Tedavi boyunca nemi emer. Islandığında parçalanmaz. Klorsuzdur.

Cotton Pelle



Süper yumuşak ve son derece emicilgi vardır. Uniform boyut ve pelet şeklillidir.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
DOSE	Roeko Seal Single Kanal Dolgu Pati	58 €
RSA	Roeko Seal Automix Kanal Dolgu Pati	68 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
LUNA1	Luna 1 500'Lük Rulo Pamuk	6 €
LUNA2	Luna 2 500'Lük Rulo Pamuk	7 €
PELLE3	3.0 Cotton Pelle 4 GR	22 €
PELLE4	4.0 Cotton Pelle 4 GR	22 €

RETRAKSİYON İPİ



Kardiovasküler sorunlara neden olmaz. Stay-Put diş ile dişeti ayrımını kolaylaştırmak için ideal renktedir.

HydroExtrem Ölçü Maddesi



Mükemmel hidrofilik özelliği. Optimize akışkanlık Boşluklar ve kenar boşluğu çarpıklıkların giderilmesinde kullanılır. Otoklavlanabilir hassas ölçekler.

ARTİKÜLASYON KAĞIDI

Çiğneme noktası tespit kağıdı



Pratik kullanıma uygun kutu içerisinde şeritler halindedir. U ve I formu vardır. Çift taraflı ve iki ayrı rengi vardır.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
PUT0	Stay Put Retraksiyon İpi X-Fine	18 €
PUT1	Stay Put Retraksiyon İpi Fine	18 €
PUT2	Stay Put Retraksiyon İpi Medium	18 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
HDR1	Hydroextrem Putty Soft A Tipi 2X300 ML	40 €
HDR2	Hydroextrem LB 2. Ölçü 2X50 ML A Tipi	13 €
STEC.R	Swisstec Kompozit Tek Tüp A1,A2,A3TEMP.R	14 €
CoolT	Cooltemp Single Geçici Rest. A1,A2 50 ML	86 €

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
HNLI	Hanel Artükilasyon Kağıdı I Form	6 €
HNLU	Hanel Artükilasyon Kağıdı U Form	8 €

SIRI



Tükrük Emici

100'lük Poşetler halinde.
İstendiğinde Ucu kolay çıkabilir.
İstenilen şekle girer ve öyle kalır.
Şeffaf Yeşil, Şeffaf Mavi, Süt Beyaz ve
Şeffaf renklerde

Rulo Pamuk

10 mm çapında, 27 mm uzunluğunda
1 ve 2 numara pamuk. Saf pamuktan
imal, kompak ve yüksek emiciliğe
sahip, klor içermez.

FEATURE	VALUE
Small	Ø 8 mm., 30 Adet Her Paket
Medium	Ø 10 mm., 30 Adet Her Paket
Large	Ø 12 mm., 30 Adet Her Paket



Otoklav Poşeti

200'lük Kullanıma hazır, kendinden yapışkanlı
veya 200 metre rulo şeklide otoklav poşeti. Farklı
boyutlarda.

FEATURE	VALUE
Size 1	9 x 25 cm
Size 2	14 x 26 cm
Size 3	19 x 33 cm
Box	200 pieces



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
	Aqudist Distile Su Cihazı	240 €
	E4D Ultrasonic Titreşim Cihazı	850 €
	Poşet Kesme Cihazı	480 €
	Otoklav Poşetleme Cihazı Bıçağı	15 €
	Maske	5 €
EM16	Monoart Aspirator Ucu 16X130mm	12 €
EM40	Monoart Aspirator Ucu 16X130mm	12 €
PG30	Rulo Önlük	15 €
SR100	Tükrük Emici 100'lük Mavi,Sarı,Yeşil	2.3 €
SR 600	Rulo Kağıt Önlük 80'lik Mavi, Yeşil, Beyaz	7.2 €
SR 700	Rulo Tampon Pamuk No:1,No:2	4.5 €
SR 200	90X250 Kendinden Yapışkanlı	16 €
SR 240	140X160 Kendinden Yapışkanlı	24 €
SR 305	Rulo (5 cm x 200 mt)	15 €
SR 307	Rulo (7,5 cm x 200 mt)	21 €
SR 310	Rulo (10 cm x 200 mt)	26 €
SR 315	Rulo (15 cm x 200 mt)	45 €
SR 320	Rulo (20 cm x 200 mt)	58 €
SR 008	Maske 50'LİK 3 Katlı	

STODDARD

Temizlik Fırçası



İnce Temizlik Fırçası




Dedetraj Lastiği



Carbide Frez


Yüksek sıkıştırma yapılmış Stoddard karbit frezler,dolgu tedavisi ve ortodonti için kullanılır.



Temizlik Pastası



Kendinden Pastalı Fırça Seti



Stoddard

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
STD100K	Kıl-Konik Temizlik Fırçası Ortası Boş	0.24 €
STD100K-I	Kıl-İnce Temizlik Fırçası İçi Dolu	0.28 €
STD100N	Naylon-Konik Tem. Fırçası Ortası Boş	0.24 €
STD100N-I	Naylon-İnce Temizlik Fırçası İçi Dolu	0.28 €
STD003	Renkli Temizlik Fırçası	0.8 €
STD006	Kıl Fırça Küçük - Metal	1.7 €
STD101M	Detatraj Lastiği(Mandrenli) Mavi ,Sarı, Beyaz, Grenlerde	0.24 €
STD005	Kıl Fırça Küçük	2 €
STD004	Kıl Fırça Büyük Yuvarlak Geniş	2 €
STD008	Kıl Fırça Büyük Yuvarlak İnce	2 €
SDT007	Temizlik Pastası	4 €
STD010	Carbide Frez No:6,8,10,12,14,16,18,21,23 /Angulidurva	2.2 €
STD3004	Kendinden Pastalı Fırça Seti 9'lu	23 €
STD3022	Kendinden Pastalı Fırça Seti Gri	40 €
STD009	Prophy Paste 200'lük	22 €

www.uncudental.com
info@uncudental.com

TETENAL



Tablet Formunda Banyo solüsyonu
1 kapsülü 100 ml suda eriterek
hazırladığınız banyo
solüsyonunda 30 adet
3x4 cm filmi banyo
yapabilirsiniz. (ya da 900 ml
suda 10 kapsül edilerek 1 litre
kullanıma hazır banyo suyu elde
edilebilir.)

TETENAL

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
TT004	Roentodent Developer 10'lu 1.Banyo	6 €
TT006	Roentodent Fixer 10'lu 2.Banyo	6 €

META

SmarPex™ Elektronik Kanal Kök
Derinliği Ölçme Cihazı SmarPex™ her
tür türlü kanal durumunda hassas çalışır
ve doğru tespit yapar. Hızlı ve kolay
kullanılır. Hastayı radyasyona maruz
bırakmaz ve rahatsız etmez.

Avantajları

- * Kendinden kalibrasyon özelliği
- * Hızlı ve güvenilirlik ile radyasyona
daha az maruz kalma
- * Ter tür kanal koşulunda çalışma (kuru, kanlı, EDTA, sodyum
hipoklorit, hidrojen peroksit, tuzlu veya ıslak ortam)
- * Otomatik kapanma fonksiyonuyla uzun çalışma zamanı sağlayan
şarj edilebilir batarya
- * Otoklavda steril edilebilir klips ve tutucu
- * Geniş ekran ve sinyal uyarısı ile kolay ve hızlı kullanım
- * Hafif ve kopmacık dizayn



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
M-smart	Smarpex Apex Bulucu	685 €

DENTAC

Seluloid Band




Alkol Lambası



Ölçü Kaşığı



Temizlik Pastası



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
DENT100	Ölçü Kaşığı Dişli-Dışsız-Anatomik	1.5 €
DENT9000	Dönerli-Kennedy-1,2,3 No	
DENT10	Latex Eldiven 100'Lük XS-S-M-L	
DENT01	Alkol Lambası	
	Seluloit Bant	
	B.Mum Spatülü	
	Orta Mum Spatülü	
	Alev Uç Mum Spatülü	
	Alçı Kaşığı	
	Alçı Kaşığı (Plastik Saplı)	
	Alçı Bıçağı	

Kalitenin Öncüsü

TRIHAWK





Tri Hawk Bur dikey ve yatay kesim, amalgam kesimi, daha hızlı kuron köprü kesimleri ve bağımsız çalışma ve yüksek performans için uygundur. Tri Hawk ADA incelemesinde %100 performans puanı almıştır. Saf, yüksek karbon çeliktir. Krom ve nikel içermez. Neredeyse kırılmaz yapıdadır. Tek kullanımlık sunulması temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon gibi maliyetleri düşürür. HBV ve HIV gibi virüs bulaşma riskini azaltır. Tri Hawk benzersiz, özel açılı, pürüzsüz, daha verimli ve üstün kesme gücüne sahiptir. Kısa hazırlık zamanı hekimler için artan verimlilik, hasta için konfor anlamına gelir.

Kısacası; Tri Hawk daha iyi diş hekimliği içindir.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
TALON 10	Kuron Kesim Frezi FG	6 €
TALON 12	Kuron Kesim Frezi FG	6 €
TALON 12S	Kuron Kesim Frezi Uzun	10 €

NTI



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
NTI 250	Dentin Pimi Çift Dirili	21.2 €
NTI 500	Çelik Frez (5'lik Ambalaj)	2.2 €
NTI 80	Hard Frez İnce Tip	9.60 €
NTI 100	Hard Frez Canavar Tip	13.2 €
NTI 203	Güdük Çivisi (Çivili S 1000'lik)	44 €
NTI 215	Güdük Çivisi (Çivili M 1000'lik)	44 €
NTI FS3	Zımpara	42 €
NTI G9920	Frez Temizleme Taşı	60 €

www.uncudental.com
info@uncudental.com

MGS



Diş tedavisinden önce ve sonra kullanılır. Ağız temizler ve canlandırır. Çeşitli renk ve tat seçenekleri vardır. Ekonomiktir ve uzun raf ömrüne sahiptir.

Çeşitleri :

- * Portakal Tadı
- * Yeşil Nane Tadı
- * Orjinal Tad
- * Nane Tadı
- * Vanilya Tadı
- * Karışık Tad

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
MGS	Mountwash Tablet 100'lük	15 €

SWENSKA



1 Kutuda 240 adet asorti pivo seti. Sarı renkte, altın kaplı.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
P-240	Pivo Seti (240'lık Sarı)	
POS-170	Pivo Çivisi, Titanyum, 120'lik	
P-270	Şeffaf Kuron, 60'lık, Anterior ve Premolar	

FINOSCAN SPREY

Mikro kanıtlanmış ve patentli püskürtme teknolojisine dayalı spray tarama pulverize. Sadece kolay laboratuvar uygulaması için kullanılır. Böylece alçı model üzerinde püskürtülür alan bir spray ile kaplanmıştır.

FINOSCAN Spray 2 evrensel tüm CAD / CAM sistemleri için geçerlidir ve bir optik tam tarama kalitesi destekler.

Avantajları:

- Mikro-pulverize ince spray film spot-on ile dozda olabilir;
- Kolayca su veya hava püskürtme ile kaldırılabilir;
- Kenarlarının ayrıntılı sunumu ve optimize yapışkan özelliği olan
- Yüksek seçicilik. net 50 ml (brüt 75 ml)

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
	Finoscan Spray	

BAUSCH

Artikülasyon Kağıdı farklı renk tonları ile toplam basınç dağılımını vurgulayan renk transfer kağıdıdır. Diş hekimleri sanjeler içerisinde basınç dağılımını elde edebilir. Yüksek noktalar hemen görülür. Bausch 200 Artikulations kağıdının ileri renk transfer özelliği sayesinde çığneme basınç noktaları açıkça görülür.



NAL

DÜZ



Arti-spray kuron ve köprüleri test etmek için evrensel bir renk göstergesidir. Arti-spray su ile kolayca temizlenebilir ince renkli bir film tabakasıdır. Hiçbir kalıntı ve iz bırakmaz.

Uygulama :

Uygulanacak yüzeye 3-5 cm uzaktan veya kuron ve köprülerin direkt içerisine uygulayın.

Tıkanmayı veya kuron ve köprülerin oturmasını test ederken bütün temas noktaları hemen görülebilir olacaktır. Arti-spray apromixal temaslar, kuron ve köprülerin oturma denemesinde kullanılabilir.

Arti-Spray fizyolojik güvenli malzemeler içerir ve çevreye uyumlu doğal propellantlar ile doludur.

Arti-spray tıbbi malzemeler için Avrupa Konseyi Direktifi 93/42/EEC gereksinimlerini karşılayan fizyolojik olarak güvenli maddeler içerir.



ARTI - SPRAY

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
BK01	Artikülasyon Kağıdı Düz Mavi, 300' lük Plastik Dispenser	18 €
BK02	Artikülasyon Kağıdı Düz Kırmızı, 300' lük Plastik Dispenser	18 €
BK03	Artikülasyon Kağıdı Nal Mavi, 50' lik Kutu	14 €
BK04	Artikülasyon Kağıdı Nal Kırmızı, 50' lik Kutu	14 €
BK286	ARTI-SPRAY Oklüzyon Spreyi Kırmızı 75 ml	18 €
BK287	ARTI-SPRAY Oklüzyon Spreyi Mavi 75 ml	18 €
BK288	ARTI-SPRAY Oklüzyon Spreyi Yeşil 75 ml	18 €


Kalitenin Öncüsü

MATRİS BANDI




Micro Ince: 0,04 mm

Üstün mukavemete sahiptir. Paslanmaz çelikten üretilmesinin sayesinde inanılmaz çekme dayanımına sahiptir. Silindirik dispenser, kolay kullanım sunar.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
HAH102	Düz Matris Bandı(0.04mm) (4,5,6,7 Numaralar)	1.6 €

AYNA SAPI



Hoş dokunma duygusu ile..
Bütün yüzey kenarları pürüzsüzdür. Bu özellikler kolay ve keyifli bir kullanım sunmaktadır. İçi boş yapısı denge ve hafiflik sunar. Paslanmaz çelik yapısı korozyona karşı üstün dayanıklılık sunar.

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
HAH422	Ayna Sapi (Altıgen)	2.3 €
HAH430	Ayna Sapi (Oluklu)	3 €
HAH460	Ayna Sapi (Bombeli)	10 €

YENGEÇ MATRİS BANDI



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
HAH12	Yengeç Matris Aleti 12,13,14,15,16 numara	16 €
HAH103	Yengeç Matris Bandı (12'li) 12,13,14,15,16 numara	1.2 €

TOFLEMİRE DÜZ MATRİS



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
HAH21	Tofflemire Düz Matris Aleti	15 €

META

SEplus

Aşırı sterilizasyona karşı yüksek dayanıklılık sunan yapısı. En iyi yansıma ve görüntü kalitesi. 5 kat saf gümüş katmanı yüksek yüksek yansımayı garanti eder. Parlak yansıması görüntüde doğal renkler sunar. Paslanmaz çelik yapısı korozyona karşı etkilidir.



Economy

EKONOMİK FİYATLI, economy aynalar 3 kat saf gümüş katmanı parlak ve canlı görüntüler sunar. Dezenfeksiyon ve sterilizasyona karşı özel gümüş ve bakır katmanı özel bir koruma sağlar.



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
HAH770	Eco Ayna (4 ve 5 Numara)	0.9 €
HAH706	Se Plus Büyüteçli Ayna -4 No	1.3 €
HAH702	Se Plus Ayna(4 ve 5 Numara)	1 €

IVORY MATRİS



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
HAH8/6	Ivory Matris Aleti No:6	23.5 €
HAH8/7	Ivory Matris Aleti No:7	23.5 €

KAPSÜL AMALGAM



NG2



FUTURA



FUTURA



NG2

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
AR 211	NG2 %70 Kapsül Amalgam No:1 50'lik	
AR 212	NG2 %70 Kapsül Amalgam No:2 50'lik	
AR 213	NG2 %70 Kapsül Amalgam No:3 50'lik	
AR 201	Futura Kapsül Amalgam %45 No:1 50'lik	
AR 202	Futura Kapsül Amalgam %45 No:2 50'lik	
AR 203	Futura Kapsül Amalgam %45 No:1 50'lik	

TOZ AMALGAM

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
AR 204	Futura %45 Toz Amalgam 30g.	
AR 214	NG2 %70 Toz Amalgam 30 Gr	

KOMPOZİT DOLGU



Meridian

A1, A2, A3 Renkler



Latit Flow

A1, A2, A3 Renkler

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
AR 1000	3X4 Gr Kompozit	
AR 1001	1X4 Gr Meridian Kompozit	
AR 2002	2X2 Gr Latit Flow Kompozit	

BOND



Etch 'N' Bond Duo
modern adeviz sistemdir.
Fosforik asit
içermez ve
ön polimerizasyon ışığı
ile rutin dental işlemler
yapılır.


ASİT JEL



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
AR 1017	ETCH N BOND DUO 2x5 GR	
AR 2910	TOTAL-ETCH Adeviz	

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
AR 3201	Asit Jel 1X2 Gr	
AR 3200	Asit Jel 3X2 Gr	

GEÇİCİ DOLGU & YAPIŞTIRICI



Tempprofil

Tempromix

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
AR 1003	Tempromix 1x15Gr Geç. Yap.	
AR 1001	Tempprofil 3x2.5 Gr Geç. Dolgu	

MICROBRUSH TUBE



Tüp sallandığında sadece 1 adet fırça kapaktan dışarı çıkar
Ulaşması zor alanlarda daha kolay uygulama yapın.



THE DENTAL ADVISOR
★★★★



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
M8REG	100'lük Bond Fırçası-Regular(2mm)	5 €
M8FN	100'lük Bond Fırçası-Fine (1,5mm)	5 €

MICROBRUSH X



Kapalı alanlarla ilgili işlemleri kolaylaştırmak için daha ince ve daha uzun fırça ucuyardır. Malzeme birleştirme işlemine yardımcı olur. Kısa, sert fırça lifleri daha az atık ve kontrolübir uygulama sağlar. Uygulama ucu 90° bükülebilir.

Microbrush X



Bonding Inlay-Onley Perio Sanguinal

2004
TOWNE
AWARD

Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
PX100	Microbrush X Refil Extra İnce,Uzun Uç	10 €

www.uncudental.com
info@uncudental.com

MICROBRUSH PLUS

Dispenser Kit



Dispenser Refil



Microbrush Plus



Regular (2.0 mm) Fine (1.5 mm) Superfine (1.0 mm)

Microbrush ® aplikatörler cements, asitleme, sealantlarda, bondinglerde, hemostatic solisyonlarda ve kondisyonelerde uygulamak ve kaldırmak için kullanılabilir.

Çok adımlı işlemleri tanımlamak için birden fazla renk seçeneği mevcuttur.

Diş hekimleri ve önde gelen üreticilerin işbirliği ile tasarlanmış ve geliştirilmiştir



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
PF-400-KIT	Plus Dispenserli Kit - Fine	27.5 €
PR400	Plus Refil-Regular	23 €
PF400	Plus Refil-Fine	23 €
PSF400	Plus Refil-SuperFine	23 €



ULTRABRUSH




UltraBrush 1.0



UltraBrush 2.0



UYGULAMA



Beyazlatma
Asitleme



Bondingler
Sealantlar



Adezivler

Kıl fırça uygulayıcılar için yayılma ve malzeme yumuşatma "Stay-Put" Bending Portion™ Patenlerine sahiptir. Gelişmiş kontrol için Bends uçlar. Sert diş malzemeleri için kimyasal güçlü fiber yapı. Kullanılabilir ik ölçü (UltraBrush 2.0 ve UltraBrush 1.0)



Ürün K.	Ürün Adı	Fiyatı
U2R200	2.0 Regular, Kıl Tip 200' lük	17 €
U1R200	1.0 Regular, Kıl Tip 200' lük	17 €

Kalitenin Öncüsü