

Easy Matrix

Makara Sistemli Universal Metal Matris Sistemi

Posterior bölgede kullanıma uygun, ideal çelik matris sistemidir. Özellikle arka bölgelerdeki kompozit ve amalgam dolgularda ideal kontak noktaları yakalamak için tasarlanmıştır. Sistem hızlı ve pratik bir şekilde restorasyon yapılabilmesi için geliştirilmiştir.

Uygulama esnasında hasta ağızında matris taşıyıcı vb. alet kalmaması ve sadece ilgili diş çeperinde bant ve bandı saran makara kalması sebebi ile mükemmel bir görüş açısı da sağlamaktadır.


0.038 mm kalınlığında; 5 mm ve 6,3 mm olmak üzere iki farklı yüksekliği bulunmaktadır.



Öne Çıkan Özellikler

- + Kolay Kullanım
- + Hasta Konforu
- + Geniş Görüş Açısı
- + İdeal Kontak Noktası

Ürün Kodu	İçerik	Fiyatı
DC1050	EasyMatrix 50'lik (0,038 x 5 mm) Kendinden Makaralı Çelik Matris Bandı	42 €
DC1063	Easy Matrix 50'lik (0,038 x 6,3 mm) Kendinden Makaralı Çelik Matris Bandı	42 €



Easy Matrix

Universal Metal Matrix With Spool System

An ideal steel matrix system, suitable for using in posterior area. Designed for especially obtaining ideal contact points in posterior area for composite and amalgam fillings.

The system has also been designed for quick and practical restoration in particular.

The system offers a perfect angle of vision thanks to unused handpieces such as port matrix bearer and band with spool that covers the tooth shape inside of the patient mouth during the application.

With 0.038 mm thickness, two different highness as 5mm and 6,3 mm are available.



Prominent Features

- + Easy to use
- + Patient Confort
- + Wider Visibility
- + Ideal Contact Points

Product Code	Content	Price
DC1050	Easy Matrix Refill Box (50 pcs) Universal Metal Matrix With Spool System (0,038 x 5 mm)	42 €
DC1063	Easy Matrix Refill Box (50 pcs) Universal Metal Matrix With Spool System (0,038 x 6,3 mm)	42 €

