



2020-2021
Endodonti Kataloğu

Tendo[®]
must[™]
multi use single technique



READY
FOR
ENDO

by **dentac[®]**

İÇERİK

dentac®	2 – 8
zumax	9 – 13
orangedental premium innovations	14
VDW®	15 – 26
WOODPECKER®	27 – 29
BERKANO DENTAL COMPANY	30 – 50
+PD	51 – 55
FiberSite.com megadental italia	56
plano ergo	57
MICRON®	58
WandDental...	59
Sanctuary™	60
carl martin	61

Özellikler

- Tescilli "tm-wire" ısıtım işlem teknolojisi ile kırılmalara karşı dayanıklı ve en kıvrımlı kök kanallarında bile esnek.
- Steril paketlenme, ilk kullanımda tüm kontaminasyon risklerinden uzak güvenli kullanım imkanı sunar.
- must* (multi use single technique) tek eğe şekillendirme tekniğinde çoklu kullanım.
- 0.04 ve 0.06 taper açıları ile minimal invaziv şekillendirme.
- "S" kesite sahip 25.06 - 40.04 - 50.04 eğeleri kök kanalını gerektiği kadar şekillendirerek gereksiz madde kaybına yol açmaz.
- Glide path eğesine yenilikçi yaklaşım ile geliştirilen T-endo must "tg" eğesi hızlı ve verimli resiprokal gilde path kullanım deneyimi sunar.
- Tek eğe ile şekillendirme, kanal şekillendirmesini seçtiğiniz tek bir eğe ile yapmak size zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
- T-endo must universal bir genişliğe, minimal açılara ve yonca şeklinde silikon stoperlere sahiptir.

Kullanımı

- T-endo must tg eğeleri ile glide path oluşturulmalıdır.
- T-endo must eğelerini aşağı ve yukarıya doğru 2 mm'lik hareketler ile kullanılmalıdır.
- T-endo must eğelerinin pasif olarak kök kanallarına sıkışarak kesmesi sağlanmalıdır.
- T-endo must eğelerinin kullanımı sırasında herhangi bir deformasyon gösterdiğinde kök kanal şekillendirmesi işleminde kullanılmaya devam edilmemeli, hemen yenisi ile değiştirilmelidir.
- Kök kanal şekillendirmesi işlemi sırasında T-endo must eğeleri kök kanalından çıkarıldığında kök kanalları bol miktarda yıkanmalıdır.

İçerik

- 4'lü steril blister içerisinde T-endo must resiprokal eğe
- 4 Adet ISO kodlu renkli yonca stoper
- Kullanım kılavuzu




must Paketleme			
must sorti blister çeşitleri			
	21mm	25mm	31mm
○ 4 x tg	DC20310	DC30310	DC40310
● 4 x m25	DC20325	DC30325	DC40325
● 4 x m40	DC20340	DC30340	DC40340
● 4 x m50	DC20350	DC30350	DC40350
must asorti blister çeşitleri			
1 x tg, 1 x m25, 1 x m40, 1 x m50	DC20301	DC30301	DC40301

Kod Ürün Fiyat

T-endo Must 4'lü Blister


36 €

Döngüsel Yorgunluk Testi (KTS)



KTS: Kırılana Kadar Tur Sayısı. Dünyanın önde gelen Resiprok kanal eğe markaları ile karşılaştırılmıştır.

Torsiyonel Direnç Testi



Dünyanın önde gelen Resiprok kanal eğe markaları ile karşılaştırılmıştır.

Güta Perka Points

dentac®



Özellikler

- Radyoopak çizgilere sahiptir.
- Doygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden üretilmiştir.
- T-endo güta perkalar 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmıştır.

İçerik

- 60 ve 120'li kayan kaset

Paper Points



Özellikler

- Doygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden üretilmiştir.
- T-endo paperpointler 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmıştır.

İçerik

- 60 ve 120'li kayan kaset

Kod	Ürün	Fiyat
DC11130	T-endo Guttapercha 20/.04 60 Adet	6 €
DC11131	T-endo Guttapercha 20/.06 60 Adet	6 €
DC11132	T-endo Guttapercha 25/.04 60 Adet	6 €
DC11133	T-endo Guttapercha 25/.06 60 Adet	6 €
DC11134	T-endo Guttapercha 30/.04 60 Adet	6 €
DC11135	T-endo Guttapercha 30/.06 60 Adet	6 €
DC11136	T-endo Guttapercha 35/.04 60 Adet	6 €
DC11137	T-endo Guttapercha 35/.06 60 Adet	6 €
DC11138	T-endo Guttapercha 40/.04 60 Adet	6 €
DC11139	T-endo Guttapercha 40/.06 60 Adet	6 €
DC11142	T-endo Guttapercha Assorted .04 taper 60 Adet	6 €
DC11143	T-endo Guttapercha Assorted .06 taper 60 Adet	6 €
DC11144	T-endo Guttapercha Assorted 120 Adet	6 €

Kod	Ürün	Fiyat
DC11120	T-endo Paper Points 20/.04 60 Adet	5 €
DC11121	T-endo Paper Points 20/.05 60 Adet	5 €
DC11122	T-endo Paper Points 20/.06 60 Adet	5 €
DC11123	T-endo Paper Points 30/.04 60 Adet	5 €
DC11124	T-endo Paper Points 30/.06 60 Adet	5 €
DC11125	T-endo Paper Points 35/.04 60 Adet	5 €
DC11126	T-endo Paper Points 35/.06 60 Adet	5 €
DC11127	T-endo Paper Points 40/.04 60 Adet	5 €
DC11128	T-endo Paper Points 60/.06 60 Adet	5 €
DC11129	T-endo Paper Points Assorted .04 taper 60 Adet	5 €
DC11140	T-endo Paper Points Assorted .06 taper 60 Adet	5 €
DC11141	T-endo Paper Points 20/.04 60 Adet	5 €
DC11145	T-endo Paper Points Assorted 200 Adet	5 €



Özellikler

- T-endo sealart, pasta formundaki ikili şırınga olan epoksi rezin esaslı kök kanal sızdırmazlık materyalidir.
- Mükemmel sızdırmazlık ve biyoyumluluk özelliklerinin yanı sıra olağanüstü kimyasal ve fiziksel bir özelliğe de sahiptir.
- Çift şırınga sistemiyle karıştırmak kolaydır.
- Dişlerde lekelenmeye neden olmamaktadır.
- Doku sıvılarında çözünmemektedir.
- Mükemmel biyoyumluluğa sahiptir.
- İyi seviyede radyoopasiteye sahiptir.
- Çalışma zamanı: 23°C (73°F) derecede 35 dakikadır.
- Sertleşme zamanı: 37°C (99°F) derecede 45 dakikadır.
- Temel ve daha güncel teknikler dahil olmak üzere tüm kök kanal doldurma teknikleri ile kullanılabilir.
- CE işareti, bu ürün 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygundur.
- Termoplastik metod ve tüm kondensasyon teknikleri için uygundur.


Uygulama

- Kanal duvarları kuru olmalıdır. SEALART kanala bir lentülo veya obtürasyon konları (gutta-percha, gümüş veya titanyum kök kanal konları) ile taşınmalıdır.
- Materyalde hava kabarcıklarının oluşumunun ve kanalın gereğinden fazla dolmasının engellenmesi için çok düşük hızdaki lentüloyu yavaş yavaş apeks doğru ilerletiniz.
- Hala düşük hızda çalışmakta olan lentüloyu çok yavaşça geri çekiniz.
- Dezenfekte edilmiş ve kuru olan master cone'u SEALART'a batırınız ve pompalama hareketiyle yavaşça kanalın içerisine doğru itiniz.


İçerik

- 13.5g sealart ikili şırınga (Baz 9 g., Katalizör 4.5 g.)
- Karıştırma plakası
- Spatula
- sealart kullanım talimatı


Seyreltilmemiş



Seyreltilmiş 1:2



Seyreltilmiş 1:4



T-Endo sealart PH (12.73) değeri yüksek olmasına rağmen, zamanla hücrelerin hızla çoğaldığını göstermekte ve kanıtlamaktadır. Bu nedenle anlaşılacağı üzere, insan vücuduna zararsız olması ile beraber, mükemmel biyoyumluluğu bulunmaktadır.

Kod	Ürün	Fiyat
DC11112	T-endo sealart 2 şırınga 13.5gr	20 €

**Özellikler**


- El aletleri ile kolayca uygulanabilir
- Nemli ortamlarda hızlı polimerizasyon
- Genişleyerek daha iyi dolduruculuk sağlar.

Uygulama

- Önceden hazırlanmış kaviteyi pamuk yardımı ile kurulayınız. (tamamen kurutmadan)
- Uygun bir el aleti yardımıyla yeterli miktarda fillart'ı kaviteye uygulayınız.
- 1. sınıf kavite söz konusu ise hastayı dolguyu ısırtma işlemi ile yükseklik olmadığından emin olunuz. Değilse kavite duvarlarına uygun şekilde dolguyu biçimlendiriniz
- Nemli bir pamuk yardımıyla fazlalığı kavite kenarlarına doğru iterek siliniz.

İçerik

- 40 g. kavanoz

Donma Süresi

Kod	Ürün	Fiyat
DC11114	T-endo fillart 40 gr	5 €



Özellikler



- Biyoseramik kök kanal patı, kök kanalda enfekte olmuş pulpa dokusunun çıkarılmasından sonra kök kanalı doldurmak için kullanılır.
- Bioserra akışkan bir macun kıvamındadır ve tek kullanımlık uç ve yoğunlaştırıcı bir ajan kullanılarak kök kanal içerisine kolayca uygulanabilir.
- Bu ürün, kök kanal içindeki ortam suyunu emerek yavaşça sertleşir.
- Beyaz renkte ve estetikdir.

Uygulama

- Kök kanalın uzunluğunu kök kanal ölçüm enstrümanı ve eğe ile ölçün. Daha sonra uygun bir gutaperka master cone seçin.
- Tek kullanımlık bir ucu şırınganın ucuna yerleştirin ve daha sonra kök kanala ilerletin.
- Kök kanalı doldurmak için şırınga çubuğunu yavaşça kanala itin ve şırıngayı kanaldan yavaşça çekin.
- Kabarcık oluşturmamaya dikkat edin.
- Bioserra enjekte ederken şırıngayı çok fazla sıkmayın, hastada ağrı hissi oluşturabilir.
- Gutta Perka master noktasını kök kanalın içine ilerletin.
- Dental bir kesici cihaz kullanarak gütanın üst kısmını kesin. Ekstra Bioserra, pamuklu bir bez veya suya batırılmış pamuk topaklar kullanılarak çıkarılmalıdır.

İçerik

- 2 g. şırınga
- 10 Adet tek kullanımlık uç



Kod	Ürün	Fiyat
DC11113	T-endo bioserra şırınga 2gr	75 €

ZUMAX MAGNET OMS3200

zumax

Dental Mikroskop



Özellikler

- ZUMAX MAGNET, tüm diş hekimliği uygulamaları için tasarlanmıştır. Endodonti, Periodonti, Cerrahi ve Restoratif tedavi prosedürleri için uygundur.
- Otomatikleştirilmiş yaklaştırma özelliği (1.6x. - 19.4x aralığında)
- Maksimum yakınlıktırda %30 otomatik artan gerçek LED ışığı 105.000 Lx
- FreeMov® elektromanyetik denge kolu
- Otomatik odaklı Variodist ve manuel ayarlama seçeneği
- Çift el joystick kontrollü
- MagPlus 150 ile %50 yakınlıktırma arttırılabilen binoküler (opsiyonel)
- 3 farklı nanometreye sahip lazer ışığı için değiştirilebilen filtreler (opsiyonel)
- Dahili çürük belirleme ışığı (opsiyonel)
- Dahili 2D veya dahili 2. Nesil 3D kamera seçeneği (opsiyonel)
- 8 fonksiyonlu pedal (opsiyonel)

Kod	Ürün	Fiyat
OMS3200	Zumax Magnet	22.500 €

ZUMAX ZOOM OMS2380

zumax

Dental Mikroskop



Özellikler

- ZUMAX Zoom, tüm diş hekimliği uygulamaları için tasarlanmıştır. Endodonti, Periodonti, Cerrahi ve Restoratif tedavi prosedürleri için uygundur.
- FreeMov® Ultra yumuşak denge kolu ile tüm uygulamalarda hassas kullanım sağlar.
- Dahili VarioDist® Objektif Lens 200-450 mm aralığında mükemmel görüntü ve elle netleme
- Sonsuz yaklaştırma özelliği (1.8x - 19.2x aralığında)
- Standart olarak bulunan dahili sarı, yeşil, mikro cerrahi, dar ve geniş ışık ayarlama modu
- Opsiyonel entegre Full HD kamera ve kayıt sistemi
- Opsiyonel WirelessST® ayak pedalı ile el kullanmadan fotoğraf ve video kullanımı
- Fotoğraf ve video kayıtlarında kesintisiz güç seçeneği (Dahili kamera modelinde)
- Ethernet bağlantısı ile bilgisayar yönetimi
- Opsiyonel Easy360 Plus® Mobil telefon adaptörü
- Opsiyonel Rota360® dijital kamera adaptör ile her açıdan video ve fotoğraf çekimi
- Opsiyonel entegre lazer filtresi

Kod	Ürün	Fiyat
OMS2380	Zumax Zoom	17.500 €

ZUMAX CLICK OMS2360

zumax

Dental Mikroskop



Özellikler

- ZUMAX Click, tüm diş hekimliği uygulamaları için tasarlanmıştır. Endodonti, Periodonti, Cerrahi ve Restoratif tedavi prosedürleri için uygundur.
- FreeMov® Ultra yumuşak denge kolu ile tüm uygulamalarda hassas kullanım sağlar.
- Dahili VarioDist® Objektif Lens 200-450mm aralığında mükemmel görüntü
- 6 adımda yaklaştırma özelliği
- Opsiyonel entegre Full HD kamera ve kayıt sistemi
- Standart olarak bulunan dahili sarı, yeşil, mikro cerrahi, dar ve geniş ışık ayarlama modu
- Opsiyonel WirelessST® ayak pedalı ile el kullanmadan fotoğraf ve video kullanımı (Dahili kameralı modelde)
- Fotoğraf ve video kayıtlarında kesintisiz güç seçeneği (Dahili kamera seçeneğinde)
- Ethernet bağlantısı ile bilgisayar yönetimi
- Opsiyonel Easy360 Plus® Mobil telefon adaptörü
- Opsiyonel Rota360® dijital kamera adaptör ile her açıdan video ve fotoğraf çekimi
- Opsiyonel entegre lazer filtresi

Kod	Ürün	Fiyat
OMS2360	Zumax Click	16.000 €

ZUMAX SLH 4.0x

zumax

Loupe



Özellikler

- Akromatik lens ile kusursuz renkler ve mükemmel görüntü
- 4.0x yakınlaştırma seçeneği
- Kolay ve konforlu kullanım
- Kablosuz ve mıknatıslı entgre ışık kaynağı 30.000Lx
- Işık kaynağı için hızlı şarj özelliği
- Dahili polimerizasyon filtresi
- Suya yüksek dayanıklılık
- Otoklavlanabilir koruma kılıfları
- Kolay ayarlanabilir

ZUMAX SLH 5.0x

Loupe



Özellikler

- Akromatik lens ile kusursuz renkler ve mükemmel görüntü
- 5.0x yakınlaştırma seçeneği
- Kolay ve konforlu kullanım
- Kablosuz ve mıknatıslı entgre ışık kaynağı 30.000Lx
- Işık kaynağı için hızlı şarj özelliği
- Dahili polimerizasyon filtresi
- Suya yüksek dayanıklılık
- Otoklavlanabilir koruma kılıfları
- Kolay ayarlanabilir

ZUMAX SLH 6.0x

Loupe



Özellikler

- Akromatik lens ile kusursuz renkler ve mükemmel görüntü
- 6.0x yakınlaştırma seçeneği
- Kolay ve konforlu kullanım
- Kablosuz ve mıknatıslı entgre ışık kaynağı 30.000Lx
- Işık kaynağı için hızlı şarj özelliği
- Dahili polimerizasyon filtresi
- Suya yüksek dayanıklılık
- Otoklavlanabilir koruma kılıfları
- Kolay ayarlanabilir

Kod	Ürün	Fiyat
572-4042	Zumax Slh Loupe 4.0x	1.390 €
572-5046	Zumax Slh Loupe 5.0x	1.490 €
572-6046	Zumax Slh Loupe 6.0x	1.590 €

ZUMAX SLT LOUPE

Loupe

zumax



- 3.0x yakınlařtırma sunar.
- Spor çerçevesi ile kolay kullanım sağlar.
- 46 cm çalışma mesafesi ile duruş bozukluklarını engellemeye yardımcı olur.
- Özel lensleri ile keskin görüntü sunar.
- Kişiyeye özel tasarlanan loupe tasarımı
- 56 - 72 PD göz mesafesi seçenekleri mevcuttur.



Kod	Ürün	Fiyat
50T-3046	ZUMAX SLT 3.0x TTL Loupe	490 €
	HL3800 Işık Kaynağı	490 €



En iyi alan derinliğine sahip ve bir köşeden diğer köşeye en keskin görüntüyü sağlayan dünyanın en konforlu lupu.

Opt-on TTL


- Her bir opt-on TTL sizin kişisel pupiller aralığınıza özel olarak üretilir ve her defasında tekrar ayarlanması gerekmez.
- Bir opt-on TTL maksimum konforu ve kişisel pupiller aralığı ile mümkün olan en geniş görüntü alanının kombinasyonunu oluşturur.



Hafif: Opt-on TTL Yalnızca **32 gr**,



Ergonomik: Ayarlanabilir çerçeve ile her zaman en ideal görüntü açısını seçebilirsiniz.



Gözlük kullananlar için: Reçete adaptörü sayesinde, +/- 3 aralığındaki dioptreli parlatılmış lensler loupe takılır.



Vario Clips

Ayarlanabilir çalışma mesafesi

Değiştirilebilen VarioClipsler ile çalışma alanınızı 300 ve 500 mm arasında değiştirebilirsiniz. VarioClipsler ışığı yansıtmaz ve gözü yormaz.



- Kablosuz kullanım özgürlüğü
- Yalnızca 18 gr.
- Hareket sensörü ile dokunmadan çalıştırma
- Güneşi kadar parlak CRI 90
- Dokunmatik açılma ve kapanma
- Hızlı şarj
- 20.000Lx
- 2'li şarj dock
- Yedek batarya

opt-on/spot-on^{nxt}



Ürün	Fiyat
2.7x TTL Loupe	1.450 €
3.3x TTL Loupe 364 LW	1.550 €
Spot-On Nxt	890 €
Spot-on cordfree	1.250 €
Orange Dental Gözlük Adaptörü SPOTN	135 €
Vario Clips 30/35/40/45 cm	135 €

VDW GOLD RECIPROC

Entegre Apex Locator'lı Endodontik Mikromotor



Özellikler

- Hafızada kayıtlı 15 program.
- Tork ve devir ayarlı.
- 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği.
- Başlık üzerinde apex locator.
- Ayrıca kullanılabilir opsiyonel apex locator aparatları.
- Autoreverse özelliği.
- 6:1 oranlı Sirona Angldruva.
- Eğe sistemini seçebilirsiniz.
- Tüm önemli NiTi sistemleri için önceden programlı tork ve hız ayarı.
- Çok çeşitli hız ve tork ayarı kolayca yapılır ve hafızaya alınabilir.
- Otomatik güvenlik fonksiyonlarıyla akıllı kontrol.
- Yalnızca apex locator olarak kullanılabilir
- Uygun pil operasyonu: motor sarj olurken de çalışabilir

İçerik

- VDW GOLD RECIPROC
- Dudak klips kablosu
- 2 Adet eğe klipsi
- 2 Adet dudak kancası
- 2 Adet angulduruva silikonu
- Pedal
- Adaptör
- Kullanım kılavuzu

Kod	Ürün	Fiyat
4117300000V0D0W	VDW GOLD RECIPROC	2.750 €



Özellikler

- Şarj edilebilir.
- 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği.
- Tork ve devir ayarlı.
- Autoreverse özelliği.
- 6:1 oranlı Sirona Angldruva.
- Güvenli operasyon için tork kontrolü.
- Birçok NİTİ sistemi için geniş tork kapsamı.
- Tüm NİTİ sistemleri için özel tork ve hız seçimi.
- 15 özel ayar için kişisel program seçimi.
- Uygun pil operasyonu motor sarj olurken de çalışabilme.
- Sesli uyarı sistemi

İçerik

- VDW SILVER RECIPROC
- Pedal
- Adaptör
- Kullanım kılavuzu

Kod	Ürün	Fiyat
041163000V0D0W0	VDW SILVER RECIPROC	1.750 €

VDW RAYPEX 6

Apex Ölçer



Özellikler

- Renkli ekran
- Demo modu
- Kolay kullanılabilir menü
- Ölçüm doğruluğunu test eden kalibrasyon menüsü

İçerik

- VDW Raypex 6
- Dudak klips kablosu
- 2 Adet eğe klipsi
- 2 Adet dudak kancası
- Kullanım kılavuzu
- Adaptör

VDW ULTRA

Ultrasonik Cihaz

Özellikler

- Yüksek performanslı endodontik ultrasonik cihazı
- Net bir şekilde belirlenmiş güç aralıklarıyla istenilen tedaviyi seçme imkanı sunar
- Doğru ayarlanabilir güç ile tedavileri kontrol optimal ve etkili tedavi
- Patentli piezo teknolojisi
- Endo, post, kavite ve kanal yenileme modları ile tedavilerinizde en büyük yardımcınız.

İçerik

- Kavitrone el parçası
- 5 Adet kavitrone ucu
- Uç takma çıkarma anahtarı
- Su bağlantı hortumu
- T çıkış adaptörü
- Pedal
- 24V adaptör.



Kod	Ürün	Fiyat
040143000000	VDW RAYPEX 6	1.250 €
041400000501	VDW ULTRA	1.250 €

VDW BEEFILL 2in1

Sıcak Kanal Dolgu Cihazı



Özellikler

- Sıcak vertikal kondensasyon ile %90 başarı oranı (Toronto University study - 2003&2004)
- Tüm endodontik tedavilere uygun kullanım.
- Homojen ve sıkı dolgu
- Lateral kondensasyona göre daha hızlı dolgu restorasyonu
- Diş kırıkları açısından minimum risk
- Kanal postlarının kolay yerleştirilmesi; istenilen seviye kadar dolum yapabilme imkanı, fazla gutta – perçanın uzaklaştırma işlemini gereksiz kılar.

İçerik

- BeeFill®2in1
- BeeFill® plugger ISO 40/03
- 1 2Seal easymiX® kanal dolgu patı
- 10 BeeFill® Kartuş 25G / 0,45 mm
- 10 BeeFill® Kartuş 23G / 0,60 mm
- 2 Adet Machou plugger 1-2 ve 3-4

VDW EDDY



Özellikler

- VDW EDDY, yeni nesil irrigasyon aktivasyonu kanülüdür.
- Aircaler ultrasonic ve sonik hareket sağlayan cihazlarla kullanılır.
- Kanal içerisinde yaptığı akustik hareketle endodontik irrigasyonun başarısını arttırmada en önemli yardımcınızdır.
- VDW EDDY ile tam uyumlu cihazlar Micron TA200, W&H ZA-55, NSK TI-MaxS970, KAVO Soniflex 2003'dir.

İçerik

- 5 blister ikili VDW EDDY



Kod	Ürün	Fiyat
40545000000	VDW BeeFill 2 in 1 Kit	2.500 €
04144000000	VDW Eddy 10'lü	59 €

VDW C-PILOT



Döner alet kullanımı öncesi kanalın hazırlığında



Özellikler

- Paslanmaz çelik, CC+ Sap
- Özel bir termal sertleştirme işlemi nedeniyle yüksek bükme gücü
- Eğe kullanımı öncesinde pürüzsüz bir kaygan çalışma yüzeyi oluşturulmasını sağlar
- İnaktif Pilot Uç (Keskin Olmayan), enstrumanın kanal boyunca güvenli
- İlerlemesini sağlar
- Kavisli ve kalsifiye kök kanalları için uygun
- Radyopak derinlik işaretleri
- Iso renk kodlaması

Size		19 mm	21 mm	25 mm
06		368 019 006	368 021 006	368 025 006
08		368 019 008	368 021 008	368 025 008
10		368 019 010	368 021 010	368 025 010
06-10		368 019 210	368 021 210	368 025 210
12.5		368 019 012	368 021 012	368 025 012
15		368 019 015	368 021 015	368 025 015

VDW TİRNEF

Size	21 mm
XXXXF / 0	V04 0333 021 410
XXXF / 1	V04 0333 021 420
XXF / 2	V04 0333 021 430
XF / 3	V04 0333 021 440
F / 4	V04 0333 021 450
M / 5	V04 0333 021 460
C / 6	V04 0333 021 470
XXF-F / 2-4	V04 0333 021 480



VDW LENTÜLO

Size	21 mm	25 mm
25	V04 0393 021 025	V04 0393 025 025
30	V04 0393 021 030	V04 0393 025 030
35	V04 0393 021 035	V04 0393 025 035
40	V04 0393 021 040	V04 0393 025 040
25-40	V04 0393 021 290	V04 0393 025 290




Kod	Ürün	Fiyat
	VDW C Pilot 6'lı Eğe	18 €
	VDW Flexi Cut	9 €
	VDW irnef	6 €
	VDW Lentulo	7 €

Size/ISO		21 mm	25 mm	31 mm
006	●	V20 0706 021 006	V20 0706 025 006	V20 0706 031 006
008	●	V20 0706 021 008	V20 0706 025 008	V20 0706 031 008
010	●	V20 0706 021 010	V20 0706 025 010	V20 0706 031 010
015	○	V20 0706 021 015	V20 0706 025 015	V20 0706 031 015
020	●	V20 0706 021 020	V20 0706 025 020	V20 0706 031 020
025	●	V20 0706 021 025	V20 0706 025 025	V20 0706 031 025
030	●	V20 0706 021 030	V20 0706 025 030	V20 0706 031 030
035	●	V20 0706 021 035	V20 0706 025 035	V20 0706 031 035
040	●	V20 0706 021 040	V20 0706 025 040	V20 0706 031 040
045	○	V20 0706 021 045	V20 0706 025 045	V20 0706 031 045
050	●	V20 0706 021 050	V20 0706 025 050	V20 0706 031 050
055	●	V20 0706 021 055	V20 0706 025 055	V20 0706 031 055
060	●	V20 0706 021 060	V20 0706 025 060	V20 0706 031 060
070	●	V20 0706 021 070	V20 0706 025 070	V20 0706 031 070
080	●	V20 0706 021 080	V20 0706 025 080	V20 0706 031 080
006-010		V20 0706 021 210	V20 0706 025 210	V20 0706 031 210
015-040		V20 0706 021 230	V20 0706 025 230	V20 0706 031 230
045-080		V20 0706 021 240	V20 0706 025 240	V20 0706 031 240



Kod	Ürün	Fiyat
	VDW Kendo Files	6 €



VDW.ROTATE™ NiTi Kök Kanal Eğesi

Yeni nesil rotasyon şekillendirme eğesi

ÇOK YÖNLÜ


VDW Rotate 3'lü basit dizilim ve bazı klinik vakalar için daha geniş eğeler ve uyumlu gutta-perka ve kurutma kağıtları

ETKİLİ DEBRİS ATIMI

Adapte "S" kesim, güvenli ve etkin debris atışı için daha geniş alan ve eğe kontrolü sağlar.

DOĞAL KÖK KANAL ANATOMİSİNE SAYGI

Eğeler, özel ısı işlemleri sayesinde keşiciliğinden hiçbir şey kaybetmeden çok daha esnek bir şekilde doğal kanal anatomisini güvenli bir biçimde şekillendirir.



Basit dizilim Asorti	21mm	25 mm	31mm
15.04, 20.05, 25.06	MST VROT 321 AST	MST VROT 325 AST	MST VROT 331 AST

4'lü Blister	21mm
25.05	MST VROT 421 525

Basit dizilim Asorti	21mm	25 mm	31mm
30.04	MST VROT 421 430	MST VROT 425 430	MST VROT 431 430
35.04	MST VROT 421 435	MST VROT 425 435	MST VROT 431 435
40.04	MST VROT 421 440	MST VROT 425 440	MST VROT 431 440
50.04	MST VROT 421 450	MST VROT 425 450	MST VROT 431 450
60.04	MST VROT 421 460	MST VROT 425 460	MST VROT 431 460
30.06	MST VROT 421 630	MST VROT 425 630	MST VROT 431 630
35.06	MST VROT 421 635	MST VROT 425 635	MST VROT 431 635
40.06	MST VROT 421 640	MST VROT 425 640	MST VROT 431 640

4'lü Blister	21mm	25 mm	31mm
15.04	MST VROT 421 415	MST VROT 425 415	MST VROT 431 415
20.05	MST VROT 421 520	MST VROT 425 520	MST VROT 431 520
Taper .06 Yaygın Kullanım			
25.06	MST VROT 421 625	MST VROT 425 625	MST VROT 431 625
Taper .04 Aprikallerde dar ve kıvrımlı kanallar için			
25.04	MST VROT 421 425	MST VROT 425 425	MST VROT 431 421


Kod	Ürün	Fiyat
	Vdw Rotate 4'lü	36 €

Temel Dizi




Geniş Kanal Anatomileri

1



Sıcak Obsturasyon Teknikleri İçin

2



- Preparasyondan obturasyona kolay ve güvenli sistem
- Tüm kanallar için tek çözüm
- Simultane Şekillendirme: Fırçasal hareketle kullanıldığında apikal ve lateral olarak keser
- Her eğe bir sonraki için kayganlığı arttırılmış bir yol hazırlar
- Gereksiz dentin kaybını önler

"s" Kesitli Özel Tasarım

- İki etkin kesici yüzeyi vardır
- Dentin parçacıklarının çıkışına imkan verecek radyal temas prensibi ile dizayn edilmiştir
- Gücünü düşürmeyecek şekilde maksimum esneklikle tasarlanmıştır

Keskin Olmayan Uç Apikalde güvenli çalışma





Retreatment Files



Dolgu maddelerinin etkili şekilde çıkarılması için özel dizayn

- Kolay ilerleme için kesici uç
- Ekstra basınç uygulamadan dolguya girmesini sağlayan aç

Dar Kanallar İçin Geniş Kanallar İçin



Kod	Ürün	Fiyat
	VDW Mtwo	36 €
	VDW Retreatment 6'lı Eğe	54 €

VDW 2SEAL



Özellikler

- Epoksi-amin bazlı sealer.
- Sıcak obturasyona uygun 250°C kadar ısıtılabilir.
- Optimal viskozite, tüm kanal bölgesine ulaşır.
- Yüksek biyokompatibilite.
- Uzun süre boyut stabilizasyonu.

İçerik

- 4 ml. Baz tüp
- 4 ml. Katalizör tüp
- Karıştırma kağıdı

VDW 2SEAL EASYMIX



Özellikler

- Epoksi-amin bazlı sealer.
- Sıcak obturasyona uygun 250 C kadar ısıtılabilir.
- Optimal viskozite, tüm kanal bölgesine ulaşır.
- Yüksek biyokompatibilite.
- Uzun süre boyut stabilizasyonu.

İçerik

- 2 Adet 15 g. ikili tüp
- Karıştırma kağıdı

Kod	Ürün	Fiyat
041020	VDW 2 Seal	76 €
041025000000	VDW 2 Seal Easymix Refil 2*15 gr.	220 €

VDW MTWO PAPERPOINTS



Özellikler

Tam doygun uçlar ile güçlü bağlanma etkisi.
Enfeksiyon kontrolü için blister ambalaj
144 parça: Her blisterde 4 parça

Size/Taper		29 mm
25/.06	●	0225 629 025
30/.05	●	0225 529 030
35/.04	●	0225 429 035
40/.04	●	0225 429 040
45/.04	●	0225 429 045
50/.04	●	0225429 050
60/.04	○	0225429 060
25/.07	●	0225 729 025
30/.06	●	0225 629 030
35/.06	●	0225629 035
40/.06	●	0225629 040
48 x 25/.06, 24 x 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07 each		0225029 457

VDW MTWO GÜTAPERKA



Özellikler

M_{two} NiTi Sistemine uygundur. Sıcak ve soğuk obtrasyon tekniklerine uygun alfa-bazlı, düşük erime noktası

Size/Taper		28 mm
25/.06	●	0220 628 025
30/.05	●	0220 528 030
35/.04	●	0220 428 035
40/.04	●	0220 428 040
45/.04	○	0220 428 045
50/.04	●	0220 428 050
60/.04	●	0220 428 060
25/.07	●	0220 728 025
30/.06	●	0220 628 030
35/.06	●	0220 628 035
40/.06	●	0220 628 040
20 x 25/.06, 10 x 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07 each		0220 028 457

Kod	Ürün	Fiyat
	VDW mtwo PaperPoints	12 €
	VDW mtwo Gütaperka	15 €

VDW ROTATE PAPERPOINTS



Size/Taper	29 mm
25.04	MST VRPP O00 425
30.04	MST VRPP O00 430
35.04	MST VRPP O00 435
40.04	MST VRPP O00 440
50.04	MST VRPP O00 450
60.04	MST VRPP O00 460
25.06	MST VRPP O00 625
30.06	MST VRPP O00 630
35.06	MST VRPP O00 635
40.06	MST VRPP O00 640
60 x 25.06 60 x 30.04 30 x 35.04 30 x 25.04	MST VRPP O00 AST

VDW ROTATE GÜTAPERKA



Size/Taper	28 mm
25.04	M00 VRGP F00 425
30.04	M00 VRGP F00 430
35.04	M00 VRGP F00 435
40.04	M00 VRGP F00 440
50.04	M00 VRGP F00 450
25.06	M00 VRGP F00 625
30.06	M00 VRGP F00 630
35.06	M00 VRGP F00 635
40.06	M00 VRGP F00 640
24 x 25.06 12 x 30.04 12 x 35.04 12 x 25.04	M00 VRGP F00 AST

Kod	Ürün	Fiyat
40545000000	VDW ROTATE PaperPoints	12 €
020529028025	VDW ROTATE Gütaperka	15 €

WOODPECKER AI MOTOR



Endomotor



Özellikler

Dünya'nın en küçük kafa çapına sahip endodontik anguldurva sayesinde ağız içerisindeki ulaşılması zor noktalarda çalışma kolaylığı sağlar. Tüm rotary ve resiprok eğeleri kullanımı için uygundur. Açık sisteme sahip olmasından dolayı resiprokasyon açılarını ve dönüş yönünü cihaza manuel olarak girme imkanı sunar.

- Mini Anguldurva
- 360 derece dönen kafa
- Sessiz çalışma imkanı
- Temassız şarj
- Kablosuz kullanım
- Entegre apex bulucu
- 100-1200 rpm motor hızı

Kod	Ürün	Fiyat
	AI Motor White/Pink/Violet	950 €

WOODPECKER WOODPEX 5



Apex Locator



- 5. nesil elektro devre mühendisliği ile donatılmış en son teknolojiyi kullanan son derece hassas bir cihazdır.
- Gelişmiş çok frekanslı ağ empedans ölçüm teknolojisine dayanmaktadır.
- Islak kanallarda etkili çalışır. Parlak LCD ile donatılmış, net görüntüler ve farklı renkler eğenin yolunu net bir şekilde gösterir.
- Daha istikrarlı performans ve daha rahat çalışmaya katkıda bulunur.
- Doğruluk oranı % 97,71'e yükseltilmiştir.
- Yeni nesil çip ile gerçek zamanlı tepki, iki kat hassasiyet sunar.

WOODPECKER B-CURE PLUS

Led Işınlı Dolgu Cihazı



- Turbo, Pulse, Normal ve Soft modları ile tüm ihtiyaçlarınıza uygun kullanım sağlar.
- 1 sn. ve 3 sn. ayarlanabilen ortodontik kullanımı mevcuttur.
- 3000mw/cm2 kadar ışık yoğunluğu gücündedir.
- Metal ve otoklavlanabilir 5w LED başlığa sahiptir.
- Yedek batarya mevcuttur..

Kod	Ürün	Fiyat
Woodpex	Woodpex 5 Apex Locator	295 €
B-CureP	B-CURE PLUS	295 €

D600 LED

Ultrasonic Cihaz



Özellikler

- D600, profilaksi, periodontal tedaviler, irrigasyon aktivasyonu, retreatment, post sökme, kavite girişi düzenleme işlemlerinizde en etkili yardımcıdır.
- Bağımsız su tankı ile ultrasonik uçların uzun süre kullanımına ve mobil kullanım sağlar.
- LED başlığı ile en hassas tedavilerde mükemmel alan görüntülemesi sunar.
- Dokunmatik kontrol paneli
- Gelişmiş endo modu

Kod	Ürün	Fiyat
DLED600	DLED 600	750 €
ED1,ED2, ED3D ED4,ED5	Ultrasonic Uç	15 €
D8,ED9,ED10D, ED11D,ED14, ED14D,ED15, G7,G8	Ultrasonic Uç	15 €
D8,ED9	Ultrasonic Uç	15 €
ED10D,ED11D, ED14,ED14D, ED15,G7,G8	Ultrasonic Uç	15 €
ED6,ED7, ED12D,ED15D	Ultrasonic Uç	25 €

BTR PEN

Kırık alet çıkartma kiti



Özellikler

BTR PEN, teknolojisi sayesinde kanal içinde kırılan eğelerin ve uçların çıkarılması için, etkili ve tekrarlanabilir prosedür izlemenizi sağlar. Ultra ince ve çok esnek çalışma uçları, son derece dayanıklı NiTi halka ucuyla kırık alete ulaşmayı kolaylaştırır. BTR PEN kırık alete kolayca ulaşmanıza ve güvenli bir şekilde çıkarılmasına imkan tanır.

- Her kök kanal tipi için tek bir sistem
- Kırık aletleri çıkarmak için hassas kavrama
- Dünyanın en ince çalışma ucu – yalnızca Ø 0,2 mm - Ø 0,3 mm - Ø 0,4 mm - Ø 0,5 mm
- Ergonomik ve rahat manipüle edebileceğiniz komple çelik gövde
- Ömür boyu garantili
- Çoklu kullanıma uygun dizayn, bu sayede otoklavlanabilir.
- Kolay ve hızlı kullanıma uygun tasarım

İçerik

- BTR PEN
- BTR Kalibratör
- BTR Uç (5 Adet)
- BTR Yay (Yumuşak ve sert)
- O-ring (3 Adet)

Ürün Videosu
için QR KODU TARATIN



BTR PEN

DÜNYA'NIN EN İNCE ÇALIŞMA UCUNA SAHİP
KANAL İÇİ KIRIK ALET
Ömür Boyu Garantili *Çıkarma Seti*

Kod	Ürün	Fiyat
BtrPen	Btr Pen	1.000 €

MTA MINI

MTA



Özellikler

- MTA+ kök kanallarının doldurulması ve remineralizasyonu için tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları:

- Kök kanal perforasyonu
- Rezorbsiyon tedavilerinde
- Apexifikasyon
- Pulpanın direk kuafajı
- Pulpa ampütasyonu
- Apexogenesis tedavisinde

İçerik

- MTA + MINI: 3 x 0,14 g MTA +, 1 ml sıvı

BIO MTA MINI

MTA



Özellikler

Bio MTA+ kök kanal tedavilerde kullanılmak üzere, kök kanallarının dolumu ve remineralizasyonu için kullanılır. Bio MTA+ sıvı ile karıştırıldığında çalışma süresi 4 dk ve materyal sertleşme süresi 2 saattir. Materyalin bu özelliği tek seansta tedaviye izin verir. Yüksek konsantrasyonda kalsiyum iyonları diş dokusunu remineralize eder. Silikon ve kalsiyum bileşenleri, duvar perforasyonu ve intrakanal rezorbsiyon sonrası doku rejenerasyonunu destekler. Bio MTA + geleneksel MTA 'lardan üç kat daha dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:

- Kök kanal perforasyonu
- Rezorbsiyon tedavilerinde
- Apeksifikasyon
- Pulpanın direk kuafajı
- Pulpa ampütasyonu
- Apeksogenesis tedavisinde

Uygulama

- Bio MTA+ sıvı pipet ucu kesin.
- Karıştırma kağıdı üzerine 1-2 damla sıvı ile tozun tamamını boşaltın.
- Materyal yumuşak plastik kıvamını alana kadar 30s karıştırın. Eğer karışım çok kıvamlı veya çok kırılgansa bir damla daha sıvı ekleyin
- DİKKAT! Bio MTA+ tozunu sadece Bio MTA+ sıvısı ile karıştırın
- Karışımı uygulayıcı bir enstrüman yardımıyla ilgili bölgeye yerleştirin.
- Bir kutu Bio MTA+ tozu tek kullanımlık doz içerir. Bio MTA+ sıvısı ile karıştırıldığında, karışmış dozu maksimum 4 dakikada tüketin. Daha sonra karışım sertleşir.

İçerik

- Bio MTA + - 3 x 0,14 Gr + 1 ml Şişe

Kod	Ürün	Fiyat
W-Mta_Mini	MTA Mini	25 €
W-BMta_Mini	Bio MTA Mini	30 €

BIO MTA MAXI

MTA



İçerik

- Bio MTA + Maxi - 10 x 0,14 Gr + 1 ml Şişe

Özellikler

Bio MTA+ kök kanal tedavilerde kullanılmak üzere, kök kanallarının dolumu ve remineralizasyonu için kullanılır. Bio MTA+ sıvı ile karıştırıldığında çalışma süresi 4 dk ve materyal sertleşme süresi 2 saattir. Materyalin bu özelliği tek seansta tedaviye izin verir.

Yüksek konsantrasyonda kalsiyum iyonları diş dokusunu remineralize eder. Silikon ve kalsiyum bileşenleri, duvar perforasyonu ve intrakanal rezorbsiyon sonrası doku rejenerasyonunu destekler.

Uygulama

- Bio MTA+ sıvı pipet ucu kesin.
- Karıştırma kağıdı üzerine 1-2 damla sıvı ile tozun tamamını boşaltın.
- Materyal yumuşak plastik kıvamını alana kadar 30s karıştırın. Eğer karışım çok kıvamlı veya çok kırılgansa bir damla daha sıvı ekleyin
- DİKKAT! Bio MTA+ tozunu sadece Bio MTA+ sıvısı ile karıştırın
- Karışımı uygulayıcı bir enstrüman yardımıyla ilgili bölgeye yerleştirin.
- Bir kutu Bio MTA+ tozu tek kullanımlık doz içerir. Bio MTA+ sıvısı ile karıştırıldığında, karışmış dozu maksimum 4 dakikada tüketin. Daha sonra karışım sertleşir. Bio MTA + geleneksel MTA 'lardan üç kat daha dayanıklıdır.

UYGULAMA TABANCASI

MTA



Özellikler

0,08 mm çapındaki şırınga korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

İçerik

- MTA uygulama şırıngası

Kod	Ürün	Fiyat
W-BMTA_Max	Bio MTA Maxi	69 €
W-Narzs_0,8	Uygulama Tabancası	49 €

CALCIPAST

Geçici Kanal Dolgu Pati



İçerik

- Calcipast 2.1 Gr Hazır Şırınga
- 5 uygulama ucu

Kalsiyum Hidroksit Pastası

Özellikler

- Hasarlı dokuların yeniden yapılanmasını ve dentin oluşmasını sağlar.
- İltihabı azaltır. Pulpanın termo-elektrik uyarısından korunmasını sağlar.
- Kök kanalı sistemi içine sızıntıların girmesini engeller.
- Anti-bakteriyel etkilidir.
- Baryum sülfat içerdiğinden dolayı radyoopaktır.

Uygulama

- Direkt ve indirekt pulpa kapama ile geçici kaplama
- Kaviteyi hazırlayınız
- Şırınga ucu ile Calcipast'ı uygulayınız.
- Geçici Kök Kanalı Dolgusu Olarak
- Kemo-mekanik hazırlık materyallerini (Endo-Solüsyon, Endo-Prep Krem) kullanarak kanalı mekanik olarak hazırlayınız; iyice yıkayınız (Chloraxid) ve kanalı kurutunuz.
- Kök kanalını iyice kurutmak için Endo-aspiratör kullanabilirsiniz.
- Aplikatörü apeks ağzının 1/3'ü derinliğine tutarak kanalı CALSIPAST ile doldurunuz, fazla preparatı alınız ve kanal ağzını kapatınız. En fazla 30 gün içerisinde gerekirse tedaviyi yenileyiniz.

CALCIPAST +I

Geçici Kanal Dolgu Pati



Uygulama

- Kemo-mekanik hazırlık materyallerini (Endo-Solüsyon, Endo-Prep Krem) kullanarak kanalı mekanik olarak hazırlayın, iyice yıkayınız (Chloraxid) ve kanalı kurutun. (Örneğin; Canal Clean ile)
- Kök kanalını iyice kurutmak için Endo-aspiratör ve paper points kullanınız.
- Şırınga ucunu apeks ağzının 1/3'ü derinliğine tutarak kanalı CALSIPAST + I ile doldurunuz, fazla pastayı alıp kanal ağzını sıkıca doldurunuz. 7 ila 30 gün bırakınız, bu süreden sonra gerekirse tedaviyi yenileyiniz.

İçerik

- Calcipast+I - 2.1 Gram Hazır Şırınga

Iodoform ile Güçlendirilmiş Kalsiyum Hidroksit Materyali

Özellikler

- İltihabı azaltır.
- Antibakteriyel etkiye sahiptir.
- Hasarlı periapikal dokuların yeniden yapılanmasını ve düzeltici dentin oluşmasını teşvik eder.
- Kök kanalı sistemi içine sızıntıların girmesini engeller.
- İçerdiği Iodoformdan dolayı çocuk dişlerinde kullanımda avantaj sağlar.

Kod	Ürün	Fiyat
W-C	Calcipast	20 €
W-C+I	Calcipast +I	24 €

CALCIPAST FORTE

Geçici Kanal Dolgu Patı



Kalsiyum Hidroksit + İodoform + p-chloropenol

Özellikler

- Yüksek kalsiyum hidroksit konsantrasyonundan dolayı dişin remineralizasyonu sağlar.
- Hasarlı periapikal dokuların yeniden yapılanmasını hızlandırır.
- Kurutma ve bakteriyostatik etkisi vardır.
- Yüksek alkalın reaksiyonu ile sertleşmez.

Uygulama

- Kemo-mekanik hazırlık materyallerini (Endo-Solüsyon, Endo-Prep Krem) kullanarak kanalı mekanik olarak hazırlayın, iyice yıkayınız (Chloraxid) ve kanalı kurutun. (Örneğin; Canal Clean ile)
- Kök kanalını iyice kurutmak için Endo-aspiratör ve paper points kullanınız.
- Şırınga ucunu apeks ağzının 1/3'ü derinliğine tutarak kanalı CALSIPAST + I ile doldurunuz, fazla pastayı alıp kanal ağzını sıkıca doldurunuz. 7 ila 30 gün bırakınız, bu süreden sonra gerekirse tedaviyi yenileyiniz.

İçerik

- 1 Calcipast Forte Hazır Şırınga 2,1gr
- 5 Uygulama Ucu

Kod	Ürün	Fiyat
W-CF	Calcipast Forte	26 €

ENDO-PREP JEL

Solüsyonlar



Kanal Lubricant Jel

Özellikler

- Kök kanal eğelerinin, kanala girişini kolaylaştıran ve kök kanalı içinde sıkışma veya kırılma tehlikesini en aza indirir.
- Ürünün içindeki %17 EDTA kalsiyum ve magnezyum iyonlarını durulayarak dentinin yüzey katmanını yumuşatır, dentin talaşlarının uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.
- Mükemmel yoğunluk, uygulama kolaylığı ve ürünün doğrudan eğe üzerine yerleştirilebilmesini sağlar.
- Luer-lock şırıngalarla güvenli uygulama sağlar.

Uygulama

- Pulpayı kök kanal tedavisi için hazırlayınız.
- Önce sodyum hipoklorit ile irrigasyon önerilir.
- Kök kanalından iltihaplı pulpayı çıkartınız.
- Kök kanalına, ege yardımıyla Endo-Prep Jeli uygulayınız.

İçerik

- 2 ml şırınga

ENDO-PREP CREAM

Solüsyonlar



Kanal Lubricant Krem

Özellikler

- Kök kanal eğelerinin, kanala girişini kolaylaştıran ve kök kanalı içinde sıkışma veya kırılma tehlikesini en aza indirir.
- Ürünün içindeki %17 EDTA kalsiyum ve magnezyum iyonlarını durulayarak dentinin yüzey katmanını yumuşatır, dentin talaşlarının uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.
- Mükemmel kremi yoğunluk, uygulama kolaylığı ve ürünün doğrudan ege üzerine yerleştirilebilmesini sağlar.
- Luer-lock şırıngalarla güvenli uygulama sağlar.

Uygulama

- Pulpayı kök kanal tedavisi için hazırlayınız.
- Önce sodyum hipoklorit ile irrigasyon önerilir.
- Kök kanalından iltihaplı pulpayı çıkartınız.
- Kök kanalına, ege yardımıyla Endo-Prep Kremi uygulayınız.

İçerik

- 2 ml şırınga

Kod	Ürün	Fiyat
W-EPG2	Endo-Prep Jel	6 €
W-EPC2	Endo-Prep Cream	9 €

ORANGE GUTANE

Solüsyonlar



Özellikler

- Doğal, Güvenli, Etkatif %100 Portakal Yağı
- ORANGE GUTTANE, kök kanalından guttaperka çıkarmak için yenilenen kök kanal tedavileri sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Toksik olmayan doğal çözündürücüdür.
- Biyoyumludur.
- Hazırlama, gutta-percha'yı çok hızlı çözünür, yıkaması kolaydır, etkili temizlik sağlayan ORANGE GUTTANE yan etki olmadığı için güvenle kullanılabilir.
- Endodontik tedaviyi hızlandırır, özellikle zor durumlarda komplikasyon sıklığını ortadan kaldırır.

İçerik

- 10 ml Şişe

EUCALYPTOL

Solüsyonlar



Gutaperka Çözücü %100 Okaliptüs Yağı

Özellikler:

- Ökaliptol ile guttaperkayı çözdürmek amaçlanmaktadır.
- Okaliptüs özütünden elde edilmiştir.
- Güzel kokusu ve ferahlatıcı tada sahiptir.
- Okaliptüs yağı, kuvvetli bir anti-bakteriyel etkiye sahiptir.

Uygulama:

- Kök kanalına 2-3 damla sıvı damlatınız.
- Guttaperkayı kaldırınız.
- Eğer guttaperka hala kuru veya kırılkan ise, preparatı başka dozda kullanınız.
- Gerekliği sürece bu işlemi tekrar ediniz.

İçerik

10 ml Şişe

Kod	Ürün	Fiyat
W-OG	Orange Gutane	29 €
W-EUC	Eucalyptol	10 €

CANAL DETECTOR

Solüsyonlar



Kök Kanal Bulucu

Özellikler

- Kök kanalı deliklerinin planlandığı yerdeki dentini kaldırınız.
- Pulpa boşluğu tabanına 1-2 damla damlatın, 5-10 saniye bekleyiniz.
- Pulpa boşluğunu durulayınız ve kurutunuz.
- Yoğun şekilde maviye boyanan noktalar, kök kanalı deliklerini gösterir. Kullanımdan sonra, preparatın aşırı akmasını önlemek için şiringanın pistonunu geri çekiniz, aplikatörü çıkartınız ve şiringayı beyaz kapak ile kapatınız.

Uygulama

- Pulpayı kök kanal tedavisi için hazırlayınız.
- Önce sodyum hipoklorit ile irrigasyon önerilir.
- Kök kanalından iltihaplı pulpayı çıkartınız.
- Kök kanalına, eğer yardımıyla Endo-Prep Kremi uygulayınız.

İçerik

- Canal Detector 2 ml Şiringa (methylene blue 2%)

EUGENOL

Solüsyonlar



%100 Öjenol

İçerik

- 10 ml. şişe

Kod	Ürün	Fiyat
W-CD	Canal Detector	14 €
W-EUG10	Eugenol	10 €

CHORAXID EXTRA %5,25

Solüsyonlar



Özellikler

- Kök Kanalı İrrigasyon solüsyonu (Sodyum Hipoklorit %5,25+ Yüzey aktif madde)
- Mekanik kanal genişletme sırasında ölü pulpayı kaldırır.
- Kanal dolgusundan önce dentinal tubuli ağzını açığa çıkarmak için (şampanya efekti) kanalı temizler.
- Kök kanalı dolgusu yapıldıktan sonra durulanmadığında ortaya çıkabilen renklenmeyi engeller.
- Kök kanalı hazırlığı sırasında EDTA içeren preparatların kullanılması önerilir.
- Ürünün içindeki sodyum hipoklorit, organik madde ile temasa geçtiği anda hemen etkisiz hale getirir. Sodyum hipoklorit konsantrasyonu düşerken durulama süresi ve hacmi, eş zamanlı olarak mutlaka yükseltilmelidir.

İçerik

- Chloraxid Extra %5.25 400g
- Uygulama Şırıngası

CHORAXID %5,25

Solüsyonlar



Özellikler

- Mekanik kanal genişletme sırasında ölü pulpayı kaldırır.
- Kanal dolgusundan önce dentinal tubuli ağzını açığa çıkarmak için (şampanya efekti) kanalı temizler.
- Kök kanalı dolgusu yapıldıktan sonra durulanmadığında ortaya çıkabilen renklenmeyi engeller.
- Kök kanalı hazırlığı sırasında EDTA içeren preparatların kullanılması önerilir.
- Ürünün içindeki sodyum hipoklorit, organik madde ile temasa geçtiği anda hemen etkisiz hale getirir. Sodyum hipoklorit konsantrasyonu düşerken durulama süresi ve hacmi, eş zamanlı olarak mutlaka yükseltilmelidir.

İçerik

- Chloraxid %5.25 400g
- Uygulama Şırıngası

Kod	Ürün	Fiyat
W-CHE5400	Choraxid Extra %5.25	14 €
	Chroxid %5.25	10 €

CHORAXID %2

Solüsyonlar



Özellikler

- Kök Kanalı İrrigasyon solüsyonu (Sodyum Hipoklorit %2)
- Mekanik kanal genişletme sırasında ölü pulpayı kaldırır.
- Kanal dolgusundan önce dentinal tubuli ağzını açığa çıkarmak için (şampanya efekti) kanalı temizler.
- Kök kanalı dolgusu yapıldıktan sonra durulanmadığında ortaya çıkabilen renklenmeyi engeller.
- Kök kanalı hazırlığı sırasında EDTA içeren preparatların kullanılması önerilir.
- Ürünün içindeki sodyum hipoklorit, organik madde ile temasa geçtiği anda hemen etkisiz hale getirir. Sodyum hipoklorit konsantrasyonu düşerken durulama süresi ve hacmi, eş zamanlı olarak mutlaka yükseltilmelidir.

İçerik

- Chloraxid %2 400g
- Uygulama Şırıngası

CHORAXID JEL %5,25

Solüsyonlar



Özellikler

- Kök Kanalı İrrigasyon Jel %5,25
- CHORAXID GEL'in jel kıvamı ürünün apikal açıklığına ötesine geçme riskini en aza indirir ve özellikle zor durumlarda ideal bir çözüm haline getiren hassas bir uygulama kontrolü sağlar.
- CHORAXID GEL sıvı sodyum hipokloritin etkinliğini iş kontrol ve emniyetiyle birleştirir.
- Kök kanallarının mekanik işlenmesi sırasında ölü pulpa kalıntılarının giderilmesinde, kanal dolumundan önce dentin tübüllerini açığa çıkarmak ve kök kanalını organik dokulardan uzaklaştırmak için kullanılır.
- Dişlerin renk kaybını, bir kök kanalının tıkanmadan doldurmasını önler.
- Ürünün jel kıvamı ürünün apikalin dışına itilmesi riskini en aza indirir ve uygulamanın hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.
- CHORAXID 5,25% GEL geniş, gelişimi tamamlamamış veya hasar görmüş apekslerle kök kanallarının hazırlanması için özellikle önerilir.

İçerik

- Şırınga 2 ml.

Kod	Ürün	Fiyat
W-CHL2400	Choraxid %2	10 €
W-CHLG5	Choraxid Jel %5.25	10 €

CHORAXID JEL %2

Solüsyonlar



Özellikler

- Kök Kanal İrrigasyon Jel %2
- CHLORAXID GEL'in jel kıvamı ürünün apikal açıklığına ötesine geçme riskini en aza indirir ve özellikle zor durumlarda ideal bir çözüm haline getiren hassas bir uygulama kontrolü sağlar.
- CHLORAXID GEL sıvı sodyum hipokloritin etkinliğini iş kontrol ve emniyetiyle birleştirir.
- Kök kanallarının mekanik işlenmesi sırasında ölü pulpa kalıntılarının giderilmesinde, kanal dolumundan önce dentin tübüllerini açığa çıkarmak ve kök kanalını organik dokulardan uzaklaştırmak için kullanılır.
- Dişlerin renk kaybını, bir kök kanalının tıkanmadan doldurmasını önler.
- Ürünün jel kıvamı ürünün apikalin dışına itilmesi riskini en aza indirir ve uygulamanın hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.
- CHLORAXID 2% GEL geniş, gelişimi tamamlamamış veya hasar görmüş apekslerle kök kanallarının hazırlanması için özellikle önerilir.

İçerik

- Şırınga 2 ml

EDTA %17

Solüsyonlar



Özellikler

- EDTA Solüsyonu %17
- Eğeleme işlemleri arasında, kök kanal irrigasyonu için kullanılır.
- İnorganik çözücüdür.
- Şelasyon ve smear tabakası giderme özellikleriyle etkili irrigasyon sağlar.

İçerik

- 200g + 5ml Boş Şırınga

Kod	Ürün	Fiyat
W-CHLG2	Choraxid Jel %2	7 €
W-ES200	Edta %17	20 €

GLUCO-CHEX

Solüsyonlar



Özellikler

Kök Kanalı Durulama Sıvısı %2 Klorheksidin
Pulpa iltihabı olan kök kanallarının durulanması için
önerilir.

Retreatment tedavileri için uygundur.
Bakteri bağışıklığına karşı oldukça etkilidir.
Renklenmeye neden olmaz.

Uygulama

- Pulpa boşluğu açın, kök kanalı ağzını ortaya çıkarınız.
- Önce GLUCO-CheX 2% ile durulayınız.
- Kök kanalından iltihaplı pulpayı çıkartınız.
- Bolca GLUCO-CheX 2% ile durulayınız, aynı zamanda kanal mekanik olarak hazırlayınız. İğneli şırınga yoluyla kök kanalının içine sıvıyı boşaltınız.
- Endo-aspiratör yoluyla kanal içeriğini ve sıvıyı aspire ediniz.

İçerik

- GlocoChex %2 Jel Şırınga

GLUCO-CHEX JEL

Solüsyonlar



Özellikler

- %2 Klorheksedin Jel
- GLUCO CHEX 2% jel, kök kanalı hazırlığını ve tedaviyi basitleştirir, aracın kanala girişini kolaylaştırır ve kırılmasını önleyen yağlar içerir.
- Pulpa iltihabı olan kök kanallarının durulanması için önerilir.
- Retreatment tedavileri için uygundur.
- Bakteri bağışıklığına karşı oldukça etkilidir.
- Renklenmeye neden olmaz.

Uygulama

- Pulpa boşluğu açın, kök kanalı ağzını ortaya çıkarınız.
- Önce GLUCO-CheX 2% ile durulayınız.
- Kök kanalından iltihaplı pulpayı çıkartınız.
- Bolca GLUCO-CheX 2% ile durulayınız, aynı zamanda kanal mekanik olarak hazırlayınız. İğneli şırınga yoluyla kök kanalının içine sıvıyı boşaltınız.
- Endo-aspiratör yoluyla kanal içeriğini ve sıvıyı aspire ediniz.

İçerik

- Gluco-Chex %2 Jel Şırınga

Kod	Ürün	Fiyat
W-G200	Gluco-Chex %2	14 €
W-GG5	Gluco-Chex Jel	11 €

SİTRİK ASİT

Solüsyonlar



Özellikler

Kök kanalının mekanik olarak temizlenmesini kuvvetlendirir. Kanal ağzlarını ortaya çıkararak duvarlardan kirlenen katmanı giderir. Kanalların ortaya çıkartılmasını, temizlenmesini ve tam olarak doldurulmasını sağlar.

Uygulama

- Kök kanallarına giriniz.
- Chloraxid ve kök kanalı hazırlığını amaçlayan ürünleri (Endo-Solüsyon, Endo-Prep) kullanarak kanalı mekanik olarak irrigasyon yapınız.
- Kök kanalını Citric Acid 40 % ile yıkayınız; kenarında girişi olan iğneli şırınga yoluyla kök kanalına sıvıyı uygulayınız
- Kök kanalında kalan bütün kirlerin yanındaki yıkama solüsyonunu aspire etmek için Endo-aspiratör kullanınız.

İçerik

- 1 Şişe Citric Asit %40 200 g.

İSOPROPİL ALKOL

Solüsyonlar



Özellikler

İzopropil Alkol yumuşak ve organik çözücü bir maddedir, antiseptik bir sıvı olarak kullanılabilir ve yüzeylerin temizlenmesi için yağ giderme ve dezenfeksiyon özelliklerine sahiptir.

İçerik

- 200 g. şişe

Kod	Ürün	Fiyat
W-K200	Sitrik Asit	10 €
W-ALK	İsopropil Alkol	10 €

ENDO TOP

Endodontik Yardımcılar



Özellikler

- Endodontik iğne Ucu
- Kök kanallarının ve periodontal ceplerin irrigasyonunda kullanılır
- Kilitli enjektörle kullanılır.
- Tek yandan portludur (30G).

İçerik

- 100 Adet irrigasyon kanülü

ELASTİK UYGULAMA UCU

Endodontik Yardımcılar



- Esnek ve ön büküm verilmiş 27G genişliğindeki uygulama ucudur. Luer-lock güvenli uç sistemi ile güvenli iletim sağlar.
- 41 mm. uzunluğundadır.

İçerik

- 10 Adet şırınga ucu

Kod	Ürün	Fiyat
W-ET100N	Endo Top	40 €
W-EA20	Elastik Uygulama Ucu	7 €

MICRO TOP

Endodontik Yardımcılar



Özellikler

Dünyanın en ince uçlu uygulama ucu. (0,2 mm.)

MICRO-TOP Aplikatörlerinin Özellikleri

- Yan delik sıvıyı foramen apikalinden itme olasılığını ortadan kaldırır.
- Son derece küçük çap ve esneklik, dar ve bükülmüş kök kanallarına kolay erişimi garanti eder.
- Solüsyonları hassas bir şekilde dozlama imkanı sunar.
- Küçük çap = standart aplikatörlere kıyasla 10 kat daha az sıvı miktarı.
- Kullanım 3 kat daha fazla basınç gücü gerektirir.

İçerik

- 20'li, tek yandan portlu kanül.

ENDO ASPIRATÖR

Endodontik Yardımcılar



Özellikler

- Kök Kanal Aspirasyonu
- Kök kanalın drenajını kolaylaştırır
- Çalışma süresini kısaltır.
- Paper-point kullanımını %80'e kadar azaltır.
- Küçük çaplı yumuşak aplikatör, kök kanalına iyi şekilde nüfuz edilmesini ve kanalın tam olarak kurutulmasını sağlar.

Uygulaması

- Endo-aspiratör, sakşına (tükürük ejektörü, aspiratör) bağlanır.
- Daha sonra emme cihazını açın ve aplikatörü doğru- dan kök kanalına tutun.
- Kök kanalına yıkama solüsyonunun her uygulanişın- dan sonra işlem tekrarlanmalıdır.
- Endo-aspiratör, tek kullanımlıktır.

İçerik

- Enjektör
- Şeffaf Hortum

PLUGGER

Endodontik Yardımcılar



Özellikler

- Gutta Perka Plugger
- Vertikal kondansasyon tekniğinde gutta perkayı itmek için kullanılır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Otoklavlanabilir.
- 4 farklı genişlikte tercih edilebilir.
- 0,6 mm (sarı), 0,8 mm. (kırmızı), 1,0 mm. (mavi), 1,2 mm. (yeşil)

Kod	Ürün	Fiyat
W-MTOP	Micro Top	20 €
W-EA	Endo Aspiratör	4 €
W-P	Plugger 0,6,0,8,1,0,1,2	39 €

BLUE ETCH

Post-Endo



Özellikler

- Blue Etch, %36 fosforik asit olan mavi renkli "total-etch" ajanıdır.
- Fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı en derin fissürlere ve dikey yüzeylere penetre olur.

İçerik

- 2 ml şırınga ve uygulama uçları

BLUE ETCH MAXİ

Post-Endo



Özellikler

- Blue Etch, %36 fosforik asit olan mavi renkli "total-etch" ajanıdır.
- Fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı en derin fissürlere ve dikey yüzeylere penetre olur.

İçerik

- Ekonomik boy 50 ml dev şırınga ve uygulama seti

Kod	Ürün	Fiyat
W-WM	Blue Etch	3 €
W-WMAXI	Blue Etch Maxi	35 €

SİLAN

Post-Endo



Özellikler

- Cerkamed Silan, aşındırma işleminden sonra, bond ile porselen arasındaki yapıştırmanın dayanıklılığını arttırmak için simantasyondan önce porselen üzerine uygulanır.

İçerik

- 2 ml. şırınga ve uygulama uçları

PORSELEN ASİTİ

Post-Endo



Özellikler

- YELLOW Porselen Asidi, porselen asitleme işlemi uygulamak için tamponlanmış kolay uygulanabilen ve rahat manipüle %9,5'luk hidroflorik asit jeldir.

İçerik

- 2 ml. şırınga ve uygulama uçları

Kod	Ürün	Fiyat
W-S	Silan	19 €
W-Y	Porselen Asidi	19 €

ASİT SİLAN KİT

Post-Endo



Özellikler

- YELLOW Porselen Asidi ve Silan, tamir işlemlerinde güvenle kullanabileceğiniz %9,5 hidroflorik asit ve metakrilik silandan oluşan settir.

İçerik

- 2 ml şırınga silan & 2 ml. Porselen asidi

RUBBERDAM BARIYERİ

Yardımcı Ürünler



Özellikler

- Işınla sertleşen dental örtü bariyeri.
- Beyazlatma, asitleme, mikroabrazyon gibi işlemlerde gingival bölgenin korunmasında,
- Rubber-dam kullanımında mükemmel sızdırmazlık sağlaması için kullanılır.

İçerik

- 1,2 ml. şırınga

Kod	Ürün	Fiyat
W-YZEST	Asit Silan Kit	39 €
W-RBD	Rubber Dam Bariyeri	11 €

ALUSTAT JEL

Yardımcı Ürünler



Özellikler

Alustat jel %25 alüminyum klorür içeren, dental tedavi sırasında lokal şişliği azaltmak ve dental tedavi sırasında ve sonrasında hemostatik ajandır. Renklenme yapmaz, anterior bölgede güvenle kullanabilirsiniz.

Uygulama

- Uygulama uçlarıyla, istediğiniz bölgede Alustat jeli yeterli miktarda uygulayın.
- 30 sn. sonra distile su ile bölgeyi temizleyin.
- Gerekirse tekrar uygulayın.

İçerik

- 10 ml. Alustat jel

PROTECT LIGHT SEAL

Yardımcı Ürünler



Özellikler

Dentin Koruyucu Hassasiyet Giderici Vernik
Protect Light Seal, dentine uygulanan, tedavi sonrası hissedilen şiddetli hassasiyeti ortadan kaldırmaya yarayan %1 potasyum florür (3500 ppm F⁻) içerikli koruyucu bir verniktir.

İçerik

- 3x1 ml. jel ve uygulama uçları

Kod	Ürün	Fiyat
W-ALG10	Alustat Jel	16 €
W-PLSMINI	Protect Light Seal	15 €

PULP SPREY

Yardımcı Ürünler



Özellikler

- Pulpa canlılık testi soğuk spreydir.
- Nane ve portakal aromalı

İçerik

- 200ml spey

RAINBOW FLOW

Yardımcı Ürünler



Özellikler

Renkli Kompozit Seti

- Rainbow Flow, pedodontik tedaviler için özel olarak üretilmiş renkli kompozit setidir.
- 6 farklı canlı rengi mevcuttur. (mavi, turuncu, yeşil, mor, pembe ve sarı)

İçerik

- 6x1g akışkan renkli kompozit



Kod	Ürün	Fiyat
W-PULPMIET / POM	Pulp Sprey	9 €
W-RBDL	Rainbow Flow	100 €

CONTRASTOR

Yardımcı Ürünler



Özellikler

- Intra-oral dental fotoğraf arka planı

İçerik

- 15 Adet tek kullanımlık ağız içi arka plan

FLOUR DEFENDER MINI

Yardımcı Ürünler



Özellikler

- 0,1% fluorosilane (1600 ppm F⁻) içeren flor
- Dentin iyileştirilmesinde
- Çürük profilaksisi
- Dentin remineralizasyonunda uygulanır.
- Uygulama
- Diş yüzeyini temizleyin ve rubberdam ile izolasyonu sağlayınız.
- Şişe içerisinden 3'er damlayı ayrı bir alana alıp mikro fırça yardımıyla tüm alana uygulayınız.
- Hava ile kurulayınız.
- Uygulama yapılan bölgelere 45 dk. boyunca işlem yapılmamasına özen gösteriniz.
- Her bir şişe 3 hasta için kullanılabilir. Uygulama fırçaları tek kullanımlıktır.

İçerik

- 3 * 1 ml. şişe ve uygulama uçları

Kod	Ürün	Fiyat
W-KON	Contrastor	10 €
PR-FD	Flour Defender Mini	12 €

OPACAL

Geçici Kök Kanal Dolgusu



Özellikler

- Geçici root kanal uygulamaları için ideal uç.
- Mükemmel işlem alanı görünürlüğü
- Radiopaque paste
- Luer Lock Kilit Sistemi
- Ergonomik, hassas kavrama
- Yüksek pH değerine sahip,
- Yüksek radyo-opaklık
- İdeal krem formunda
- Kanaldan kolay uzaklaştırma
- 3 ml.

İçerik

- 3 ml. şırınga Opacal
- 8 Adet tek kullanımlık kanül
- 1 Adet şırınga tutacağı

ESSENSEAL

Kök Kanal Dolgu Patı



Özellikler

- Çay ağacı esansı ile yeni nesil kanal dolgu patı
- Çinko oksit ojenöl toz-liikit kanal dolgu patının çay ağacı özünün ferahlatıcı etkisi
- 1/1 karıştırma oranı ile mükemmel kıvam
- Özel formül ve ince grenleri ile kolay karıştırma
- Yüksek rayoapasite
- Beyaz ve kremsi restorasyon
- Renklenme yapmayan formül
- Kolay sökülebilir
- 15 g. toz - 10 ml. likit

İçerik

- 15 g. Essenseal toz
- 10 ml. Likit

Kod	Ürün	Fiyat
20286	Opacal	25 €
10246	Essenseal	109 €

MTA WHITE

MTA

PD SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS



Özellikler

- Tek hastalık hijyenik paketlenme,
- Geliştirilmiş partikül yapısı,
- MAP System ile doldurmak için uygun kıvamda,
- Apeksifikasyon, Pulpa kapama, Retrograd dolum vakalarına uygun kullanım,

İçerik

- 140 mg * 4 paket ve 3 ml sıvı ile birlikte

MAP ONE

MAP



Özellikler

- Dolgu patının gereksiz kullanımını engeller.
- Pulpa kapama, perforasyon ve apeksogenesis vakaları için uygundur.
- Patı yerleştirmeden yüksek verimlilik ve doğruluk sağlar.
- Tüm MAP System uçları ile uyumludur.
- Uçlar şekil hafızasına sahip NiTi olup, kıvrımlı kök kanallarında rahatlıkla kullanılabilir.
- İyatrojenik veya patolojik perforasyonların tedavisinde MTA, biyoseramik dolgu patları veya kalsiyum hidroksit yerleştirilmesinde kullanılır..

Kod	Ürün	Fiyat
20286	MTA White	49 €
20296	Map One	250 €

MAP SYSTEM INTRO KİT

MTA



Özellikler

- Dolgu patının gereksiz kullanımını engeller.
- Pulpa kapama, perforasyon, apeksogenesis, vakaları için uygundur.
- Patı yerleştirmeden yüksek verimlilik ve doğruluk sağlar.
- Tüm MAP System uçları ile uyumludur.
- Uçlar şekil hafızasına sahip NiTi olup, kıvrımlı kök kanallarında rahatlıkla kullanılabilir.
- İyatrojenik veya patolojik perforasyonların tedavisinde MTA, biyoseramik dolgu patları veya kalsiyum hidroksit yerleştirilmesinde kullanılır.

● N° 0; ext.Ø 0.90 mm

● N° 1; ext.Ø 1.10 mm

● N° 2; ext.Ø 1.30 mm

MAP SYSTEM UNIVERSAL KİT

MTA



Özellikler

- Dolgu patının gereksiz kullanımını engeller.
- Patı yerleştirmeden yüksek verimlilik ve doğruluk sağlar.
- Tüm MAP System uçları ile uyumludur.
- Uçlar şekil hafızasına sahip NiTi olup, kıvrımlı kök kanallarında rahatlıkla kullanılabilir.
- İyatrojenik veya patolojik perforasyonların tedavisinde MTA, biyoseramik dolgu patları veya kalsiyum hidroksit yerleştirilmesinde kullanılır.

● N° 0; ext.Ø 0.90 mm

● N° 1; ext.Ø 1.10 mm

● N° 2; ext.Ø 1.30 mm

Kod	Ürün	Fiyat
20285	Map System Intro Kit	490 €
20286	Map System Universal Kit	590 €

MAP SYSTEM CERRAHİ KİT

PD SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS

MTA

Özellikler

- Dolgu patının gereksiz kullanımını engeller.
- Patı yerleştirmeden yüksek verimlilik ve doğruluk sağlar.
- Tüm MAP System uçları ile uyumludur.
- Uçlar şekil hafızasına sahip NiTi olup, kıvrımlı kök kanallarında rahatlıkla kullanılabilir.
- İyatrojenik veya patolojik perforasyonların tedavisinde MTA, biyoseramik dolgu patları veya kalsiyum hidroksit yerleştirilmesinde kullanılır.



N° 0; ext.Ø 0.90 mm

N° 1; ext.Ø 1.10 mm

N° 2; ext.Ø 1.30 mm



IRRIFLEX

İrrigasyon Kanülü



- İrrigasyonda yeni standart
- Çift çıkışlı dizayn ile kanal tedavilerinizde mükemmel çözüm
- Eşsiz tasarımı ile minimum taşma riski
- %4 taperlı patentli tasarım
- İsviçre kalitesi

İçerik

- 40 steril çift portlu kanül



Kod	Ürün	Fiyat
20287	Map System Cerrahi Kit	690 €
21401	İrriFlex 40'lı	69 €

KALSIYUM HİDROKSİT

Geçici Kök Kanal Doldusu

+PD SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS



Toz kalsiyum hidroksit

İçerik

- 50 g. kavanoz

EUGENATE DESOBTURATOR

Solüsyonlar



Gutta çözücü solvent,

İçerik

- 15ml şişe

RESIN REMOVER

Solüsyonlar



Resin esaslı pat çözücü

İçerik

- 15ml şişe

Kod	Ürün	Fiyat
11025	Kalsiyum Hidroksit	15 €
11555	Eugenate Desobturator	49 €
11556	Resin Remover	19 €



- "Fiberpost -Core" sistemi
- Etkili ve güçlü post adaptasyonu,
- Patenli tasarımı ile fazla madde kaybı yaşanmış endodontik tedavili dişlerde, tedavi sonrası estetik ve fonksiyonel açıdan devamlılığını sağlamak için kullanılacak en uygun yöntemdir.
- Patenli tasarımıyla fiberpost mükemmel restorasyonlar için
- Kendiliğinden korlu fiberpost sistemi
- Tedavide uygulama kolaylığı,
- 3 farklı genişlik seçeneği,



Video İçin Qr-Kod



Kod	Ürün	Fiyat
MK2	Fibersite Post 2 Numara Set	60 €
MK20	Fibersite 2 Numara 10'Lu Refil	45 €
MK4B	Fibersite Post 4 Numara Set	60 €
MK4	Fibersite 4 Numara 10'Lu Refil	45 €
MK5	Fibersite Post 5 Numara Set	60 €
MK5A	Fibersite 5 Numara 10'Lu Refil	45 €

Endodontik Yardımcılar



- Endodontik tedavileriniz esnasında yalnız veya asistanınız ile çalışırken yeni yardımcınız
- 5 Niti eğe saklama kapasitesi,
- El eğeleri için özel hazne,
- Endomotor ile çalışırken eğeleri anguldruva yerleştirebilme ve bırakma,
- Değiştirilebilir süngerler,
- Boy ölçer,
- İtalyan tasarımı ve üretimi



plano



Endodontik organizier
GuttaPercha, PaperPoint ve Pat'lar için özel uygulama alanları
Otoklavlanabilir

Kod	Ürün	Fiyat
JUSTOOL01	Ergo	49 €
JUSTOOL02	Ergo Sünger Refili	39 €
JUSTOOL03	Plano	49 €

QUICK JET M dişin yüzeyinde oluşan sigara, çay ve benzeri lekeleri ve diş yüzeyindeki plakları kolayca temizler, beyazlatma ve parlatma işlemini kolayca gerçekleştirir. Verimli, kullanımı kolay ve diş dostu tasarıma sahip yardımcınız.



AVANTAJLARI;

- Ünite Monte Kompak Dizayn,
- Tamamı Otoklavlanabilir,
- Yeni Sistem Başlık Ucu İle Kolay Temizlik,

TA 200

İrrigasyon

TA-200 uçları değiştirilerek hem endodontik aktivatör hem de scaler olarak kullanılabilir.



Daha etkin ve hızlı endodontik tedavi

Kontrol edilebilir güç çıkışı




Model	TA-200-S4H	TA-200-S2H
Bağlantı Uyumu	Midwest 4 hole	Borden 2 or 3 hole
Frekans Aralığı	6000Hz	
Ağırlık	54g	Uzunluk 96mm

CANAL CLEAN

İrrigasyon

Canal Clean, endodontik tedavide mutlak ve etkili kök kanal yıkamasına, aspirasyon ve kurutmaya izin verir. Kök kanalı etkin bir şekilde temizler, aspirasyon ve kurulumla birkaç saniye içinde tamamlanır.

Model	Canal Clean N4H /S4H N2H/S2H
Bağlantı Basıncı	Midwest 4 hole Borden 2 or 3 hole
Su Basıncı	0.2 to 0.4 MPa (29 to 58 psi, 2.0 to 4.1 kgf/cm ²)
Ağırlık	85g (3.0 oz)
Uzunluk	152mm (6.0 inch) 148mm (5.9inch)



Ürün	Fiyat
Quick set M Air Flow Cihazı	830 €
TA 200	490 €
Canal Clean	490 €



Neden The Wand?

The Wand'ın dijital teknolojisi, hasta konforunu arttırmaya yönelik olarak doğru yere doğru miktarda anestezi uygulamanızı sağlar.

Arttırılmış Konfor !

The Wand ile anestezinin akış ve basıncını kontrol ederek her seferinde konforlu bir enjeksiyon sağlayabilirsiniz.

Yüzü Uyuşturmaz

The Wand belirli bir teknik ile klinikten hastanın dudak, dil ve yanaklarında uyuşukluk olmadan ayrılmasını sağlar.

Daha Az Stres : Çocuklar ve diş hekimi fobisi olan herkes için daha stressiz enjeksiyon.

Zamandan Tasarruf : The Wand'ın kusursuzluğu sayesinde hasta ağzının her iki tarafında da çalışabiliriz.

Daha Hızlı Tedavi : Genellikle tedaviye anestezinin içeri girmesini beklemeden anında başlanabilir.



Kod	Ürün	Fiyat
5220-220-N3	The Wand Anestezi Cihazı	4.000 \$
550-2725/301/305	The Wand 50'lik Uygulama Ucu Uzun,Orta,Küçük	150 \$

DENTAL LASTİK ÖRTÜSÜ

Rubber Dam

DENTAL DAM: LATEX

Sanctuary Powder Free Black Latex Dental Dam
(Sanctuary)



- 24 MPa/dk
- 36 Adet
- 152 mm. * 152 mm.
- Medium ve Heavy

Sanctuary™



- 24 MPa/dk
- 36 Adet
- 152 mm. * 152 mm.
- Medium ve Heavy



- 20 MPa/dk
- 15 Adet
- 152 mm. * 152 mm.
- Medium



- 24 MPa/dk
- 36 Adet
- 152 mm. * 152 mm.
- Medium ve Heavy



- 24 MPa/dk
- 36 Adet
- 152 mm. * 152 mm.
- Medium

Kod	Ürün	Fiyat
DL622B/632B	Mavi Rubberdam	10 €
DL693L	Silk Blue	15 €
DL663S	Pembe Rubberdam	15 €
DL661H	Siyah Rubberdam	19 €
DN641E	Non-Latex Rubberdam	29 €

RUBBERDAM KLEMP SETİ

Klemp Seti

carl
martin

over
100
years
since 1916



Rubberdam SET 600/SET-1

İçerik

- Rubber dam klemp forceps IVORY, - Rubber dam punch IVORY,
- Rubber dam klemp: #0, #1, #14A, #2, #212, #7, #8, #8A,
- Klemp board,
- Rubber dam frame (medium, small)

ROOTATOR

Kırık Alet Çıkartma



Kod	Ürün	Fiyat
600SET-1	Carl Martin Rubberdam set	320 €
604	Rubberdam Klemp Forceps	69 €
CMU600	Rubberdam Punch	89 €
600/0	Klemp 0	10 €
600/1	Klemp 1	10 €
600/2	Klemp 14A	10 €
600/212	Klemp 2	10 €
600/7	Klemp 212	10 €
00/8	Klemp 7	10 €
600/8A	Klemp 8	10 €
	Klemp 8A	10 €
	Rootator	120 €





ONLINE KATALOG



Dış Hekimliğine Öncü Çözümler...