



oncu
endo

Endodonti | 2016
Katalogu | 2017



Katalogu indirmek için
QR Kod

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

- facebook.com/oncud
- twitter.com/oncudental
- youtube.com/oncudental
- instagram.com/oncudental



Öncü Dental Tescilli Markalarıdır.



İÇERİK

Endodontik Cihazlar	4 – 13
Kök Kanal Hazırlığı	14 – 18
Kök Kanal Dolgu	19
Kök Kanal Tedavi	20
Yardımcı Ürünler	21 – 22
Olmazsa Olmazlar	23 – 30
Fiyat Listeleri	31 – 34



CASTELLINI



orangedental
premium innovations



GoodDrs
http://www.gooddrs.com

3M ESPE

VISTA SCAN



MINI VIEW



MINI & MINI PLUS



MINI EASY



Vista Scan	Mini View	Mini Plus	Easy
EkranPlak	4,3 inç dokunmatik	EVET	HAYIR
Okuma Kapasitesi	0-4 NUMARA	0-4 NUMARA	0-1-2 NUMARA
Etkin Çözünürlük	22.100 lp/mm -dpi	22.100 lp/mm -dpi	22.100 lp/mm -dpi
Teorik Çözünürlük	40,2000 lp / mm -dpi	40,2000 lp / mm -dpi	40,2000 lp / mm -dpi
Ağırlık	7kg	6.5kg	6 kg
Duraklama	EVET	EVET	EVET
Bağlantı	LAN,WIRELESS	USB/NETWORK	USB/NETWORK
Fiyat	8.700 €	6.900 €	6.200 €

X-VISU S




X-VISUS DIGITAL RVG

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

	Size 1	Size 2
Pixel matrix	: 1500x1000	: 1700x1300
Pixzel size	: 20	: 20
Çözünürlük	: 25 lp/mm	: 25 lp/mm
Gri çözünürlük	: 16384	: 16384
Sensör teknolojisi	: Csi	: Csi

Dc ve ac tip röntgenler ile kullanılabilirlik.3 katmanlı sensör teknoloji ile daha net görüntü.Yuvarlak köşe kıvrımları ile hasta rahatsızlık vermez.



Entegre Apex Locator'lı Endomotor



Özellikleri

- Hafızada kayıtlı 15 program.
- 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği.
- Yalnız apex bulucu olarak çalışma özelliği
- Autoreverse özelliği.
- 6:1 oranlı ASR Angldruva.
- Sarjdayken çalışma özelliği



Entegre, mükemmel apex bulucu

- Çalışırken simultane kanal boyu tespiti veya sadece apex boyu tespiti.
- Apexe ulaşınca otomatik stop.
- Ege durumunun LED ekranda sürekli gösterilmesi.
- X ışını kullanmadan güvenilir kanal boyu tespiti.

Entegre, apex locator'lı yüksek kaliteli angulduruva

- Kolay görüş çalışması için küçük kafa.
- Kolay ege takma klibi
- Çabuk ege değişimi.



Fonksiyonel kontrol paneli



ANA Zor kanallarda tork limitini düşürerek güvenliğini artırır.

ASR Tork limitine gelince otomatik stop ve tersine dönüş.

MENU Basit ve pratik menü seçimi.

CAL Steril edilmiş el parçasının kalibrasyonu.

Endomotor



Özellikleri

- Şarj edilebilir.
- 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği.
- Tork ve devir ayarlı.
- Autoreverse özelliği.
- 6:1 oranlı Angldruva.

Kullanıcı dostu

- Güvenli operasyon için tork kontrolü.
- 5 Farklı NiTi sistemi için geniş tork kapsamı.
- Uygun pil operasyonu: motor şarj olurken de çalışabilme.
- Sesli uyarı sistemi.

Yüksek kaliteli angulduruva

- Kolay görüş çalışması için küçük kafa.
- Çabuk eğe değişimi.
- Push button özelliği.



Yedek Parçalar VDW Gold ve Silver için

Ürün

- Angulduruva
- Angulduruva Silikon Kılıf
- Dudak Klipsi
- Eğe Klipsi
- Dudak Klipsi Kablosu Klipsi ile
- Kanal Ölçüm Kablosu
- Şarj Cihazı
- Ayak Pedalı


Sıcak Kanal Dolgu Cihazı



- Sıcak vertikal kondensasyon ile %90 başarı oranı (toronto study 2003 and 2004)
- Her kanal tipinde güvenli kullanım
- Homojen ve sıkı dolgu
- Lateral kondensasyona göre daha hızlı dolgu restorasyonu
- Tek seansta adeziv restorasyon mümkündür.
- Diş kırıkları açısından minimum risk
- Kanal postlarının kolay yerleştirilmesi; istenilen seviye kadar dolum yapabilme imkanı, fazla gutta – perchanın uzaklaştırma işlemini gereksiz kılar.

Kolay kullanım

- Downpack ve Backfill yöntemlerine ayrılmış kolay kullanım
- Tek tuşla kolay yönlendirme
- Bireysel ayarlanabilir parametreler
- Sık kullanılan parametreleri kaydedebilme
- 360° dönebilen el parçası



Heat plugger standard 40/03	547 000 040
Heat plugger soft 50/05	546 000 050
Heat plugger soft 60/06	546 000 060

BeeFill Termal Tepki Ucu

- Pulpa hassasiyeti ölçümü için test ucu



BeeFill Heat Plugger

- Downpack tekniğine uygun
- Cutting Wave
- Çabuk ısınma ve soğuma
- ISO renk kodlamasına uygun
- Kolay uç değişimi


Gutta BeeFill Kartuşları

- Sıcak gutta enjeksiyonu
- Eğri ve dar kanallarda kullanıma uygun
- Tek kartuşla 4-6 kanal dolumu
- Her kanal anatomisine uygun kartuş
- Her blisterde 10 kartuş



Macctou El Plugger'ı

- Derinlik işareti olan paslanmaz çelik plugger
- Sıcak Guttapercha'nın vertikal kondensasyonu
- Ergonomik silikon sap.




Gutta Kesici



- Kesici ucun halka şekli kaviteye kolay giriş sağlar ve fazla Guttapercha kanal ağzında kesilir
- Soğuk kalır ve düğmeye basıldığı anda uç hemen ısınır.
- Düğmeye basma bırakıldıktan sonra uç saniyeler içinde soğur.
- Sıcak kesim dolgu maddesinin yerinde gevşemesini önler.
- Hasta başına sadece kablosuz el parçası kullanılır.




GuttaCut Kesici Uçlar



- Otoklava girebilir.
- 4'lü set halindedir (asorti)

Apex Ölçer




Güvenilir ve kesin sonuç

- Apikal bölümün yapısını gösteren büyütülmüş görüntü
- Her kullanımda kalibrasyon gerekmez
- Kanal eğesinin tüm kanal boyunca hareketinin canlı olarak izlenmesi
- Multi-frekans sistemi ile alternatif akımlı ölçüm

Kullanıcı ve hasta dostu

- Kolay kullanılabilen menü
- Katlanabilir ekran ile opsiyonel çalışma açısı
- Yeniden doldurulabilen AAA Piller
- Pil dolum seviyesi göstergesi
- Net sonuçlar için hasta demo programı



Yedek Parçalar

Ürün

- Şarj Cihazı
- Ölçüm Kablosu
- Pil
- Dudak Klipsi
- Eğe Klipsi

Dr's Finder



Smart Apex Locator



Kompakt Boyut
Kolay kullanım ve hareket



Şarj Edilebilir Batarya
Batarya değişimine ihtiyaç duymaz.



WLS Özeliği
Daha önceden kaydedilmiş uzunluklar seçilebilir.




Renkli Ekran
Tedavi tanımını kolaylaştırır.




Akıllı Cihazlardan İzleme
Bluetooth teknolojisi ile akıllı cihazlardan ölçüm durumu izlenebilir. Sadece Android cihazlarda.

Doğru Sonuç

En doğru sonucu bulmak için 3 farklı sinyal aralığını kullanır.




Akıllı cihazlardan izleme.
(Opsiyonel. Sadece Android cihazlarda)



WLS özelliği

Daha önceden programlanmış çalışma uzunluğu seçim.



Tek buton ile değiştirilebilir kolaylığı

Tango-Endo™
Resiprokal Çalışma

- Resiprokal iki enstrümanla şekillendirebilme sistemi ile zaman tasarrufu.
- Dayanıklı ve tekrar kullanılabilir. Tango-Endo üç defaya kadar kullanılabilme özelliği ile diğer tek kullanımlık sistemlere göre önemli ölçüde tasarruf sağlar.
- Tüm uzunluk boyunca patentli düz yüzey iki dikey bıçakla kesim artışı yaratır ve apekse daha az dirençle ile hızlı ilerlemesi için angajmanı azaltır.
- Patentli düz yüzey güçten ödün vermeden enstrümanın esnekliğini artırır.
- Tango-Endo enstrümanları, enstrüman kırılmasını ve sıkışmasını ortadan kaldırmak için, Tango-Endo resiprok anguldurması için özel olarak dizayn edilmiştir.
- Kanal hasarını önler.
- Basit iki işlem ile uygulama tamamlanır.



Tango-Endo Başlangıç Seti:



5421-00: 6 adet 25mm Tango-Endo Enstrümanları (3 adet şekillendirme: 30/02, 3 adet bitim: 30/04),

1 - Tango-Endo resiprok hareketli endodontik anguldurva, 60 adet tam uyumlu Gütaperka.

Tango-Endo Enstrüman Yedekleri:

5421-02: Şekillendirici Yedek 21mm 6 Tango-Endo Enstrüman (30/02) Şekillendirici

5425-02: Şekillendirici Yedek 25mm 6 Tango-Endo Enstrüman (30/02) Şekillendirici

5421-04: Bitim Yedek 21mm 6 Tango-Endo Bitim Yedek (30/04)

5425-04: Bitim Yedek 25mm 6 Tango-Endo Bitim Yedek (30/04)

5425-40: Yedek 25mm 6 Tango-Endo Enstrüman (geniş kanallar için) (40/02)

5425-50: Yedek 25mm 6 Tango-Endo Enstrüman (ekstra geniş kanallar için) (50/02)



Tango-Endo enstrümanları ile bir çok vaka yalnız iki enstrümanla tamamlanır. Kırık korkusunu ortadan kaldırarak, basit ve tahmin edilebilir bir süreçte endo vakalarınızı tamamlayabilirsiniz.

Tango-Endo aletleri tüm çalışma uzunluğu boyunca kesintisiz patentli bir oluk dizaynına sahiptir.

Bu dizayn:

- Daha az dirençle hızlı ilerleme sağlayan enstrüman, angajmanı azaltır.
- Dentinal debris için alan yaratır.
- Geliştirilmiş alet dayanıklılığı kullanım sırasında basınç ve çekme gerilmelerini azaltır.
- Güçten ödün vermeden artırılmış esneklik.
- Aşırı bağlanmayı önleyen Tango-Endo resiprok sistemi kanal anatomisini korurken, lateral duvarlarında güvenli çalışma imkanı sağlar.

Kök Kanal Dezenfeksiyon Cihazı



- Endodontik tedavinin başarılı olabilmesi için kök kanallarının doldurulmadan önce tamamen dezenfekte edilmesi gerekir. Lazer, ışık aktivasyonu veya irrigasyon yöntemleriyle optimal dezenfeksiyon mümkündür, fakat lateral kanallar için bu yöntemler yetersiz kalmaktadır.
- Endosafe ile lateral kanalların dahi optimal dezenfeksiyonu mümkündür.
- Yüksek frekanslı impulsları kullanarak kök kanallarının minimal invaziv dezenfeksiyonu sağlar.
- Kontrollü ısı yayılım etkisi ve elektromagnetik impulslarla lateral kanallarda dahi bakteri hücre zarını parçalayarak maximum dezenfeksiyon sağlar.
- **Güvenli uygulama** : Entegre apex ölçer ile impulsların apexe yeterli mesafede olduğu tespit edilebilir.
- **Düşük ağırlı tedavi** : Anesteziye ek olarak; entegre darbe modülü zayıf pre-impulslar yayarak desensitizasyonu sağlar.
- **Taşınabilir**: Endosafe pille çalışabilir ve rahatlıkla taşınabilir.

Dezenfeksiyon Cihazı



Oral bakterilerin etkili dezenfeksiyonu

Hızlı, güvenilir ve kolay kullanım
Işıklı aktive edilen ve dişte leke yapmayan solüsyonu (medikal sınıf tolonyum klorür solüsyonu 12.7 µg/ml) uygulayınız ve kırmızı LED ışık (635 nm) ile aktive ediniz.

Bütün belirtiler için smart-pad etkili dezenfeksiyon sağlar
Bakterilerin dış hücre duvarı seçici olarak tahrip edilir ve bakterilerin % 99.99'u kısa sürede yok edilir(max 2dk).
Çoklu kullanımlarda bakteri direnci gelişmez
Daha kısa tedavi süresi, tek seansta tedaviyi tamamlama olasılığı sağlar.

Endodonti

Hazırlanan kök kanalının dezenfeksiyonu / Tek seansta kök tedavilerinin tamamlanabilme olasılığı
Kronik iltihaplanmada azalma

Periodonti

Antibiyotik kullanmadan periodontal hastalıklarda destekleyici dokunun korunması / açık prosedürlere alternatif

Peri-Implant

İmplantasyon bölgesini etkili bir şekilde dezenfekte ederek yüksek maliyetli implant tedavilerinin korunması.
Enfeksiyon durumlarında implant ve çevresinin mükemmel dezenfeksiyonu

Çürük

Minimum invazif işlem ile sert diş dokusunun korunması ve bu sayede remineralizasyonun desteklenmesi

VDW File Care Edta

Kök Kanal Hazırlama Jeli



- Jel içeriği %15 edta ve %10 karbamid peroksittir.
- Smear tabakasını ve dentin atıklarının kanal dışına atılmasına yardımcı.
- Endodontik tedavi ve dolgu maddeleri için gelişmiş kanal penetrasyonu.
- Kanal içinde kalsiyum tuzlarını bağlayarak eğerin rahat hareket etmesine yardımcı olur

Salvizol

Kök Kanal İrrigasyonu EDTA



- %8'lik Edetic Asit solusyonu
- Edetik asit etkisi smear tabakası ve zararlı bakterilerin eliminasyonunu sağlar

Pulparthrol

Pulpis tedavi solusyonu



- Pulpitis tedavilerinde endike
- Kök Kanal hastalıklarına bağlı dişeti hastalıklarında.
- Pulpa ekstraksiyonu öncesi geçici sedatif olarak kullanılır
- Kök kanal tedavisi aşamalarında sedatif olarak kullanılır
- Etkili antiseptik

Edetat

Kök kanal preperasyonları için çözücü solusyon



- Organik debrisin çözünmesine yardımcı olur.
- Edetat patolojik mineral maddelerin çıkarılmasını ve dar veya ulaşılması güç kanalların genişletilmesini sağlar.
- İçeriği sayesinde dentin duvarının iyi nemlendirilmesine yardımcı olur.
- Köpürme etkisiyle debrisin apex içinde sedimente olmasını engeller
- %14 Edta içerir.

Resosolv

Phenol-formalin esaslı kök kanal dolguları için çözücü solusyon




- Piyasadaki en güçlü çözücü
- Akrilik bazlı dolguları etkili bir şekilde çözer

M_{two} Files


Etkili NiTi Sistemi

- Preparasyondan obturasyona kolay ve güvenli sistem
- Tüm kanallar için tek çözüm
- Simultane Şekillendirme: Fırçasal hareketle kullanıldığında apikal ve lateral olarak keser
- Her eğer bir sonraki için kayganlığı artırılmış bir yol hazırlar (Glicle Path)
- Gereksiz dentin kaybını önler





S' Kesitli Özel Tasarım

- İki etkin kesici yüzeyi vardır
- Dentin parçacıklarının çıkışına imkan verecek radyal temas prensibi ile dizayn edilmiştir
- Gücünü düşürmeyecek şekilde maksimum esneklikle tasarlanmıştır



Molar dişlerde rahat çalışma imkanı

Keskin Olmayan Uç
Apikalde güvenli çalışma



Asortiler

Asortiler	Mtwo® 16mm		Mtwo® 21mm	
	21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
10/.04, 15/.05, 20/.06, 25/.06	0007 021 701	0007 025 711	0007 025 701	0007 031 701
30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07	0007 021 702	0007 025 702	-	0007 031 702

Temel Dizi

		M _{two} 16mm	M _{two} 21mm		
Size/Taper		21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
10/.04		0234 021 010	0234 025 010	1234 025 010	1234 031 010
15/.05		0235 021 015	0235 025 015	1235 025 015	1235 031 015
20/.06		0236 021 020	0236 025 020	1236 025 020	1236 031 020
25/.06		0236 021 025	0236 025 025	1236 025 025	1236 031 025

Geniş Kanal Anatomileri

		Mtwo® 16mm	Mtwo® 21mm	 
Size/Taper		21 mm	25 mm	31 mm
30/.05		0235 021 030	0235 025 030	1235 031 030
35/.04		0234 021 035	0234 025 035	1234 031 035
40/.04		0234 021 040	0234 025 040	1234 031 040
45/.04		0234 021 045	0234 025 045	1234 031 045
50/.04		0234 021 050	0234 025 050	1234 031 050
60/.04		0234 021 060	0234 025 060	1234 031 060

C-Pilot Files



Döner alet kullanımı öncesi kanalın hazırlığında



- Paslanmaz çelik, CC+ Sap
- Özel bir termal sertleştirme işlemi nedeniyle yüksek bükme gücü
- Eğe kullanımı öncesinde pürüzsüz bir kaygan çalışma yüzeyi oluşturulmasını sağlar
- İnaktif Pilot Uç (Keskin Olmayan), enstrümanın kanal boyunca güvenli ilerlemesini sağlar
- Kavisli ve kalsifiye kök kanalları için uygun
- Radyopak derinlik işaretleri
- Iso renk kodlaması

Size		19 mm	21 mm	25 mm
06	●	0368 019 006	0368 021 006	0368 025 006
08	●	0368 019 008	0368 021 008	0368 025 008
10	●	0368 019 010	0368 021 010	0368 025 010
06-10		0368 019 210	0368 021 210	0368 025 210
12.5	●	0368 019 012	0368 021 012	0368 025 012
15	○	0368 019 015	0368 021 015	0368 025 015

Mtwo Retreatment Files



Dolgu maddelerinin etkili şekilde çıkarılması için özel tasarım

- Kolay ilerleme için kesici uç
- Ekstra basınç uygulamadan dolguya girmesini sağlayan aç

6'lı Blister

Size/Taper		21 mm
R 15/.05	○	0232 021 015
R 25/.05	●	0232 021 025
3 x R 15/.05, R 25/.05 each		0232 021 202
Set of 6 x R 15/.05 and 6 x R 25/.05		0011 021 500

Dar Kanallar İçin Geniş Kanallar İçin



15/.05



25/.05

M_{two} Paper Points



- Tam doygun uçlar ile güçlü bağlanma etkisi
- 18,20,22 mm lik derinlik işareti
- Enfeksiyon kontrolü için blister ambalaj
- 144 parça: Her blisterde 4 parça



Size/Taper		29 mm
25/.06	●	0225 629 025
30/.05	●	0225 529 030
35/.04	●	0225 429 035
40/.04	●	0225 429 040
45/.04	●	0225 429 045
50/.04	●	0225429 050
60/.04	○	0225429 060
25/.07	●	0225 729 025
30/.06	●	0225 629 030
35/.06	●	0225629 035
40/.06	●	0225629 040
48 x 25/.06, 24 x 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07 each		0225029 457

M_{two} Guttapercha



- M_{two} NiTi Sistemine uygundur
- Sıcak ve soğuk obtrasyon tekniklerine uygun
- α-bazlı , düşük erime noktası
- 60'lık kutularda



Size/Taper		28 mm
25/.06	●	0220 628 025
30/.05	●	0220 528 030
35/.04	●	0220 428 035
40/.04	●	0220 428 040
45/.04	○	0220 428 045
50/.04	●	0220 428 050
60/.04	●	0220 428 060
25/.07	●	0220 728 025
30/.06	●	0220 628 030
35/.06	●	0220 628 035
40/.06	●	0220 628 040
20 x 25/.06, 10 x 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07 each		0220 028 457

2 Seal

Kanal Dolgu Patı



- Epoksi-amin bazlı sealer.
- Sıcak obturasyona uygun 250 °C kadar ısıtılabilir.
- Optimal viskozite, tüm kanal bölgesine ulaşır.
- Yüksek biyokompatibilite.
- Uzun süre boyut stabilizasyonu.

2 Seal EasyMix



- Epoksi-amin bazlı sealer.
- Sıcak obturasyona uygun 250 °C kadar ısıtılabilir.
- Optimal viskozite, tüm kanal bölgesine ulaşır.
- Yüksek biyokompatibilite.
- Uzun süre boyut stabilizasyonu.
- 2X15gr şırınga formu

Cortisolomol SP

Kök Kanal Dolgu Patı (Para-Formaldehyde içermeyen)



- Steroidal antienflamatör olan Prednisolon Asetat içerir
- Post operatif ağrının azaltılmasına yardımcı olur
- Radyopaktır
- Kök kanal dolgusu için ideal kıvamlıdır
- Herhangi bir renklendirme ajanı içermemesine rağmen, kendi rengi kanal girişini kolaylıkla görünür kılar.
- 25gr toz

Sealite Ultra

Kök kanal için daimi dolgu simanı (%1 Non-steroidal anti-inflammatory içeren)



- Ağrılı post operatif hassasiyet durumlarında endikedir.
- Post operatif ağrıyı önleyen Enoxolone içerir
- 25 gr toz, 11ml likit

Sealite Regular

Kök kanal için daimi dolgu siman (Anti-inflamatuvar ajan içermeyen)



- Kanallar içine tamamen yayılır
- Film kalınlığı çok incedir
- Kullanımı kolay
- Radyoopaktır
- 25 gr toz, 11ml likit

Hycal**Kalsiyum hidroksit içerikli preperasyon ajanı, şırınga formu**

- Tedavi seansları arasında bakteri üremesini önler
- Pulpotomi sonrası direk kapama olarak endikedir
- Derin çürüklerde indirek kapama olarak endikedir
- Kanal gelişimi tamamlanmamış bireylerde geçici dolgu materyali olarak kullanılır
- Radyopaklıdır. Tüm dolgu ve kavite-linearları altında kullanılabilir
- 1X2ml

Mta Caps**Kök kanal rertreatment ve onarımı için mineral trioksit agregat içerikli siman**

- Nemli ortamda dayanıklılığını koruyabilen olağanüstü bir kanal onarım materyali
- Cerrahi endodontik prosedürlerde bir retrograd dolgu malzemesi olarak kullanılan MTA Caps periradiküler iyileşmeye yardımcı olur
- Kanal perforasyonlarını onarır
- Apexfikasyon için ideal bir malzemedir.
- Tek seansta kalıcı bir apikal tıkaç oluşumunu sağlar.
- 2X0.3gr

Mepacyl**Kök kanal antiseptiği**

- Paraklorofenol içerikli lokal antiseptik
- Kanıtlanmış antiseptik etki
- 14 ml

Eugenol Pur

- Antiseptik, analjezik, antienflamatuar
- %100 saf öjenol
- 60 ml

Eugenol Modifie

- Antiseptik, analjezik, antienflamatuar
- Öjenol ve yardımcı madde içerir.
- 60ml

Cimavit**Geçici dolgu materyali**

- Kullanıma hazır geçici dolgu simanı
- Dentine çok iyi bağlanma
- Ağızda işlem zamanı ortalama 3 dk
- Kolay tespiti sağlayan pembe renk
- Sızıntıyı önleyen plastik bileşenler
- 6X28gr

Cimavit C Photo**Işıklı polimerize olan geçici dolgu materyali**

- Her tip koronal geçici dolgularla endikedir
- Kullanıma hazır
- Hava geçirgenliğini önleyerek bakteri ve ısıya karşı yalıtım sağlar
- 4 haftaya kadar dişte kalabilir
- Oklüzyon kuvvetine karşı mükemmel direnç
- Tek blok halinde kolay çıkarılabilir
- 2X4gr

Cav-Hycal**Işıklı sertleşen kalsiyum hidroksit esaslı kaide maddesi**

- Güçlendirilmiş basınç direnci: 111-135 Mpa
- Polimerizasyon sonrası çözünmez
- Polimerizasyon sonrası emilim olmaz
- Sitotoksiteye neden olmaz
- Sekonder dentin oluşumunu destekler
- 2X4gr

Sitcalicine**Polisaj Pastası**

- Silika içeriklidir
- Etkili bir şekilde mikropürüzlerin giderilmesini sağlar
- Mine ve diş etine zarar vermez
- Hoş ve ferahlatıcı bir aroması vardır
- 60gr

Cavit™ - G

- Oklüzyon yükü olan restorasyonların, inley kavitelelerinin geçici doldurulmasında ve endodontik tedavi sırasında geçici dolgu olarak kullanılır.
- Frez kullanmadan kaviteden uzaklaştırılır.
- El aletleriyle uygulaması kolaydır.
- Nemli ortamda çabuk ve hava kabarcıksız sertleşir.
- Hafifçe genişlemesi marjinal sızıntıyı engeller.

Alveo-Penga**Diş çekimi sonrası sedatif hemostatik pansuman patı**

- Pıhtı oluşumunu hızlandıran hemostatik ajan
- Lodoform: mukoza zarı ve yaralarda uygulandığında antiseptiktir.
- Alveolits gibi superinfeksiyonların oluşumunun engellenmesini sağlar.
- Butoform: tedavi sonrası oluşan ağrıyı dindirmek için bölgesel anestezi.
- 30gr avantajlı paketlenme

Hemostasyi Kit**Etkili hemostatik pansuman ajanı**

- Mekanik etkili hemostatik ajanı olarak kullanılan orijinal pasta
- Kanama olan yere pratik bir şekilde doğrudan uygulanır
- Dişeti mukozasına basınç yapmadan güçlü bağlanma etkisi
- 2 dakikadan daha kısa sürede etki eder, çoğu vakada saniyeler içinde kanamayı durdurur
- 2X2gr ve 40 adet uygulama ucu

Etik Collagene**Çekim, soket ve mukoza insizyonlarında kullanılabilen cerrahi hemostatik pansuman ajanı**

- Kolajen içerikli rulolar kanama yüzeyinin şeklini alır
- Güçlü bir şekilde kanama yüzeyine tutunur ve koagülasyonu destekler
- Rulolar absorbe olur
- Kullanıma hazır steril paketlerdedir
- 25 adet steril rulo

En iyi alan derinliğine sahip ve bir köşeden diğer köşeye en keskin görüntüyü sağlayan dünyanın en konforlu lupy.

**Opt-on TTL**

Her bir opt-on TTL sizin kişisel pupiller aralığınıza özel olarak üretilir ve her defasında tekrar ayarlanması gerekmez.

Bir opt-on TTL maksimum konforu ve kişisel pupiller aralığı ile mümkün olan en geniş görüntü alanının kombinasyonunu oluşturur.

**Ergonomik**

Ayarlanabilir çerçeve ile her zaman en ideal görüntü açısını seçebilirsiniz.

Dünyanın En Hafif Loupe


- Opt-on TTL 32 gr

Vario Clips**30 cm ve 50 cm e ayarlanabilir çalışma mesafesi**

- Değiştirilebilen VarioClipsler ile çalışma alanınızı 300 ve 500 mm arasında değiştirebilirsiniz.
- VarioClipsler ışığı yansıtma ve gözü yormaz.

Gözlük kullananlar için

- Reçete adaptörü sayesinde, +/- 3 aralığındaki camlar loupe içine monte edilebilir.



opt-on / spot-on^{nxt}



Relyx™ Fiber Post



- Doğal diş dokusunun yetersiz kaldığı durumlarda koronal restorasyonu desteklemek amacıyla kullanılır.
- Cam fiber ile güçlendirilmiştir.
- Estetik, radyopak, translüsenttir.
- Esnekliği doğal dişe çok yakındır.
- 3 farklı çapı vardır.
- Apikal ucu koniktir. Böylece preparasyon son derece konservatif şekilde hazırlanabilir.
- RelyX Unicem Kendinden Adeziv Rezin Siman ile hiçbir ön aşama gerektirmeden dişe bağlanır.
- Endodontik tedavinin tekrarı gerektiğinde RelyX Fiber Post dişe zarar vermeden kolayca sökülebilir.

Cam Fiber Post



Relyx™ Temp NE



- Öjenol içermediğinden adeziv simantasyonlarından önce kullanılabilir.
- Düşük film kalınlığı oluşturur ve geçici dişlerin dişe tam uyumunu sağlar.
- Protez ve diş yüzeyinden kolaylıkla uzaklaştırılır.
- Diş yüzeyinde artık bırakmaz.

Ojenolsüz Geçici Yapıştırıcı Siman



Relyx™ Temp E



- Geçici ve daimi kuron ve köprülerin geçici olarak yapıştırılmasında kullanılır.
- Protez ve diş yüzeyinden kolaylıkla uzaklaştırılır.
- Diş üzerinde artık bırakmaz.



Relyx™ U200 Automix



- RelyX Unicem kapsül formundaki self adeziv universal rezin simanın "clicker" ambalajdaki formudur.**
- Hem kendiliğinden hem ışıqla polimerize olur.
 - Asitleme, primerleme, bondingleme aşamalarını ortadan kaldırır.
 - Post operatif hassasiyet riskini çok düşürür.
 - Güçlü, estetik, neme toleranslıdır.
 - Kuron, köprü, inley, onley, post simantasyonlarında kullanılır.
 - Metallere, porselenlere, seramiklere, güçlendirilmiş kor seramik sistemlerine, kompozit ve güçlendirilmiş polimerlere, tüm CAD/CAM blok materyallerine yüksek bağlanma sağlar.
 - Mine ve dentine geliştirilmiş bağlantı kuvveti ve direnç.
 - Güçlü, estetik,
 - Optimum akışkanlık ve kolay karışma özelliği.

Kendinden Adeziv Üniversal Siman

Relyx™ Ultimate Clicker




- Renk stabilitesi.
- Renkler ve floresan.

- Mükemmel bağlanma direnci olan Dual-cure siman.
- Kullanım kolaylığı: yalnızca iki komponent, daha az sayıda uygulama adımı.
- Çok iyi estetik: yüksek marjinal bütünlük, aşınma direnci ve doğal floresan.
- Clicker™ uygulama sistemi sayesinde daha az artık materyal ve kontrollü dozlama.
- Mine ve dentine bağlanma.
- Bağımsız bir araştırmada RelyX Ultimate siman, bir self-etching primer sisteminin kullanıldığı diğer rezin simanlara kıyasla mineye en yüksek bağlanma direncini göstermiştir.

Polydentia GF Post

Nitelik	Ref.No
Polydentia GF Posts	P5291
5x1.3mm - 5 x1.5mm - 5x1.7mm Posts	
Polydentia GF Posts Kit	P5292
5 posts+1 drill 1.3mm - 5 posts+1 drill 1.5mm	
5 posts+1 drill 1.7mm	
Polydentia Prezisyon Dri	P5299
1x1.3mm - 1x1.5mm -1x1.7mm Prezisyon Drill	
Polydentia GF Posts Kit XS	P5285
5 posts+1 drill 1.3mm - 5 posts+1 drill 1.5mm	
5 posts+1 drill 1.7mm	
Polydentia Prezisyon Drill XS	P5284
1x1.3mm - 1x1.5mm -1x1.7mm Prezisyon Drill	
Refill	
Polydentia GF Posts 10 posts	1.1 P5281
Polydentia GF Posts 10 posts	1.3 P5293
Polydentia GF Posts 10 posts	1.5 P5295
Polydentia GF Posts 10 posts	1.7 P5297
1 precision drill	1.1 P5282
1 precision drill	1.3 P5294
1 precision drill	1.5 P5286
1 precision drill	1.7 P5288



Yeni, beyaz opak cam-fiber post u en yüksek estetik dişçilik için üretilmiştir Polydentia Cam Fiber Postları metal postlara mükemmel bir alternatif sağlar , hem anterior hem de posterior dişler üzerinde estetik restorasyonlar için ideal çözüm yoludur. Paralel, uzunlamasına fiberler postun yapısını takviye ederler ve esnekliğini artırır. Cam fiber post gerekli görülen uzunlukta istenildiği gibi kısaltılabilir. Cam fiber postların elastisite modülü 42 GPa'dır, ki buda dentininkine çok yakındır, bütün dentin bileşenleri üzerine uygulanan kuvvetleri yeniden dağıtarak düzenlenmesini olanaklı kılmaktadır.

- Muhteşem estetik.
- Yüksek mukavemet ve güvenilirlik.
- Biyolojik olarak uyumlu.
- Dentinin yapısına benzeri bir elastisite modülü
- Kuvvetin homojen dağılmasını sağlar.
- Dentinde veya kök fraktürlerinde baskının yoğunlaşması yoktur.
- Kor kompozitine mükemmel ve güçlü yapışmaz.
- Kolay ve hızlı bir şekilde çıkarılma. Dokuya tutunan preparasyon
- Bir oturum-celsede yapılan direkt kompozit kor yapımı
- Ekonomiktir.
- Giderek incelen uç bölgesiyle paralel şekilli
- Düşük radyopasite.

708- Elmas Uçlu Presel




579D - Apikal Kök Çıkarıcı



1089/1 - Vertikal Kondensasyon



1089/3 - Vertikal Kondensasyon



1088/15 - Vertikal Kondensasyon



651 - Endo Ens Tutucu




579-Apikal Kök Çıkarıcı



579S-Apikal Kök Çıkarıcı



1089/2 - Vertikal Kondensasyon



1088/11 - Vertikal Kondensasyon



718 - Endo Ens Tutucu



652 - Primer Bon Tutucu



VDW System Box

M_{two} Box

- M_{two} eğelerinin kolay organizasyonu ve saklanması için, otoklava girebilen kutudur.

VDW Interim-Stand



- Tedavi sırasında aletlerin kolay temizliği ve muhafazası için

VDW Mini-Fix



- Endodontik aletlerin uzunluk ölçümü için

VDW Interim-Stand Refili




- Tek kullanımlık köpük diskler. (55 adet)

VDW Traning Tooth



- Endodontik eğitim için plastik diş.



Tri Hawk Bur dikey ve yatay kesim, amalgam kesimi, daha hızlı kuron köprü kesimleri ve bağımsız çalışma ve yüksek performans için uygundur.

Tri Hawk ADA incelemesinde %100 performans puanı almıştır. Saf, yüksek karbon çeliktir. Krom ve nikel içermez. Neredeyse kırılmaz yapıdadır. Tek kullanımlık sunulması temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon gibi maliyetleri düşürür. HBV ve HIV gibi virüs bulaşma riskini azaltır.

Tri Hawk benzersiz, özel açılı, pürüzsüz, daha verimli ve üstün kesme gücüne sahiptir. Kısa hazırlık zamanı hekimler için artan verimlilik, hasta için konfor anlamına gelir. Kısacası; Tri Hawk daha iyi diş hekimliği içindir.



- Şimdiye kadar tasarlanmış en kolay sistem
 - Ünite direkt bağlantı
 - Hızlı ve doğru tedavi
 - Çalışma boyunu ayarlama olanağı
- *Uzun el parçası = 205 mm
 *Kısa el parçası = 193 mm



SUPRA
Uygulamaları İçin Mavi

Periodontal ve peri-implantitis ile mücadelede basit ve efektif yöntem

PERIO
uygulamaları İçin Yeşil

Estetik
Mükemmel estetik sonuçlar için, hassas ve ağrısız polisaj

Airflow Cihazları İçin Profilaksi Tozu



- Agresif olmayan geometrik yapı, yuvarlatılmış tanecikler (76µm)
- Sodyum bikarbonat bazlı
- Doğal aromalı



Ultra-aktif, kalsiyum karbonat bazlı (55µm)
Tuz diyeti olan hastalar için uygun



Glisin bazlı (25µm)
Periodontal ve peri-implantitis ile
mücadelede yardımcı

airMax



Dahili su ısıtıcı - su ısıtma sistemi sayesinde, hastalar için uygun sıcaklıkta su / toz karışımı
Otomatik temizleme - otomatik temizleme sistemi sayesinde tek tuş ile temizleme yapar ve istenmeyen tıkanmaları önler.

Şeffaf toz haznesi - Ne kadar toz kaldığını ve ne kadar dolduğu rahat bir şekilde takip edilebilir.

Hızlı bağlantı - basit ve hızlı kuplink bağlantısı

Özellikler:

93/42 / EEC Direktifine göre sınıflandırma: Sınıf IIa

Boyutu: H = 110 mm x W = 250 mm x D = 300 mm

Ağırlık: 2.7 kg

Güç kaynağı: 100 240 V AC (50/60 Hz) için

Sınıf 1 tip BF cihazı

Güç tüketimi: 70 VA

İzolasyon: 4 kV (1 ms)

girişindeki su basıncı: 1.5 bar (14 PSI 72)

girişindeki hava basıncı: 4.5 6 bar (65 PSI 87)

girişinde Hava debisi: 10 lt / mn max

Çıkışta Su akış hızı: 0 120 ml / mn

Toz akış oranı: 1 ila 3 g / dak

Toz tankı kapasitesi: 50 g

Çalışma sıcaklığı: 10 ila + 40 ° C / 30-75% RH

Saklama / taşıma sıcaklığı: -40 ile + 70 ° C / 10% 100

ACTEON Fiyat Listesi

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
HEMOSTATİK PANSUMAN AJANLARI				
246200	Hemostasy Kit	Etkili hemostatik pansuman ajanı	2 grx2 şırınga 40 Kanül	78,00 €
281970	Etik Collagene	Çekim, soket ve mukoza insizyonlarında kullanılabilen cerrahi hemostatik pansuman ajanı	25 steril rulo	49,00 €
GEÇİCİ PANSUMAN AJANLARI				
203871	Alveo - Penga	Diş çekimi sonrası kullanılan cerrahi hemostatik pansuman ajanı	30 gr kavanoz	39,00 €
PROFLAKSİ ÜRÜNLERİ				
277803	Sitsalicine	Periodontal tedavi sonrası kullanılan polisaj pastası	60 gr tüp	15,00 €
KÖK KANAL TEDAVİSİ ÜRÜNLERİ				
259304	Hycal	Kalsiyum hidroksit içerikli preperasyon ajanı, şırınga formu.	2 gr'lık şırınga	45,00 €
231201	Edebat	Kök kanal preperasyon solusyonu	14 ml şişe	28,00 €
266115	Salvizol	Kök Kanal İrrigasyonu EDTA	100 ml şişe	49,00 €
251160	Mta Caps	Kök kanal re-treatment ve tamiri için mineral trioksit agregat içerikli siman	0.30 gr lık kapsül	75,00 €
KÖK KANAL ANTİSEPTİĞİ				
251150	Mepacyl	Kök kanal antiseptiği	14 ml şişe	32,00 €
SEDATİF PANSUMAN AJANI				
263701	Pulparthrol	Pulpis tedavi solusyonu	14 ml şişe	35,00 €
KÖK KANAL DOLGU MATERYALLERİ				
221606	Cortisolomol Sp	Kök Kanal Dolgu Patı (Para-formaldehyde içermeyen)	25 gr toz	40,00 €
266264	Sealite Regular	Kök Kanal Dolgu Patı (Anti-inflammatory ajan içermeyen)	25 gr toz- 10 ml sıvı	50,00 €
266268	Sealite Ultra	Kök Kanal Dolgu Patı (%1 Non-steroidal antiinflammatory içeren) Ağrılı post operatif hassasiyet durumlarında endikedir.	25 gr toz- 10 ml sıvı	50,00 €
234110	Eugenol Pur	Saf öjenol	60 ml şişe	49,00 €
234105	Eugenol Modifie	Yavaş donan öjenol	60 ml şişe	39,00 €
GEÇİCİ DOLGU MATERYALLERİ				
213858	Cimavit	Geçici dolgu materyali	28 gr	10,00 €
213820	Cimavit Photo	Işıklı polimerize olan geçici dolgu materyali	2 x 4 gr	45,00 €
213866	Cav-Hycal	Işıklı sertleşen kalsiyum hidroksit esaslı kavite lineri	2 x 4 gr	45,00 €
RETREATMENT ÜRÜNLERİ				
266112	Resosolv	Phenol-formalin esaslı kök kanal patı çözücü	14 ml şişe	28,00 €
AIR FLOW ÜRÜNLERİ				
	AirNGo Powder	Air Flow Tozu	250 gr	25,00 €
	AirNGo Easy	Air Flow Cihazı		1.300,00 €
	AirMax	Harici Airflow Cihazı		2.600,00 €
	Acteon Perio toz		160 gr şişe	50,00 €
	Acteon Pearl airflow tozu		250 gr	40,00 €
	AirNGo Perio Kit		Airflow cihazı+ Perio Toz	450,00 €

VDW Fiyat Listesi				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
	M _{Two} Files	Kanal Eğesi	4'lü	27,00 €
	M _{Two} Guttapercha	Gutta Perka		15,00 €
	M _{Two} Paper Points	Paper Point		12,00 €
	Retreatment Files	Yenileme Eğesi		40,00 €
	C Pilot Files	Kanal Eğesi		12,00 €
V041010000002	VDW File Care Edta	Edta Jel	2X3 ml	19,00 €
V041010000005	VDW File Care Edta	Edta Jel	5X3 ml 5'li	80,00 €
V041020000000	2 Seal	Kanal Dolgu Patı		76,00 €
V041025000000	2 Seal Easymix Starter Kit	Kanal Dolgu Patı		150,00 €
V041025000001	2 Seal Easymix Şırınga Refili	Kanal Dolgu Patı	2 şırınga	220,00 €
V040239000000	M2 Instrument	Ensturman Kutusu		50,00 €
V040495000000	Interim Stand	Eğ Standı		20,00 €
V040179000000	VDW MiniFix	Eğ Ölçer		30,00 €
V040547000040	Beefill Heat Pluggers	Beefill Uçları		110,00 €
V040548000000	Beefill Thermal Response Tip	Pulpa Test Ucu		150,00 €
V040532053045	Beefill Kartuşları	Kartuş	10'lu	68,00 €
V040511000000	Gutta Cut Hand Piece	EL PARÇASI		110,00 €
V040512000150	Gutta Cut Cutting	TIPS KESİCİ UÇ		34,00 €
V041103000000	VDW Gold	APEX LOCATERLİ ENDOMOTOR		1.990,00 €
V041153000000	VDW Silver	ENDO MİKROMOTOR		990,00 €
V040145000511	Raypex 5 Apex Locator	APEX BULUCU		990,00 €
V040541000000	BeeFill 2 in 1	SICAK GUTA CİHAZI		2.500,00 €
V040143000000	Gutta Cut	GUTTA KESİCİ		180,00 €
	Kendo Files	KENDO KANAL EĞELERİ		5,00 €
VDW Gold ve Silver Yedek Parçalar				
1079 000 000	Angulduruva			716,00 €
1107 000 512	Angulduruva Silikon Kılıf			70,00 €
1107 000 514	Dudak Klipsi			85,00 €
1107 000 515	Eğ Klipsi			85,00 €
1177 000 516	Dudak Klipsi Kablosu Klipsi İle			62,00 €
1107 000 519	Kanal Ölçüm Kablosu			61,00 €
1107 000 517	Şarj Cihazı			68,00 €
1107 000 510	Ayak Pedalı			95,00 €
Raypex 5 Yedek Parçalar				
0141 000 501	Şarj Cihazı			48,00 €
0141 000 506	Ölçüm Kablosu			78,00 €
0141 000 507	Pil			55,00 €
0141 000 514	Dudak Klipsi			79,00 €
0141 000 515	Eğ Klipsi			75,00 €

ORANGE DENTAL Fiyat Listesi

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	AMBALAJ ŞEKLİ	LİSTE FİYATI
	LOUPE OPT-ON SUN	2.7x TTL		1.450,00 €
	LOUPE OPT-ON SUN	3.3x TTL LOUPE		1.550,00 €
	VARIÖ CLİPS	LOUPE AKSESUARİ		135,00 €
	LOUPE - GÖZLÜK ADAPTÖRÜ	LOUPE AKSESUARİ		95,00 €
	SPOT-ON	SUN LOUPE IŞIK KAYNAĞI		1.200,00 €
	SPOT-ON NXT	LOUPE IŞIK KAYNAĞI		890 €
	SMART PAD	DEZENFEKSİYON CİHAZI		2.990,00 €
	ENDOSAFE	DEZENFEKSİYON CİHAZI		2.990,00 €
	PA-ON	PERİODONTİ ÖLÇÜM CİHAZI		3.250,00 €

POLYDENTIA Fiyat Listesi

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
P5292	GF Post Kit	5 posts+1 drill 1.3mm - 5 posts+1 drill 1.5mm - 5 posts+1 drill 1.7mm	155 CHF
P5285	GF Post XS Kit	5 posts+1 drill 1.3mm - 5 posts+1 drill 1.5mm 5 posts+1 drill 1.1mm	155 CHF
P5291	GF Post Seti	5x1.3mm - 5 x1.5mm - 5x1.7mm Posts	89 CHF
P5281	GF Post Refil	1.1mm	50 CHF
P5293/5/7	GF Post Refil	1.3mm,1.5mm,1.7mm	65 CHF
P5282	GF Post Drill	1.1mm	40 CHF
P5294/6/8	GF Post Drill	1.3mm,1.5mm,1.7mm	40 CHF

CARL MARTIN Fiyat Listesi

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
708	Elmas Uçlu Presel		79 €
579	Apikal Kök Çıkarıcı		42 €
579D	Apikal Kök Çıkarıcı		86 €
579S	Apikal Kök Çıkarıcı		58 €
1089/1	Vertikal Kondensasyon		17 €
1089/2	Vertikal Kondensasyon		17 €
1089/3	Vertikal Kondensasyon		17 €
1088/11	Vertikal Kondensasyon		18 €
1088/15	Vertikal Kondensasyon		18 €
718	Endo Ens Tutucu		79 €
651	Endo Ens Tutucu		35 €
652	Primer Bon Tutucu		54 €

Dürr Dental Fiyat Listesi

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
	Vista Scan Mini View	Fosfor Plak Tarayıcısı	8.700,00 €
	Vista Scan Mini Plus	Fosfor Plak Tarayıcısı	6.900,00 €
	Vista Scan Easy	Fosfor Plak Tarayıcısı	6.200,00 €

CASTELLINI Fiyat Listesi

ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE FİYATI
	X-Visus Dijital RVG Size1		3.550,00 €
	X-Visus Dijital RVG Size2		4.450,00 €

ÖNCÜ DENTAL A.Ş.
Endodonti Ürünleri
444 6628
öncü

öncü
dental



Katalogu indirmek için
QR Kod

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

- facebook.com/öncü
- twitter.com/öncudental
- youtube.com/öncudental
- instagram.com/öncudental

App Store'dan
İndirin



Merkez : Oğuzhan Cd. No:45 Fındıkzade / İSTANBUL | Şube : Boğaz Sk. 5/2 Kavaklıdere / ANKARA
Tel : +90 212 621 51 40 Fax: + 90 212 523 39 49 | Tel: + 90 312 466 99 23-24-25 Fax : + 90 312 467 00 52
www.öncudental.com | info@öncudental.com
Her Hakkı Öncü Dental A.Ş. 'ye aittir. (2016)