



dentac[®]
feel the innovation

2021-2022
Ürün Kataloğu

İçerik

Tendo®

must	2-3
bioserra	4-5
sealart	6-7
fillart	8
Gütaperka Paperpoint	10-11

Tresto®

trofill triofill +	12-13
triobond	14
Mikro Uygulama Ucu Otomatik Kuron Köprü Sökücü	16-17
EasyMatrix 2.0 EasyRetainer	18-19
Artikülasyon Kağıdı Transparan Matris Bandı	20-21
Ölçü Kaşığı	22

Tprotective®

T-Mask Cerrahi Maske 3S CLA	23
T-Mask Cerrahi Maske IIR IIR Ultra IIR Tekli Çocuk Maskesi	24-25
UltraFace FoldaFace GoggleFace ProvisorGoggle	26-27
BodySafe 2040 PP+PE 40X40 Cerrahi Önlük	28-29
Disposable Surgical Scrub Suit Anticore	30-31
PVC Ayakkabı Galoşu 21" PP Galoş	32



must™

multi use single technique

Özellikler

- Tescilli "tm-wire" ısıtım teknolojisi ile kırılmalara karşı dayanıklı ve en kıvrımlı kök kanallarında bile esnek.
- Steril paketlenme, ilk kullanımda tüm kontaminasyon risklerinden uzak güvenli kullanım imkanı sunar.
- must* (multi use single technique) tek eğe şekillendirme tekniğinde çoklu kullanım.
- 0.04 ve 0.06 taper açılımları ile minimal invaziv şekillendirme.
- "S" kesite sahip 25.06 - 40.04 - 50.04 eğeleri kök kanalını gerektiği kadar şekillendirerek gereksiz madde kaybına yol açmaz.
- Glide path eğesine yenilikçi yaklaşım ile geliştirilen T-endo must "tg" eğesi hızlı ve verimli resiprokal glide path kullanım deneyimi sunar.
- Tek eğe ile şekillendirme, kanal şekillendirmesini seçtiğiniz tek bir eğe ile yapmak size zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
- T-endo must universal bir genişliğe, minimal açılara ve yonca şeklinde silikon stoperlere sahiptir.



İçerik

- 4'lü steril blister içerisinde T-endo must resiprokal eğe
- 4 Adet ISO kodlu renkli yonca stoper
- Kullanım kılavuzu

Kullanımı


- T-endo must tg eğeleri ile glide path oluşturulmalıdır.
- T-endo must eğelerini aşağı ve yukarıya doğru 2 mm'lik hareketler ile kullanılmalıdır.
- T-endo must eğelerinin pasif olarak kök kanallarına sıkıştırarak kesmesi sağlanmalıdır.
- T-endo must eğelerinin kullanımı sırasında herhangi bir deformasyon gösterdiğinde kök kanal şekillendirmesi işleminde kullanılmaya devam edilmemelidir, hemen yenisi ile değiştirilmelidir.
- Kök kanal şekillendirmesi işlemi sırasında T-endo must eğeleri kök kanalından çıkarıldığında kök kanalları bol miktarda yıkanmalıdır.

Kod

Ürün


T-endo Must 4'lü Blister

Döngüsel Yorgunluk Testi (KTS)



KTS: Kırılana Kadar Tur Sayısı. Dünyanın önde gelen Resiprokal Kanal Eğesi markaları ile karşılaştırılmıştır.

Torsiyonel Direnç Testi



Dünyanın önde gelen resiprokal kanal eğe markaları ile karşılaştırılmıştır.

must Paketleme			
must sorti blister çeşitleri			
	21mm	25mm	31mm
○ 4 x tg	DC20310	DC30310	DC40310
● 4 x m25	DC20325	DC30325	DC40325
● 4 x m40	DC20340	DC30340	DC40340
● 4 x m50	DC20350	DC30350	DC40350
must asorti blister çeşitleri			
1 x tg, 1 x m25, 1 x m40, 1 x m50	DC20301	DC30301	DC40301



Özellikler

- Biyoseramik kök kanal patı, kök kanalda enfekte olmuş pulpa dokusunun çıkarılmasından sonra kök kanalı doldurmak için kullanılır.
- Bioserra akışkan bir macun kıvamındadır ve tek kullanımlık uç ve yoğunlaştırıcı bir ajan kullanılarak kök kanal içerisine kolayca uygulanabilir.
- Bu ürün, kök kanal içindeki ortam suyunu emerek yavaşça sertleşir.
- Beyaz renkte ve estetikdir.

İçerik

- 2 g. şırınga
- 10 Adet tek kullanımlık uç

Kullanımı

- Kök kanalın uzunluğunu kök kanal ölçüm enstrümanı ve eğe ile ölçün. Daha sonra uygun bir gutaperka master cone seçin.
- Tek kullanımlık bir ucu şiringanın ucuna yerleştirin ve daha sonra kök kanala ilerletin.
- Kök kanalı doldurmak için şırınga çubuğunu yavaşça kanala itin ve şiringayı kanaldan yavaşça çekin.
- Kabarcık oluşturmamaya dikkat edin.
- Bioserra enjekte ederken şiringayı çok fazla sıkmayın, hastada ağrı hissi oluşturabilir.
- Gutta Perka master noktasını kök kanalın içine ilerletin.
- Dental bir kesici cihaz kullanarak gutanın üst kısmını kesin. Ekstra Bioserra, pamuklu bir bez veya suya batırılmış pamuk topaklar kullanılarak çıkarılmalıdır.


Kod Ürün

DC11113 T-endo bioserra şırınga 2gr


bioserra

Biyoseramik kök kanal dolgu patı


Seyreltilmemiş



Seyreltilmiş 1:2





Seyreltilmiş 1:4



— sealart — kontrol — Firma B — Firma A

T-Endo sealart PH (12.73) değeri yüksek olmasına rağmen, zamanla hücrelerin hızla çoğaldığını göstermekte ve kanıtlamaktadır. Bu nedenle anlaşılacağı üzere, insan vücuduna zararsız olması ile beraber, mükemmel biouyum-luluğu bulunmaktadır.





Özellikler

- T-endo sealart, pasta formundaki ikili şırınga olan epoksi rezin esaslı kök kanal sızdırmazlık materyalidir.
- Mükemmel sızdırmazlık ve biyouyumluluk özelliklerinin yanı sıra olağanüstü kimyasal ve fiziksel bir özelliğe de sahiptir.
- Çift şırınga sistemiyle karıştırmak kolaydır.
- Dişlerde lekelenmeye neden olmamaktadır.
- Doku sıvılarında çözünmemektedir.
- Mükemmel biyouyumluluğa sahiptir.
- İyi seviyede radyoopasiteye sahiptir.
- Çalışma zamanı: 23°C (73°F) derecede 35 dakikadır.
- Sertleşme zamanı: 37°C (99°F) derecede 45 dakikadır.
- Temel ve daha güncel teknikler dahil olmak üzere tüm kök kanal doldurma teknikleri ile kullanılabilir.
- CE işareti, bu ürün 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygundur.
- Termoplastik metod ve tüm kondensasyon teknikleri için uygundur.

İçerik

13,5 g. Şırınga ve karıştırma kağıdı

Uygulama


Kod	Ürün
DC11112	sealart

sealart


Rezin bazlı kök kanal dolgu patı

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler


Akışkanlık




Çözünürlülük



Radyoopasite



Yüzey Penetrasyonu



Çalışma Zamanı
Uygulama Zamanı
Film İnceliği

: 35dk 23 °C
: 45dk 37 °C
: 3.3 micro




Özellikler

- El aletleri ile kolayca uygulanabilir
- Nemli ortamlarda hızlı polimerizasyon
- Genişleyerek daha iyi dolduruculuk sağlar.

İçerik

40 g. kavanoz

Donma Süresi



Kullanımı

- Önceden hazırlanmış kaviteyi pamuk yardımı ile kurulayınız. (tamamen kurutmadan)
- Uygun bir el aleti yardımıyla yeterli miktarda fillart'ı kaviteye uygulayınız.
- 1. sınıf kavite söz konusu ise hastayı dolguyu ısırtma işlemi ile yükseklik olmadığından emin olunuz. Değilse kavite duvarlarına uygun şekilde dolguyu biçimlendiriniz
- Nemli bir pamuk yardımıyla fazlalığı kavite kenarlarına doğru iterek siliniz.

Kod Ürün

DC11114 T-endo fillart 40 gr

T resto[®]

triofill

micro hybrid restorative composite



triofill +

nano hybrid restorative composite



dentac[®]
feel the innovation

Gütaperka

Obturyasyon



Özellikler

- Radyoopak çizgilere sahiptir.
- Daygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden üretilmiştir.
- T-endo gütaperkalar 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmıştır

İçerik

- 60 ve 120'li kayan kaset

Kod	Ürün
DC11130	T-endo Gütaperka 20/.04 60 Adet
DC11131	T-endo Gütaperka 20/.06 60 Adet
DC11132	T-endo Gütaperka 25/.04 60 Adet
DC11133	T-endo Gütaperka (m25) 25/.06 60 Adet
DC11134	T-endo Gütaperka 30/.04 60 Adet
DC11135	T-endo Gütaperka 30/.06 60 Adet
DC11136	T-endo Gütaperka 35/.04 60 Adet
DC11137	T-endo Gütaperka 35/.06 60 Adet
DC11138	T-endo Gütaperka (m40) 40/.04 60 Adet
DC11139	T-endo Gütaperka 40/.06 60 Adet
DC11150	T-endo Gütaperka (m50) 50/.04
DC11151	T-endo Gütaperka 50/.06
DC11148	T-endo Gütaperka 60/.04
DC11149	T-endo Gütaperka 60/.06
DC11142	T-endo Gütaperka Asorti .04 taper 60 Adet
DC11143	T-endo Gütaperka Asorti .06 taper 60 Adet
DC11144	T-endo Gütaperka Asorti 120 Adet

Uzunluk işaretleri



Paper Point

Kanal Kurutma



Özellikler

- Doygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden üretilmiştir.
- T-endo paperpointler 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmıştır.

İçerik

- 60 ve 120'li kayan kaset

Kod	Ürün
DC11120	T-endo Paper Points 20/.04 60 Adet
DC11121	T-endo Paper Points 20/.06 60 Adet
DC11122	T-endo Paper Points 25/.06 60 Adet
DC11123	T-endo Paper Points 25/.06 60 Adet
DC11124	T-endo Paper Points 30/.04 60 Adet
DC11125	T-endo Paper Points 35/.06 60 Adet
DC11126	T-endo Paper Points 35/.06 60 Adet
DC11127	T-endo Paper Points 35/.06 60 Adet
DC11128	T-endo Paper Points 40/.04 60 Adet (m40)
DC11129	T-endo Paper Points Asorti 40/.06 taper 60 Adet
DC11140	T-endo Paper Points Asorti .04 taper 60 Adet
DC11141	T-endo Paper Points Asorti .06 taper 60 Adet
DC11145	T-endo Paper Points Asorti açısız 200 Adet
DC11146	T-endo Paper Points (m40) 50/.04
DC11147	T-endo Paper Points 50/.06
DC11152	T-endo Paper Points 60/.04
DC11153	T-endo Paper Points 60/.06

triofill

micro hybrid restorative composite




Özellikler


triofill mikro hibrit dolduruculuğa sahip yeni nesil %100 Türkiye'de üretilmiş restoratif kompozittir. Üst düzey dolduruculuğuna ve mikrosertliğe sahip olması "triofill" kompoziti rakiplerinden ayırır. Anterior ve posterior bölgede kullanıma imkan veren kolay manipülasyon özelliği ile tedavilerinizde fark yaratır. Eşsiz şırınga tasarımı ve tek el açılma kapağı kullanım kolaylığı sağlar. Bambu ağız olarak adlandırılan özel haznesi ile istenilen kadar malzeme kolayca taşınabilir. Vita skalasına uygun 10 farklı renk seçeneği ile (A1-A2-A3-A3,5-A4-B1-B2-C1-C2-I-UD) tüm tabakalama işlemlerinde kusursuz çözümler sunar.

İçerik

4 gr. özel şırınga




triofill SEM görüntüsü



triofill AFM görüntüsü

Mikro Sertlik (triofil)



Kod Ürün

DC701 triofill Restoratif Kompozit 4gr şırınga

triofill +

Nano Hibrit Restoratif Kompozit



triofill +
nano hybrid restorative composite


dentac®

Özellikler


triofill nano hibrit dolduruculuğa sahip yeni nesil %100 Türkiye'de üretilmiş restoratif kompozittir. Üst düzey dolduruculuğuna ve mikrosertliğe sahip olması "triofill +" kompoziti rakiplerinden ayırır. Anterior ve posterior bölgede estetik restorasyonlara imkan veren kolayca manipülasyon özelliği ile tedavilerinizde fark yaratır. Eşsiz şırınga tasarımı ve tek el açılma kapağı kullanım kolaylığı sağlar. Bambu ağız olarak adlandırılan özel haznesi ile istenilen kadar malzeme kolayca taşınabilir. Vita skalasına uygun 10 farklı renk seçeneği ile (A1-A2-A3-A3,5-A4-B1-B2-C1-C2-I-UD) restoratif doldurma işlemlerinde kusursuz çözümler sunar.

İçerik

4 gr. özel şırınga



triofill + SEM görüntüsü



triofill + AFM görüntüsü

Kod

Ürün

DC711

triofill+ Restoratif Kompozit 4gr şırınga

triobond universal

Kompozit Adeziv



triobond universal

Özellikler

- triobond, selective-etch, self-etch ve total etch teknikleriyle kullanılabilen 7. jenerasyon dental adezivdir.
- triobond, polimerizasyon büzülmesi ve fonksiyon sırasında oluşan kuvvetlere karşı koyabilir.
- Biyolojik uyumluluğu yüksektir.
- Kuru ve nemli yüzeylere bağlanabilir.
- triobond, film kalınlığı sayesinde kolayca uygulanabilir.
- Pulpaya iritan etkisi yoktur.
- Özel silikon şişe tasarımı sayesinde tek tek eşit damla verir.
- Uygulamada asit gerektirmez fakat diğer markalarda olduğu gibi anterior uygulamalarda harici asit kullanımı ile bağlanma kuvveti artar.
- Total etch, self etch ya da selective etch olarak kullanılabilir.
- İndirekt ve direkt restorasyonlarda kullanılabilir.
- Dentin tübüllerine mükemmel penetre olarak post-operatif hassasiyet riskini ortadan kaldırır.

İçerik

Kod

Ürün

triobond 5ml

Tresto®

triobond
universal

bağlanma gücünü keşfet



Tüm Restoratif Prosedürleriniz İçin
Yalnızca Tek Aşama



Güçlü



Uyumlu



Dayanıklı



Çok Yönlü



Uygun

dentac®
feel the innovation

Micro Uygulama Fırçası



Özellikler

Mikro Bond fırçaları; başta kompozit bondingi ve asit uygulamaları olmak üzere siman, silan, kondisyoner ve hemostatik solüsyonlar ve benzerlerinin uygulanmasında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Farklı amaçla kullanımlara ve uygulama alan ve yüzey farklılıklarına istinaden değişik uç büyüklükleri bulunmaktadır.

Bu sayede kullanım alanına göre en ideal sonuçların elde edilmesi ve kullanıcı konforu hedeflenmiştir. Standartta düz olarak sunulan uygulama uçları; ihtiyaca göre eğilebilir olarak tasarlanmıştır.

Mikro fırçaların klinik ortamda ayırt edilebilmeleri için uçları da göz önüne alınarak farklı renklerde saplara sahiptir.

- Kolay Kullanım
- Universal
- Ergonomik

İçerik

100 adet mikro uygulama ucu

Kod

Ürün

Mikro Uygulama Fırçası

Otomatik Kuron-Köprü Sökücü



Özellikler

Kuron ve köprülerin ağız içerisinde kolaylıkla çıkarılabilmesi için tasarlanmıştır.

Ergonomik olarak tasarlanan cihaz ile vurma şiddeti minimumdan maksimuma yedi kademe olacak şekilde ayarlanabilir.

Böylelikle, diş hekimlerinin istediği güç seviyesi ile kolayca kuron veya köprüyü yerinden çıkartması hedeflenmiştir.

Tetikli sistemi sayesinde kontak noktası kaybedilmeden vurma işlemi tekrarlanabilir.

- Pratik Kullanım
- Asistan gerektirmez
- Otoklavla steril edilebilir
- Hastayı yormaz
- 3 farklı ergonomik uç
- 6 hassas kademeli
- Hassas Uyum

İçerik

1x Otomatik Kuron-Köprü Sökücü
3xUç

Kod

DC5900

Ürün

Otomatik Kuron-Köprü Sökücü

Easy Matrix 2.0

Makara sistemli universal metal matris



Özellikler

- Easy Matrix 2.0, yeni nesil geliştirilmiş teknolojiyle, molar ve premolar dişler için tek şekilde tasarlanan ve iki farklı yüksekliğe sahip dental izolasyon matris sistemidir.
- easymatrix 2.0, 5.0 mm (mavi) ve 6.3 mm (yeşil) seçenekleri ile daha kolay kontak oluşturmaları sağlar.
- Rubberdam, rubberdam likitleri ve diğer izolasyon teknikleri ile kullanılabilir.
- Geliştirilen teknolojisi ile daha sağlam ve daha kolay kontak oluşturmaları sağlar.
- En iyi sonuçlar için dentac easymatrix ile kullanılması tavsiye edilir.

İçerik

50 adet 5 mm. veya 6.3 mm. easymatrix 2.0

Kod	Ürün
DC1050	Easy Matrix 2.0 Refill Kutu (50 ad) (0,038 x 5 mm)
DC1063	Easy Matrix Refill Kutu (50 ad) (0,038 x 6.3 mm)

Easyretainer

Makara sistemli universal metal matris aleti




Te resto®

Özellikler

- Kolay Kullanım
- EasyMatrix ile mükemmel uyum
- İzolasyon için hızlı çözüm

İçerik

Uygulama



Kod	Ürün
DC1100	EasyRetainer

Artikülasyon kağıdı

Oklüzyon kontrolü 'I' & 'U' form 80 µ



Özellikler

Yüksek renk verme kapasitesine sahip özel esnek kağıt malzeme, oklüzal yüzeylere tam ve hassas bir şekilde uyum sağlar.

Progresif yapısı sayesinde, kapanış esnasındaki temas noktalarını ve özellikle aşırı yük binen noktaların tespitini sağlar.

Sadece 80µ inceliğindeki kağıt materyal, hidrofilik mumlar ve farmasötik yağlarla su geçirmez hale getirilmiştir. Kağıdın bir tarafı mavi, diğer tarafı kırmızı renktedir.

Böylelikle basıncın alt veya üst çeneden kaynaklanan temas noktalarının ayırt edilebilmesi kolayca sağlanmaktadır.

- Kolay Kullanım
- Su Geçirmez
- Çift taraflı, Çift Renkli (Kırmızı ve Mavi)
- Hassas Uyum

İçerik

144 çift taraflı renkli artikülasyon kağıdı

Kod	Ürün
DC1010	Artikülasyon kağıdı

Transparan Matris



Özellikler

Şeffaf polyester materyalden üretilmiş matris bantları ile kompozit dolguların kolay şekil alması amaçlanmıştır.

İdeal kontak noktaları için esnek olarak tasarlanmış matris bandı, ışık geçirme özelliği sayesinde dolgu esnasında kompozit materyalinin direk ışık almasını ve kolayca polimerize olmasını sağlar.

10 mm genişliğe ve 97 mm uzunluğa sahip bant, standart tüm matris aletleri ile uyumludur.

- Kolay Kullanım
- Üniversal
- Işık geçirgen
- Esnek

İçerik

100 adet şeffaf matris bandı (10mmX97mmX0,8MM)

Kod	Ürün
DC1010	Transparan Matris



Özellikler

Ağız içinden ölçü almak üzere kompakt olarak tasarlanan ölçü kaşıkları farklı boy ve modellere sahiptir.

Her tip ölçü alma materyali ile uyum sağlamak üzere korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir. 135 derecede otoklavda steril edilebilen kaşıklar ayrıca uygun dental solüsyonlarla da dezenfekte edilebilir.

Yeni gelişmiş yoğun akıcı, hasas polieter ve A tipi silikonlarla da kullanılmak üzere kaşık adezivleri ile kullanılan deliksiz modeller de bulunmaktadır.

Diğer delikli modeller de tutuculuğu artırılmış olarak aljinat, C tipi silikon, A tipi silikon vb materyaller için kullanıma uygundur.

- Kompak Tasarım
- Dayanıklı
- Steril Edilebilir
- Dezenfekte Edilebilir

İçerik

Dişli, delikli; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst
Dişsiz, delikli; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst
Kenedy; ön dişli arka dişsiz, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst
Anatomik; 2 alt - Dönerli, köprü kaşığı
Dişli, deliksiz; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst

Kod

Ürün

DC1000 Metal Ölçü Kaşığı

T-Mask Cerrahi Maske®

3S



Özellikler

- 3 Katman
- Tam Ultrasonik Şekil
- Su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske Boyutu 18x10
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE) > %95
- Akkirmızıte Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip I'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 1'dir.



T-Mask Cerrahi Maske®

CLA



Özellikler

- Yüksek Filtrasyonlu 3 Katman
- Tam Ultrasonik Şekil
- İç Katman; su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske Boyutu 18x10
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE) > %98
- Akkirmızıte Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip II'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 2'dir.



Avantajlar

- Kullanım rahatlığı
- %95 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş

Renkler

- Beyaz ● Pembe ● Kırmızı ● Açık Mavi ● Açık Bej ● Açık Kahverengi ● Açık Yeşil
● Mavi ● Bej ● Kahverengi ● Açık Yeşil ● Açık Gri ● Açık Yeşil
● Yeşil ● Siyah ● Sarı ● Açık Pembe ● Açık Kırmızı ● Açık Yeşil

Avantajlar

- Kullanım rahatlığı
- %98 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş

Renkler

- Beyaz ● Yeşil ● Bej ● Kırmızı ● Kahverengi ● Yeşil
● Mavi ● Pembe ● Siyah ● Kahverengi ● Yeşil

Kod Ürün

DC2031-1 T-Mask Cerrahi Maske CLA

DC2031-10 T-Mask Cerrahi Maske CLA

DC2031-50 T-Mask Cerrahi Maske CLA

T-Mask Cerrahi Maske®

IIR



Özellikler

- Yüksek Filtrasyonlu 3 Katman
- Tam Ultrasonik Şekil
- İç Katman; su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske Boyutu 18x10
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)>% 99
- AkKirmiziite Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip IIR'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 3'tür.



Avantajlar

- Kullanım rahatlığı
- %99 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş

Renkler

- Beyaz ● Yeşil ● Bej ● Kırmızı ● erengi
● Mavi ● Pembe ● Siyah ● Kahv- ● Yeşil

Kod Ürün

DC2023-1 T-Mask Cerrahi Maske IIR

DC2023-10 T-Mask Cerrahi Maske IIR

DC2023-50 T-Mask Cerrahi Maske IIR Tekli Paket

T-Mask Cerrahi Maske®

Çocuk Maskesi



Özellikler

- Yüksek Filtrasyonlu 3 Katman
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)>% 95
- AkKirmiziite Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip I'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 1'dir.
- Kullanım rahatlığı
- %95 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş
- Her iki cinsiyet için Tasarımlar

Avantajlar

- Yüksek filtrasyon
- Esnek kulak ipi
- Ultra konforlu

Renkler



Kod Ürün

DC2026-10 T-Mask Çocuk Maskesi

DC2026-50 T-Mask Çocuk Maskesi

T-Mask Cerrahi Maske®

IIR Ultra 4 Katlı



Özellikler

- Yüksek Filtrasyonlu 4 Katman
- Tam Ultrasonik Şekil
- İç Katman; su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası.
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske Boyutu 18x10
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE) > %99
- AkKırmızıte Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip IIR'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 3'tür.



T-Mask Cerrahi Maske®

IIR Tekli Ambalaj



Özellikler

- Yüksek Filtrasyonlu 4 Katman
- Tam Ultrasonik Şekil
- İç Katman; su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası.
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske Boyutu 18x10
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE) > %99
- AkKırmızıte Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip IIR'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 3'tür.



Avantajlar

- Kullanım rahatlığı
- %99 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş

Renkler

- Beyaz
- Mavi
- Yeşil
- Pembe
- Bej
- Siyah
- Kırmızı
- Kahverengi
- Yeşil

Kod Ürün

DC2044-50 T-Mask Cerrahi Maske IIR Ultra

Avantajlar

- Kullanım rahatlığı
- %99 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş

Renkler

Kod Ürün

DC2023-01 T-Mask Cerrahi Maske IIR Tekli Ambalaj

UltraFace®

Tam Yüz Koruma Siperliği



Özellikler

- Tam Yüz Koruma
- İç mekan ve açık havada günlük kullanıma uygundur.
- Kristal Clear özelliği sayesinde net görüş imkanı verir.
- Yüksek kaliteli materyalden üretilmiştir
- Ultra hafif – Sadece 25gr
- Tüm yüzü kaplar – Gözler, Burun ve Ağız
- Lastik sayesinde yetişkinler ve çocukların kullanımına uygundur.
- Kullanımı kolay ve pratiktir.
- Buğu yapmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı. Mükemmel görüş sağlar.
- Hava akışı ve konfor için havalandırılmalı tasarım
- Gözlükle kullanılmaya uygundur
- Farklı renklerde lastik bantlı seçenekleri bulunur.
- Tekrar kullanılabilir
- Tescilli tasarım
- Siperlik kısmı 28x20 cm ölçülerindedir
- Sosyal iletişimi engellemez.

Avantajlar

- Yüzde Yüz Estetik
- Kusursuz Görüş
- Tam yüz koruma
- Dayanıklı Yapı
- Ortam bağımsız kullanım

Renkler

○ Beyaz ● Siyah

Kod	Ürün
2020	Ultraface Siperlik Tekli
2020/2	Ultraface Siperlik İkili
2020/10	Ultraface Siperlik Onlu

FoldaFace®

Tam Yüz Koruma Siperliği



Özellikler

- Günlük kullanıma uygun (dış mekan dahil)
- Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
- 180o Katlanabilir Siperlik
- Yeniden kullanılabilir çerçeve ve hızlı değiştirilebilen tek kullanımlık siperlik
- Gözlüklerle kullanıma uygun
- Çizilmelere karşı dayanıklı
- 1 çerçeve ve 5 kalkan veya 3 çerçeve ve 15 kalkanla birlikte gelir
- Tam yüz koruması
- Sis ve çizilmeye karşı dayanıklı, sınırsız görüş sağlar
- Hızlı ve kullanımı kolay
- 4 renkte mevcuttur
- Tescilli tasarım
- Sosyal iletişimi engellemez

Avantajlar

- 180o Katlanabilir Siperlik
- Kusursuz Görüş
- Tam yüz koruma
- Dayanıklı Yapı
- Ortam bağımsız kullanım

Renkler

● Turkuaz ● Kırmızı ○ Beyaz ● Siyah

Kod	Ürün
2010	FoldaFace Siperlik Tekli
2010/3	FoldaFace Siperlik Üçlü

GoggleFace®

Tam Yüz Koruma Siperliği



Özellikler

- Gözlük tasarımı
- Zarif görünüm
- Günlük kullanıma uygun
- Tam yüz koruması
- Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
- Kullanıcı dostu tasarım
- Buğu yapmaya ve çizilmeye karşı dayanıklıdır
- Ultra hafif 16gr
- 5 siperlik ve 1 çerçeve (veya 25 siperlik ve 5 çerçeve) ile birlikte gelir
- Ekstra aparatı sayesinde gözlük kullananlar da kullanabilir

Avantajlar

- Kusursuz Görüş
- Film kaplı siperlik
- Tam yüz koruma
- Dayanıklı Yapı
- Ortam bağımsız kullanım

Renkler

- Mavi
- Pembe
- Transparan
- Kırmızı
- Yeşil
- Beyaz
- Turkuaz

Kod	Ürün
2030	GoggleFace Siperlik Tekli
2030mix	GoggleFace Siperlik Beşli

ProvisorGoggle®

Göz Koruma Siperliği



Özellikler

- Sızdırmaz tasarım
- Sıvılara, toza, gazlara ve buharlara karşı koruma sağlar
- Ayarlanabilir lastiklidir
- Buğu yapmaz
- Küçük darbelere karşı tam koruma sağlar
- İç alan çalışmalarında kullanılabilir
- Silikon iç tasarım göz etrafını kapatıp, rahatsızlık unsurunu ortadan kaldırır.
- Her yüz tipine uygundur
- Yüksek kalitede materyalden oluşmuştur
- Geniş görüş açısına sahiptir.
- Hafif tasarımı yüzde iz bırakmaz

Avantajlar

- Hava, su, buhar ve toz geçirmez
- Küçük darbelere karşı tam göz koruması
- Dezenfekte edilebilir
- Hypo alerjeniktir
- Geniş görüş açısı sağlar

Renkler

- Mavi
- Pembe
- Turkuaz
- Yeşil
- Transparan

Kod	Ürün
2030	Provisor Goggle Tekli
2030mix	Provisor Goggle Beşli



BodySafe® 2040

Tek kullanımlık koruyucu tulum

Özellikler

Enfekte etkenlere, özellikle damlacıklar yoluyla bulaşabilenlere karşı korur. Spunbond PP Nonwoven Kumaş uzun süreli kullanım için kullanılır. Yeniden kullanıma uygun değildir. Elastik bel, kol ve ayak tasarımı sayesinde rahat hareket sağlar. Unisex tasarımı, herkes tarafından kullanılmasına izin verir. Tam koruma için vücudun açık el, ayak ve yüz çevresinin aşağıdaki gibi uygun malzemelerle kapatılması önerilir; Ultraface Shield, FoldaFace Shield, GoggleFace Shield, Provisor Goggle, T-Mask, Profeet Shoe Cover, Profeet Boot Cover.

- Sıvı geçirmez tasarım
- Damlacıklara, toza ve enfekte maddelere karşı korur
- Lastikli bel, kollar, yüz çevresi ve ayak bileği tasarımı
- Rahat hareket sağlar
- Kolayca giyilebilir
- Nefes alabilir Spunbond PP Nonwoven kumaş (53 gr / m2)
- Kimyasal elektrostatik kirliliğe karşı koruma sağlar
- Işık geçirmez
- Lateks içermez
- Yapışkanlı ön fermuar bandı
- Çene dahil kapüşonlu tasarım
- Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
- Cildi tahriş etmeyen ter emici iç tasarım
- Çalışma alanında kalıntı bırakmaz
- Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatsızlığa neden olmaz.

Dentac FoldaFace, eldiven ve tek kullanımlık bot ürün içeriğine dahil değildir.

Beden: S, M, L, XL, XXL

Avantajlar

- Hava, damlacık ve toz geçirmez
- Yapışkanlı Bant tasarımı
- Rahat hareket imkanı sağlar
- Latex içermediğinden alerjenik değildir

Renkler

○ Beyaz



Kod	Ürün
DC2040	BodySafe 2040 Tekli Paket
DC2050	Profeet Boot Galosh Tekli Paket
DC2055	Profeet Shoe Galosh Tekli Paket

PP+PE 40X40 Cerrahi Önlük

Vücut Koruması



Özellikler

Dentac PP + PE Tek Kullanımlık Cerrahi Önlük, yüksek kaliteli 25gr / m2 PP + PE kumaştan üretilmiştir. Kullanımı büyük rahatlık sağlar. Hastane ve kliniklerde günlük olarak kullanıma uygundur. Günlük elbiselerin üzerine kolayca giyilir. Açık mavi ve beyaz olmak üzere 2 farklı rengi mevcuttur. Ürünler şeritli veya şeritsiz olarak temin edilebilir. Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürün, ürün etiketini gösteren plastik etiketle gelir.

- PP + PE Kumaş (Polipropilen Nonwoven Kumaş + Polietilen Nonwoven Kumaş)
- Non-Streil (134 °C'de Otoklavlanabilir)
- Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-bakteri
- Su Geçirmez, Alkaliproof
- 25 g / m2 PP + PE Kumaştan üretilmiştir
- Hem şerit hem de lastik kollu modelleri mevcuttur
- Elbise üzerine kolayca takılabilir
- Açık mavi ve Beyaz renkleri mevcuttur
- Hava geçirgen ve esnektir
- 50x120 cm XL ebatlarında mevcuttur (Özel ebatlarda da temin edilebilir)
- Unisex Tasarım

Avantajlar

- Dayanıklı
- Ribonlu veya ribonsuz seçenek
- Kolay giyilebilir
- Konforlu
- Yüksek izolasyon

Renkler

- Açık Mavi
- Beyaz



Kod	Ürün
DC2070	Surgical Gown Tekli Paket
DC2071	Surgical Gown Ribonlu Tekli Paket

Disposable Surgical Scrub Suit

Vücut Koruması

Özellikler

Dentac SMS Disposable Surgical Scrub Suit Cerrahi Önlük, yüksek kaliteli SMS (40gr / m²) kumaştan yapılmıştır. Kullanımı rahattır. Hastane ve kliniklerde günlük kullanım için uygundur. Günlük kıyafetlerinizin üzerine kolaylıkla giyilebilir. Önlüğün üzerindeki üç adet cep kullanıcıya kolaylık sağlar. Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürün, ürün özelliklerini etiket ile birlikte plastik ambalaj içinde gelir.

- SMS Kumaş (Polipropilen Spunbond Nonwoven Kumaş + Meltblown Nonwoven Kumaş + Polipropilen Spunbond Nonwoven Kumaş)
- Non-Steril (134 ° C'de Otoklavlanabilir)
- Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-bakteri
- Su geçirmez, Aside dayanıklı, Alkali dayanıklı
- 40 g / m² SMS'den yapılmıştır
- Elbise üzerine kolayca takılabilir
- Açık mavi ve Beyaz renkleri mevcuttur
- Hava geçirgen ve esnektir
- S, M, L, XL, XXL bedenlerde mevcuttur (Özel ebatlarda da temin edilebilir)
- Unisex tasarım

Avantajlar

- Dayanıklı
- Kolayca giyilebilen
- Nefes Alabilir ve Rahat
- Yüksek kaliteli izolasyon

Renkler

- Mavi



Anticor

Vücut Koruması



Özellikler

Burun, yüz ve ağzı tamamen kapatan anticore ürünleri sizi bel hizasına kadar korur. Dokunmamış kumaş hava geçirgenliği sağlarken, sıvı sızdırmazlık sağlar. Hastanelerde ve günlük kullanıma uygundur. Günlük bir elbise üzerine rahatlıkla giyilebilir. 4 farklı rengi mevcuttur, bu nedenle her zevke hitap eder. Tasarımı nedeniyle oldukça estetikdir. Gün boyu tekmızıdüt etmeden kullanılabilir. Farklı boyutlardaki ürünler çocuklar ve yetişkinler için uygundur. Ürün üzerinde bulunan kanguru cebi, kişisel ürünlerinizi dışarıdan farklı alanlara dokunmadan ürün üzerinde saklamanıza yardımcı olur. Ürün plastik ambalajda gelir. Ürün, kanguru cebinden katlanarak dolabınızda yer tasarrufu sağlar.

- Dokunmamış Kumaş
- Kolları ve yüzü lastikli
- Nano iğne ile dikilmiştir.
- Ultra Hafif
- 45 gr / m2 Kumaş (veya Özel Kumaş)
- Elbisenin üzerine kolayca giyilebilir
- Baştan aşağıya kapanır
- Lacivert, Kırmızı, Siyah ve Beyaz renklerde mevcuttur
- Nefes alabilir, sıvı geçirmez
- Kanguru cebi ile sunulur
- S-M-L-XL olarak mevcuttur
- Unisex Estetik Tasarım

Avantajlar

- Ultra Hafiftir.
- Su geçirmez
- Nefes alabilir
- Kolay Giyilir
- Dört renk seçeneği mevcuttur.
- Unisex Tasarım

Renkler

- Pembe
- Beyaz
- Kırmızı
- Siyah



Kod Ürün
DCAT2010 Anticore

PVC Ayakkabı Galoşu

Tek Kullanımlık



Özellikler

- PVC Malzeme
- Steril Değildir
- Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-Bakteriler
- Su geçirmez, Alkali Dayanıklı
- Ayakkabının üzerine kolayca takılabilir
- Açık mavi renkte mevcuttur
- Kolay oturmasını sağlamak için lastik bant mevcuttur
- Unisex Tasarım

Avantajlar

- Dayanıklı
- Rahat
- Yüksek Kaliteli İzolasyon
- Kolay Giyilebilir
- Unisex Tasarım

Renkler

- Mavi

Kod Ürün

DCAT2060 Ayakkabı Galoşu 1000'lik

DCAT2065 HeadCap 100'lük

dentac®
feel the innovation

21" PP Galoş

Tek Kullanımlık



Özellikler

- 2gr/m2 PP Malzeme
- Steril Değildir
- Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-Bakteriler
- Su geçirmez,
- Alkali
- Dayanıklı
- Başa kolayca takılabilir
- Beyaz renkte mevcuttur
- Kolay oturmasını sağlamak için lastik bant mevcuttur
- Unisex tasarım

Avantajlar

- Dayanıklı
- Rahat
- Yüksek Kaliteli İzolasyon
- Kolay Giyilebilir
- Unisex Tasarım

Renkler

- Beyaz



© 2021 Öncü Dental A.Ş. | Tüm hakları saklıdır..

Kayıtlı Markalarımız

T-protect | UltraFace® | FoldaFace® | T-Mask® | BodySafe® | Provisor Mask® | GoggleFace® | ProFeet®

dentac®
feel the innovation

Öncü Dental Tıbbi Malzeme Enerji Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
Molla Gürani Mh.Oğuzhan Cd.No:45 Fatih / İstanbul / Türkiye
web: www.dentac.com | email: info@dentac.com