

öncü
dental

Diş Hekimliğine Öncü Çözümler...



2022

Dental Kataloğu

Restoratif Ürünler

Kerr	4-22
KENDA DENTAL POLISHERS	23
Bausch	24
Stoddard	25
polydentia zeta manufacture	26-37
dentac feel the innovation	38-47

Endodonti Ürünleri

dentac feel the innovation	48-56
VDW	57-65
WOODPECKER	66-71
BEKANO DENTAL EQUIPMENT	72-85
SD SMART PRODUCTS FOR ENDO LOVERS	86-89
MICRON	90
Sanctuary	91
HAHNENKRATT	92-93
FiberSite megadental A. L. Smith	94
the Wand	95

Optic Görüntüleme Ürünleri

zumax	96-104
orangedental premium innovations	105

Ölçü Ürünleri

müller-omicron DENTAL	106-108
---------------------------------	---------

Frezler

TRI HAWK FOR THE NEW TECHNOLOGIES	109
NTI New Technology Instruments	110
SUNSHINE	111-123

El Aletleri

carl marlin Dental Technology	124-191
---	---------

Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Ürünleri


ALPRO MEDICAL	192-194
-------------------------	---------

Koruyucu Ürünler

dentac feel the innovation	195-203
SIRI	204



DENTISTE' PLUS WHITE



Türkiye'de İlk

DENTISTE' PROBIOTIC'Lİ AĞIZ BAKIM DİŞ MACUNU

Daha Uzun ve Sağlıklı
Ağız Bakımı

PREBIOTIC CONCEPT



DENTISTE'

PREMIUM AĞIZ BAKIM DİŞ MACUNU

Dişlerin ve diş etlerinin korunması, vücut sağlığımızın bağışıklık sisteminde güçlendirir. Dentiste' PREBIOTIC CONCEPT diş macunu kapsamlı şekilde ağız sağlığımızı sağlar, bağışıklık sisteminizin korunmasına yardımcı olur. Özel formülünde yer alan;

- Prebiyotikler ile ağız sağlığının dengelenmesine
- Sodyum Florür ile diş minesinin güçlenmesine
- Cetylpyridinium Chloride ve Çinko Laktat sayesinde ağız kokusunun azalmasına yardımcı olur.




Yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların özel ağız bakımlarında LAB Fermente Ekstresi* içeren diş macunu kullanımının ağız içi yapıya etkisinin incelenmesi.


Mie Oda¹⁾, Keisuke Yonekura¹⁾, Natsuki Kaido¹⁾, Emika Tsubakibara¹⁾, Satomi Mantani¹⁾, Sumiyo Yoneda¹⁾, Kyoka Fukui¹⁾, Takeshi Ito¹⁾
1) Itou Dental Clinic, Yuukika Medical Group 2) B&S Corporation Medical Sales Departmen

6 haftalık deneme süresi sonunda deneklerde değerlendirme kriterlerinde kayda değer bir iyileşme olduğu gözlenmiştir. Değerlendirme 4 kademeli skor üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Skor 0: Belirti yok; Skor 1: Hafif belirtiler; Skor 2: Orta belirtiler; Skor 3: Ciddi belirtiler


Plaklardaki Değişim



Diş Eti Kızarıklığı Değişimi



Ağız Kuruluğundaki Değişim



Sistemik Problemler


1- Özellikle düzenli dizilimi olmayan dişlerde bakteriler diş etlerinin altında bir film oluşturur. Bunun sonucunda diş eti ceplerinde daha fazla bakteri ve döküntü birikir.

2- Bağışıklık sistemimiz oluşan iltihaplanmayı gidermek için beyaz kan hücreleri ve proteinler oluşturur.

Malokuzyon:

Sağlığımız üzerinde oluşturduğu riskler

Şiddetli peridontal enfeksiyon yonu, tedavi edilmezse, koroner kalp hastalığı ve inme, diyabet komplikasyonları, advers gebelik ve solunum yolu hastalıkları gibi aterosklerozun neden olduğu durumlar için riski artırabilir.



Bakteri kombinasyonu beyaz kan hücrelerini ve akut faz proteinlerinin artışına sebebiyet verir. Bu da koroner arterleri hizalayan hücrelere zarar verir. Bunun sonucunda plaklar oluşur ve arterleriniz sertleşir.

* LAB Fermentasyon: Organik olarak üretilmiş soya fasulyesinden elde edilen soya sütünün laktik asit fermentasyonu ile mayalanması sonucu lactobacillus türü bakteriler elde edilmektedir. Fermentasyon sonrası yaşayan lactobacilluslar ile extra maddeleri ayırmak için ekstraksiyon işlemi uygulanır.

** DENTISTE' PROBIOTIC CONCEPT içerisinde yer alan probiyotikler;

Lb.acidophilus, Lb.brevis, Lb.casei, Lb.curvatus, Lb.fermentum, Lb.plantarum, Lb.rhamnosus, Lb.salivarius



OptiShade™

Pratik Universal Kompozit Sistemi

Sadece üç renkle iş akışınızı kolaylaştırın.

Adaptive Response Technology (Uyumlu Yansıma Teknolojisi) ile güçlendirilmiş OptiShade, sadece 3 renkle 16 VITA® klasik rengini karşılar. Mükemmel şekillendirilebilir özellikleri ve estetiği yüksek restorasyonların güveniyle birlikte, renk seçiminde hem kendinize zaman kazandırın hem de materyal stoğu yönetiminizi sadeleştirin. Hastalarınızı güvenle gülümsetmeye devam ederken, OptiShade ile iş akışınızı kolaylaştırın.

OptiShade™

Restoration needs simplified with just three shades.

Kerr™

LIGHT	B1	A1	B2	D2	C1
MEDIUM	A2	A3	C2	D3	D4
DARK	B3	A3.5	B4	C3	A4
					C4

OptiShade™


Pratik Üniversal Kompozit Sistemi

Mükemmel Radyopasite

Restorasyon ne kadar radyopak olursa, radyografide diş dokusundan ayırt etmek o kadar kolay olur. %300 Al ile OptiShade, neredeyse iki kat daha radyopaktır.

Optimal Translüsensi

OptiShade diş dokusunu taklit edebilmek, alttaki lekeleri daha iyi maskeleyebilmek ve komşu dişlere uyum sağlayabilmek için ideal opasiteyi sunar ve böylece daha doğal restorasyonlar elde edilir.



Radyografi, Sınıf II restorasyonuna sahip bir insan dişinden alınmıştır.



Özellikler & Faydalar



Renk uyumunu kolaylaştırın

Renk seçimi artık daha kolay ve daha hızlı. OptiShade sadece 3 renkle 16 VITA® klasik rengini karşılar: Açık, Orta, Koyu.



Adaptive Response Technology (ART)

Renk seçimi artık daha kolay ve daha hızlı. OptiShade sadece 3 renkle 16 VITA® klasik rengini karşılar: Açık, Orta, Koyu.



Düzenli Stok Yönetimi

Hemen hemen bütün kompozit ihtiyaçlarınızı mümkün olan en az renkle karşılayarak zamandan ve maliyetten tasarruf edin. Raflarınızdaki karmaşayı azaltın; fazla sayıda ürün koduyla sipariş vermek zahmetinden kaçınin ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerinizin sayısını azaltın veya tamamen ortadan kaldırın.



Tüm Kavite Sınıfları için Universal

Bir kapatıcıya gerek kalmadan tüm kavite sınıflarında OptiShade'i güvenle kullanın.

Taviz Vermeden Kolaylık

Restorasyonlarınızda en önemli unsurlardan taviz vermeden iş akışınızı ve stok yönetiminizi kolaylaştırın.

Kod	Ürün	Fiyat
37111-15	OptiShade™ (1 x 4g Şırınga) (açık-orta-koyu- bleach beyaz - universal opak)	54 €

Harmonize™

Nanohybrid Universal Composite



İ Ç İ N İ Z D E K İ S A N A T Ç I Y I O R T A Y A Ç I K A R A C A K Y E N İ N E S İ L K O M P O Z İ T

Harmonize™ ART, Adaptive Response Technology (Uyumlu Yansıma Teknolojisi), ile diş hekimlerine gerçeğe yakın restorasyonları her zamankinden daha kolay yapabilme imkanı sunar. Harmonize'nin yüksek uyum yeteneği ve geliştirilmiş yapısal bütünlüğü sayesinde, restorasyonlar artık olağanüstü dayanıklılık ve benzersiz estetik ile buluşuyor.

- Geliştirilmiş bukalemun etkisi için, ışık dalga boyuna uyumlu yansıma özellikleri.
- Yüksek cilalanabilirlik ve kalıcı parlaklık.
- Yüksek adaptasyon ve kolay şekillendirme için dinamik viskozite.
- Yapışkan olmayan, şeklini koruyan ideal kıvam.
- Uzun dönem performans için etkin polimerizasyon.



ART
Adaptive Response Technology

Kod	Ürün	Fiyat
36635	Harmonize™ Nano Hibrit Advanced (8'li) Kit İçerik: 8 x 4g Şırınga: Mine; A2, A3, Dentin; A2, A3, A4, İnsizal Amber, İnsizal Clear, İnsizal Gr	390 €
36633	Harmonize™ Nano Hibrit Intro Kit (4'lü) Kit 4 x 4g Şırınga: Mine; A2, A3, Dentin; A3, A3.5	240 €
36536 / 70	Harmonize™ Nano Hibrit Şırınga Refili Dentin Rengi Tekli Şırınga 1X4 gr (A1/A2/A3/A3.5/A4/B3/C4/XL2) Mine Rengi Tekli Şırınga 1X4 gr ((A1/A2/A3/A3.5/A4/B1/B2/B3/B4/C1/C2/C3/C4/D2/D3/D4/XL) İnsizal Transludent Tekli Şırınga 1X3 gr (AMB, BLU, CLR, GRY İnsizal Renkleri) İnsizal Transludent SuperClear tekli şırınga 1X3 gr	79 €

Herculite™ XRV Ultra™

Nanohibrit Kompozit



Herculite XRV Ultra' nın esas Nano doldurucu teknolojisine dayanır ve geliştirilmiş bir uygulama, cilalanabilirlik ve aşınmaya karşı dayanıklılığın yanı sıra doğal bir opalesans ve floresans özellik sunar. Herculite XRV Ultra ile yüksek kalitede estetik restorasyonlar yapılabilir.

- Anterior ve posterior restorasyonlar için tasarlanmış, nano-hibrit kompozittir.
- Trimodal teknoloji: Yapısındaki daha önceden polimerize edilmiş doldurucular, düşük polimerizasyon büzülmesi sağlar. Kanıtlanmış performans ve dayanıklılık için, 0,4-µm-partikül büyüklüğünde patentli doldurucular, mükemmel cilalanma yeteneği ve doğal parlaklık için ise nano - doldurucular içerir.
- Geliştirilmiş estetik. Nihai restorasyonun doğal görüntüsü için opalesans ve floresans özellik sunar.
- İyileştirilmiş uygulama. Yapışmayan ve homojen bir bileşim olup çok iyi şekil verilebilir, dişe çok iyi adapte olur.
- Yüksek mekanik özellikler. Daha dayanıklı restorasyonlar.
- Şırınga ve tek kullanımlık formları mevcuttur.

Herculite™ Classic

Mikrohibrit Kompozit



Herculite Classic™, Vita® renk skalası kullanılarak geliştirilen bir mikrohibrit kompozittir. Üstün uygulama özellikleri sayesinde Herculite Classic ile kolaylıkla anatomik şekillendirme gerçekleştirebilirsiniz. 20 yılı aşkın bir süredir Herculite Classic'in kanıtlanmış klinik etkinliği, uzun ömürlü estetik sonuçları ve mükemmel aşınma oranları, kompozitte güvenilirlik ve dayanıklılığın bir kanıtıdır. Herculite, sunduğu 38 opasite ile çok yönlülüğü en üst düzeye taşıyarak, şırınga ve tek kullanımlık formları ile her klinik vakanız için aynı bir çözüm sunmaktadır.

- Yüksek aşınma direnci
- Uzun ömürlü parlaklık ve dayanıklılık
- İdeal renk seçenekleri
- Kanıtlanmış uzun dönem performans

Kod	Ürün	Fiyat
34001 / 27	Herculite XRV Ultra Refill Şırınga Mine Tekli Şırınga 1X4 gr (A1/A2/A3/A3.5/A4/B1/B2/B3/B4/C1 C2/C3/C4/D2/D3/D4/XL) Dentin Tekli Şırınga 1X4 gr (A1/A2/A3/A3.5/B1/B2/C2/D2/D3) İnsizal - Nötr tekli şırınga 1X4 gr Extra Light tekli şırınga 1X4 gr	18 €
33076TK	Herculite Classic Standart (5'li) Kit 5x5 gr Mine rengi (A1, 2x A2, A3, A3.5, B2) 1x2.5 gr Şeffaf, 1x5 ml Optibond Solo Plus, 2 x 3 gr Asit jel.	90 €
35980/3/6/9 36013/6/9/22 35992/5	Herculite Classic Tek Tüp 5'gr Mine Tekli Şırınga 1X5 gr (A1/A2/A3/B1/B2/A3.5) Dentin Tekli Şırınga 1X5 gr (A1/A2/A3.5/B2)	16 €

Point 4

Mikrohibrit Kompozit



0,4µm boyutunda Optimize Edilmiş Kompozit Sistemi. Bu sistem, anterior ve posterior restorasyonlarınız için 16 Vita® rengi, 3 extra light, 3 translusent ve 8 opak renk içeren mikro-hibrit kompozit sistemidir. Point4™size, hibrit ve mikro-doldurucu materyallerin kombinasyonu ile estetik, dayanıklı ve gerçeğe yakın restorasyonlar sağlar.

Vertise™ Flow

Self Adeziv Akışkan Kompozit



OptiBond adeziv teknolojisi kullanılarak üretilen Vertise™ Flow, self-etch, self-adeziv bir akışkan kompozittir. Restoratif işlemlerde uygulama kolaylığı sağlar. Uzun yıllardan beri hem kompozitler hem de adezivler üzerine yapılan araştırma ve geliştirmeler sayesinde Kerr firması bugün restoratif kompozit maddeler alanında lider konumdadır. Bu özellikler şimdi yenilikçi Vertise Flow ile sunulmaktadır.

Endikasyonları

- Büyük Sınıf I ve Sınıf II restorasyonlarında kaide materyali olarak,
- Küçük restorasyonlarda dolgu materyali olarak,
- Pit ve fissür örtücü olarak,
- Porselen tamirleri.

Özellikleri

- Self-adeziv. Ayrıca bond kullanımına gerek yoktur. Basit bir uygulama ile mükemmel performans.
- Dentin ve Mine tabakasına yüksek oranda bağlanma. Klinik olarak kullanımı kanıtlanmış OptiBond® adeziv teknolojisinin entegrasyonu sayesinde dentin ve mineye mükemmel bağlantı sağlar.
- Üniversal kullanım. Benzersiz self-adeziv özelliği ile geniş bir endikasyon aralığında yeni uygulama seçenekleri.
- Daha az post-operatif hassasiyet.
- Kolay kullanım. Farklı endikasyonlar için ideal viskozite,
- akmayan kıvam, kolay modelaj.
- Düşük mikrosızıntı. Mükemmel kenar bütünlüğü sağlar ve hava boşluğu oluşturmaz.

Kod	Ürün	Fiyat
29876 - 81	Point 4 Refill Şırınga A1,A2,A3,A3.5,B1	36 €
34402	Vertise Flow Self Adeziv Akışkan Kompozit 2x2 gr Şırınga - A2, 10 x Uygulama Fırçası, 10 x Uygulama Ucu	90 €

OptiBond

Tek Bileşenli Üniversal Dental Adeziv

TEK İHTİYACINIZ,
AKILLI TEKNOLOJİ.

GPDM monomerimiz ve yenilikçi Üçlü Solvent Sistemi ile zenginleştirilmiş, patentli Kerr formülü dentinin hazırlanmasına ve mühürlenmesine yardımcı olurken minere etkili bir şekilde asitler. İkisi bir arada, daha güvenilir ve daha az hassas bir teknik sunar.



KANITLANMIŞ GÜÇ.



POST-OPERATİF HASSASİYETE KARŞI KORUMA.



EKSİKSİZ ÇOK YÖNLÜLÜK.



TEK ŞİŞE. TEK UYGULAMA KATMANI.



20 YILI AŞKIN DENEYİM.



Kod	Ürün	Fiyat
36518	OptiBond™ Üniversal Adeziv Dental Adeziv Kit 100 adet OptiBond Universal Tek Kullanımlık Doz (her biri 0.18ml), 100 adet Aplikatör, 1 adet Gel Etchant Şırınga (3g), 20 adet tek kullanımlık Gel Etchant uygulama ucu, Kullanım Talimatları, Teknik Kart	265 €
36517	OptiBond™ Üniversal Adeziv Dental Adeziv - Şişe Kiti 1 Şişe OptiBond Universal (5ml), 100 adet Aplikatör, 1 adet Gel Etchant Şırınga (3g), 10 adet tek kullanımlık Gel Etchant uygulama ucu, 25 adet Karıştırma Kabı, Kullanım Talimatları, Teknik Kart.	132 €
36519	OptiBond™ Üniversal Adeziv Dental Adeziv Şişe Refil 5ml şişe	97 €

OptiBond™ FL

Total-Etch Tekniği için İki Bileşenli Adeziv



Tüm Dünyada konusunda öncü üniversitelerde "Altın Standart" olarak önerilen OptiBond™ FL ;

- %48 doldurucu oranı sayesinde eşsiz yapısal bağlantı sağlar. Mikro-mekanik bağlanma gücü sayesinde mikro-sızıntı oluşturmaz, hassasiyete yol açmaz.
- Etkili uygulama akışkanlığı ve kolay kullanım. Tek tabaka primer, Tek tabaka adeziv uygulaması yeterlidir.
- Işıkla polimerize edilir. Nemli ve kuru ortamlarda uygulanabilir.
- Yüksek opasite. Optimum görünülük için %267 radyopaklık.
- Kanıtlanmış performans, uzun vadede mükemmel sonuçlar.

Demi™ Plus

Dental Işık Cihazı



Demi Plus sahip olduğu PLS teknolojisi sayesinde, çıkış gücünü aralıklı olarak 1100mW/cm2 gibi etkileyici bir taban değerden 1330mW/cm2 düzeyinde pik güce yükseltmektedir.


Bu özellik Demi Plus ışık cihazına A3 veya daha açık tonları 5 saniyede sertleştirme olanağı sunar.

Demetron'un benzersiz termal kontrol sistemi intrapulpal dokuda aşırı ısınma riskine meydan vermeden, düşük ısıda sürekli yüksek düzeyli güç çıkışını mümkün kılar.

Kod	Ürün	Fiyat
33352 E	OptiBond™ FL İki Bileşenli Total-Etch Dental Adeziv-Tek Kullanımlık Doz Kiti 50 x Tek dozluk kullanım için folyo paketi (Her paket içerisinde 1 adet Unidose™ Primer, 1 adet Unidose™ Adeziv, 1 adet Aplikatör)	300 €
26684 E	OptiBond™ FL İki Bileşenli Total-Etch Dental Adeziv - Şişe Kiti 1 Şişe Self-Etch Primer (8 ml), 1 Şişe Adeziv (8ml), 1 x 3 g şırınga Gel Etchant, 10 x Tek kullanımlık Gel Etchant şırınga ucu, 50 adet Aplikatör, 25 x Karıştırma Kabi	260 €
910860-2	Demi™ Plus, Dental Işık Cihazı Demi Plus el aleti; 8mm Uzatmalı Turbo Fiber Optik; 1 x Lityum-iyonbatarya, batarya şarj cihazı; güç kaynağı; koruyucu ışık şiperi; bariyer numune paketi.	1.250 €
921918-1	Demi™ Plus Batarya Kiti	190 €

SuperMat™

Universal Matris Sıkıştırma Sistemi



Makro bölge için mükemmel şekillendirilmiş SuperMat™ universal matris sıkıştırma sistemi, şeffaf ve çelik posterior matrisler için ideal bir matris sistemidir. SuperMat™ matris sistemi; SuperLock™ uygulama tabancası, Adapt™ SuperCap™ matrisler ve SuperCap makaralardan oluşur. Sistem, hızlı, kolay ve standart uygulamayı amaçlamaktadır.

SuperMat™ retainer içermeyen universal matris sistemi ile:

- Geleneksel matris tutucu kullanımına gerek olmadığı için, aynı kadranda, aynı anda birden fazla restorasyon tamamlanabilir.
- Uygun prokismal kontaklar daha kolay oluşturulur.
- Geleneksel matris tutucu kullanımına gerek olmadığı için daha geniş bir çalışma alanı sunar, hasta konforunu artırır.
- Restoratif materyal ve kama uygulamasını için yeterli alan sağlar.
- Lastik örtü ya da diğer izolasyon teknikleri ile birlikte kullanılabilir.



SuperCap™ makaraları ile Kerr matrislerini uyumlandırarak, SuperMat™ sistemi ile kullanabilirsiniz.

Adapt™ SuperCap™ matrisler, molar ve premolar dişler için tek şekilli ve iki bant yüksekliği mevcut olan matrisler, çelik veya şeffaf plastikten yapılmıştır.

SuperLock™ uygulama tabancası otoklavlanabilir.



Kod	Ürün	Fiyat
2160	SuperMat™ Universal Matris Sıkıştırma Sistemi Uygulama Tabancası	165 €
2161-62/71-72/81-82	Adapt™ SuperCap™ Çelik Matrisler 50 x Adapt™ SuperCap™ Matris (0.038,6.3 mm; 0.038. 5.0mm; 0.030, 5.0mm; 0.030, 6.3mm; 0.050. 5.0mm; 0.050, 6.3mm)	55 €
2010/15	SuperCap™ Makara 100 x SuperCap™ Makara (5.6mm; 6.7mm)	55 €

MetaFix™


All-In-One Matris Sistemi



MetaFix™ matris, yenilikçi sıkıştırma/açma sistemi sayesinde Sınıf II – MO/OD/MOD restorasyonları için mükemmel bir çözümdür.


- Kolay ve stabil sıkıştırma için entegre kenetleme sistemi.
- Ek uygulama aparatları gerektirmeyen sistem.
- Kusursuz kontak noktası kontrolü için biçimlendirilmiş şekil.
- Daha iyi servikal adaptasyon ve kavite derinliğine uygun anatomik tasarım.
- Daha iyi marjin adaptasyonu için 3 farklı ebat (premolar/molar).
- Taşkın restorasyonları önleyici ve kapsamlı bitirme işlemleri gerektirmeyen sistem.
- Mükemmel hasta konforu ve çalışma alanının daha iyi görünürlüğü için hafif matris sistemi.
- Tek hareketle hızlı ve kolay matris çıkarma.
- Hızlı ve kolay matris çıkarma işlemi için entegre açma sistemi.

Lucifix™



Lucifix™, entegre kenetlenme sistemi sayesinde, ek bir uygulama aparatı kullanımı gerektirmez; diş hekimleri için daha fazla çalışma alanı ve hastalar için konfor sunar.

Hawe Süper İnce Matrisler



Hawe paslanmaz çelikten matrisler 0.038 mm kalınlığındadır. Molar ve premolar restorasyonlar ile proksimal bölgede kullanımı uygundur. SuperMat sistemi ile birlikte kullanımı tavsiye edilir.

Kod	Ürün	Fiyat
3604	MetaFix™ All-In-One Matris Sistemi - Asorti Kit 150 x MetaFix™: 50 x Küçük, 50 x Orta, 50 x Geniş	225 €
3601-3	MetaFix™ All-In-One Matris Sistemi 50 x MetaFix Küçük /Orta /Geniş	85 €
2775-76	Lucifix™ Mavi Matrisler 50X Premolar Matris - Molar Matris	50 €
1201 -1208	Hawe Matrices Süper İnce 30X super-thin 0,038 mm (8 çeşit)	8 €
375 - 82	Hawe Adapt Matris (0.45 mm X30)	18 €
390 - 95	Hawe Konturlu Matrisler 30 X (Küçük azı dişi, çift taraflı; Küçük azı dişi, tek taraflı; Küçük azı dişi, tek taraflı; Molar, tek taraflı; Molar, tek taraflı)	32 €
399 A - B- C	Steel Matrix Bantları - 0.03 mm 1 x 3m Matris bandı, 5mm / 6 mm /7 mm genişliğinde	16 €
773 - 74	Hawe Şeffaf Matris Bantları 50X Premolar Matris / Molar Matris)	50 €

Hawe™ Sycamore Interdental Kama

Dental Restorasyonlara Yönelik Aksesuarlar



- Hawe Sycamore Interdental kamalar, diş separasyonu sağlar ve interproksimal bölgenin anatomik diş ve doku hatlarını koruyarak matrisin kaymasını önler. Konkav bölümleri interdental kontura mükemmel şekilde adapte olur.
- Hawe Sycamore Interdental kamalar diş anatomisi ile uyumludur: üçgen kearlar interdental kontura uyum sağlar
- dikdörtgen köşeler, kamaların kolay yerleştirilmesi ve çıkarılmasını sağlar
- Farklı proksimal kesit ve şekillere sahip kamalar, farklı boyut ve renklerde mevcuttur. Kamalar, kıymık oluşumunu önleyen özel bir işleme, doğal meteryallerden üretilmiştir.

Kod	Ürün	Fiyat
822/	Hawe Sycamore Kama Refil 100'lü /05-Turkuaz /10-Turuncu /20-Beyaz /30-Yeşil /40-Sarı /50-Mavi	12 €



Kerr™

NEXUS®
THIRD GENERATION

NX3



OptiDisc™



OptiDisc™ sistemi kompozitlerde, cam iyonomerde, amalgamlarda, yarı değerli ve değerli metallerde yapılan konturlama, bitirme ve polisaj işlemleri için 4 farklı aşındırıcı büyüklüğündeki disklerin mükemmel kombinasyonunu içeren bir sistemdir.

Identoflex

Elmas Seramik Parlatma Lastikleri



Tedavi seansı sırasında seramiklerin işleme tabi tutulması için çift bölge (twin zone) elmas parlatıcılar.

- Identoflex Elmas Seramik Polisaj Lastikleri tedavi seansı sırasında seramikleri parlatmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.
- Çift bölge (twin zone) teknolojisinde tipik aşınma modeli dikkate alınır ve böylelikle elmas aşındırıcı taneciklerde tasarruf sağlanır.
- Sadece aktif bölge elmas aşındırıcı tanecikler içerir, normal olarak kullanılmayan bölgeler boş bırakılır.
- Optimum fiyat performans oranı
- Aktif bölge renk kodlamasına bağlı olarak kolaylıkla tanımlanabilir.
- Elmasın yüksek polisaj kapasitesi sayesinde, düşük devirde kullanılabilir. Böylelikle pulpaya ve restoratif materyale zarar veren aşırı ısınma önlenmiş olur.

Kod	Ürün	Fiyat
4200	OptiDisc™ General Assorti Kiti (240'li) ø9.6mm: 30/Ekstra Kalın, 30/Kalın, 30/İnce, 30/Ekstra İnce ø 12.6mm: 30/Ekstra Kalın, 30/Kalın, 30/İnce, 30/Ekstra İnce 3 adet Standart mandrel, 2 adet kısa mandrel, 1 OptiShine	95 €
4188	OptiDiscs™ Mini Kit (120'li) ø12.6mm: 30/Ekstra Coarse, 30/Coarse, 30/İnce, 30/Ekstra İnce, 1 x Standart mandrel, 1 x kısa mandrel, 1 x OptiShine	52 €
4190	OptiDiscs™ Asorti Kit (80'li) ø15.9mm: 20/Ekstra Kalın, 20/Kalın, 20/İnce, 20/Ekstra İnce	35 €
4181-99	OptiDiscs™ Refil Kit (100'lü) 100 X 9.6 mm (Kalın/Orta - İnce - Ekstra İnce) ; 100 X 12.6 mm (Kalın/Orta - İnce - Ekstra İnce); 100 X 15.9 mm (Kalın/Orta - İnce - Ekstra İnce); 80 X 9.6mm /12.6 /15.9	32 €
5701/4	Identoflex Diamond Ceramic Polishers 4x Seramik polisaj lastiği içerir (1x alev uç, 1x kupa uç, 1x disk uç, 1x noktasal uç)	28 €

Profilaksi

Cleanic™

Tek Aşamalı Profilaksi Patı



Cleanic™ tek bir seansta etkin ilk temizleme ve yüksek parlaklık sağlayan cilalama işleminin yapılabilirdiği, entegre temizlik çeşitliliği içeren üniversal temizleme ve parlatma patıdır.

Kullanımın ilk saniyelerinde, Perlite taneciklerinin parçalanmasıyla Cleanic, yumuşak bir parlatma eylemine dönüşen yüksek bir temizleme gücü uygular. Temizleyici profilaksi patı tüpte, tek doz şeklinde veya kavanoz formunda temin edilebilir. Cleanic™ Tüp: Üç ayrı aromalı ile aroma maddesi ve yapay renklendirici içermeyen formları bulunmaktadır. (Nane, Yeşil Elma ve Kırmızı Meyveler, Light)

Cleanic™ Tek Dozlar: Nane aromalı tek dozlar florür içerir.

Cleanic™ Kavanoz: Nane aromalı ürünlerin florürlü ve florürsüz çeşitleri bulunmaktadır.

Pro-Cup lastikleri ile birlikte kullanılması önerilmektedir.

Pro-Cup™



Pro-Cup™ ürün ailesi, profilaksi patının etrafa sıçramadan ekonomik bir şekilde uygulanmasına olanak sağlar. Yumuşak (açık mavi) ve sert (lacivert) çeşitleri mevcuttur.

Occlubrush™



Occlubrush, kompozit, kompomer, rezin modifiye cam iyonomer ve seramiklerin cilasında kullanılabilen tek aşamalı polisaj sistemidir. Occlubrush, özel fırça yapısı sayesinde diş dokusuna veya restorasyon kenarlarına zarar vermez.

Polisaj partikülleri fırça kıllarının bileşiminde yer alır, bu sayede ayrıca cila patı kullanımına gerek yoktur ve konvansiyonel fırçalara göre polisaj işlemi daha kısa sürede tamamlanır.

Kod	Ürün	Fiyat
3380-86	Cleanic™ Tek Aşamalı Profilaksi Patı -100 gr Nane Aromalı (Florürlü); Yeşil Elma Aromalı (Florürlü); Nane Aromalı (Florürsüz); Aromasız (Florürlü); Kırmızı Meyve Aromalı (Florürlü)	32 €
2520	Occlubrush™ Asorti Paketi 5X Küçük, 5XReg, 5XPoint	99 €
2510 - 12	Occlubrush™ 10'lu paket Regular / Küçük / Point	72 €
2503 - 05	Occlubrush™ 3'lü paket Regular / Küçük / Point	28 €
990-1/30	Pro-Cup™ Mandal tip, 30 adet lastik içerir (Koyu Mavi - Açık Mavi)	32 €



NX3 daimi yapıştırma simanı, tüm indirekt uygulamalarda üniversal olarak kullanılır. Yenilikçi kimyasal bileşimi sayesinde NX3, mükemmel estetik, adezyon ve çok yönlülüğü bir materyal içinde birleştirebilir.

- Kolay uygulama. Dual sertleşen siman otomatik karıştırma özelliğine sahip şırıngaya sahiptir, eli ile karıştırma gerektirmez.
- Işıklı sertleşen siman limitsiz çalışma süresi sunar.
- Veneer uygulamaları dahil tüm indirekt restorasyonlarda kullanılır.
- Tüm materyallere yapışır. Mine, dentin, CAD/CAM bloklar, seramik, porselen, rezin ve metalle mükemmel bağlantı sağlar.
- Üniversaldır. Tüm total-etch veya self-etch adeziv sistemleri ile uyumludur.
- Amin içermez, mükemmel renk dayanıklılığı sayesinde yüksek estetik özellik sunar.
- Optimum çalışma özelliklerine sahiptir. Jel halindeyken materyal fazlalıkları kolayca uzaklaştırılabilir.
- Deneme jeli ile kusursuz renk uyumu sağlanır.

Kod	Ürün	Fiyat
33642	NX3 Üniversal Adeziv, Rezin Esaslı Dental Siman Kiti 3 x 5g Dual Cure Şırınga: 1 x Şeffaf, 1 x Beyaz, 1 x Sarı; 3 x 1.8 g Light Cure Şırınga: 1 x Şeffaf, 1 x Beyaz, 1 x Sarı; 3 x 3g Deneme Jeli: 1 x Şeffaf, 1 x Beyaz, 1 x Sarı; 1 x Silan Primer Şişe, 24 x Otomatik Karıştırma Ucu	450 €

Simantasyon

Maxcem Elite™

Self-Etch, Self-Adeziv Rezin Siman



Maxcem Elite, self-etch, self-adeziv özelliği ile indirekt restorasyonların simantasyonunu kolaylaştırır. Maxcem'in kanıtlanmış bileşimi daha da geliştirilmiş olup, yüksek bağlanma kuvveti ve uygulama kolaylığı sunar. Materyal fazlalıklarının uzaklaştırılması, yenilik olarak oda ısısında bulundurulabilmesi, ayrıca elle karıştırmayı gerektirmeyen doğrudan kullanımı ve kök kanalları için eğimli uçları uygulamada yeni standartlar oluşturur.

- Kolay kullanım
- Geniş endikasyon skalası
- Etkin kimyasal polimerizasyon mekanizması



Maxcem Elite™ Chroma

Self Etch / Self Adeziv Rezin Siman



Maxcem Elite Chroma temizleme renk indikatörüne sahip self etch/self adeziv rezin simandır. Siman jel formuna dönüştüğünde, pembe renk yok olacak ve temizleme zamanının geldiğini bildirecektir

- Temizleme indikatörü
- Yüksek bağlanma gücü
- Uzun dönem renk stabilitesi
- Dual-cure
- %280 radyoopasite
- One-Peel™ Tek seferde kolay temizleme

Kod	Ürün	Fiyat
34055	Maxcem Elite™ Self-Etch, Self-Adeziv Rezin Yapıştırma Siman (5'li) Kiti 5 x 5g Şırınga: 2 x Şeffaf, 1 x Beyaz, 1 x Beyaz Opak, 1 x Sarı; 24 x Standart Otomatik Karıştırma Ucu, 16 x Geniş Otomatik Karıştırma Ucu, 8 x Intra Oral Uygulama Ucu, 8 x Kök Kanal Uygulama Ucu	235 €
34058	Maxcem Elite™ Self-Etch, Self-Adeziv Rezin Yapıştırma Siman (2'li) - Şeffaf 2 x 5g Şırınga, 8 x Standart Otomatik Karıştırma Ucu, 8 x Geniş Otomatik Karıştırma Ucu, 8 x Intra Oral Uygulama Ucu	125 €
34057	Maxcem Elite™ Self-Etch, Self-Adeziv Rezin Yapıştırma Siman Mini Kit 1 x 5g Şeffaf Şırınga, 5 x Standart Otomatik Karıştırma Ucu, 4 x Geniş Otomatik Karıştırma Ucu, 4 x Intra Oral Uygulama Ucu	69 €
36372	Maxcem Elite™ Chroma Self-Etch, Self-Adeziv Rezin Dental Yapıştırma Siman (2'li) - Şeffaf 2 x 5g Şırınga, 8 x Standart Otomatik Karıştırma Ucu, 8 x Geniş Otomatik Karıştırma Ucu, 8 x Intra Oral Uygulama Ucu	160 €

Temp-Bond™

Öjenollü Geçici Siman



TempBond™ geçici kuronlar, köprüler veya splintler/sabitleyiciler için veya kalıcı restorasyonların geçici simantasyon işlemleri için geliştirilmiş ve kendi kendine sertleşen çinko oksit öjenol bazlı geçici yapıştırma simanıdır. Pürüzsüz akışı çaba sarf etmeksizin geçici restorasyonun hızlı bir şekilde yerleştirilmesini sağlamaktadır.

Temp-Bond™ NE

Öjenolsüz Geçici Siman



Temp-Bond™ NE öjenol içermeyen geçici simandır. Rezin esaslı simanın ve geçici akrilik maddelerin polimerizasyonunu inhibe etmez ve öjenol alerjisi olan hastalar için bir seçenek sunar. Temp-Bond ile aynı akış ve tutuculuk özelliğindedir.

Temp-Bond™ Clear

Rezin Esaslı Geçici Siman



Şeffaf, dual-cure, geçici ve kalıcı restorasyonlar için rezin esaslı geçici yapıştırma simanıdır. Temp-Bond™ Clear, rezin bazlı materyallere bağlanabilmek için öjenol içermez, kolay karıştırılır ve kolay temizlenir.

Temp-Bond™ Clear, rezin bazlı içeriği sayesinde güçlü bir bağlanma sağlar ve materyali çıkarmak gerektiğinde, hızlı ve sorunsuzdur.

Kod	Ürün	Fiyat
61086	Temp-Bond™ Standart Kit (Çinko Oksit Öjenollü) 1 x 50g Baz, 1 x 15g Katalizör, 1 x Karıştırma Padi	24 €
35955	Temp-Bond™ Standart Kit ME (Çinko Oksit Öjenollü ve Poşet Ambalajlı) 1 x 50g Baz, 1 x 15g Katalizör, 1 x Karıştırma Padi	20 €
61085	Temp-Bond™ NE (Öjenol İçermeyen geçici yapıştırıcı) 1x 50g Baz, 1x15g Katalizör, 1x Karıştırma Padi	24 €
33351EU	Temp-Bond™ Clear™ Otomatik Karıştırıcılı Şırınga 1 x 6g Şırınga, 10 x Uygulama Ucu	60 €

Kaide Materyali - Kök Kanal Dolum

OptiClean™

Temizleme enstrümanı



Geçici Siman Kalıntıların Temizleyen İlk Rotasyonel Enstrüman

OptiClean™ Geçici simanın hızlı ve kolay şekilde tamamen temizlenmesini sağlar. Esnek kaplamaya sahip enstrüman, 1.65 mm uç çapına sahiptir. Mükemmel esneklik ve dinamik gerilme sağlayan bir A-silikon matrisi özelliğine sahiptir

Cavalite™

Işıklı Sertleşen Liner



Cavalite, hidroksiapatit ve cam iyonomer tozu içeren ışıkla sertleşen kavite liner.

Life™

Pulpa Örtücü Materyali



Life, kalsiyum hidroksit içeren ve standart ve hızlı katılaşma formlarına sahip kaide materyalidir.

Sealapex™

Kök Kanal Dolgu Patı



Sealapex™ kalsiyum hidroksit bazlı, hızlı iyileşmeyi ve sert doku oluşumunu tetikleyen orijinal öjenolsüz kök kanal patıdır.

Kod	Ürün	Fiyat
950	OptiClean™ (Geçici Siman Temizleyici) 12 x OptiClean rotasyonel enstrüman	28 €
61769	Life™ 12 g baz, 12 g katalizör, 1 karıştırma kabı	15 €
20282	Cavalite™ Işıklı Sertleşen Kavite Liner 10ml Likit, 1 x Karıştırma Pedi	55 €
18432	Sealapex™ 1x12gr Baz, 1x12gr Katalizör, 1xKarıştırma Pedi	36 €

F.I.T.T.™

Ölçü ve Doku Düzenleyici



Fonksiyonel ölçü destekli doku düzenleyici F.I.T.T., fonksiyonel ölçü üretmek için yeterli kıvamda jel halini alır. Tahriş olmuş dokunun iyileştirilmesine ve uygulama sonrasında adaptasyon sürecine yardımcı olmak üzere bir kaç gün kullanılabilir. Karıştırması kolaydır ve birkaç gün süresince basınç altında akıcı kıvamını korur.

OptiDam™

Üç Boyutlu Lastik Örtü



OptiDam™ ilk üç boyutlu lastik örtüdür. Önceden şekillendirilmiş tasarımı ve anatomik uyumluluğu sayesinde uygun çalışma alanı yaratır. Kullanım kolaylığı ve rahatlığı, en yüksek seviyede hasta konforu sağlar. OptiDam™, anatomik çerçevesi ile birlikte size muhteşem görüş alanı ve çalışma konforu sağlar.

Impression Compound™

Yeşil Çubuk Stenç



Tam veya yarım ölçüler için kalıp ya da çubuk formlarına sahip, ölçü kaşıklarının çeperine katkıda bulunan termoplastik ölçü materyalleridir. Her renk, kontrollü bir çalışma sıcaklığına sahiptir.

SoftClamp™

Universal, Hassas Klempe



Metal klemplere alternatif, universal, hassas klempe SoftClamp'in eşsiz tasarımı kontak alanı üzerindeki basıncı azaltarak her yöne eşit oranda kuvvet uygulanmasını sağlar. SoftClamp'in kavrama kenarları, dış yüzeyini hassas ve sabit bir şekilde tutarken, kayma riskini minimize eder, hastanın konforunu sağlar ve dişe iyatrojenik hasar verme riskini elimine eder.

Kod	Ürün	Fiyat
61127	F.I.T.T. 1x100ml Likit, 1x100gr Toz, 1x15 ml Likit Separatör, 14xPlastik Karıştırma Kabı	60 €
444	Impression Compound™ 15 x Impression Compound (toplam 113 g, 50°C)	20 €
5200 - 5203	OptiDam Intro Kit 10 x OptiDam™ Posterior, 1 x OptiDam™ Çerçeve / 10 x OptiDam™ Anterior, 1 x OptiDam™	34 €
5201 - 5204	OptiDam 30 x OptiDam™ Posterior /Anterior	80 €
5250	SoftClamp Kit 5 x SoftClamp	47 €

OptiView™

Dudak ve Yanak Ekartörü



OptiView™ dudak ve yanak ekartörü aynı zamanda bukkal ve gingival erişimi sağlamak için, dudak ve yanakların düzgün bir şekilde retraksiyonunu sağlamak amacıyla tasarlanan inovatif bir ekartördür. Anatomik şekli sayesinde OptiView™, daha uzun süren diş tedavileri sırasında bile hastanın konforunu sağlar.

X-Ray™ Film Holder

Film Tutucu



Kwik-Bite™, Super-Bite™ ve Endo-Bite™, film ve fosfor plak tutucular ile ısıma kaydı radyografileri, periapikal ve endodontik radyografiler, kaliteyi ve tutarlı tekrarlanabilirliği garanti etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Kod	Ürün	Fiyat
5502	OptiView™ Small Kit: 2xOptiView Small ekartör Standart Kit: 2xOptiView Standart Ekartör	35 €
1720	X-Ray™ Film ve Fosfor Plak Tutucu Seti 6x halkalı tutucu (1x Kwik-Bite™, 1x Süper-Bite™ Anterior, 1x Süper-Bite™ Posterior, 1x Para-Bite™, 1x Endo-Bite™ Anterior, 1x Endo-Bite™ Posterior), 6x Merkezleme aparatı	120 €
1790	Endo-Bite™ Asorti Kiti 2x halkalı Endo-Bite™ Anterior, 2x halkalı Endo-Bite™ Posterior, 2x Merkezleme aparatı	129 €
2720	X-Ray™ Holders Sensör Tutucu Test Seti 5x Halkalı Sensör Tutucu (1x Kwik-Bite™ Senso, 1x Super-Bite™ Senso Anterior, 1x Super-Bite™ Senso Posterior, 1x Endo-Bite™ Senso Anterior, 1x Endo-Bite™ Senso Posterior), 5x Merkezleme aparatı	249 €

Nobilis

Cila Lastiği



- Porselen ve kompoziti aynı cila lastiği ile cilalayın.
- Sadece bir adımda ipeksi bir parlaklık.
- Ekonomik elmas parlatıcı, ideal posterior restorasyonlar için.
- Esnektir, diş şekline uyum olur.



Kompozit Sarı (Alev, Disk, Kap)

Cila Lastiği



- Mikro dolgu kompozitler için optimize edilmiştir.
- Paslanmaz çelik şaftlı
- Üstün parlatma özelliğine sahip
- Otoklava girebilen

Kompozit Beyaz (Alev, Disk, Kap)

Cila Lastiği



- Beyaz parlatıcı, büyük partikül ile fazla malzemenin hızla çıkarılmasını sağlar.
- Paslanmaz çelik şaftlı
- Otoklava görebilen

Kod	Ürün	Fiyat
4001-3-5	Kenda Cila Lastiği Sarı Alev,Disk,Kap	1.8 €
905-8-9/C	Kenda Cila Lastiği Beyaz Kap,Alev,Disk	1.8 €
0312	Kenda NoBilis 12'li Cila Lastiği	49 €
0305/6/7	Kenda NoBilis 6'lı Cila Lastiği Kadeh, Alev, Disk	29 €

Restorasyon Materyalleri

Düz Artikülasyon Kağıdı Düz / Nal 100 µ (Mavi, Kırmızı)



Artikülasyon Kağıdı farklı renk tonları ile toplam basınç dağılımını vurgulayan renk transfer kağıdıdır. Diş hekimi saniyeler içerisinde basınç dağılımını elde edebilir. Yüksek noktalar hemen görülür. Bausch 100 Artikülasyon kağıdının ileri renk transfer özelliği sayesinde çiğneme basınç noktaları açıkça görülür.

Arti-Spray

Oklüzyon Spreyi



Arti-Spray fizyolojik güvenli malzemeler içerir ve çevreye uyumlu doğal propelantlar ile doludur. Arti-spray tıbbi malzemeler için Avrupa Konseyi Direktifi 93/42/EEC gereksinimlerini karşılayan fizyolojik olarak güvenli maddeler içerir. Uygulanacak yüzeye 3-5 cm uzaktan veya kuron ve köprülerin direkt içerisine uygulayın. Tıkanmayı veya kuron ve köprülerin oturmasını test ederken bütün temas noktaları hemen görülebilir olacaktır. Arti-spray apromixal temaslar, kuron ve köprülerin oturma denemesinde kullanılabilir.

Arti-Fol



- Hidrofilik komponentlerden oluşan renk tabakasına sahiptir.
- Yırtılmaya karşı dayanıklı metalik polyester film kullanılmıştır
- İleri teknoloji ile üretilmiş bu metal folyo üzerinde granülhalinde renk pigmentleri vardır.
- Oklüzal yüzeydeki tüm ince detayları iki yüzeyindeki farklı renklerle tek bir folyo ile ard arda kullanarak işaretleme yapılabilir.

Kod	Ürün	Fiyat
286-87-88	Arti-Spray 75 MI Mavi,Yeşil,Kırmızı	21 €
51-52	Baush Düz 100 Mikron Mavi,Kırmızı	22 €
53-54	Baush Nal 100 Mikron Mavi,Kırmızı	21 €
1-2	Baush Düz 200 Mikron Mavi,Kırmızı	21 €
3-4	Baush Nal 200 Mikron Mavi,Kırmızı	18 €
23-33	Arti Fol Plastik Mavi - Metalik	16 €
86	Arti Fol Spot Seramik	16 €

Temizlik Fırçası



Detertaj Lastiği




İnce Temizlik Fırçası



Temizlik Pastası



Carbide Frez



Yüksek sıkıştırma yapılmış Stoddard karbit frezler,dolgu tedavisi ve ortodonti için kullanılır.

Kod	Ürün	Fiyat
001	Temizlik Fırçası Kıl-Ince,Sivri	0,34 €
001	Temizlik Fırçası Kıl-Naylon Konik	0,33 €
001	Temizlik Fırçası Naylon-Ince	0,34 €
002	Detertaj Lastiği Beyaz,Mavi	0,25 €
009	Prophy Paste 200'Lük /Stoddard	22 €
008	Karpit Frez 6,8,10,12,14,16,18,21,23 No	2.2 €


QuickmatFLEX sectional matrices

developed with
STYLE ITALIANO

new!

enjoy the
elastic memory

- Yeni ultra ince titanyum bölümlü matris QuickmatFLEX.
- Restoratif diş hekimliği için en son yeniliği duyurmaktan gurur duyuyoruz: QuickmatFLEX, yeni ultra ince titanyum bölümlü matrisleri. QuickmatFLEX'i keşfedin ve elastik hafızasının tadını çıkarın.
- QuickmatFLEX, mükemmel elastik belleğe sahip ultra ince (0,03 mm) titanyum bölümlü matrislerdir. Kullanımı kolay, dar interproksimal boşluklarda konumlandırma ve adaptasyonu optimize etmek için doğru esneklik ve sertlik dengesini sunarlar. Matrisler, azaltılmış kalınlıkları ve geliştirilmiş metal alaşımı sayesinde, orijinal şekillerine geri dönmelerini sağlayan yüksek elastik esnekliğe sahip olduklarından deformasyona direnir. QuickmatFLEX bölümlü matrisleri ve kesit matris halkalarımız ile Sınıf II tedaviler, doğru anatomiye, dar temas noktalarına ve minimum bitirme adımları gerektiren pürüzsüz kompozit yüzeylere sahip öngörülebilir restorasyonlar sağlar.
- QuickmatFLEX kesit matrisleri, klinisyenlerin %77'si tarafından mükemmel olarak derecelendirilmiştir (CR Clinicians Report)



watch
the
video


Kod	Ürün	Fiyat
6785	Quickmat Flex Premolar 0.03mm/5mm, 100 adet	40 CHF
6786	Quickmat Flex Molar 0.03mm/6.4mm, 100 adet	40 CHF

MyClip 2.0



MyClip 2.0 ek forseps kullanımı gerektirmeyen, tek el ile kullanım sağlayan forseps ile matris halkasının entegre olduğu bir üründür. Otoklav edilebilir ve değiştirilebilir plastik uçları matriksin, platin lingual ve bukkal duvarlara bitiş adımlarını azaltan sıkıca ve mükemmel bir şekilde adaptasyonunu sağlar ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

- Hepsi bir arada bölümlü matris halkaları. Pens'siz kullanım. Farklı kuran yükseklik ve geniş kavite preparasyonlarına uyumlu.
- Optimum ayırma gücü
- Çabuk, kolay, tek-el halka pozisyonlandırma
- Çıkarılabilir, değiştirilebilir ve otoklavlanabilir plastik




MyQuickmat Forte



myQuickmat Forte Kit, optimum ayırma gücü sunan güçlü ayırma halkası olan Polydentia'nın myRing Forte Ürünü sunar. Otoklav edilebilir ve değiştirilebilir plastik uçları matriksin, palatin lingual ve bukkal duvarlara sıkıca ve mükemmel bir şekilde adaptasyonunu sağlar. Kit seçme matrisler, yüksek teknoloji ürünü plastik kamalar ve forseps ile tamamlanmıştır.

- Dar kontak noktaları için güçlü ayırma kuvveti
- Farklı kuran yükseklikleri ve geniş kavite tedavileri için uygun
- Çıkarılabilir, değiştirilebilir ve otoklavlanabilir plastik
- Mükemmel matris adaptasyonu ve retansiyon
- Komple kit MyForceps içerir



Kod	Ürün	Fiyat
6302	My Clip 2 Set 5 X LumiContrast Sectional Matrices Premolar, 5X LumiContrast Sectional Matrices Molar, 10X Kama 11mm (XS), 10X Kama 12mm (S)	132 CHF
6803	myQuickmat Forte Kit 50 X Quickmat Matris, Premolar 0.04mm / 5mm, 50 X Quickmat Matris, Molar 0.04mm / 6.4mm, 20 X Quickmat Matris, Extended 0.04mm/6.4mm+Ext., 20 X. LumiContrast, Premolar 0.04mm / 5mm, 20 X LumiContrast Matris, Molar 0.04mm / 6.4mm, 20 X LumiContrast Sectional Matrices, Extended 0.04mm/6.4mm+Ext., 2 X myRing Forte, 2 pairs tines, 50 X myWedge, Extrasmall (XS), 50 X myWedge, Small (S), 40 X myWedge, Medium (M), 40 X myWedge, Large (L) 1 pc. myForceps	449 CHF
5703	myQuickmatrix Forceps	132 CHF

Matris Sistemleri

MyQuickmat Classico



myQuickmat Classico Kit nikel titanyumdan yapılan klasik bölümlü matris halkası olan Polydentia'nın myRing Classico Ürünü'ne sunar. İçerisinde diş arası akağaç ahşap kama bulunduran optimal ve yumuşak ayırma gücü sağlamak için güçlendirilmiştir. Yeni anatomik tasarım Ürünü olan silikon Delta Tubes optimal matris tutuşu ve diş anatomisine adaptasyonu sağlar. Kit seçme matris ve ahşap kama ile tamamlanmıştır.

- Dar kontak noktalarında; Optimal, hafif ayırma gücü
- MyRing Classico ve Delta Tüpleri otoklavlanabilir
- Mükemmel matris adaptasyonu ve retansiyon Tamamen asorti matris ve kamalar



MyCustom Rings



myCustom Rings Kit restoratif ve estetik diş hekimliğinde uzmanlaşmış bir grup diş hekimi ve araştırmacılar tarafından oluşan Style Italiano ortaklığında geliştirilmiştir. Bu kit Style Italiano tarafından geliştirilen yenilikçi teknolojinin uygulanması için tasarlanmıştır.

myCustom Rings tekniği önceden varolan interdental anatomiyi kolayca tekrar oluşturulmasını sağlar. Halka, sağlıklı ve intak proksimal duvarların ölçüsünü alan içerisinde dahili olarak bulunan ışınla kullanılan My Custom Resin kullanarak özel olarak şekillendirilir. Buda restorasyon sırasında güçlü kontak noktalarının oluşturulmasını ve kusursuz proksimal şekil verilmesini sağlar.



Kod	Ürün	Fiyat
6802	myCustom Rings kit 50 X Quickmat Matris, Premolar 0.025mm / 5mm, 50 X Quickmat Matris, Molar 0.025mm / 6.4mm, 20 X LumiContrast Matris, Premolar 0.025mm / 5mm, 20 X LumiContrast Matris, Molar 0.025mm / 6.4mm, 20 X Quickmat Transparent Matris, Premolar 0.075mm / 5mm 20 X Quickmat Transparent Matris, Molar 0.075mm / 6.4mm, 2 X myRing Classico, 6 pairs Delta Tubes, 50 X Ahşap Kama, 11mm (XS), 50 X Ahşap Kama, 12mm (S), 40 X Ahşap Kama, 13mm (M), 40 X Ahşap Kama, 15mm (L), 1 x myCustom Resin, 2ml syringe with 10 X needle tips gauge 18 for myCustom Resin	310 CHF
6801	myQuickmat Classico kit 50 X Quickmat Matris, Premolar 0.04mm / 5mm, 50 X Quickmat Matris, Molar 0.04mm / 6.4mm, 20 X Quickmat Matris, Extended 0.04mm / 6.4mm+Ext., 20 X LumiContrast Matris, Premolar 0.04mm / 5mm, 20 X LumiContrast Matris, Molar 0.04mm / 6.4mm, 20 X LumiContrast Matris, Extended 0.04mm / 6.4mm+Ext., 2 X myRing Classico, 6 pairs Delta Tubes, 50 X Ahşap Kama, 11mm (XS), 50 X Ahşap Kama, 12mm (S), 40 X Ahşap Kama, 13mm (M), 40 X Ahşap Kama, 15mm (L)	220 CHF
5705-6	Quickmat 100'Lük Refilli 5 mm / 6.4 mm	32 CHF
5710	Quickmat Halka Refilli	36 CHF
5711	Quickmat Silikon Refilli	12 CHF
5735-46-56	Quickmat Matris 0.025/ 0.04 / 0.025mm	32 CHF
5765 - 66	Quickmat Şeffaf Matris 5 / 6.4mm	32 CHF
5776	Quickmat Şeffaf Matris 50Lük Üçgen 6.4 mm	32 CHF
5702	Clamp Forceps	64 CHF

Quickmat Deluxe



Bölümlü Matris Sistemi

Quickmat basit bir parça-matris sistemidir. Quickmat ile büyük alanlı elverişli aproksimal kontak noktaları rahatlıkla gerçekleştirilir.



Kod	Ürün	Fiyat
5701	Quickmat Deluxe Kit 5 Quickrings, 1 ReForce, 10 Silindirik Silikon Tüp, 10 Delta Silikon, 200 Contured Matris 0,004 ince-100 5mm-100 6.4mm, 100 Contured Matris Mikroince 0.025mm-50 5mm-50 6.4mm, 300 Asorti Kama	90 CHF

Unica Anterior Kit



- Interproximal kenarlarda anatomik restorasyonlar için kontürlü profil
- Servikal bölgelerde öngörülebilir restorasyonlar ve/veya gingival retraksiyon için kolay uygulama
- Kolay pozisyonlandırma ve matris adaptasyonu için kolay kanatlar
- Her iki yüzey için mükemmel kenar uyumu




Tofflemire Contured Matris (0.04-0.025mm)



0.04 mm (.0015")	●	0.04 mm	30	6106
Yükseklik 6.3 mm	●	0.04 mm	30	6107
Yükseklik 5.5 mm	●	0.04 mm	30	6108
Microthin 0.025 mm (.001")	●	0.04 mm	30	6109
Yükseklik 6.3 mm	●	0.04 mm	30	6108
Yükseklik 5.5 mm	●	0.04 mm	30	6109

Contured Anatomik Matris (0.03mm)




Parlatması kolay, yumuşak paslanmaz çelikten yapılmıştır. 0.03mm inceliğinde ve anatomik olarak şekillendirilmiştir. Premolar ve molar olarak kullanılabilir 8 farklı yapıdadır.

Tofflemire Matris Mikroince (0.025 mm)



Yumuşak paslanmaz çelikten yapılmıştır. Mikroinceliğe sahiptir 0.025 mm (.001 inch). Sıkı kontağı sağlamanın zor olduğu yerlerde, sferikal (küresel) amalgamlar ve kompozit ile birlikte kullanılan bellekte-kalmaz matrisler. Bitişik dişlere karşı parlatma yapıldığı zaman bu matrisler oraya konulur. Aynı zamanda çok dar dişler arası bölgelerde kullanmak için de uygundur. Malzemenin yumuşaklığı matrisin dişe mükemmel ve sürekli-devamlı bir şekilde adapte olmasını sağlamaktadır.

Süper İnce Matris (0.03 mm)



Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Anatomik olarak önceden şekil verilmiştir ve süperinedir. 0.03 mm (0.0012 inch). Premolarlar ve molarlar için üç farklı şekli bulunmaktadır

Premolar	● 0.03 mm	50 Adet	5715
	● 0.03 mm	50 Adet	5714
	● 0.03 mm	50 Adet	5713
Molar	● 0.03 mm	50 Adet	5717
	● 0.03 mm	50 Adet	5718
	● 0.03 mm	50 Adet	5719

Kod	Ürün	Fiyat
6106 - 9	Tofflemire Countured Matris Bandı	29 CHF
5920	Tofflemire Matris MicroThin 0.025	18 CHF
6114 - 20	Contoured Anatomik Matris	29 CHF
5713 - 5	MicroThin Matris 0.03mm Premolar	18 CHF
5717 - 9	MicroThin Matris 0.03mm Molar	18 CHF

Matris Sistemleri

Softrix matris strip (0.025 mm)



5906	● 6 mm	3 m
5908	● 8 mm	3 m
5910	● 10 mm	3 m

Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Mikroinceliktedir 0.025 mm (.001 inch). Bellekte kalmaz (insanlar hissetmez), cilalı matris bandı, özellikle sıkı kontakt (temas) noktaları elde etmek için endikedir. Dar dişler arası bölgeler için uygundur.

Matrix strip (0.05 mm)



5255	● 5 mm	3 m
5256	● 6 mm	3 m
5257	● 7 mm	3 m

Paslanmaz çelikten yapılmıştır (.0019 inch). Ekonomiktir.

ST matris strip (0.03 mm)



P5235	● 5 mm	3 m
P5236	● 6 mm	3 m
P5237	● 7 mm	3 m
P5230	● 10 mm	3 m

Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Süper incedir 0.03 mm (.0012 inch)

Soft matrix strip (0.05 mm)




P5275	● 5 mm	3 m
P5276	● 6 mm	3 m
P5277	● 7 mm	3 m

Yumuşak paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bellekte kalmayan matris bandı bitişikteki dişlere karşı cilalama yapıldığı zaman konulmaktadır ve orada kalır. Daha iyi interproksimal teması sağlar. Malzemenin yumuşaklığı matrisin dişlere optimum adaptasyonunu olanaklı kılar.

Kod	Ürün	Fiyat
5906-8-10	Softrix Matris Strip (0.025)	18 CHF
5230-5-6-7	Softrix Matris Strip (0.03)	16 CHF
5275 - 7	Matrix Strip (0.05)	16 CHF
5255 - 7	Soft Matis Strip (0.05)	16 CHF

StripMat Anatomic (0.05 mm)



5225 9 mm 15 m

StripMat (0.05 mm)



5006 6 mm 15 m
5008 8 mm 15 m
5010 10 mm 15 m

Sürekli dönen bir halka üzerindeki matris bandı daha iyi bir interproksimal adaptasyon için fiston yapılmış bir ucu vardır. Polyesterden yapılmıştır, tedavi eden ışıkları geçirmektedir, gerilim altında uzamaz ve hiçbir kompozit restoratif malzemeyle yapışmaz.

Saydam polyesterden yapılmıştır, özellikle hafif tedavi kompozit malzemeleri için endikedir. Matris bandı çok dirençlidir ve gerilim altında gevşemez, uzamaz. Pratik çekince uzamaz dispenser malzemesidir.

Clearmat



Saydam polyester matrisleri molarlar veya premolarlar üzerindeki bütün MOD-kompozit restorasyonlarının approksimal kutularında tam bir ışıkla sertleşen yapıyı olanaklı kılar. Çok çok iyi temas (kontakt) noktaları sağladığı gibi adaptasyonu da iyidir.

Transparan Anterior Matris (0.05 mm)



5216 6 mm 100 Adet
5217 7 mm 100 Adet
5218 8 mm 100 Adet
5210 Asorti 300 Adet

Polyester stripler, anatomik olarak ön şekillidir Çok dirençlidir, kompozit malzemelerine yapışmaz.

Kod	Ürün	Fiyat
5006	Stripmat, Rulo Şeffaf Bant 15 Mt	15 CHF
5225	Stripmat Anatomic 15 Mt	19 CHF
591X	Clearmat Matrix 50'Lik /5913-5914-5915/5916-5936/5917-5918-5919	16 CHF
5210/16	Transparan Anterior Matris	24 CHF

Matris Sistemleri

Tofflemire Transparan Matris



5916	Yükseklik 6.3 mm	50 Adet
5936	Yükseklik 5.5 mm	50 Adet

(tip no.1) saydam polyesterden yapılmıştır, azı dişler üzerinde yapılan bütün MOD-kompozit restorasyonlarındaki approssimal kutuların tam olarak ışıkla sertleşmesini olanaklı kılar.

Tofflemire Matris (0.03-0.04mm)



Yükseklik 6.3 mm	0.04 mm	● 50 Adet	6101
Yükseklik 5.5 mm	0.04 mm	● 50 Adet	6103
Yükseklik 6.3 mm	0.04 mm	● 50 Adet	6102
Yükseklik 5.5 mm	0.04 mm	● 50 Adet	6104

Paslanmaz çelikten yapılmıştır
0.03-0.04 mm (0.0012 inch - 0.00015 inch)
Ekonomiktir.

StripMat Eco



5006e	6 mm	15 m
5008e	8 mm	15 m
5010e	10 mm	15 m

Çok pratiktir ve çok ekonomiktir.
Ekonomiktir.
Saydamdır.
Çekmelerde uzamaz pratik bir dispenser ürünüdür.

Kod	Ürün	Fiyat
5916-5936	Tofflemire Transparan Matris	16 CHF
6101- 4	Tofflemire Matris Mikroince	18 CHF
5006	Stripmat, Rulo Şeffaf Bant 15 Mt	15 CHF

Anatomik Ahşap Kama



Taşma olmadan mükemmel dolgu yapabilmemiz için, birinci sınıf akça ağacından kıymiksız.

The Wedge



Anatomik bir şekle sahiptir. Özel, saydam polimerden yapılmıştır. Optimum ışık yansıtması için özel bir şekil verilen yüzeyi vardır. Kendini hemen gösteren kama işlemi performansı gösterir. Matrislerin optimum adaptasyonunu sağlar. Kullanımı basittir, özel kama pozisyon-sağlayıcıları gerektirmez.



Transparan Kama



Anatomik şekli, papillayı koruyarak dişin servikal marjına matrislerin optimum adaptasyonunu sağlar. Yansıtan yüzeyi, bütün ışıkla sertleştirilmiş dolgu malzemelerinin approssimal polimerizasyonunda bile, tam bir uyumun elde edilmesini olanaklı kılar.

Kod	Ürün	Fiyat
5012 - 7	Ahşap Kama Mavi, Yeşil, Sarı, Beyaz 100'lük	5 CHF
5001	Asorti Ahşap Kama 100'lük	12 CHF
5011	Pembe Ahşap Kama 200'lük	22 CHF
5011S	100'lük Pembe Kama	11 CHF
5040	Asorti Ahşap Kama 400'lük	48 CHF
5902-3	Şeffaf Kama Fine-Medium 200'lük	30 CHF
5923	Şeffaf Kama Asorti 200'lük	27 CHF

Splinting

Fiber Splint



Fiber Splint Ortho



Fiber Splint ML



Bonding ile kullanılan süper ince cam-fiber-bant. Bant 4mm genişlikte olduğundan dolayı interdental bölgede % 30 daha fazla yapıştırma gücü sağlamaktadır. Özellikle reimplantasyon ya da transplantasyon yapılmış dişlerde ve sallanan dişlerde mükemmel bir retansiyon ağı oluşturmaktadır. Geçici köprüleri kuvvetlendirmede ve çene ortodontilerindeki raylamalarda kullanımı mükemmeldir. Dişin yapısına müdahale yok.

Kod	Ürün	Fiyat
5970	Fiber Splint	89 CHF
5971	Fiber Splint MI 50cm	95 CHF
5975	Aplikasyon Clips	92 CHF
5977	Fiber Splint Aid-Slim	122 CHF
5978	Fiber Splint Otho	52 CHF
5979	Fiber Splint Ortho Evolution	102 CHF

Vista Tec



Tüy hafifliğinde koruyucu maske. Vista-tec tam yüz korunması sağlar (burun, ağız, gözler) ve mükemmel bir optik görünüşü vardır. Vista-Tec'in giymesi-takması rahattır ve nezih bir şekilde dizayn edilmiştir. Bunlara ek olarak, büyük bir güven aşılayan, hastayla iletişim kurmayı engellemez. Bu koruyucu maskeler birinci kalitede saydam (çevre-dostu) plastikten yapılmıştır, çizilmeye karşı dirençlidir, göz kamaşmasını engeller, gün ışığına çıkarıldığında sanlaşmaz ve hafif deterjan solüsyonlarıyla temizlenebilir. Mor ötesi ışıktan gözü tamamen korur.

Kompozit Zımparası



Silikon esaslı Universal parlatıcılarımız amalgam ,altın ve simanlar için olup 134 C'ye kadar otoklav edilebilir.

Amalgam Tabancası



Yüksek-dirençli stabil plastikten yapılmıştır.
Temizlemek için kolayca parçalarına ayrılır.
Tıkanmadan kullanımı sağlar
134 derece C'ta (273 derece F) otoklav yapılabilir

Kod	Ürün	Fiyat
5621	Vista-Tec Set 5'li Mavi,Yeşil,Pembe,Kırmızı,Şeffaf,Beyaz,Sarı	38 CHF
5628	Vista-Tec Gözlük Mavi,Yeşil,Pembe,Şeffaf,Sarı	34 CHF
5622	Vista-Tec Clipon -Tutacak	38 CHF
5616	Vista-Tec Refilli / 10'Lu Paket	37 CHF
5617	Orange Maske Yedeği/Işın Koruyucu	26 CHF
5618	Orange Göz Koruyucu Yedeği	23 CHF
5501-2-11	Rulo Kompozit Zımp.10Mt 40,60,30 Mikron	23 CHF
5811	Amalgam Tabancası	25 CHF



The background is a dark blue gradient with several overlapping circles of varying sizes. A prominent dotted line forms a large, irregular shape across the center. The text 'dentac' is centered, with 'dent' in dark blue, 't' in light blue, and 'ac' in dark blue. A small globe icon is inside the 'c', and a registered trademark symbol is to its upper right. Below the brand name, the tagline 'feel the innovation' is written in light blue.


dentac[®]
feel the innovation

Parion


Nano Hibrit Restoratif Kompozit



- Parion nano hibrit dolduruculuğa sahip yeni nesil %100 Türkiye'de üretilmiş restoratif kompozittir.
- Mükemmel cila ve cila retansiyonu sağlar.
- Geniş renk ve opasite alternatifi vardır.
- Radyoopak
- Üst düzey dolduruculuğa ve mikrosertliğe sahip olması "Parion" kompoziti rakiplerinden ayırır.
- Anterior ve posterior bölgede estetik restorasyonlara imkan veren kolay manipülasyon
- Eşsiz şırınga tasarımı ve tek el açılma kapağı kullanım kolaylığı sağlar.
- Bambu ağız olarak adlandırılan özel haznesi ile istenilen kadar malzeme kolayca taşınabilir.
- Vita skalasına uygun 10 farklı renk seçeneği ile (A1-A2-A3-A3,5-A4-B1-B2-C1-C2-I-UD)
- Restoratif doldurma işlemlerinde kusursuz çözümler sunar.
- El aletlerine yapışmaz ve kolay uygulanır.
- Sınıf I,II,III,IV ve V restorasyonlarda posterior ve anterior bölgelere uygundur.
- Sınıf I,II,III,IV ve V restorasyonlarda posterior ve anterior bölgelere uygundur.
- EN ISO 4049 yönetmeliğine uygundur.



PARION SEM Test Visual



PARION AFM Test Visual

Kod	Ürün	Fiyat
DC711	PARION Restoratif Kompozit 4gr şırınga	18 €

Parion Flow

Işıklı Sertleşen Akışkan Restoratif Kompozit



- Parion Flow %100 TÜRKİYE' de üretilmiş ışıklı sertleşen akışkan restoratif kompozittir.
- Düşük polimerizasyon büzünmesi, düşük aşınma
- Mükemmel işleme özelliği, basit cilalanabilme ve yüksek yüzey sertliği uzun süreli tedavi başarısını garanti eder
- Tüm bonding materyalleri ile uyumludur.
- Vita skalasına uygun 8 farklı renk seçeneği ile (A1-A2-A3-A3,5-B1-B2-C1-C2)
- EN ISO 40049 yönetmeliğine uygundur.

Endikasyonları:

- Direkt anterior ve posterior kompozitler.
- Minimal sınıf I, II, III ve IV restorasyonlar.
- Sınıf V restorasyonlar.
- Süt dişi restorasyonlarında.
- Direkt restorasyonların ilk katmanı olarak.
- Mobil dişlerin sabitletmesinde.
- Diş minesini kusurlarını kapatmada.

Paket İçeriği : 2x2gr

Kod	Ürün	Fiyat
DC7141	PARION Akışkan Restoratif Kompozit A1,A2,A3,A3.5,B1,B2,C1,C2 2x2gr	16 €


Kompozit Dolgu

Myra


Mikro Hibrit Restoratif Kompozit



- Myra mikro hibrit dolduruculuğa sahip yeni nesil %100 Türkiye'de üretilmiş restoratif kompozittir.
- Üst düzey dolduruculuğa ve mikrosertliğe sahip olması "Myra" kompoziti rakiplerinden ayırır.
- Anterior ve posterior bölgede kullanıma imkan veren kolay manipülasyon özelliği ile tedavileri-nizde fark yaratır.
- Eşsiz şırınga tasarımı ve tek el açılma kapağı kullanım kolaylığı sağlar.
- Bambu ağız olarak adlandırılan özel haznesi ile istenilen kadar malzeme kolayca taşınabilir.
- Vita skalasına uygun 10 farklı renk seçeneği ile (A1-A2-A3-A3,5-A4-B1-B2-C1-C2-I-UD)
- Tüm tabakalama işlemlerinde kusursuz çözümler sunar
- Sınıf I,II,III,IV ve V restorasyonlarda posterior ve anterior bölgelere uygundur.
- EN ISO 4049 yönetmeliğine uygundur.



MYRA SEM Test Visual



MYRA AFM Test Visual

Pergamon

Mikro Hibrit Restoratif Kompozit



- Pergamon mikro hibrit dolduruculuğa sahip yeni nesil %100 Türkiye'de üretilmiş restoratif kompozittir.
- Mükemmel cila ve cila retansiyonu sağlar.
- Geniş renk ve opasite alternatifi vardır.
- Radyopak
- Eşsiz şırınga tasarımı ve tek el açılma kapağı kullanım kolaylığı sağlar.
- Bambu ağız olarak adlandırılan özel haznesi ile istenilen kadar malzeme kolayca taşınabilir.
- Vita skalasına uygun 10 farklı renk seçeneği ile (A1-A2-A3-A3,5-A4-B1-B2-C1-C2-I-UD)
- Restoratif doldurma işlemlerinde kusursuz çözümler sunar.
- El aletlerine yapışmaz ve kolay uygulanır.
- Sınıf I,II,III,IV ve V restorasyonlarda posterior ve anterior bölgelere uygundur.
- EN ISO 4049 yönetmeliğine uygundur.

Kod	Ürün	Fiyat
DC701	MYRA Mikro Hibrit Restoratif Kompozit 4gr şırınga	16 €
DC731	PERGAMON Mikro Hibrit Restoratif Kompozit 4gr şırınga	15 €

bağlanma gücünü keşfet



Tüm Restoratif Prosedürleriniz İçin Yalnızca Tek Aşama



Güçlü



Uyumlu



Dayanıklı



Çok Yönlü



Uygun

- Triobond, selective-etch, self-etch ve total etch teknikleriyle kullanılabilen 7. jenerasyon dental adezividir.
- Triobond, polimerizasyon büzülmesi ve fonksiyon sırasında oluşan kuvvetlere karşı koyabilir.
- Biyolojik uyumluluğu yüksektir.
- Kuru ve nemli yüzeylere bağlanabilir.
- Triobond, film kalınlığı sayesinde kolayca uygulanabilir.
- Pulpaya iritan etkisi yoktur.
- Özel silikon şişe tasarımı sayesinde tek tek eşit damla verir
- Uygulamada asit gerektirmez fakat diğer markalar da olduğu gibi anterior uygulamalarda harici asit kullanımı ile bağlanma kuvveti artar.
- Total etch, self etch ya da selective etch olarak kullanılabilir.
- İndirekt ve direkt restorasyonlarda kullanılabilir.
- Dentin tübüllerine mükemmel penetre olarak post-operatif hassasiyet riskini ortadan kaldırır.

Kod	Ürün	Fiyat
DC705	Triobond 5ml	49 €

Easy Retainer



- Kolay Kullanım
- EasyMatrix ile mükemmel uyum
- İzolasyon için hızlı çözüm
- Patentli teknoloji
- Güvenilir tasarım

Easy Matrix 3.0



- Easy Matrix 3.0, yeni nesil geliştirilmiş teknolojiyle, molar ve premolar dişler için tek şekilde tasarlanan ve iki farklı yüksekliğe sahip dental izolasyon matris sistemidir.
- Easy Matrix 3.0, 5.0 mm (mavi) ve 6.3 mm (yeşil) seçenekleri ile daha kolay kontak oluşturmaya sağlar.
- Rubberdam, rubberdam likitleri ve diğer izolasyon teknikleri ile kullanılabilir.
- Geliştirilen teknolojisi ile daha sağlam ve daha kolay kontak oluşturmaya sağlar.
- En iyi sonuçlar için dentac easyretainer ile kullanılması tavsiye edilir.

Kod	Ürün	Fiyat
DC1061	Easy Retainer	115 €
DC1051	Easy Matrix 3.0 Refil Kutu (0,040 x 5mm) 50 adet	42 €
DC1064	Easy Matrix 3.0 Refil Kutu (0,040 x 6.3mm) 50 adet	42 €
DC1052	Easy Matrix 3.0 Refil Kutu (0,050 x 5mm) 50 adet	42 €
DC1065	Easy Matrix 3.0 Refil Kutu (0,050 x 6.3mm) 50 adet	42 €

Artikülasyon Kağıdı



Yüksek renk verme kapasitesine sahip özel esnek kağıt malzeme, oklüzal yüzeylere tam ve hassas bir şekilde uyum sağlar. Progresif yapısı sayesinde, kapanış esnasındaki temas noktalarını ve özellikle aşırı yük binen noktaların tespitini sağlar. Sadece 80µ inceliğindeki kağıt materyal, hidrofilik mumlar ve farmasötik yağlarla su geçirmez hale getirilmiştir. Kağıdın bir tarafı mavi, diğer tarafı kırmızı renktedir. Böylelikle basıncın alt veya üst çeneden kaynaklanan temas noktalarının ayırt edilebilmesi kolayca sağlanmaktadır.

- Kolay Kullanım
- Su Geçirmez
- Çift taraflı, Çift Renkli (Kırmızı ve Mavi)
- Hassas Uyum


Transparan Matris



Şeffaf polyester materyalden üretilmiş matris bantları ile kompozit dolguların kolay şekil alması amaçlanmıştır. İdeal kontak noktaları için esnek olarak tasarlanmış matris bandı, ışık geçirme özelliği sayesinde dolgu esnasında kompozit materyalinin direk ışık almasını ve kolayca polimerize olmasını sağlar. 10 mm genişliğe ve 97 mm uzunluğa sahip bant, standart tüm matris aletleri ile uyumludur.

- Kolay Kullanım/Üniversal
- Işık Geçirgen
- Esnek

Mikro Uygulama Fırçası



Başta kompozit bondingi ve asit uygulamaları olmak üzere siman, silan, kondisyoner ve hemostatik solüsyonlar ve benzerlerinin uygulanmasında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Farklı amaçla kullanımlara ve uygulama alan ve yüzey farklılıklarına istinaden değişik uç büyüklükleri bulunmaktadır. Bu sayede kullanım alanına göre en ideal sonuçların elde edilmesi ve kullanıcı konforu hedeflenmiştir. Standartda düz olarak sunulan uygulama uçları; ihtiyaca göre eğilebilir olarak tasarlanmıştır. Mikro fırçaların klinik ortamda ayırt edilebilmeleri için uçları da göz önüne alınarak farklı renklerde saplara sahiptir.

- Kolay Kullanım
- Üniversal
- Ergonomik

DentaClear



Diş taşı temizliğinden sonra, minenin parlatılmasında ve dolguların parlatılmasında kullanılır. Minenin parlatılmasında mekanik abrazyiv etkisi bulunur.

- Doğal aroma içerikli
- Kolay çalkalanabilir
- Gluten içermez
- Ekonomik ambalaj
- 340gr
- Çilek ve Nane aromalı

Kod	Ürün	Fiyat
DC8080 - 90	Düz - Nal Artikülasyon kağıdı	7 €
DC1010	Transparan Matris	1 €
DC901-2 T	Mikro Uygulama Ucu Regular - Fine	3 €
DC6001	DentaClear 340gr Çilek, Nane	12 €

El Aletleri

Otomatik Kuron-Köprü Sökücü



Kuron ve köprülerin ağız içerisinden kolaylıkla çıkarılabilmesi için tasarlanmıştır.

Ergonomik olarak tasarlanan cihaz ile vurma şiddeti minimumdan maksimuma yedi kademe olacak şekilde ayarlanabilir. Böylelikle, diş hekimlerinin istediği güç seviyesi ile kolayca kuron veya köprüyü yerinden çıkartması hedeflenmiştir.

Tetikli sistemi sayesinde kontak noktası kaybedilmeden vurma işlemi tekrarlanabilir.

- Pratik Kullanım
- Asistan gerektirmez
- Otoklavda steril edilebilir
- Hastayı yormaz
- 3 farklı ergonomik uç
- 6 hassas kademeli
- Hassas Uyum

Ölçü Kaşığı



Her tip ölçü alma materyali ile uyum sağlamak üzere korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir. 135 derecede otoklavda steril edilebilen kaşıklar ayrıca uygun dental solüsyonlarla da dezenfekte edilebilir.

Yeni gelişmiş, yoğun akıcı hassas polietere ve A tipi silikonlarla da kullanılmak üzere kaşık adezivleri ile kullanılan deliksiz modeller de bulunmaktadır. Diğer delikli modeller de tutuculuğu artırılmış olarak aljinat, C tipi silikon, A tipi silikon vb materyaller için kullanıma uygundur.

Dişli, delikli; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst

Dişsiz, delikli; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst

Kenedy; ön dişli arka dişsiz, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst

Anatomik; 2 alt - Dönerli, köprü kaşığı

Dişli, deliksiz; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst

Kod	Ürün	Fiyat
DC5900	Otomatik Kuron Sökücü	25 €
DC1000	Ölçü Kaşığı	1.5 €

Dentac Waterfull Portatif Ağız Duşu



Yapılan bilimsel araştırmalarda diş fırçasının yalnızca %30 hijyen sağladığı kanıtlanmıştır. Ağızda maksimum hijyen isteyenler için Ağız Duşu vazgeçilmez bir argümandır. Özellikle İmplant, Protez ile ortodontik tedavisi olan ve diş eti hastalıkları bulunan kişiler Ağız Duşu kullanmak zorundadır. Ağız Duşu kullanmanın, ağız ve diş temizliğinde %100 hijyen sağladığından olası hastalıkların engellenmesinde etkisi olur.

Waterfull Ağız Duşu diğer ağız duşlarından farklı olarak taşınabilir forma getirilebilmektedir. Bu sayede hem banyonuzda fazla yer tutmaz. Hijyenik şekilde ağız duşunuzu koruyabilir, seyahatlerinizde yanınızda taşıyabilirsiniz.

Diş ipi ve ara yüz fırçasına karşılık etkili bir alternatif olan Waterfull ağız duşu, saniyeler içinde ağız içi temizliğinizi tamamlamanızı sağlar. Özellikle ortodonti ve implant tedavisi görenlerin kullanmasını tavsiye etmekteyiz.

Kod	Ürün	Fiyat
Y821	Waterfull Portatif Ağız Duşu	99 €

one file system



must™
multi use single technique



- Tescilli "tm-wire" ısıtım teknolojisi ile kırımlara karşı dayanıklı ve en kıvrımlı kök kanallarında bile esnek.
- Steril paketlenme, ilk kullanımda tüm kontaminasyon risklerinden uzak güvenli kullanım imkanı sunar.
- must* (multi use single technique) tek eğe şekillendirme tekniğinde çoklu kullanım.
- 0.04 ve 0.06 taper açıları ile minimal invaziv şekillendirme.
- "S" kesite sahip 25.06 - 40.04 - 50.04 eğeri kök kanalını gerektiği kadar şekillendirerek gereksiz madde kaybına yol açmaz.
- 13.04 Glide path eğesine yenilikçi yaklaşım ile geliştirilen T-endo must "tg" eğesi hızlı ve verimli resiprokal glide path kullanım deneyimi sunar.
- Tek eğe ile şekillendirme, kanal şekillendirmesini seçtiğiniz tek bir eğe ile yapmak size zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
- T-endo must universal bir genişliğe, minimal açılara ve yonca şeklinde silikon stoperlere sahiptir.

İçerik


- 4'lü steril blister içerisinde T-endo must resiprokal eğe
- 4 Adet ISO kodlu renkli yonca stoper
- Kullanım kılavuzu

Uygulama

- T-endo must tg eğeri ile glide path oluşturulmalıdır.
- T-endo must eğelerini aşağı ve yukarıya doğru 2 mm'lik hareketler ile kullanılmalıdır.
- T-endo must eğelerinin pasif olarak kök kanallarına sıkıştırarak kesmesi sağlanmalıdır.
- T-endo must eğelerinin kullanımı sırasında herhangi bir deformasyon gösterdiğinde kök kanal şekillendirme işlemi kullanılmaya devam edilmemelidir, hemen yenisi ile değiştirilmelidir.
- Kök kanal şekillendirmesi işlemi sırasında T-endo must eğeri kök kanalından çıkarıldığında kök kanalları bol miktarda yıkanmalıdır.


must paket			
must sorti blister			
	21mm	25mm	31mm
○ 4 x tg	DC20310	DC30310	DC40310
● 4 x m25	DC20325	DC30325	DC40325
● 4 x m40	DC20340	DC30340	DC40340
● 4 x m50	DC20350	DC30350	DC40350
must asorti blister			
1 x tg, 1 x m25, 1 x m40, 1 x m50	DC20301	DC30301	DC40301

Döngüsel Yorgunluk Testi (KTS)




KTS: Kırılana Kadar Tur Sayısı. Dünyanın önde gelen Resiprokal kanal eğe markaları ile karşılaştırılmıştır.

Torsiyonel Direnç Testi



Dünyanın önde gelen resiprokal kanal eğe markaları ile karşılaştırılmıştır.

Tendo®
mis
rotary file system



- Güvenli şekillendirme.
- TM-wire ısıtım işlem teknolojisi sayesinde, en kıvrımlı ve dar kanallarda bile kırılmaya karşı dirençli, esnek yapısıyla kanal anatomisini bozmadan güvenli şekillendirme sağlar.
- Dikdörtgen kesit alanı ile güvenilirlik ve etkinliğe sahiptir.
- Özgün tasarıma sahip bıçak yapısı ile daha kolay debris çıkarmaya olanak sağlar.
- Steril paketlerde bulunan T-endo Mis, kontaminasyon riskini ortadan kaldırır.
- T-Endo Mis universal numara, minimal açış seçeneği ve yonca silikon stoper ile sunulur.
- Pseudoelastiklik (Süper Elastiklik) özelliği ne sahiptir.
- Torsiyonel (döngüsel) ve Flexural (eğilme) direnci yüksektir.
- Uluslararası standartlara ve uluslararası renk kodlamasına uygundur.
- Orrificer eğesi selektif koronal genişletme sağlar.
- Glidereğesi, düzensizlikleri ortadan kaldırarak shaper ve finisher eğeniz için bir akış yolu oluşturur.
- Her eğe adımı verimli taper artışı ile şekillendirmeyi daha güvenli hale getirerek şekillendirmenizi bitirmenizi sağlar.
- Şekil verilebilir ve yüksek martensitik kristal içeriğine sahip bellek kontrollü (controlled memory) bir alet

İçerik

- T-Endo Mis rotasyon eğeleri 4'lü blister.
- 4 adet 150 kod renklerine sahip silikon stoper.
- Kullanım kılavuzu.



mis paketlenme mis sorti blister çeşitleri

Model	21mm	25mm	31mm
No 15	DC21415	DC31415	DC41415
No 20	DC21420	DC31420	DC41420
No 25	DC21425	DC31425	DC41425
Orrificer	DC214OR	DC314OR	DC414OR
No 30	DC21430	DC31430	DC41430
No 35	DC21435	DC31435	DC41435
No 40	DC21440	DC31440	DC41440
mis asorti blister çeşitleri			
Assorted S.	DC21401	DC31401	DC41401
Assorted L.	DC21411	DC31411	DC41411

Ürün

T-endo Mis 4'lü Blister

Fiyat

24 €


Proendo



Proendo Universal 6'lı eğe sistemi, TM Wire ısıtım işlem teknolojisi ile geliştirilmiştir. Yüksek kılma direnci kazandırılan Proendo üstün kesme etkinliği ve progresif konik tasarımı ile olağan üstü performans sergiler. PSx, PS1, PS2 başlangıç eğeleri şekillendirmek için geliştirilmiştir. PF1, PF2, PF3 eğeleri bitiş için geliştirilmiştir.


Proendo Şekillendirme Eğeleri

Kanalların ön genişletme için kullanılır ve aynı bilindik fırçalama tekniği ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Proendo Bitiş Eğeleri

Oldukça esnek olduğundan, her kanal için sorunsuz bir şekillendirme ile bitirmenizi sağlar.



proendo sorti blister çeşitleri

Model	21mm	25mm	31mm
PSX	DC25419	DC35419	DC45419
PS1	DC25418-02	DC35418-02	DC45418-02
PS2	DC25420-04	DC35420-04	DC45420-04
PF1	DC25420-07	DC35420-07	DC45420-07
PF2	DC25425-08	DC35425-08	DC45425-08
PF3	DC25430-09	DC35430-09	DC45430-09

Ürün

Proendo

Fiyat

24 €

Gutta Percha




- Radyoopak çizgilere sahiptir.
- Doygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden üretilmiştir.
- T-endo Gutta Percha kasetleri 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmıştır.

Paper Point



- Doygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden üretilmiştir.
- T-endo kurulum kağıtları 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmıştır.
- 60 ve 200'lü kayan kaset

Length Marks



T-endo must

DC11133 must Gutta Percha (m25) 25/.06 60 Pcs.
DC11138 must Gutta Percha (m40) 40/.04 60 Pcs.
DC11150 must Gutta Percha (m50) 50/.04 60 Pcs.

.04 Tapered

DC11130 Gutta Percha 20/.04 60 Pcs.
DC11132 Gutta Percha 25/.04 60 Pcs.
DC11134 Gutta Percha 30/.04 60 Pcs.
DC11136 Gutta Percha 35/.04 60 Pcs.
DC11148 Gutta Percha 60/.04 60 Pcs.
DC11142 Gutta Percha Asorted .04 taper 60 pcs.

.06 Tapered

DC11131 Gutta Percha 20/.06 60 Pcs.
DC11135 Gutta Percha 30/.06 60 Pcs.
DC11137 Gutta Percha 35/.06 60 Pcs.
DC11139 Gutta Percha 40/.06 60 Pcs.
DC11151 Gutta Percha 50/.06 60 Pcs.
DC11149 Gutta Percha 60/.06 60 Pcs.
DC11143 Gutta Percha Asorted .06 taper 60 pcs.

Others

DC11144 Gutta Percha Asorted 120 pcs.

T-endo must

DC11123 must Paper Points (m25) 25/.06 60 Pcs.
DC11128 must Paper Points (m40) 40/.04 60 Pcs.
DC11146 must Paper Points (m50) 50/.04 60 Pcs.

.04 Taper

DC11120 Paper Points 20/.04 60 Pcs.
DC11122 Paper Points 25/.04 60 Pcs.
DC11124 Paper Points 30/.04 60 Pcs.
DC11126 Paper Points 35/.04 60 Pcs.
DC11152 Paper Points 60/.04 60 Pcs.
DC11140 Paper Points Asorted .04 taper 60 Pcs.

.06 Taper

DC11121 Paper Points 20/.06 60 Pcs.
DC11125 T-endo Paper Points 30/.06 60 Pcs.
DC11127 T-endo Paper Points 35/.06 60 Pcs.
DC11129 T-endo Paper Points 40/.06 60 Pcs.
DC11147 T-endo Paper Points 50/.06 60 Pcs.
DC11153 T-endo Paper Points 60/.06 60 Pcs.
DC11141 T-endo Paper Points Asorted .06 taper 60 Pcs.

Others

DC11145 T-endo Paper Points Asorted 200 Pcs.

Ürün	Fiyat
Gutta Percha	6 €

Ürün	Fiyat
Paper Point	5 €

Endodontik Ürünler

K-Files



- Kök kanal hazırlığı için tasarlanmış endodontik el eğesi.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- K-Files tıkalı kanalları kolaylıkla geçer.
- Arttırılmış esneklikleri sayesinde kök kanalının eğrisini sorunsuz bir şekilde takip edecek şekilde tasarlanmıştır.
- ISO numarası ürünün sapında açıkça belirtilmiştir.
- 6 adetlik blister formundadır.

H-Files



- Paslanmaz Çelik Endodontik El Eğesi. H Files, paslanmaz çelik telden yapılmıştır.
- Taper ile birlikte yiv derinliği artar, daha keskin, daha esnek bir enstrüman haline gelir.
- ISO numarası ürünün sapında açıkça belirtilmiştir.
- 6 adetlik blister formundadır.

T-endo C-Enter Sterile File 21mm

DC2721-06	C-Enter Sterile File No:6	6 adet
DC2721-08	C-Enter Sterile File No:8	6 adet
DC2721-10	C-Enter Sterile File No:10	6 adet
DC2721-12	C-Enter Sterile File No:12 21mm	6 adet
DC2721-15	C-Enter Sterile File No:15 21mm	6 adet

T-endo C-Enter Sterile File 25mm

DC2725-06	C-Enter Sterile File No:6	6 adet
DC2725-08	C-Enter Sterile File No:8	6 adet
DC2725-10	C-Enter Sterile File No:10	6 adet
DC2725-12	C-Enter Sterile File No:12	6 adet
DC2725-15	C-Enter Sterile File No:15	6 adet

T-endo C-Enter Sterile File 31mm

DC2731-06	C-Enter Sterile File No:6	6 adet
DC2731-08	C-Enter Sterile File No:8	6 adet
DC2731-10	C-Enter Sterile File No:10	6 adet
DC2731-12	C-Enter Sterile File No:12	6 adet
DC2731-15	C-Enter Sterile File No:15	6 adet

Asorti

DC2721-01	C-Enter Sterile File Asorted 6-10 21mm	6 adet
DC2725-01	C-Enter Sterile File Asorted 6-10 25mm	6 adet
DC2731-01	C-Enter Sterile File Asorted 6-10 31mm	6 adet

İçerik



Kod	Ürün	Fiyat
DC2925-01	K-Files 15-40 Numara 25mm	2.5 €
DC2925-02	K-Files 45-80 Numara 25mm	2.5 €
DC2925-06	K-Files 06 Numara 25mm	2.5 €
DC2925-08	K-Files 08 Numara 25mm	2.5 €
DC2925-10	K-Files 10 Numara 25mm	2.5 €
DC2925-15	K-Files 15 Numara 25mm	2.5 €
DC2925-20	K-Files 20 Numara 25mm	2.5 €
DC2925-25	K-Files 25 Numara 25mm	2.5 €
DC2925-30	K-Files 30 Numara 25mm	2.5 €
DC2925-35	K-Files 35 Numara 25mm	2.5 €

Kod	Ürün	Fiyat
DC2825-01	H-Files 15-40 Numara 25 mm	2.5 €
DC2825-02	H-Files 45-80 Numara 25 mm	2.5 €
DC2825-08	H-Files 08 Numara 25 mm	2.5 €
DC2825-10	H-Files 10 Numara 25 mm	2.5 €
DC2825-15	H-Files 15 Numara 25 mm	2.5 €
DC2825-20	H-Files 20 Numara 25 mm	2.5 €
DC2825-25	H-Files 25 Numara 25 mm	2.5 €
DC2825-30	H-Files 30 Numara 25 mm	2.5 €
DC2825-35	H-Files 35 Numara 25 mm	2.5 €

Kod	Ürün	Fiyat
	C-Enter Files	10 €
	Lentülo	8 €
	Barbed Broach	8 €
	Gate Glider	14 €
	Spreader	5 €



- Biyoseramik kök kanal patı, kök kanalda enfekte olmuş pulpa dokusunun çıkarılmasından sonra kök kanalı doldurmak için kullanılır.
- Bioserra akışkan bir macun kıvamındadır ve tek kullanımlık uç ve yoğunlaştırıcı bir ajan kullanılarak kök kanal içerisine kolayca uygulanır.
- Bu ürün, kök kanal içindeki ortam suyunu emerek yavaşça sertleşir.
- Beyaz renkte ve estetikdir.,
- Kök kanalın uzunluğunu kök kanal ölçüm enstrümanı ve eğe ile ölçün. Daha sonra uygun bir Guttaperka tek kon seçin.
- Tek kullanımlık bir ucu şırınganın ucuna yerleştirin ve daha sonra kök kanala ilerletin.
- Kök kanalı doldurmak için şırınga çubuğunu yavaşça kanala itin ve şırıngayı kanaldan yavaşça çekin.
- Kabarcık oluşturmamaya dikkat edin.
- Bioserra enjekte ederken şırıngayı çok fazla sıkmayın, hastada ağrı hissi oluşturabilir.
- Gutta Perka master noktasını kök kanalın içine ilerletin.
- Dental bir kesici cihaz kullanarak gutanın üst kısmını kesin.
- Ekstra Bioserra, pamuklu bir bez veya suya batırılmış pamuk topaklar kullanılarak çıkarılmalıdır.



T-Endo sealart PH (12.73) değeri yüksek olmasına rağmen, zamanla hücrelerin hızla çoğaldığını göstermekte ve kanıtlamaktadır. Bu nedenle anlaşılacağı üzere, insan vücuduna zararsız olması ile beraber, mükemmel biouyum-luluğu bulunmaktadır.

Kod	Ürün	Fiyat
DC11113	T-endo bioserra şırınga 2gr 2 g. şırınga, 10 Adet tek kullanımlık uç	75 €

Sealart

Rezın Bazlı Kök Kanal Dolgu Patı




Çalışma Zamanı : 35dk 23 °C
Uygulama Zamanı : 45dk 37 °C
Film İnceliği : 3.3 mikron


- T-endo sealart, pasta formundaki ikili şırınga olan epoksi rezin esaslı kök kanal sızdırmazlık materyalidir.
- Mükemmel sızdırmazlık ve biyouyumluluk özelliklerinin yanı sıra olağanüstü kimyasal ve fiziksel bir özelliğe de sahiptir.
- Çift şırınga sistemiyle karıştırmak kolaydır.
- Dişlerde lekelenmeye neden olmamaktadır.
- Doku sıvılarında çözünmemektedir.
- İyi seviyede radyoopasiteye sahiptir.
- Çalışma zamanı: 23°C (73°F) derecede 35 dakikadır.
- Sertleşme zamanı: 37°C(99°F) derecede 45 dakikadır.
- Temel ve daha güncel teknikler dahil olmak üzere tüm kök kanal doldurma teknikleri ile kullanılabilir.
- CE işareti, bu ürün 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygundur.
- Termoplastik metod ve tüm kondensasyon teknikleri için uygundur.
- Kanal duvarları kuru olmalıdır. SEALART kanala bir lentülo veya obtürasyon konları (gutta-percha, gümüş veya titanyum kök kanal konları) ile taşınmalıdır.
- Materyalde hava kabarcıklarının oluşumunun ve kanalın gereğinden fazla dolmasının engellenmesi için çok düşük hızdaki lentüloyu yavaş yavaş apekse doğru ilerletiniz.
- Hala düşük hızda çalışmakta olan lentüloyu çok yavaşça geri çekiniz.
- Dezenfekte edilmiş ve kuru olan master cone'u SEALART'a batırınız ve pompalama hareketiyle yavaşça kanalın içerisine doğru itiniz.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler


Akışkanlık




Çözünürlük



Radyo Opasite



Yüzey Geçirgenliği



Kod

Ürün

Fiyat

DC11112 Sealart 13,5 g. Şırınga ve karıştırma kağıdı

20 €

Endodontik Ürünler

Fillart


Geçici Dolgu



- El aletleri ile kolayca uygulanabilir.
- Nemli ortamlarda hızlı polimerizasyon.
- Genişleyerek daha iyi dolduruculuk sağlar.

- Önceden hazırlanmış kaviteyi pamuk yardımı ile kurulayınız. (tamamen kurutmadan)
- Uygun bir el aleti yardımıyla yeterli miktarda fillart'ı kaviteye uygulayınız.
- 1. sınıf kavite söz konusu ise hastayı dolguyu ısırtma işlemi ile yükseklik olmadığından emin olunuz. Değilse kavite duvarlarına uygun şekilde dolguyu biçim- lendiriniz.
- Nemli bir pamuk yardımıyla fazlalığı kavite kenarlarına doğru iterek siliniz.

Donma Süresi



Surgitip

Tek Kullanımlık Suction Ucu



- Tek kullanımlık cerrahi aspiratör ucu.
- Standart 2.5mm çap

100 st.pc surgical tips for single use
5 pcs double adaptors



Kod	Ürün	Fiyat
DC11114	T-endo fillart 40 gr	5 €

Kod	Ürün	Fiyat
DC910	Surgitip	12 €

VDW.ROTATE™
NiTi Kök Kanal Eğesi

Yeni nesil rotasyon şekillendirme eğesi

ÇOK YÖNLÜ

VDW Rotate 3'lü basit dizilim ve bazı klinik vakalar için daha geniş eğeler ve uyumlu gutta-perka ve kurutma kağıtları

ETKİLİ DEBRİS ATIMI

Adapte "S" kesim, güvenli ve etkin debris atışı için daha geniş alan ve eğe kontrolü sağlar.

DOĞAL KÖK KANAL ANATOMİSİNE SAYGI

Eğeler, özel ısıtma işlemleri sayesinde kesiciliğinden hiçbir şey kaybetmeden çok daha esnek bir şekilde doğal kanal anatomisini güvenli bir biçimde şekillendirir.

Kök Kanal Eğeleri

C-Pilot Files



Döner alet kullanımı öncesi kanalın hazırlığında

- Paslanmaz çelik, CC+ Sap
- Özel bir termal sertleştirme işlemi nedeniyle yüksek bükme gücü
- Eğe kullanımı öncesinde pürüzsüz bir kaygan çalışma yüzeyi oluşturulmasını sağlar
- İnaktif Pilot Uç (Keskin Olmayan), enstrümanın kanal boyunca güvenli ilerlemesini sağlar
- Kavisli ve kalsifiye kök kanalları için uygun
- Radyopak derinlik işaretleri
- Iso renk kodlaması

Size		19 mm	21 mm	25 mm	
06	●	368 019 006	368 021 006	368 025 006	
08	●	368 019 008	368 021 008	368 025 008	
10	●	368 019 010	368 021 010	368 025 010	
06-10		368 019 210	368 021 210	368 025 210	
12.5	●	368 019 012	368 021 012	368 025 012	
15	○	368 019 015	368 021 015	368 025 015	

Kendo Files

Size/ISO		21 mm	25 mm	31 mm
006	●	V20 0706 021 006	V20 0706 025 006	V20 0706 031 006
008	●	V20 0706 021 008	V20 0706 025 008	V20 0706 031 008
010	●	V20 0706 021 010	V20 0706 025 010	V20 0706 031 010
015	○	V20 0706 021 015	V20 0706 025 015	V20 0706 031 015
020	●	V20 0706 021 020	V20 0706 025 020	V20 0706 031 020
025	●	V20 0706 021 025	V20 0706 025 025	V20 0706 031 025
030	●	V20 0706 021 030	V20 0706 025 030	V20 0706 031 030
035	●	V20 0706 021 035	V20 0706 025 035	V20 0706 031 035
040	●	V20 0706 021 040	V20 0706 025 040	V20 0706 031 040
045	○	V20 0706 021 045	V20 0706 025 045	V20 0706 031 045
050	●	V20 0706 021 050	V20 0706 025 050	V20 0706 031 050
055	●	V20 0706 021 055	V20 0706 025 055	V20 0706 031 055
060	●	V20 0706 021 060	V20 0706 025 060	V20 0706 031 060
070	●	V20 0706 021 070	V20 0706 025 070	V20 0706 031 070
080	●	V20 0706 021 080	V20 0706 025 080	V20 0706 031 080
006-010		V20 0706 021 210	V20 0706 025 210	V20 0706 031 210
015-040		V20 0706 021 230	V20 0706 025 230	V20 0706 031 230
045-080		V20 0706 021 240	V20 0706 025 240	V20 0706 031 240

Kod	Ürün	Fiyat
	C Pilot 6'lı Eğe	18 €
	Kendo Files	6 €

VDW.ROTATE™

STERILE



Basit dizilim Asorti	21mm	25 mm	31mm
15.04, 20.05, 25.06	MST VROT 321 AST	MST VROT 325 AST	MST VROT 331 AST
Basit dizilim Asorti	21mm	25 mm	31mm
30.04	MST VROT 421 430	MST VROT 425 430	MST VROT 431 430
35.04	MST VROT 421 435	MST VROT 425 435	MST VROT 431 435
40.04	MST VROT 421 440	MST VROT 425 440	MST VROT 431 440
50.04	MST VROT 421 450	MST VROT 425 450	MST VROT 431 450
60.04	MST VROT 421 460	MST VROT 425 460	MST VROT 431 460
30.06	MST VROT 421 630	MST VROT 425 630	MST VROT 431 630
35.06	MST VROT 421 635	MST VROT 425 635	MST VROT 431 635
40.06	MST VROT 421 640	MST VROT 425 640	MST VROT 431 640

4'lü Blister

21mm


25.05

MST VROT 421 525



VDW.ROTATE™ Paper Points

STERILE



Size/Taper	29 mm
25.04	MST VRPP 000 425
30.04	MST VRPP 000 430
35.04	MST VRPP 000 435
40.04	MST VRPP 000 440
50.04	MST VRPP 000 450
60.04	MST VRPP 000 460
25.06	MST VRPP 000 625
30.06	MST VRPP 000 630
35.06	MST VRPP 000 635
40.06	MST VRPP 000 640
60 x 25.06 60 x 30.04 30 x 35.04 30 x 25.04	MST VRPP 000 AST

VDW.ROTATE™ Gutta-Percha



Size/Taper	28 mm
25.04	M00 VRGP F00 425
30.04	M00 VRGP F00 430
35.04	M00 VRGP F00 435
40.04	M00 VRGP F00 440
50.04	M00 VRGP F00 450
25.06	M00 VRGP F00 625
30.06	M00 VRGP F00 630
35.06	M00 VRGP F00 635
40.06	M00 VRGP F00 640
24 x 25.06 12 x 30.04 12 x 35.04 12 x 25.04	M00 VRGP F00 AST

Ürün

Fiyat

Rotate 4'lü

50 €

Rotate 3'lü

38 €

Ürün

Fiyat

Paper Points

20 €


Gutta-Percha

20 €

Kök Kanal Eğeleri

VDW.M_{two}


- Preparasyondan obtürasyona kolay ve güvenli sistem
- Tüm kanallar için tek çözüm
- Simultane Şekillendirme: Fırçasal hareketle kullanıldığında apikal ve lateral olarak keser
- Her eğe bir sonraki için kayganlığı arttırılmış bir yol hazırlar
- Gereksiz dentin kaybını önler



S' Kesitli Özel Tasarım

- İki etkin kesici yüzeyi vardır
- Dentin parçacıklarının çıkışına imkan verecek radyal temas prensibi ile dizayn edilmiştir
- Gücünü düşürmeyecek şekilde maksimum esneklikle tasarlanmıştır

Keskin Olmayan Uç
Apikalde güvenli çalışma



Asortiler

	Mtwo® 16mm		Mtwo® 21mm	
	21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
10/.04, 15/.05, 20/.06, 25/.06	0007 021 701	0007 025 711	0007 025 701	0007 031 701
30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07	0007 021 702	0007 025 702	-	0007 031 702

Temel Dizi

	Mtwo 16mm		Mtwo 21mm	
Size/taper	21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
10/.04	0234 021 010	0234 025 010	1234 025 010	1234 031 010
15/.05	0235 021 015	0235 025 015	1235 025 015	1235 031 015
20/.06	0236 021 020	0236 025 020	1236 025 020	1236 031 020
25/.06	0236 021 025	0236 025 025	1236 025 025	1236 031 025

Geniş Kanal Anatomileri

	Mtwo® 16mm		Mtwo® 21mm	
Size/taper	21 mm	25 mm	25 mm	31 mm
30/.05	0235 021 030	0235 025 030	1235 031 030	
35/.04	0234 021 035	0234 025 035	1234 031 035	
40/.04	0234 021 040	0234 025 040	1234 031 040	
45/.04	0234 021 045	0234 025 045	1234 031 045	
50/.04	0234 021 050	0234 025 050	1234 031 050	
60/.04	0234 021 060	0234 025 060	1234 031 060	


Retreatment Files



Dolgu maddelerinin etkili şekilde çıkarılması için özel dizayn

- Kolay ilerleme için kesici uç
- Ekstra basınç uygulamadan dolguya girmesini sağlayan aç

Dar Kanallar İçin Geniş Kanallar İçin



m_{two}

Kod	Ürün	Fiyat
0400070217..	Mtwo 4'lü Blister	36 €
0402320210..	Retreatment 6'lı Eğe	54 €

VDW Reciproc Blue



RECIPROC blue kök kanal eğeleri tek eğe ile şekillendirme için tasarlanmıştır. Bu nedenle, çoğu durumda bir kayma yolu oluşturmadan yalnızca tek bir reciproc eğe ile bir kök kanalı tamamen hazırlanabilir.

RECIPROC blue ile kök kanal hazırlığının öğrenilmesi ve öğretilmesi kolaydır. Rotary NiTi sistemlerine kıyasla daha az prosedür hatası* olasılığı ile. Eğe seçimi kolaydır. Durumunuza en uygun Reciproc ailesinin üyesini seçin.

S şeklindeki kesit , özel tasarımı sayesinde sorunsuz ilerler ve verimli kesim yapar. Alet itmeden hareket eder, böylece dentin üzerindeki stres en aza indirilir. Kök kanal hazırlık süresi azalır . Şekillendirme için daha az zaman, dezenfeksiyon için daha fazla zaman ve tedavi edilen daha fazla hasta anlamına gelir. Eğeler, yalnızca sabit kesme verimliliği için tek bir işlem için kullanılmak üzere yapılmıştır .

Blister pack of 6 instruments

Size	21mm	25mm	31mm
R25	V040212021025	V040212025025	V040212031025
R40	V040212021040	V040212025040	V040212031040
R50	V040212021050	V040212025050	V040212031050

Blister pack of 4 instruments

Size	21mm	25mm	31mm
R25	V040012021025	V040012025025	V040012031025
R40	V040012021040	V040012025040	V040012031040
R50	V040012021050	V040012025050	V040012031050

VDW FlexMaster®



Farklı kanal türleri için seçilebilecek üç dizi:

Büyük, orta ve dar kanallar.

Çalışma uzunluğu 21, 25, 31 ve çalışma parçası 16 mm

- Taper .02, .04, .06
- 04 ve .06 şekillendirme aşaması için kullanılır
- 02 güvenli apikal genişleme için

FlexMaster Giriş Eğesi

Kök kanal ağzının konik olarak büyütülmesi için.

%11 konik

19 mm çalışma uzunluğu, 9

FlexMaster® Taper .02: Blister pack of 6 instruments

Size		21mm	25mm
15/.02	○	V040341021015	V040341025015
20/.02	●	V040341021020	V040341025020
25/.02	●	V040341021025	V040341025025
30/.02	●	V040341021030	V040341025030
35/.02	●	V040341021035	V040341025035
40/.02	●	V040341021040	V040341025040
45/.02	○	V040341021045	V040341025045
50/.02	●	-	V040341025050
60/.02	●	-	V040341025060
70/.02	●	-	V040341025070

FlexMaster® Taper .06: Blister pack of 6 instruments

Size		21mm	25mm
15/.06	○	V040343021015	V040343025015
20/.06	●	V040343021020	V040343025020
25/.06	●	V040343021025	V040343025025
30/.06	●	V040343021030	V040343025030
35/.06	●	V040343021035	V040343025035
40/.06	●	V040343021040	V040343025040

FlexMaster® Taper .04: Blister pack of 6 instruments

Size		21mm	25mm	31mm
15/.04	○	V040342021015	V040342025015	
20/.04	●	V040342021020	V040342025020	V040342031020
25/.04	●	V040342021025	V040342025025	V040342031025
30/.04	●	V040342021030	V040342025030	V040342031030
35/.04	●	V040342021035	V040342025035	V040342031035
40/.04	●	V040342021040	V040342025040	V040342031040

FlexMaster® Intro File

Size	19mm
22/.11	V040357019000

Kod	Ürün	Fiyat
	VDW Reciproc Blue	95 €
	VDW FlexMaster	80 €
	Reciproc Gutta ve Paper	25 €

Kök Kanal Dolum

Guttapercha

Kanal Dolgu



M_{two} NiTi Sistemine uygundur. Sıcak ve soğuk obtrasyon tekniklerine uygun alfa-bazlı, düşük erime noktası

Size/Taper		28 mm
25/.06	●	0220 628 025
30/.05	●	0220 528 030
35/.04	●	0220 428 035
40/.04	●	0220 428 040
45/.04	○	0220 428 045
50/.04	●	0220 428 050
60/.04	●	0220 428 060
25/.07	●	0220 728 025
30/.06	●	0220 628 030
35/.06	●	0220 628 035
40/.06	●	0220 628 040
20 x 25/.06, 10 x 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07 each		0220 028 457

PaperPoints

Kanal Kurutma



Tam doygun uçlar ile güçlü bağlanma etkisi. Enfeksiyon kontrolü için blister ambalaj 144 parça:
Her blisterde 4 parça

Size/Taper		29 mm
25/.06	●	0225 629 025
30/.05	●	0225 529 030
35/.04	●	0225 429 035
40/.04	●	0225 429 040
45/.04	●	0225 429 045
50/.04	●	0225 429 050
60/.04	○	0225 429 060
25/.07	●	0225 729 025
30/.06	●	0225 629 030
35/.06	●	0225 629 035
40/.06	●	0225 629 040
48 x 25/.06, 24 x 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07 each		0225 029 457

2 Seal



- Epoksi-amin bazlı sealer.
- Sıcak obtürasyona uygun 250 °C kadar ısıtılabilir.
- Optimal viskozite, tüm kanal bölgesine ulaşır.
- Yüksek biyokompatibilite.
- Uzun süre boyut stabilizasyonu.

Kod	Ürün	Fiyat
0225....	PaperPoints	20 €
0220.....	GuttePercha	20 €
41020	2 Seal	120 €

Eddy

Kök Kanal İrrigasyon



STERILE



EDDY, 5000 – 6000 Hz aralığında Airscaler ultrasonic ve sonic cihazlarla (W&H ZA-55, NSK TI-Max S970, KaVo SONICflex 2003) kullanılabilen irrigasyon aktivasyon ucudur.

TA 200

Air Scaler

MICRON®



TA-200 uçları değiştirilerek hem endodontik aktivatör hem de scaler olarak kullanılabilir.



Daha etkin ve hızlı endodontik tedavi Kontrol edilebilir güç çıkışı

Model	TA-200-S4H	TA-200-S2H
Bağlantı Uyumu	Midwest 4 hole	Borden 2 or 3 hole
Frekans Aralığı	6000Hz	
Ağırlık	54g	Uzunluk 96mm

Kod	Ürün	Fiyat
041440	Eddy 5X2 2'li Paket	64 €
TA200	TA200	490 €

Endodontik Cihazlar

Raypex 6®



- Renkli ekran
- Demo modu
- Kolay kullanılabilir menü
- Ölçüm doğruluğunu test eden kalibrasyon menüsü

Ultra®



- Yüksek performanslı endodontik ultrasonik cihazı
- Net bir şekilde belirlenmiş güç aralıklarıyla istenilen tedaviyi seçme imkanı sunar
- Doğru ayarlanabilir güç ile tedavileri kontrol optimal ve etkili tedavi
- Patentli piezo teknolojisi
- Endo, post, kavite ve kanal yenileme modları ile tedavilerinizde en büyük yardımcınız.

BeeFill 2in1



- Sıcak vertikal kondensasyon ile %90 başarı oranı (toronto study 2003 and 2004)
- Her kanal tipinde güvenli kullanım
- Homojen ve sıkı dolgu
- Lateral kondensasyona göre daha hızlı dolgu restorasyonu
- Tek seansta adesive restorasyon mümkündür.
- Diş kırıkları açısından minimum risk
- Kanal postlarının kolay yerleştirilmesi; istenilen seviye kadar dolum yapabilme imkanı, fazla gutta – perchanın uzaklaştırma işlemini gereksiz kılar.

Kod	Ürün	Fiyat
041113000000	Raypex 6 Kit	1.250 €
041400000501	Ultra	1.250 €
040532053060	BeeFill 2 In1 Kit	2.500 €

Gold® Reciproc

Entegre Apex Locator'lı Endodontik Mikromotor



- Hafızada kayıtlı 15 program.
- Tork ve devir ayarlı.
- 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği.
- Başlık üzerinde apex locator.
- Ayrıca kullanılabilir opsiyonel apex locator aparatları.
- Autoreverse özelliği.
- 6:1 oranlı Sirona Angludruva.
- Eğe sistemini seçebilirsiniz.
- Tüm önemli NİTİ sistemleri için önceden programlı tork ve hız ayarı.
- Çok çeşitli hız ve tork ayarı kolayca yapılır ve hafızaya alınabilir.
- Otomatik güvenlik fonksiyonlarıyla akıllı kontrol.
- Yalnızca apex locator olarak kullanılabilir
- Uygun pil operasyonu: motor sarj olurken de çalışabilir


Silver® Reciproc



- Şarj edilebilir.
- 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği.
- Tork ve devir ayarlı.
- Autoreverse özelliği.
- 6:1 oranlı Sirona Angludruva.
- Güvenli operasyon için tork kontrolü.
- Birçok NİTİ sistemi için geniş tork kapsamı.
- Tüm NİTİ sistemleri için özel tork ve hız seçimi.
- 15 özel ayar için kişisel program seçimi.
- Uygun pil operasyonu: motor sarj olurken de çalışabilme.
- Sesli uyarı sistemi

Kod	Ürün	Fiyat
411730000000	Gold Reciproc Cihazı	2.750 €
041163000000	Silver Reciproc Cihazı	1.750 €



A i - M o t o r




- Self Ledge Bypassing tekniđi ile perforasyon ve kırık alet bypass'ı yapan otomatik mod
- 10 derecelik açılarla kişiselleştirilebilir resiprokasyon ayarlama seçeneđi
- 100 - 2500 rpm dönüş hızına sahip, güçlendirilmiş, fırçasız motorlara kıyasla 10 kat daha dayanıklı yeni mikromotor
- 360 derece dönen mini angulduruva
- Dünyanın en sessiz endomotoru
- Temassız gelişmiş şarj teknolojisi
- Tamamen kablosuz kullanım
- Entegre son jenerasyon apex bulucu

Kod	Ürün	Fiyat
AI-BLACK	Ai-Motor Black	1.150 €

AI Motor



AI motor



Diğer motorlar



360 derece ayarlanabilen ultra küçük push-but-ton 6:1 anguldruva



Eklenebilir kullanıcı ayarları



2000 mAh yüksek kapasite batarya



Sessiz, güçlü ve stabil



Entegre Apex bulucu



Sürekli güncel yazılım



Kablosuz şarj özelliği

Kod	Ürün	Fiyat
AI-MOTOR	AI Motor Beyaz, Pembe, Mor	950 €



2in1

Tek cihazla iki işlem

- Elektriksel pulpa testi
- Manyetik 360° hareket imkanı sağlayan stant: İstediğiniz yöne ayarlanabilir ekran. Keskin görüntü sağlayan 3.8" LCD dokunmatik ekran.
- Ayarlanabilir sesli uyarı sistemi: Apex'e yaklaştıkça artıp-azalan sesli uyarı sistemi.
- Otomatik kalibrasyon
- DSP işlemci modülü : 2.125 kat daha hızlı işlem.
- Endo-Motor entegrasyonu : Endo motor cihazına bağlanıp, autoreverse vb. özellikler entegre olarak kullanılabilir.
- Islak ve kuru kanallarda çalışma imkanı.
- 4 farklı çalışma modu
- Tek dolum ile 5 saat kesintisiz çalışma imkanı.



Kod	Ürün	Fiyat
AI-PEX	Ai-Pex	390 €

Woodpex 5

Apex Locator



- 5. nesil elektro devre mühendisliği ile donatılmış en son teknolojiyi kullanan son derece hassas bir cihazdır.
- Gelişmiş çok frekanslı ağ empedans ölçüm teknolojisine dayanmaktadır.
- Islak kanallarda etkili çalışır. Parlak LCD ile donatılmış, net görüntüler ve farklı renkler eğerin yolunu net bir şekilde gösterir.
- Daha istikrarlı performans ve daha rahat çalışmaya katkıda bulunur.
- Doğruluk oranı % 97,71'e yükseltilmiştir.
- Yeni nesil çip ile gerçek zamanlı tepki, iki kat hassasiyet sunar.

B-Cure Plus

Işın Dolgu Cihazı




- Turbo, Pulse, Normal ve Soft modları ile tüm ihtiyaçlarınıza uygun kullanım sağlar.
- 1 sn. ve 3 sn. ayarlanabilen ortodontik kullanımı mevcuttur.
- 3000mw/cm2 kadar ışık yoğunluğu gücündedir.
- Metal ve otoklavlanabilir 5w LED başlığa sahiptir.
- Yedek batarya mevcuttur.

Kod	Ürün	Fiyat
WOODPEX	Woodpex 5 Apex Locator	240 €
B-CURE	B-Cure Plus	295 €

DTE D600



- D600, profilaksi, periodontal tedaviler, irrigasyon aktivasyonu, retreatment, post sökme, kavite girişi düzenleme işlemlerinizde en etkili yardımcıdır.
- Bağımsız su tankı ile ultrasonik uçların uzun süre kullanımına ve mobil kullanım sağlar.
- LED başlığı ile en hassas tedavilerde mükemmel alan görüntülemesi sunar.
- Dokunmatik kontrol paneli
- Gelişmiş endo modu



Kod	Ürün	Fiyat
D600	D600	750 €
	Ultrasonic Uç ED1,ED2,ED3D,ED4,ED5,D8,ED9,ED10D,ED11D,ED14,ED14D,ED15,G7,G8	15 €
	Ultrasonic Uç ED6,ED7,ED12D,ED15D	25 €



- Kusursuz Gutta-Percha akıcılığı ile düzgün, stabil ve pürüzsüz gutta-percha
- Geleneksel yöntemlere göre kullanıcıya konforlu ve rahat kullanım sağlar.
- Gutta-Percha taşmasının neden olacağı riskleri ortadan kaldırır.
- Otomatik temizleme özelliği ile bakım gerektirmez.

- Yeniden kullanılabilir enjeksiyon iğnesi
- 360° döndürülebilir
- Guta-perka çubuğu doğrudan enjeksiyon iğnesine doldurulur.
- Makine içerisinde guta perka kalıntısı yoktur, temizlemeyi kolaylaştırır.
- Guta-perka bari cihazın soğuması beklenmeden istenildiği zaman değiştirilebilir.

Kod	Ürün	Fiyat
FI-SET	FI-E & FI-P Set	1200 €

BTR Pen



BTR PEN, teknolojisi sayesinde kanal içinde kırılan eğelerin ve uçların çıkarılması için, etkili ve tekrarlanabilir prosedür izlemenizi sağlar. Ultra ince ve çok esnek çalışma uçları, son derece dayanıklı NiTi halka ucuyla kırık alete ulaşmayı kolaylaştırır. BTR PEN kırık alete kolayca ulaşmanıza ve güvenli bir şekilde çıkarılmasına imkan tanır.

- Her kök kanal tipi için tek bir sistem
- Kırık aletleri çıkarmak için hassas kavrama
- Dünyanın en ince çalışma ucu – yalnızca Ø 0,2 mm - Ø 0,3 mm - Ø 0,4 mm - Ø 0,5 mm
- Ergonomik ve rahat manipüle edebileceğiniz komple çelik gövde
- Ömür boyu garantili
- Çoklu kullanıma uygun dizayn, bu sayede otoklavlanabilir.
- Kolay ve hızlı kullanıma uygun tasarım

İçerik

- BTR PEN
- BTR Kalibratör
- BTR Uç (5 adet)
- BTR Yay (Yumuşak ve sert)
- O-ring (3 adet)

BTR PEN

DÜNYA'NIN EN İNCE ÇALIŞMA UCUNA SAHİP
KANAL İÇİ KIRIK ALET
Ömür Boyu
Garantili *Çıkarma Seti*



Kod	Ürün	Fiyat
W-BTR	BTR Pen	1.000 €
W-BTR3	BTR Pen Refill NiTi uç - Ø 0,2 mm - Ø 0,3 mm	70 €
W-BTR4-5	BTR Pen Refill NiTi uç - Ø 0,4 mm - Ø 0,5 mm	70 €



MTA+ Mini



Kök kanallarının doldurulması ve remineralizasyonu için tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları:

- Kök kanal perforasyonu
- Rezorbsiyon tedavilerinde
- Apexifikasyon
- Pulpanın direk kuafaji
- Pulpa ampütasyonu
- Apexogenesis tedavisinde

Bio MTA+ Mini



Bio MTA+ kök kanal tedavilerde kullanılmak üzere, kök kanallarının dolumu ve remineralizasyonu için kullanılır. Bio MTA+ sıvı ile karıştırıldığında çalışma süresi 4 dk ve materyal sertleşme süresi 2 saattir. Materyalin bu özelliği tek seansta tedaviye izin verir. Yüksek konsantrasyonda kalsiyum iyonları diş dokusunu remineralize eder. Silikon ve kalsiyum bileşenleri, duvar perforasyonu ve intrakanal rezorbsiyon sonrası doku rejenerasyonunu destekler. Bio MTA + geleneksel MTA 'lardan üç kat daha dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:

- Kök kanal perforasyonu
- Rezorbsiyon tedavilerinde
- Apexifikasyon
- Pulpanın direk kuafaji
- Pulpa ampütasyonu
- Apexogenesis tedavisinde

Uygulama

- Bio MTA+ sıvı pipet ucu kesin.
- Karıştırma kağıdı üzerine 1-2 damla sıvı ile tozun tamamını boşaltın.
- Materyal yumuşak plastik kıvamını alana kadar 30s karıştırın. Eğer karışım çok kıvamlı veya çok kırılgansa bir damla daha sıvı ekleyin
- DİKKAT! Bio MTA+ tozunu sadece Bio MTA+ sıvısı ile karıştırın
- Karışımı uygulayıcı bir enstrüman yardımıyla ilgili bölgeye yerleştirin.
- Bir kutu Bio MTA+ tozu tek kullanımlık doz içerir. Bio MTA+ sıvısı ile karıştırıldığında, karışmış dozu maksimum 4 dakikada tüketin. Daha sonra karışım sertleşir.

Kod	Ürün	Fiyat
W-MTA MINI	MTA + MINI 3 x 0,14 g MTA +, 1 ml sıvı	30 €
W-BMTA MINI	Bio MTA+ Mini - 3 x 0,14 Gr + 1 ml Şişe	38 €



MTA

Bio MTA+ Maxi



Bio MTA+ kök kanal tedavilerde kullanılmak üzere, kök kanallarının dolumu ve remineralizasyonu için kullanılır. Bio MTA+ sıvı ile karıştırıldığında çalışma süresi 4 dk ve materyal sertleşme süresi 2 saattir. Materyalin bu özelliği tek seansta tedaviye izin verir. Yüksek konsantrasyonda kalsiyum iyonları diş dokusunu remineralize eder. Silikon ve kalsiyum bileşenleri, duvar perforasyonu ve intrakanal rezorbsiyon sonrası doku rejenerasyonunu destekler.

Uygulama

- Bio MTA+ sıvı pipet ucu kesin.
- Karıştırma kağıdı üzerine 1-2 damla sıvı ile tozun tamamını boşaltın.
- Materyal yumuşak plastik kıvamını alana kadar 30s karıştırın. Eğer karışım çok kıvamlı veya çok kırılgansa bir damla daha sıvı ekleyin
- DİKKAT! Bio MTA+ tozunu sadece Bio MTA+ sıvısı ile karıştırın
- Karışımı uygulayıcı bir enstrüman yardımıyla ilgili bölgeye yerleştirin.
- Bir kutu Bio MTA+ tozu tek kullanımlık doz içerir. Bio MTA+ sıvısı ile karıştırıldığında, karışmış dozu maksimum 4 dakikada tüketin. Daha sonra karışım sertleşir. Bio MTA + geleneksel MTA 'lardan üç kat daha dayanıklıdır.

Uygulama Tabancası



- 0,8 mm çapındaki şırınga korozyona dayanıklı
- paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Ergonomik sap
- Hafif tasarım
- Kolay ve rahat uygulama

Kod	Ürün	Fiyat
W-MTA MAXI	Bio Mta Maxi Bio MTA + Maxi - 10 x 0,14 Gr + 1 ml Şişe	75 €
W-NARZ08	Uygulama Tabancası MTA uygulama şırıngası	60 €



Calcipast

Kalsiyum Hidroksit Pastası



- Hasarlı dokuların yeniden yapılanmasını ve dentin oluşmasını sağlar.
- İltihabı azaltır. Pulpanın termo-elektrik uyarından korunmasını sağlar.
- Kök kanalı sistemi içine sızıntıların girmesini engeller.
- Anti-bakteriyel etkilidir.
- Baryum sülfat içerdiğinden dolayı radyoopaktır.

Uygulama

- Direkt ve indirekt pulpa kapama ile geçici kaplama
- Kaviteyi hazırlayınız
- Şırınga ucu ile Calcipast'ı uygulayınız.
- Geçici Kök Kanalı Dolgusu Olarak
- Kemo-mekanik hazırlık materyallerini (Endo-Solüsyon, Endo-Prep Krem) kullanarak kanalı mekanik olarak hazırlayınız; iyice yıkayınız (Chloraxid) ve kanalı kurutunuz.
- Kök kanalını iyice kurutmak için Endo-aspiratör kullanabilirsiniz.
- Aplikatörü apeks ağzının 1/3'ü derinliğine tutarak kanalı CALSIPAST ile doldurunuz, fazla preparatı alınız ve kanal ağzını kapatınız. En fazla 30 gün içerisinde gerekirse tedaviyi yenileyiniz.

Canal Dedector

Kök Kanal Bulucu



- Kök kanalı deliklerinin planlandığı yerdeki dentini kaldırınız.
- Pulpa boşluğu tabanına 1-2 damla damlatınız, 5-10 saniye bekleyiniz.
- Pulpa boşluğunu durulayınız ve kurutunuz.
- Yoğun şekilde maviye boyanan noktalar, kök kanalı deliklerini gösterir. Kullanımdan sonra, preparatın aşırı akmasını önlemek için şırınganın pistonunu geri çekiniz, aplikatörü çıkartınız ve şırıngayı beyaz kapak ile kapatınız.

Uygulama

- Pulpayı kök kanal tedavisi için hazırlayınız.
- Önce sodyum hipoklorit ile irrigasyon önerilir.
- Kök kanalından iltihaplı pulpayı çıkartınız.
- Kök kanalına, eğe yardımıyla Endo-Prep Kremi uygulayınız.

Kod	Ürün	Fiyat
W-C	Calcipast Calcipast 2.1 Gr Hazır Şırınga	24 €
W-CD	Canal Dedector 1 Calcipast Forte Hazır Şırınga 2,1gr, 5 Uygulama Ucu	15 €



Endodontik Ürünler

Endo-Prep Jel

Kanal Lubricant Jel



- Kök kanal eğelerinin, kanala girişini kolaylaştıran ve kök kanalı içinde sıkışma veya kırılma tehlikesini en aza indirir.
- Ürünün içindeki %17 EDTA kalsiyum ve magnezyum iyonlarını durulayarak dentinin yüzey katmanını yumuşatır, dentin talaşlarının uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.
- Mükemmel yoğunluk, uygulama kolaylığı ve ürünün doğrudan eğe üzerine yerleştirilebilmesini sağlar.
- Luer-lock şırıngalarla güvenli uygulama sağlar.

Uygulama

- Pulpayı kök kanal tedavisi için hazırlayınız.
- Önce sodyum hipoklorit ile irrigasyon önerilir.
- Kök kanalından iltihaplı pulpayı çıkartınız.
- Kök kanalına, eğe yardımıyla Endo-Prep Jeli uygulayınız.

Endo-Prep Cream

Kanal Lubricant Krem



- Kök kanal eğelerinin, kanala girişini kolaylaştıran ve kök kanalı içinde sıkışma veya kırılma tehlikesini en aza indirir.
- Ürünün içindeki %15 EDTA kalsiyum ve magnezyum iyonlarını durulayarak dentinin yüzey katmanını yumuşatır, dentin talaşlarının uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.
- Mükemmel kremi yoğunluk, uygulama kolaylığı ve ürünün doğrudan eğe üzerine yerleştirilebilmesini sağlar.
- Luer-lock şırıngalarla güvenli uygulama sağlar.

Uygulama

- Pulpayı kök kanal tedavisi için hazırlayınız.
- Önce sodyum hipoklorit ile irrigasyon önerilir.
- Kök kanalından iltihaplı pulpayı çıkartınız.
- Kök kanalına, eğe yardımıyla Endo-Prep Kremi uygulayınız.

Chloraxid Jel %2

Kök Kanal İrrigasyon Jel



- Jel kıvamı ürünün apikal açıklığın ötesine geçme riskini en aza indirir ve özellikle zor durumlarda ideal bir çözüm haline getiren hassas bir uygulama kontrolü sağlar.
- Sıvı sodyum hipokloritin etkinliğini iş kontrol ve emniyetiyle birleştirir.
- Kök kanallarının mekanik işlenmesi sırasında ölü pulpa kalıntılarının giderilmesinde, kanal dolumundan önce dentin tübüllerini açığa çıkarmak ve kök kanalını organik dokulardan uzaklaştırmak için kullanılır.
- Dişlerin renk kaybını, bir kök kanalının tıkanmadan doldurmasını önler.
- Ürünün jel kıvamı ürünün apikalin dışına itilmesi riskini en aza indirir ve uygulamanın hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.
- Geniş, gelişimi tamamlamamış veya hasar görmüş apekslerle kök kanallarının hazırlanması için özellikle önerilir.

Kod	Ürün	Fiyat
W-EPG2	Endo Prep Jel 2 ml şırınga	7 €
W-EPC2	Endo-Prep Cream 2 ml şırınga	9 €
W-CHLG2	Chloraxid %2 Jel 2 ml şırınga	6 €



Gluco-Chex Jel %2

Klorheksedin Jel



- Jel, kök kanalı hazırlığını ve tedaviyi basitleştirir, aracın kanala girişini kolaylaştıran ve kınılmasını önleyen yağlar içerir.
- Pulpa iltihabı olan kök kanallarının durulanması için önerilir.
- Retreatment tedavileri için uygundur.
- Bakteri bağıışıklığına karşı oldukça etkilidir.
- Renklenmeye neden olmaz.

Uygulama

- Pulpa boşluğu açın, kök kanalı ağzını ortaya çıkarınız.
- Önce GLUCO-CheX 2% ile durulayınız.
- Kök kanalından iltihaplı pulpayı çıkartınız.
- Bolca GLUCO-CheX 2% ile durulayınız, aynı zamanda kanalı mekanik olarak hazırlayınız. İğneli şırınga yoluyla kök kanalının içine sıvıyı boşaltınız.
- Endo-aspiratör yoluyla kanal içeriğini ve sıvıyı aspire ediniz.

Chloraxid Jel %5.25

Kök Kanal İrrigasyon Jel



- Jel kıvamı ürünün apikal açıklığın ötesine geçme riskini en aza indirir ve özellikle zor durumlarda ideal bir çözüm haline getiren hassas bir uygulama kontrolü sağlar.
- Sıvı sodyum hipokloritin etkinliğini iş kontrol ve emniyetiyle birleştirir.
- Kök kanallarının mekanik işlenmesi sırasında ölü pulpa kalıntılarının giderilmesinde, kanal dolumundan önce dentin tübüllerini açığa çıkarmak ve kök kanalını organik dokulardan uzaklaştırmak için kullanılır.
- Dişlerin renk kaybını, bir kök kanalının tıkanmadan doldurmasını önler.
- Ürünün jel kıvamı ürünün apikalin dışına itilmesi riskini en aza indirir ve uygulamanın hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.
- Geniş, gelişimi tamamlamamış veya hasar görmüş apekslerle kök kanallarının hazırlanması için özellikle önerilir.

Kod	Ürün	Fiyat
W-G200	Gluco-Chex Jel	14 €
W-CHLG5	Chloraxid Jel % 5.25 Gluco-Chex %2 Jel Şırınga	7 €



Kök Kanal Solüsyonları

Chloraxid %2

Kök Kanalı İrrigasyon solüsyonu (Sodyum Hipoklorit %2)



- Mekanik kanal genişletme sırasında ölü pulpayı kaldırır.
- Kanal dolgusundan önce dentinal tubuli ağzını açığa çıkarmak için (şampanya efekti) kanalı temizler.
- Kök kanalı dolgusu yapıldıktan sonra durulanmadığında ortaya çıkabilen renklenmeyi engeller.
- Kök kanalı hazırlığı sırasında EDTA içeren preparatların kullanılması önerilir.
- Ürünün içindeki sodyum hipoklorit, organik madde ile temasa geçtiği anda hemen etkisiz hale getirir. Sodyum hipoklorit konsantrasyonu düşerken durulama süresi ve hacmi, eş zamanlı olarak mutlaka yükseltilmelidir.

Chloraxid %5.25

Kök Kanalı İrrigasyon solüsyonu (Sodyum Hipoklorit %2)



- Mekanik kanal genişletme sırasında ölü pulpayı kaldırır.
- Kanal dolgusundan önce dentinal tubuli ağzını açığa çıkarmak için (şampanya efekti) kanalı temizler.
- Kök kanalı dolgusu yapıldıktan sonra durulanmadığında ortaya çıkabilen renklenmeyi engeller.
- Kök kanalı hazırlığı sırasında EDTA içeren preparatların kullanılması önerilir.
- Ürünün içindeki sodyum hipoklorit, organik madde ile temasa geçtiği anda hemen etkisiz hale getirir. Sodyum hipoklorit konsantrasyonu düşerken durulama süresi ve hacmi, eş zamanlı olarak mutlaka yükseltilmelidir.

Chloraxid Extra %5.25

Kök Kanalı İrrigasyon solüsyonu (Sodyum Hipoklorit %5,25+ Yüzey aktif madde)



- Mekanik kanal genişletme sırasında ölü pulpayı kaldırır.
- Kanal dolgusundan önce dentinal tubuli ağzını açığa çıkarmak için (şampanya efekti) kanalı temizler.
- Kök kanalı dolgusu yapıldıktan sonra durulanmadığında ortaya çıkabilen renklenmeyi engeller.
- Kök kanalı hazırlığı sırasında EDTA içeren preparatların kullanılması önerilir.
- Ürünün içindeki sodyum hipoklorit, organik madde ile temasa geçtiği anda hemen etkisiz hale getirir. Sodyum hipoklorit konsantrasyonu düşerken durulama süresi ve hacmi, eş zamanlı olarak mutlaka yükseltilmelidir.

Kod	Ürün	Fiyat
W-CHL2400	Chloraxid Solution %2 400g	10 €
W-CHE5400	Chloraxid Extra % 5.25 400g	14 €
W-CHL5400	Chloraxid % 5.25 400g	10 €



Endo-Solution 200g

Edta %17



- EDTA solüsyonu %17
- Egeleme işlemleri arasında, kök kanal irrigasyonu için kullanılır.
- İnorganik çözücüdür.
- Şelasyon ve smear tabakası giderme özellikleriyle etkili irrigasyon sağlar

Gluko-Chex



- Kök Kanalı Durulama Sıvısı %2 Klorheksidin
- Pulpa iltihabı olan kök kanallarının durulanması için önerilir.
- Retreatment tedavileri için uygundur.
- Bakteri bağışıklığına karşı oldukça etkilidir.
- Renklenmeye neden olmaz.

Sitrik Asit



Kök kanalının mekanik olarak temizlenmesini kuvvetlendirir. Kanal ağızlarını ortaya çıkararak duvarlardan kirlenen katmanı giderir. Kanalların ortaya çıkartılmasını, temizlenmesini ve tam olarak doldurulmasını sağlar.

İsopropil Alkol



İzopropil Alkol yumuşak ve organik çözücü bir maddedir, antiseptik bir sıvı olarak kullanılabilir ve yüzeylerin temizlenmesi için yağ giderme ve dezenfeksiyon özelliklerine sahiptir.

Kod	Ürün	Fiyat
W-ES200	Endo Solituon 200g	22 €
W-G200	Gluko-Chex %2 %2 Şırınga 200g	14 €
W-ALK	İsopropil Alkol 200 g. şişe	12 €
W-K200	Sitrik Asit 1 Şişe Citric Asit %40 200 g.	12 €



Endodontik Ürünler

Orange Gutane



- Doğal, Güvenli, Efektif %100 Portakal Yağı
- Kök kanalından gutta-perka çıkarmak için yenilenen kök kanal tedavileri sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Toksik olmayan doğal çözündürücüdür.
- Biyouyumludur.
- Hazırlama, gutta-percha'yı çok hızlı çözünür, yıkaması kolaydır, etkili temizlik sağlayan ORANGE GUTTANE yan etki olmadığı için güvenle kullanılabilir.
- Endodontik tedaviyi hızlandırır, özellikle zor durumlarda komplikasyon sıklığını ortadan kaldırır.

Eucalyptol

Gutaperka Çözücü %100 Okaliptüs Yağı



- Ökaliptol ile gutaperkayı çözdürmek amaçlanmaktadır.
- Okaliptüs özütünden elde edilmiştir.
- Güzel kokusu ve ferahlatıcı tada sahiptir.
- Okaliptüs yağı, kuvvetli bir anti-bakteriyel etkiye sahiptir.

Uygulama:

- Kök kanalına 2-3 damla sıvı damlatınız.
- Gutaperkayı kaldırınız.
- Eğer gutaperka hala kuru veya kırılkan ise, preparatı başka dozda kullanınız.
- Gerekliği sürece bu işlemi tekrar ediniz.

Eugenol

%100 Öjenol



Elastik Uygulama Ucu



- Esnek ve ön büküm verilmiş 27G genişliğindeki uygulama ucudur. Luer-lock güvenli uç sistemi ile güvenli iletim sağlar.
- 41 mm. uzunluğundadır.

Kod	Ürün	Fiyat
W-OG	Orange Gutane 10 ml Şişe	29 €
W-EUC	Eucalyptol	12 €
W-EUG10	Eugenol 10 ml Şişe	10 €
W-EA20	Elastik Uygulama Ucu	10 €



Endo Top

Endodontik İğne Ucu



- Kök kanallarının ve periodontal ceplerin irigasyonunda kullanılır.
- Kilitleli enjektörle kullanılır.
- Tek yandan portludur (30G).

Micro To

İnce uçlu uygulama ucu(0,2 mm.)



- Yan delik sıvıyı foramen apikalinden itme olasılığını ortadan kaldırır.
- Son derece küçük çap ve esneklik, dar ve bükülmüş kök kanallarına kolay erişimi garanti eder.
- Solüsyonları hassas bir şekilde dozlama imkanı sunar.
- Küçük çap = standart aplikatörlere kıyasla 10 kat daha az sıvı miktarı.
- Kullanım 3 kat daha fazla basınç gücü gerektirir.

Endo Aspiratör

Kök Kanal Aspirasyonu



- Kök kanalın drenajını kolaylaştırır.
- Çalışma süresini kısaltır.
- Paper-point kullanımını %80'e kadar azaltır.
- Küçük çaplı yumuşak aplikatör, kök kanalına iyi şekilde nüfuz edilmesini ve kanalın tam olarak kurutulmasını sağlar.

Uygulaması

- Endo-aspiratör, sakşına (tükürük ejektörü, aspiratör) bağlanır.
- Daha sonra emme cihazını açın ve aplikatörü doğrudan kök kanalına tutun.
- Kök kanalına yıkama solüsyonunun her uygulanişından sonra işlem tekrarlanmalıdır.
- Endo-aspiratör, tek kullanımlıktır.

Plugger



- Gutta Perka Plugger
- Vertikal kondansasyon tekniğinde gutta perkayı itmek için kullanılır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Otoklavlanabilir.
- 4 farklı genişlikte tercih edilebilir.
- 0,6 mm (sarı), 0,8 mm. (kırmızı), 1.0 mm. (mavi), 1.2 mm. (yeşil)

Kod	Ürün	Fiyat
W-ET100N	Endo Top 100 adet irigasyon kanülü	55 €
W-MTOP	Micro Top 20'li, tek yandan portlu kanül.	20 €
W-E-A	Endo Aspiratör Enjektör Şeffaf Hortum	5 €
W-P0	Plugger	44 €



Hemostatik Ürünler

Alustat Jel



Alustat jel %25 alüminyumklorid içeren, dental tedavi sırasında lokal şişliği azaltmak ve dental tedavi sırasında ve sonrasında hemostatik ajandır. Renklenme yapmaz, anterior bölgede güvenle kullanılabilir-siniz.

Uygulama

- Uygulama uçlarıyla, istediğiniz bölgede Alustat jeli yeterli miktarda uygulayın.
- 30 sn. sonra distile su ile bölgeyi temizleyin.
- Gerekirse tekrar uygulayın.

Alustat Likit



- %25 alüminyum klorid içerikli bir hemostatik ajandır.
- 10 gr. damlalıklı şişe formundadır.
- Renklenme yapmaz.
- Dental tedavilerde kanamaları durdurup tedaviyi kolaylaştırır.

Pulp Sprey



- Pulpa canlılık testi soğuk spreydir.
- Nane ve portakal aromalı

Rubber Dam Cord

Rubber Dam Yerleştirme İpi



- Dental lastik örtünün kavite etrafında sabit kalmasını sağlar.
- Tam izolasyon için bir çok vakada kullanabilirsiniz.
- 120 santimetre uzunluğa sahiptir.
- Çoklu diş izolasyonunda kullanılabilir

Kod	Ürün	Fiyat
W-ALG10	Alustat Jel 10 ml.	29 €
W-ALG5	Alustat	13 €
W-PULPPOM	Pulp Sprey 200ml spey	9 €
W-RBDGM	Rubber Dam Cord	20 €



Blue Etch 2ml



- Blue Etch, %36 fosforik asit olan mavi renkli "total-etch" ajanıdır.
- Fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı en derin fissürlere ve dikey yüzeylere penetre olur.

Blue Etch Maxi



- Blue Etch, %36 fosforik asit olan mavi renkli "total-etch" ajanıdır.
- Fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı en derin fissürlere ve dikey yüzeylere penetre olur.

Silan



Cerkamed Silan, aşındırma işleminden sonra, bond ile porselen arasındaki yapıştırmayı dayanıklılığını arttırmak için simantasyondan önce porselen üzerine uygulanır.

Porselen Asiti



YELLOW Porselen Asidi, porselen asitleme işlemi uygulamak için tamponlanmış kolay uygulanabilen ve rahat manipüle %9,5'lük hidroflorik asit jeldir.

Asit Silan Kit



YELLOW Porselen Asidi ve Silan, tamir işlemlerinde güvenle kullanabileceğiniz %9,5 hidroflorik asit ve metakrilik silandan oluşan settir.

Kod	Ürün	Fiyat
W-WM	Blue Etch 2 ml şırınga ve uygulama uçları	3.5 €
W-WMAXI	Blue Etch Maxi 50 ml şırınga ve uygulama seti	39 €
W-S	Silan 2 ml. şırınga ve uygulama uçları	24 €
W-Y	Porselen Asiti 2 ml. şırınga ve uygulama uçları	28 €
W-YZEST	Asit Silan Kit 2 ml şırınga silan & 2 ml. Porselen asidi	48 €



Endodontik Ürünler

Protect Light Seal



Dentin Koruyucu Hassasiyet Giderici Vernik Protect Light Seal, dentine uygulanan, tedavi sonrası hissedilen şiddetli hassasiyeti ortadan kaldırmaya yarayan %1 potasyum florür (3500 ppm F) içerikli koruyucu bir verniktir.

Rainbow Flow

Renkli Kompozit Seti



- Rainbow Flow, pedodontik tedaviler için özel olarak üretilmiş renkli kompozit setidir.
- 6 farklı canlı rengi mevcuttur. (mavi, turuncu, yeşil, mor, pembe ve sarı)

Fluor Defender Mini



- 0,1% fluorosilane (1600 ppm F) içeren flor
- Dentin iyileştirilmesinde
- Çürük profilaksisi
- Dentin remineralizasyonunda uygulanır.
- Uygulama
- Diş yüzeyini temizleyin ve rubberdam ile izolasyonu sağlayınız.
- Şişe içerisinden 3'er damlayı ayrı bir alana alıp mikro fırça yardımıyla tüm alana uygulayınız.
- Hava ile kurulayınız.
- Uygulama yapılan bölgelere 45 dk. boyunca işlem yapılmasına özen gösteriniz.
- Her bir şişe 3 hasta için kullanılabilir. Uygulama fırçaları tek kullanımlıdır.

Kod	Ürün	Fiyat
W-PLS MINI	Protect Light Seal 3x1 ml. jel ve uygulama uçları	17 €
W-RFZ	Rainbow Flow 6x1g akışkan renkli kompozit	110 €
W-FD MINI	Fluor Defender Mini 3 * 1 ml. şişe ve uygulama uçları	14 €



Contrastor



Intra-oral dental fotoğraf arka planı


Rubber Dam Bariyeri 1.2ml



- Işınla sertleşen dental örtü bariyeri.
- Beyazlatma, asitleme, mikroabrazyon gibi işlemlerde gingival bölgenin korunmasında,
- Rubber-dam kullanımında mükemmel sızdırmazlık sağlaması için kullanılır.

Kod	Ürün	Fiyat
W-KON	Contrastor 15 adet tek kullanımlık ağız içi arka plan	10 €
W-RBDL	Rubber Dam Bariyeri 1,2 ml. şırınga	11 €

MAP One



MAP System, sizlere orograd veya retrograd yaklaşımlarda, etkili ve benzersiz MTA yerleştirme kabiliyeti sunar. NiTi esnek uygulama ucu sayesinde endodontik, restoratif, pedodontik ve cerrahi tedavilerindeki pat uygulamalarınızda, kolay ve uzun ömürlü bir yardımcınızdır.



MAP One



Dolgu patının gereksiz kullanımını engeller.
Pulpa kapama, perforasyon ve apeksogenesiz vakaları için uygundur.
Pati yerleştirmeden yüksek verimlilik ve doğruluk sağlar.
Tüm MAP System uçları ile uyumludur.
Uçlar şekil hafızasına sahip NiTi olup, kıvrımlı kök kanallarında rahatlıkla kullanılabilir.
İyatrojenik veya patolojik perforasyonların tedavisinde MTA, biyoseramik dolgu patları veya kalsiyum hidroksit yerleştirilmesinde kullanılır..

Mta White



Tek hastalık hijyenik paketlenme,
Geliştirilmiş partikül yapısı,
MAP System ile doldurmak için uygun kıvamda,
Apeksifikasyon, Pulpa kapama, Retrograd dolum vakalarına uygun kullanım, 140 mg * 4 paket ve 3 ml sıvı ile birlikte

Kod	Ürün	Fiyat
20296	Map One	250 €
20190	MTA White	49 €

MAP System Intro Kit



Dolgu patının gereksiz kullanımını engeller.
Pulpa kapama, perforasyon, apeksogenesis, vakaları için uygundur.
Pati yerleştirmeden yüksek verimlilik ve doğruluk sağlar.
Tüm MAP System uçları ile uyumludur.
Uçlar şekil hafızasına sahip NiTi olup, kıvrımlı kök kanallarında rahatlıkla kullanılabilir.
İyatrojenik veya patolojik perforasyonların tedavisinde MTA, biyo-seramik dolgu patları veya kalsiyum hidroksit yerleştirilmesinde kullanılır.

- N° 0; ext.Ø 0.90 mm
- N° 1; ext.Ø 1.10 mm
- N° 2; ext.Ø 1.30 mm

MAP System Cerrahi Kit



Dolgu patının gereksiz kullanımını engeller.
Pati yerleştirmeden yüksek verimlilik ve doğruluk sağlar.
Tüm MAP System uçları ile uyumludur.
Uçlar şekil hafızasına sahip NiTi olup, kıvrımlı kök kanallarında rahatlıkla kullanılabilir.
İyatrojenik veya patolojik perforasyonların tedavisinde MTA, biyo-seramik dolgu patları veya kalsiyum hidroksit yerleştirilmesinde kullanılır.

- N° 0; ext.Ø 0.90 mm
- N° 1; ext.Ø 1.10 mm
- N° 2; ext.Ø 1.30 mm

MAP System Universal Kit



Dolgu patının gereksiz kullanımını engeller.
Pati yerleştirmeden yüksek verimlilik ve doğruluk sağlar.
Tüm MAP System uçları ile uyumludur.
Uçlar şekil hafızasına sahip NiTi olup, kıvrımlı kök kanallarında rahatlıkla kullanılabilir.
İyatrojenik veya patolojik perforasyonların tedavisinde MTA, biyo-seramik dolgu patları veya kalsiyum hidroksit yerleştirilmesinde kullanılır.

- N° 0; ext.Ø 0.90 mm
- N° 1; ext.Ø 1.10 mm
- N° 2; ext.Ø 1.30 mm

Kod	Ürün	Fiyat
20285	Map System Intro Kit	490 €
20286	Map System Universal Kit	590 €
20287	Map System Surgical Kit	690 €

Irriflex



İrrigasyonda yeni standart
Çift çıkışlı dizayn ile kanal tedavilerinizde mükemmel çözüm
Eşsiz tasarımı ile minimum taşma riskini
%4 taperli patentli tasarım
İsviçre kalitesi

Opacal



Geçici root kanal uygulamaları için ideal uç.
Mükemmel işlem alanı görünürlüğü
Radiopaque paste
Luer Lock Kilit Sistemi
Ergonomik, hassas kavrama

- Yüksek pH değerine sahip,
- Yüksek radyo-opaklık
- İdeal krem formunda
- Kanaldan kolay uzaklaştırma
- 3 ml.

Kod	Ürün	Fiyat
21400	Irriflex 20'li	39 €
21401	Irriflex 40'lı	69 €
11020	Opacal	25 €

Endodontik Cihazlar

QuickJet



QUICK JET M dişin yüzeyinde oluşan sigara, çay ve benzeri lekeleri ve diş yüzeyindeki plakları kolayca temizler, beyazlatma ve parlatma işlemini kolayca gerçekleştirir. Verimli, kullanımı kolay ve diş dostu tasarıma sahip yardımcınız.

AVANTAJLARI;

- * Ünite Monte Kompak Dizayn,
- * Tamamı Otoklavlanabilir,
- * Yeni Sistem Başlık Ucu İle Kolay Temizlik,

TA 200

Air Scaler



TA-200 uçları değiştirilerek hem endodontik aktivatör hem de scaler olarak kullanılabilir.



Daha etkin ve hızlı endodontik tedavi Kontrol edilebilir güç çıkışı

Model	TA-200-S4H	TA-200-S2H
Bağlantı Uyumu	Midwest 4 hole	Borden 2 or 3 hole
Frekans Aralığı	6000Hz	
Ağırlık	54g	Uzunluk 96mm

Kod	Ürün	Fiyat
QJM	Quick set M Air Flow Cihazı	830 €
TA-200	TA 200	490 €

Dental Lastik Örtü

DENTAL DAM: LATEX

Sanctuary Powder Free Black Latex Dental Dam
(Sanctuary)



- Dental fotoğrafçılık için uygun
- Pudra içermeyen lateks lastik örtü
- Kolay delinebilir
- Ultra esnek
- Düşük protein içeriği
- Çok yüksek yırtılma toleransı



- Dental fotoğrafçılık için uygun
- Pudra içermeyen lateks içermeyen lastik örtü
- Kolay delinebilir
- Ultra esnek
- Düşük protein içeriği
- Çok yüksek yırtılma toleransı



- Pudra içermeyen lateks lastik örtü
- Kolay delinebilir
- Ultra esnek
- Düşük protein içeriği
- Çok yüksek yırtılma toleransı



Kod	Ürün	Fiyat
DL632B	Sancutary 6x6 Latex Mavi Sert, Orta	10 €
DL693L - 663S	Sancutary 6x6 Latex Silk Mavi, Pempe	15 €
DL661H	Sancutary 6x6 Latex Siyah Orta	19 €
DN641E	Sancutary 6x6 Non-Latex Mor	29 €

Muayene ve Post Sistemleri

Relax Ayna



Oldukça hafif tasarımı sizin rahat bir dental uygulama yapmanızı sağlar. Ergonomik kavrama çukurları tasarımı sayesinde konforlu bir tutuş imkanı verir. Asit ve plak belirleyicilere karşı dayanıklılığı sayesinde gövde üzerindeki renk kalıcıdır. Pürüzsüz yüzeyi hastalar için rahatlık oluşturur. Ayna ve gövde arasında herhangi bir boşluk olmamasından dolayı hijyeniktir. Mat görüntüsü sayesinde yansıma yapmaz ve göz yormaz. Otoklav edilebildiğinden uzun ömürlüdür.

SE Plus Ayna



Tüm Detaylarda Yüksek Kalite
En İyi Yansıma ve Görüntü Kalitesi
Korozyona Karşı Yüksek Dayanıklılık
Dezenfeksiyon ve Otoklavlanmaya karşı dayanıklı

Ayna



Aşın sterilizasyona karşı yüksek dayanıklılık sunan yapısı. En iyi yansıma ve görüntü kalitesi. 5 kat saf gümüş katmanı yüksek yansımayı garanti eder. Parlak yansıması görüntüde doğal renkler sunar. Paslanmaz çelik yapısı korozyona karşı etkilidir.

Cytec Post Seti



Fiberglass Titanyum ve Zirkonyum gibi elastik davranışı olan kemiğe en çok benzeyen maddedir. Bu nedenle kanal kökü postları ile kalan diş ve kompozit rekonstrüksiyon dayanıklılığını sağlayan biomekanik homojen bir yapı oluşturabilir. Postlar hem silindirik hemde konik apikal kısım bulundurmaz. Mikro sızdırmaz yüzeyi bulunan post sayesinde silanlama gerekmez.

Ayna Sapı




Hoş dokunma duygusu ile..
Bütün yüzey kenarları pürüzsüzdür. Bu özellikler kolay ve keyifli bir kullanım sunmaktadır. İç boş yapısı denge ve hafiflik sunar. Paslanmaz çelik yapısı korozyona karşı üstün dayanıklılık sunar.

- Üst düzey dayanıklılık
- Dentine benzer elastiklikten doğan homojenlik
- Mikro sızdırmaz yüzeyi sayesinde güvenilir yapılaşma
- Etkili ve keskin kesim frezleri
- Yüksek radyoapasite

Kod	Ürün	Fiyat
7100	Relax Ayna Tekli	3.2 €
702	Se Plus Ayna No:3-4-5	1.3 €
706	Se Plus Büyüteçli Ayna No:4	1.5 €
770	Eco Ayna No:4-5	1.1 €
422	Ayna Sapi Altıgen	2.3 €
43600	Cytec Post Seti	112 €
43600R	Cytec Post Refill No: 1-2-3-4	46 €


Ivory Matris Aleti



Düz Matris Bandı




Tofflemire Düz Matris Aleti



Yengeç Matris Bandı

Ivory



Yengeç Matris Aleti

**Micro İnce: 0,04 mm**

Üstün mukavemete sahiplerdir. Paslanmaz çelikten üretilmesinin sayesinde inanılmaz çekme dayanımına sahiptir. Silindirik dispanser, kolay kullanım sunar.

Kod	Ürün	Fiyat
21	Tofflemire Düz Matris Aleti-listede yok	15 €
29-59	Ivory Matris Aleti No:6-7	23,5 €
1	Yengeç Matris Aleti No: 12-13-14-15-16	24 €
40	Yengeç Matris Bandı No: 12-13-14-15-16	1.8 €
10	Düz Matris Bandı No:4-5-6-7	2.4 €

Post Sistemleri

FiberSite Post



“Fiberpost -Core” sistemi

Etkili ve güçlü post adaptasyonu,

Patenli tasarımı ile fazla madde kaybı yaşanmış endodontik tedavi dişlerde, tedavi sonrası estetik ve fonksiyonel açıdan devamlılığını sağlamak için kullanılacak en uygun yöntemdir.

Patenli tasarımıyla fiberpost mükemmel restorasyonlar için

Kendiliğinden korlu fiberpost sistemi

Tedavide uygulama kolaylığı,

3 farklı genişlik seçeneği,



Kod	Ürün	Fiyat
MK2	Fibersite Post 2 Numara Set	60 €
MK2D	Fibersite 2 Numara 10'lu Refil	45 €
MK4	Fibersite Post 4 Numara Set	60 €
MK4B	Fibersite 4 Numara 10'lu Refil	45 €
MK5	Fibersite Post 5 Numara Set	60 €
MK5A	Fibersite 5 Numara 10'lu Refil	45 €

The Wand

**Neden The Wand?**

The Wand'ın dijital teknolojisi, hasta konforunu arttırmaya yönelik olarak doğru yere doğru miktarda anestezi uygulamanızı sağlar.

Arttırılmış Konfor !

The Wand ile anestezinin akış ve basıncını kontrol ederek her seferinde konforlu bir enjeksiyon sağlayabilirsiniz.

Yüzü Uyuşturmaz

The Wand belirli bir teknik ile klinikten hastanın dudak, dil ve yanaklarında uyuşukluk olmadan ayrılmasını sağlar.

Daha Az Stres
Zamandan Tasarruf
Daha Hızlı Tedavi

- : Çocuklar ve diş hekimi fobisi olan herkes için daha stressiz enjeksiyon.
- : The Wand'ın kusursuzluğu sayesinde hasta ağzının her iki tarafında da çalışabiliriz.
- : Genellikle tedaviye anestezinin içeri girmesini beklemeden anında başlanabilir.



Kod	Ürün	Fiyat
5220-220	The Wand Anestezi Cihazı	4.000 \$
5050-305	The Wand 50'lik Uygulama Ucu Uzun,Orta,Küçük	180 \$

zumax

O M S 3 2 0 0



BriPlus™
Illumination System



Twin Switchable
LEDs Illumination



FreeMove®
Electromagnetic System

Kod	Ürün	Fiyat
OMS3200	ZUMAX Magnet 3200	23.500 €
OMS3200R2	ZUMAX Magnet 3200R2 4K Kamera Dahil	27.500 €
OMS3200Pro	ZUMAX Magnet 3200Pro 4K Kamera Dahil	34.000 €

D E N T A L M I C R O S C O P E


iMovCloud
Image Management



Motorized
Zoom Magnification




AntiReflect
Module



Fluorescent
Module



Auto Focus combined with
4K camera(optional)



3D

(optional)



OMS2380 R2

DENTAL MICROSCOPE



Avantajlar

- ▶ Zoom Magnafikasyon
- ▶ VarioDist Lens 200-450mm
- ▶ Balancing Arm - Ultra yumuşak denge kolu ile tüm uygulamalarda hassas kullanım
- ▶ Tek El Operasyonu

Opsiyonel

- ▶ Entegre 4K Kamera Sistemi
- ▶ AntiReflec Modülü
- ▶ FluoDet Çürük Belirleme Modülü
- ▶ iMovCloud
- ▶ Twin

MAGNAFİKASYON



Cift yönlü olarak, 1.8x'den 19.4x magnafikasyon kontrolünü kesintiye uğramadan tek el ile kolayca sağlanabilir.

4K Kamera Modülü(opsiyonel)



Kod	Ürün	Fiyat
OMS2380	ZUMAX ZOOM OMS 2380	17 .500 €
OMS2380R2	ZUMAX ZOOM OMS 2380R2 4K Kamera Dahil	21.500 €

OMS2360

DENTAL MICROSCOPE



Avantajlar

- Magnifikasyon 1.4x - 24.2x - 6 adımda yaklaştırma özelliği
- 0-180° inclinable binocular tube with PD adjusting device
- Integrated LED illumination
- Balancing Arm - Ultra yumuşak denge kolu ile tüm uygulamalarda hassas kullanım
- 0-180° inclinable binocular tube with PD adjusting device
- Standart olarak bulunan dahili sarı, yeşil, mikro cerrahi, dar ve geniş ışık ayarlama modu
- VarioDist Lens 200-450 mm
- "H" tip mobil ayak sistemi

Opsiyonel

- Entegre 4K Kamera Sistemi
- AntiReflec Modülü
- FluoDet Çürük Belirleme Modülü
- iMovCloud
- Twin

HD Kamera Modülü(opsiyonel)



Kod	Ürün	Fiyat
OMS2360	ZUMAX CLICK OMS2360	16.000 €

zumax

OMS2000

DENTAL MICROSCOPE



1 ViewPivot Arm

Lens denge kolu dönüş ekseninde dönerken optik eksen ve denge kolu dönüş ekseninde sabit kalır.




2 Pendulum Pro

Merceğin 22 derecelik sağa ve sola sarkaç hareketi sırasında binoküler tüp sabit kalır.




3 Lens eğimi salınma hareketi

Ön salıncak 45 derece
Arka dönüş açısı 100 derece



4 Dönebilen tutma kolları

Ergonomik dönebilen kol dizaynı



5 Çalışma mesafesi alanını kişiselleştirme

Çalışma gereksinimlerinize göre mikroskobun çalışma mesafesini yukarı ve aşağı özelleştirmek için alt sınır tasarımı



6 Harici kamera adaptörü (Opsiyonel)

Doktorların ve asistanların gözlem belgelerini alması için tamamen yeni kamera arayüzü tasarımı



7 4K kamera modülü (Opsiyonel)

HDMI kablosu ile monitöre 4K HD kayıt ve video aktarımı sağlar.



8 Işık boyutları ve filtre seçim düğmesi

Büyük ışık noktası, orta ışık noktası.
Küçük ışık noktası yeşil filtre ve sarı filtre arasında geçiş sağlar.

zumax

OMS2000

DENTAL MICROSCOPE



9 5 adımda manuel büyütme
y= 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x

10 290 mm focus alanı
190mm ve 480 mm arasında
çalışma mesafesi sunar.

11 Devamlı olarak ayarlanabilir
ışık kaynağı

12 Fotoğraf ve video kontrol tuşu



13 Pupil arası mesafe ayarı

14 0 derece - 190 derece
arasında ayarlanabilen
binoküler tüp

Kod	Ürün	Fiyat
OMS2000	ZUMAX ZOOM OMS 2000	14.000 €
OMS2000	ZUMAX ZOOM OMS 2000 4K Kamera Dahil	16.500 €

OMS1950

DENTAL MICROSCOPE



Avantajlar

- ▶ 0-180° ayarlanabilir binoküler 12.5x
- ▶ 5 kademeli yakınlaştırma değıştirici
- ▶ 3.4x - 21.2x magnifikasyon
- ▶ 120° yeni coupling
- ▶ VarioDist Lens 190-310 mm
- ▶ Çiçek ayaklı stand

Opsiyonel

- ▶ Video Kamera Adaptör
- ▶ Lazer Filtresi
- ▶ Akıllı Adaptörü
- ▶ Binoküler uzatıcı ve çoğaltıcı
- ▶ Twin

Kod	Ürün	Fiyat
OMS1950	ZUMAX ZOOM	10.000 €

ZUMAX SLH 4x LOUPE



- Akromatik lens ile kusursuz renkler ve mükemmel görüntü
- 4.0x yakınlaştırma seçeneği
- Kolay ve konforlu kullanım
- Kablosuz ve mıknatıslı entgre ışık kaynağı 30.000Lx
- Işık kaynağı için hızlı şarj özelliği
- Dahili polimerizasyon filtresi
- Suya yüksek dayanıklılık
- Otoklavlanabilir koruma kılıfları
- Kolay ayarlanabilir

ZUMAX SLH 6x LOUPE



- Akromatik lens ile kusursuz renkler ve mükemmel görüntü
- 6.0x yakınlaştırma seçeneği
- Kolay ve konforlu kullanım
- Kablosuz ve mıknatıslı entgre ışık kaynağı 30.000Lx
- Işık kaynağı için hızlı şarj özelliği
- Dahili polimerizasyon filtresi
- Suya yüksek dayanıklılık
- Otoklavlanabilir koruma kılıfları
- Kolay ayarlanabilir

ZUMAX SLH 5x LOUPE



- Akromatik lens ile kusursuz renkler ve mükemmel görüntü
- 5.0x yakınlaştırma seçeneği
- Kolay ve konforlu kullanım
- Kablosuz ve mıknatıslı entgre ışık kaynağı 30.000Lx
- Işık kaynağı için hızlı şarj özelliği
- Dahili polimerizasyon filtresi
- Suya yüksek dayanıklılık
- Otoklavlanabilir koruma kılıfları
- Kolay ayarlanabilir

Kod	Ürün	Fiyat
	ZUMAX SLH LOUPE 4.0x	1.390 €
	ZUMAX SLH LOUPE 5.0x	1.490 €
	ZUMAX SLH LOUPE 6.0x	1.590 €

Magnifikasyon Sistemleri

ZUMAX SLT LOUPE



- Spor çerçevesi ile kolay kullanım sağlar.
- 42cm çalışma mesafesi ile duruş bozukluklarını engellemeye yardımcı olur.
- Almanya üretimi lensler ile kesin görüntü
- Kişiyi özel tasarlanan loupe tasarımı
- 54 - 68 PD arasında geniş seçenek

ZUMAX PRİZMATİK LOUPE



- Spor çerçevesi ile kolay kullanım sağlar.
- Kişiyi özel çalışma mesafesi ile konforlu kullanım sağlar
- Almanya üretimi lensler ile kesin görüntü
- Kişiyi özel tasarlanan loupe tasarımı
- 4.0x, 5.0x ve 6.0x büyütme opsiyonları ile.

ZUMAX HL8200



- Geleneksel halojen ışıkların aksine ısısı olmayan LED ışık kaynağı
- 5000 kelvin renk sıcaklığına sahip bu ışık, parlak, beyaz, gölgesiz ışık sağlayarak doktorun doku özelliklerini bozulma olmadan görmesini sağlar.
- Tüm görüş alanının homojen aydınlatır.
- Işık şarj esnasında dahi kullanılabilir.
- Düşük pil gösterge ışığına sahiptir.
- Dahili sarı filtre, mavi ışığı azaltır ve kompozitin erken kürlenmesini önler.
- Akıllı tasarım, mobil teşhis için uygundur.

ZUMAX TWEEZER



- Kırık alet çıkartmak için tasarlanmıştır.
- 0,9 mm. ucu ile orta üçlüden dahi kırık aletleri çekmenizi sağlar.
- 360 derece dönen kafa sayesinde kolayca yerleştirilebilir.
- Yüksek dayanıklılık ve çekme kuvveti ile kanal içerisinde güvenle çalışmanızı sağlar.

Kod	Ürün	Fiyat
	ZUMAX SLT 3.0x TTL Loupe	490 €
	ZUMAX SLT 4.0x TTL Prizmatik Loupe	1.600 €
	ZUMAX SLT 5.0x TTL Prizmatik Loupe	1.700 €
	ZUMAX SLT 6.0x TTL Prizmatik Loupe	1.850 €
	ZUMAX HL8200 Işık Kaynağı	490 €
	ZUMAX Tweezer	180 €

Loup



orangedental
premium innovations


En iyi alan derinliğine sahip ve bir köşeden diğer köşeye en keskin görüntüyü sağlayan dünyanın en konforlu lupu.

Opt-on TTL

- Her bir opt-on TTL sizin kişisel pupiller aralığınıza özel olarak üretilir ve her defasında tekrar ayarlanması gerekmez.
- Bir opt-on TTL maksimum konforu ve kişisel pupiller aralığı ile mümkün olan en geniş görüntü alanının kombinasyonunu oluşturur.



Hafif : Opt-on TTL 32 gr, Opt-on Flip-up 48 gr



Gözlük kullananlar için : Reçete adaptörü sayesinde, +/- 3 aralığındaki dioptreli parlatılmış lensler lupa takılır.



Ergonomik : Ayarlanabilir çerçeve ile her zaman en ideal görüntü açısını seçebilirsiniz.

Opsiyonel

Vario Clips



Ayarlanabilir çalışma mesafesi
Değiştirilebilen VarioClipsler ile çalışma alanınızı 300 ve 500 mm arasında değiştirebilirsiniz.
VarioClipsler ışığı yansıtmaz ve gözü yormaz.

Kablosuz Işık Kaynağı



- Hareket sensörü ile dokunmadan çalıştırma
- Güneş ışığı kadar parlak CRI 90
- Dokunmatik açılma ve kapanma
- Hızlı şarj
- 20.000Lx
- 2'li şarj dock
- Yedek batarya

Kablolu Işık Kaynağı

opt-on / spot-on^{nxt}



Kod	Ürün	Fiyat
	2.7x TTL Loupe	1.450 €
	3.3x TTL Loupe	1.550 €
	Spot-On Nxt	890 €
	Spot-on cordfree	1.290 €
	Orange Dental Gözlük Adaptörü	135 €
	Vario Clips 30/35/40/45 cm	135 €

Ölçü Materyalleri

Betasil Vario Implant



Implant ve tranfer ölçülerinin gereksinimlerini karşılamak için monofaz ölçünün en son jenerasyonudur. Basınç altında, viskozitesi yüksek akışkandır ve ölçü kaşığında stabildir. Ağız boşluğundaki nemli ortamda dahi hidrofilik özelliğini korur ve doğru ve detaylı ölçü alınmasına imkan sunar. Implant, kuron-köprü ölçü transferi gibi implantoloji alanlarının ötesinde diğer hassas ölçülerin alınmasında da uygundur.

Mavi renk, Nane aromalı.

Çalışma süresi 2'dk ya kadar değişken.

Ağızda kalma süresi 2 dk. Ölçü tekniği Monofaz

Sympress



Tüm genel 5:1 ful ebatlı kartuşlara ve sosis sistemlere uyumlu karıştırıcıdır. Çit Hız Hızlı: betasil® VARIO PUTTY SOFT / HEAVY, Aqium® 3D PUTTY SOFT / HEAVY gibi yüksek viskozlu Ürünler için Yavaş: betasil® VARIO IMPLANT 5:1, Aqium 3D MONO gibi düşük viskozlu Ürünler için. Çabuk ve basit kartuş değişimi. Kalan ölçü miktarını led ışıklarla elektronik olarak belirtilmesi. Kurulum süresi kontrolü için zamanlama fonksiyonu

Topas



Silikon bazlı ısırma materyali.

Yüksek sertlik derecesi. Yüksek ölçüm stabilitesi. Sadece basınç altında akan mükemmel tipsoroprik. Güvenli kartuş sistemi.

Renk : Sarı, Aroma : Nane

Çalışma süresi : 30 sn, Ağızda kalma süresi : 60 sn

Betasil Vario Light Body II. Ölçü



Light Body yıkama materyalidir. Yüksek hassasiyet için mükemmel hıksokropik özelliklere sahip hidrofiliktir. Elastiktir. Ağızdan çıkarılıktan yırtılmayı engeller. Renk : Pembe. Nane aromalı. Çalışma Süresi : 2 dk'ya kadar değişken. Ağızda kalma süresi : 2 dk. Ölçü tekniği : Ölçü yıkama ve çift karıştırma tekniğine uygundur.

Kod	Ürün	Fiyat
51555	Sympress Karıştırma Cihazı	1.650 €
51401	Karıştırma Ucu	39 €
85129	Betasil Vario Implant 2X380ml	120 €
82500	Betasil Vario Light 2X50 MI II. Ölçü	35 €
82507	Topas Perfect A85 2X50 MI	36 €

Aqium



Mevcut nem oranını ortadan kaldırır ve malzemenin en küçük detayları göstermesi ile birlikte en yüksek gerilme mukavemetine, esnemesine olanak tanıyan, kullanıma hazır mükemmel bir hidrofilikliğe sahiptir. Uygulama sırasında yüksek stabilite sağlar, basınç altında olağanüstü akış özelliği bulunur ve toz veya sprey eklenmeden taranabilir. Yüksek kullanım kolaylığı ile bu kombinasyonda dental sektörde benzersizdir. Çalışma zamanı: 2.15 dakikaya kadar değişkenlik gösterir

- Ağız içinde kalma süresi: 2 dakika 15 saniye
- Ölçü tekniği: Çift karıştırma tekniği (1 aşama), putty yıkama tekniği (2 aşama) Renk: Turuncu, Neon sarı , Lila , Mavi

Betasil Putty & Putty Soft



Termo aktive formüllü Putty silikon. Yeni nesil ölçü materyali yapışmaz ve titiz ölçü alınmasını sağlar. Deformasyondan dönüşüm $\geq 99,5\%$ Renk: yeşil (Putty), mavi (Putty Soft) Çalışma süresi: 2 dakikaya kadar değişkendir Ağızda kalma süresi: 2 dakika, Nane Aromalı Final Sertlik betasil VARIO PUTTY: A70 Final Sertlik betasil VARIO PUTTY SOFT: A60 Ölçü Tekniği: en iyi olarak çift karıştırma tekniği ve putty yıkama tekniğine uygundur.

Silect C Tipi Silicon



Çok yüksek çekme ve çok yüksek derecede elastik geri kazanım. Yüksek kontrastlı renkler. Tutarlı malzeme. Kolay dozlama. Kısa çalışma süresi(1.30 sn)
Silect Putty : Nane Yeşili
Silect Light : Mavi-Menekşe
Silect Catalyst : Kırmızı

Kod	Ürün	Fiyat
82530	Aqium 3D Light (Neon Sarı)	42 €
82531	Aqium 3D Medium (Turuncu)	42 €
85133	Aqium 3D Heavy (Lila)	140 €
88631	Aqium Putty Soft (Mavi)	55 €
88002	Betasil Vario Putty 2X300 MI I. Ölçü	49 €
480010	Silect Light 14 0 MI. C Tipi II. Ölçü	11 €
480099	Silect Catalyst 60 MI C Tipi Aktivatör	11 €
480160	Silect Putty 910 MI C Tipi I. Ölçü	22 €

Ölçü Materyalleri

Algistar Classic



Tam ve kısmi ölçü için hızlı aljinattır. Mükemmel detay üretimi ile pürüzsüz ve kremi yoğunluktadır. Aroma Tutti Frutti. Renk Turuncu. Raf ömrü 6 yıl. Ağızda kalma süresi 40 sn. Toplam hazırlama süresi 2 dk.

Algistar Fast Cromatik



Su sıcaklığından bağımsız çeşitli işleme aşamalarını gösteren renk göstergesi ile yüksek teknoloji aljinattır. Raf ömrü 6 yıl. Ağızda kalma süresi 1.20 sn. Toplam kurulum süresi 3.20 sn. Aroma tropik meyveler. Renk Sarı

EasyCord



Emdirilmemiş olan EasyCord Ürünler %100 pamuktan örgü tekniği ile yapılmıştır. Özel yapısı oldukça yüksek oranda sıvının emilmesini sağlar. Üstün esneklik özelliği mükemmel uyum sağlaması ve kolayca yerleştirilmesini sağlamasının yanında döner aletlere de dolanmaz. İçerisinde basit ve hijyenik dağıtım için entegre kesici ve linear ölçme skalası bulunur. Kapak kapatıldığında kordon kesilip içeride kalan kısmı el değmeden muhafaza edilmiş olur. 6 farklı boyda bulunur. (Ekstra ince 000 – Ekstra kalın 3)

Kod	Ürün	Fiyat
2248	Algistar Fast 1 Poset 450Gr Cromatik	8 €
2250	Algistar Classic 500G 1 Poset	10 €
2054	EasyCord	16 €

Talon Bur 10

Talon Bur 12



Talon Bur 12S



Tri Hawk Bur dikey ve yatay kesim, amalgam kesimi, daha hızlı kuron köprü kesimleri ve bağımsız çalışma ve yüksek performans için uygundur.

Tri Hawk ADA incelemesinde %100 performans puanı almıştır. Saf, yüksek karbon çeliktir. Krom ve nikel içermez. Neredeyse kırılmaz yapıdadır. Tek kullanımlık sunulması temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon gibi maliyetleri düşürür. HBV ve HIV gibi virüs bulaşma riskini azaltır.

Tri Hawk benzersiz, özel açılı, pürüzsüz, daha verimli ve üstün kesme gücüne sahiptir. Kısa hazırlık zamanı hekimler için artan verimlilik, hasta için konfor anlamına gelir. Kısacası; Tri Hawk daha iyi diş hekimliği içindir.

Kod	Ürün	Fiyat
TB10	Talon 10Kesim Frezi-Tri Hawk	6 €
TB12	Talon 12 Kesim Frezi-Tri Hawk	6 €
TB12 S	Talon 12Sg Kesin Frezi/Uzun Uç	10 €

Çelik Frez - Zımpara

Dentin Pimi



opt. 1.000 rpm



Size	ø mm	.017"/0,5 mm	.021"/0,6 mm	.027"/0,8 mm
		W2014	W2003	W2019

Çelik Frez (Rond)

S1
(001)

Rond

Size 1/10 mm

Uzunluk mm


005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	025
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

opt. 30.000 rpm, > -021opt. 20.000 rpm



5

FS-X-SO Zımpara



Çelik Frez (Ters Konik)

S2

(010)

Ters Konik

Boyut ø

Uzunluk


1/10 mm	010	012	014	016	018
---------	-----	-----	-----	-----	-----

opt. 30.000 rpm

5

Kod	Ürün	Fiyat
250	Dentin Pimi 25'li Kırmızı, Sarı, Yeşil	24 €
S1010	Anguldurva Çelik Rond Frez 5'li No:10,12,14,16,18,21,23	2.4 €
FS3	Fs3-X-So - Zımpara	55 €
S2010	Çelik Frez Ters Konik 5'li No:10,12,14,16,18	2.4 €

Tek Taraflı Metal Zımpara



4 mm	Tek Taraflı	G 304	6 €
6 mm		G 306	7 €
4 mm	Çift Taraflı	314	7 €
6 mm		316	8 €

Tek Taraflı Testere Zımpara



4 mm	414	7 €
------	-----	-----

393 Sonsuz Elmas Frez Sephare Yeşil

Saft
H=HP=PM

Uzunluk
190

SH 393

İncelik mm
0,3

Fiyat=25 €

394F Sonsuz Elmas Frez Sephare Kırmızı

Saft
H=HP=PM

Uzunluk
190

SH 394F

İncelik mm
0,19

Fiyat=25 €

Elmas Frez

801



Şaft

Uzunluk

FG 314

Ø 1,6 mm

19 mm

	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	033	042
801 314	---	---	---	---	---	---	010	012	014	016	018	021	---	---	---	---
● 801SC314	---	---	---	---	---	---	012	014	016	018	021	023	---	---	---	---
● 801C314	---	---	---	---	---	010	012	014	016	018	021	023	025	029	033	---
● 801VF314	---	---	---	---	---	---	014	016	018	021	023	---	---	---	---	---
● 801L314	---	---	---	---	---	014	016	---	---	023	---	---	---	---	---	---
● 801LC314	---	014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
● 801F314	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	023	---	029	---	---

Fiyat = 3 €

Fiyat = 2.5 €

802

									
Şaft	Uzunluk								
FG	Ø 1,6 mm 	802 314							
314	Ø 1,6 mm 	● 802C314							
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	2	2	2	3	3	3,5	
		Fiyat = 2.5 €							

805

													
Şaft	Uzunluk												
FG 314		805 314											
		● 805314											
Kafa Uzunluğu(mm)			L=	1	1	1	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	2	2
				Fiyat = 2.5 €									

806

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

807

												
Şaft	Uzunluk											
FG 314	Ø 1.6 mm 	807 314										
		● 807C314										
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	4	4	4	4	4	5	6	7		
			Fiyat = 2.5 €									

811

					
Şaft	Uzunluk			031 033 047	
FG 314		811 314			
		811C314			
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	4	5	7
		Fiyat = 2.5 €			

813C

				
Şaft		813C 314	012 014 016 ---	
			L=	1.5 1.6 1.8 2.0
				Fiyat = 2.5 €

818

Şaft	Uzunluk				
FG 314	Ø 1,6 mm	10 mm	818 314	025 047 060 079	047
Kafa Uzunluğu(mm)			L=	0.5 0.5 0.5 0.5	
Fiyat = 2.5 €					

824A

Model	Uzunluk				
FG 314	Ø 1,6 mm	10 mm	824A314	033 042	042
Kesim Derinliği(mm)			D=	0.6 1	
Fiyat = 3 €					

825

Model	Uzunluk		
FG 314	Ø 1,6 mm	10 mm	825 314
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	0.8
Fiyat = 2 €			

830

Model	Uzunluk				
FG 314	Ø 1,6 mm	10 mm	830 314	009 010 012 014 016	016
Kafa Uzunluğu(mm)			L=	2.6 2.6 2.6 2.6 2.6	
Fiyat = 2 €					
Fiyat = 3 €					

830A

								
Model	Uzunluk							
FG 314	$\varnothing$ 1,6 mm 	830A 314	012	014	016	018	021	025
		830AC 314	012	014	016	018	021	025
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	5	5	5	5	5	7
			Fiyat = 3.5 €					
			Fiyat = 2.5 €					

830L

Model	Uzunluk				
FG 314	Ø 1,6 mm	10 mm	830L 314	010 012 014 016	010 012 014 016
Kafa Uzunluğu(mm)			L=	4 4 5 5	
Fiyat = 2.5 €					

830R

Model	Uzunluk				
FG 314	Ø 1,6 mm	10 mm	830R 314	008 009 010 012 014	008 009 010 012 014
Kafa Uzunluğu(mm)			L=	2.5 3 3 3 2.5	
Fiyat = 2.5 €					
Fiyat = 3.5 €					

830RL

Model	Uzunluk				
FG 314	Ø 1,6 mm	10 mm	830RLC 314	008 009 010 012 014 016 018	008 009 010 012 014 016 018
Kafa Uzunluğu(mm)			L=	4 4 4 4 4 4	
Fiyat = 2.5 €					

Elmas Frez

833



Model	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm)

Model	Uzunluk
833F	012 014 031

L= 3,5 3,5 3,5

Fiyat = 3.5 €

834



Model	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kesim Derinliği(mm) D= 0,4 0,6 0,6

Kafa Uzunluğu(mm) L= 6,8 6,8 6,8

Fiyat = 4 €

835



Model	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm)

Model	Uzunluk
835 314	007 008 009 010 012 014 016
● 835SC314	007 008 009 010 012 014 016
● 835C314	007 008 009 010 012 014 016
835KR314	008 009 010 012 014 016
● 835KRC314	008 009 010 012 014 016
● 835KRSC314	008 009 010 012 014 016

L= 3 3 4 4 4 4 4

Fiyat = 2.5 €

835A



Model	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm)

Model	Uzunluk
830A 314	009 010 012
● 830AC 314	009 010 012
830ASC 314	009 010 012

L= 4 4 5

Fiyat = 2.5 €

836



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm)

Model	Uzunluk
836 314	008 010 012 014 016 018
● 836SC314	008 010 012 014 016 018
● 836C314	008 010 012 014 016 018
● 836F314	008 010 012 014 016 018

L= 6 6 6 6 6 6

Fiyat = 2.5 €

837



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm)

Model	Uzunluk
837 314	010 012 014 016 018 020 025
● 837SC314	010 012 014 016 018 020 025
● 837C314	010 012 014 016 018 020 025
● 837VF314	010 012 014 016 018 020 025
● 837F314	010 012 014 016 018 020 025

L= 8 8 8 8 8 8 8

Fiyat = 2.5 €

Fiyat = 3 €

837L



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm)

Model	Uzunluk
837L 314	010 012 014 016
● 837LC314	010 012 014 016
● 837LSC314	010 012 014 016

L= 10 10 10 10

Fiyat = 2.5 €

830KR



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm

Kafa Uzunluğu(mm)

Model	Uzunluk
837KR 314	010 012 014
● 837KRC 314	010 012 014


L= 8 8 8

Fiyat = 2.5 €


859

Şaft	Uzunluk		010	012	014	016	018
FG 314		859 314	010	012	014	016	018
		● 859C314	---	012	014	016	018
		● 859F314	010	---	014	016	---
		● 859VF314	010	012	014	016	---
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 10 10 10 10 10				
			Fiyat = 2.5 €				

859L

Şaft	Uzunluk		011	014	016	018
FG 314		859LC 314	---	014	016	---
		● 859LVF314	011	014	016	---
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 11.5 11.5 11.5 11.5			
			Fiyat = 2.5 €			

860

Şaft	Uzunluk		012	016
FG 314		860 314	012	---
		● 860VF314	012	---
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 4 5	
			Fiyat = 2.5 €	

861

Şaft	Uzunluk		012
		861 314	012
		● 861F314	012
		● 861VF314	012
		○ 861UF314	012
			6
			Fiyat = 2.5 €


862

Şaft	Uzunluk		010	012	014	016
FG 314		862 314	010	012	014	---
		● 862C314	010	012	014	016
		● 862SC314	---	012	014	016
		● 862VF314	---	012	014	---
		● 862F314	---	012	014	016
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 8 8 8 8			
			Fiyat = 2.5 €			

863

Şaft	Uzunluk		012	014	016	018	025	060
FG 314		863 314	012	014	016	018	---	---
		● 863SC314	---	014	016	---	---	---
		● 863C314	012	014	016	---	---	---
		● 863F314	012	014	016	---	---	---
		● 863VF314	012	014	016	---	---	---
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 10 10 10 10 10 15					
			Fiyat = 2.5 €					

863LE

Şaft	Uzunluk		012
FGL 315		863LE	012
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 15
			Fiyat = 2.5 €

964

Şaft	Uzunluk		012	014	016	018
FG 314		864 314	012	014	016	018
Kafa Uzunluğu(mm)			L= 11.5 11.5 11.5 11.5			
			Fiyat = 2.5 €			

Elmas Frez

875



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm
	19 mm
	875 314
	009
Kafa Uzunluğu(mm)	L= 3
Fiyat = 2 €	

877



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm
	21 mm
	877C 314
Kafa Uzunluğu(mm)	L= 6
Fiyat = 2 €	

878



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm
	19 mm
	878 314
	010 012 014 016 018
	878C 314
	878F 314
	878SC 314
Kafa Uzunluğu(mm)	L= 8
Fiyat = 2.5 €	

878K



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm
	19 mm
	878KC 314
	878KSC 314
Kafa Uzunluğu(mm)	L= 8
Fiyat = 2.5 €	

879



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm
	19 mm
	879 314
	010 012 014 016 018
	879C 314
	879F 314
	879SC 314
Kafa Uzunluğu(mm)	L= 8
Fiyat = 2.5 €	

879K



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm
	21 mm
	879KC 314
	879KSC 314
Kafa Uzunluğu(mm)	L= 10
Fiyat = 2.5 €	
Fiyat = 3 €	

879L



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm
	19 mm
	879LC 314
	012 014
Kafa Uzunluğu(mm)	L= 11,5
Fiyat = 2.5 €	

880



Şaft	Uzunluk
FG 314	Ø 1,6 mm
	21 mm
	880 314
	880 C 314
	880 F 314
Kafa Uzunluğu(mm)	L= 6
Fiyat = 2.5 €	

Elmas Frez

889

Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm	889 314	008 010
		● 889 C314	008 010
		● 889 F314	008 010
		● 888 VF314	008 010
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	4 4
		Fiyat = 2.5 €	

368

Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm	368 314	014 016 018 023
		● 368 C314	014 016 018 023
		● 368 SC314	014 016 018 023
		● 368 VF314	014 016 018 023
		● 368 F314	014 016 018 023
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	3 3 4.5 5
		Fiyat = 3.5 €	
		Fiyat = 2.5 €	

379

Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm	379 314	014 016 018 023 025 037
		● 379 SC314	014 016 018 023 025 037
		● 379 C314	014 016 018 023 025 037
		○ 379 UF314	014 016 018 023 025 037
		● 379 VF314	014 016 018 023 025 037
		● 379 F314	014 016 018 023 025 037
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	3 3 4.5 4.5 4.5 7
		Fiyat = 3.5 €	
		Fiyat = 2.5 €	

390

Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm	390 314	016
		● 390 F314	016
		● 390 VF314	016
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	4.3
		Fiyat = 2.5 €	

392

Şaft	Uzunluk		
FG 314	Ø 1.6 mm	392 314	016
		● 392 F314	016
Kafa Uzunluğu(mm)		L=	5
		Fiyat = 2.5 €	

251E




C251EF




C261E




C351




C364E




C73E



C78




C78EF




Hard Frez


C79



C79EFS



C257RE



C1



Şaft

W=PA=CA Ø=1.0mm	C1 316	012 016
W=PA=CA Ø=1.0mm	C1 314	010 012 014 016 018 021 023
W=PA=CA Ø=2.35mm	C1 104	012 014 016 018 021 023 027
H=HP=PM Ø=2.35mm	C1 204	012 014 016 018 021 023 027

Fiyat = 3 €

C1S



Şaft

W=PA=CA Ø=1.0mm	C1S 201	010 012 014 016 018 021 023
W=PA=CA Ø=2.35mm	C1S 204	010 012 014 016 018 021 023
H=HP=PM Ø=2.35mm	C1S 205	012 014 016 018 021 023
H=HP=PM Ø=2.35mm	C1S 314	010 012 014 016 018 021 023

Fiyat = 3.5 € **Fiyat = 4.5 €**

Fiyat = 2 €

C21



Şaft

FG Ø=1.0mm	C21 314	008 009 010 012 014 016
FG Ø=2.35mm	C21 204	008 009 010 012 014 021
FG Ø=2.35mm	C21 104	008 009 010 012 014

L= 4.0 4.1 4.2 4.4 4.4 4.4 4.4

Fiyat = 3.5 €

C21L



Şaft

FG Ø=1.0mm	C21L 314	010 012 014
------------	----------	-------------

L= 7 7 7

Fiyat = 3.5 €

C21R



Şaft

FG Ø=1.0mm	C21R 314	010 012
------------	----------	---------

L= 4.0 4.2

Fiyat = 3.5 €

C21E



Şaft

FG Ø=1.0mm	C21E 314	010 012
------------	----------	---------

L= 7 7 7

Fiyat = 3.5 €

C21RE



Şaft

FG Ø=1.0mm	C21RE314	010
------------	----------	-----

L= 3.8

Fiyat = 4 €

C23



Şaft

H=HP=PM Ø=2.35mm	C23 314	008 009 010 016
------------------	---------	-----------------

L= 7 7 7 7


Fiyat = 4 €

Carpid Frez


C21RE




C31




C31L




C31R




C46




C134



C136




C162




C16




C379




389




C4



909



carl
marlin[®]
Solingen



GX100 Gatorex Davye Seti

1.150 €



E100 Klasik Davye Seti 10'Lu E1,E7,E13,E17,E18,E22,E33A,E51A,E67A,E79

690 €



Cerrahi

E1

Üst Çene Kesici


80 €



LS1

Üst Kesici Davye

86 €



E7

Üst Küçük Azı Davye


86 €



LS7

Üst Küçük Azı Davye

86 €



E13

Alt Çene Küçük Azı


80 €



LS13

Alt Anterior ve Premolar Davye

86 €



E17

Üst Çene Sağ Büyük Azı


86 €



LS17

Üst Büyük Azı Sağ Davye

86 €



E18

Üst Çene Sol Büyük Azı

86 €



LS18

Üst Büyük Azı Sol Davye


86 €



E22 Alt Çene Büyük Azı - Kalasik Seri 86 €




LS22 Alt Molar Sağ-Sol 86 €



E33A Alt Kök Kesici Davye 80 €




LS33A Alt Kök Kesici Davye 86 €



E51A Üst Kök Bayonet İnce Uç Davye 86 €



LS51A Ön Kök Bayonet Davye 86 €



E67A Üst 20 Yaş Dişi Davye 86 €



LS67A Üst 20 Yaş Davyesi 86 €



E79 Alt 20 Yaş Davyesi 86 €



LS79 Alt Yirmi Yaş Davyesi 86 €



Cerrahi

M86B

Alt Molar Davyesi


92 €



LS86C

Alt Molar Sağ-Sol

86 €



122 1-2L

Sol Molar Davye 1-2 L

119 €



122 1-2R

Sağ Molar Davye 1-2 R

119 €



133 1-2

Alt Kök Davyesi

108 €



LS151

Üst Kalıntı Davyesi

86 €



145

Alt Kök Davyesi

75 €



M115

DAVYE TEK M115

105 €



M2001

Davye


79 €




M2013

Forceps


79 €




M2051A Forceps 79 €




M2033A Forceps 79 €



M2079A Davye 79 €



M2067A Davye 79 €



Cerrahi

E3280A Çocuk Davye Seti 4'lü 280A/1, 280A/3, 280A/5, 280A/6


222 €



280/1

Çocuk Davyesi

82 €



280/2

Çocuk Davyesi


82 €



280/3

Çocuk Davyesi

82 €



280/4

Çocuk Davyesi

82 €



280/5

Çocuk Davyesi


82 €



280/6

Çocuk Davyesi

82 €



280/7

Çocuk Davyesi

82 €



Cerrahi

LSLS592

Fusion Ex Set LS591A/4.0 LS592/2.5 LS592A/2.5 LS592/3.5 LS592A/3.5

697 €



LS589

Liquid Steel 4'lü Elevator Set

149 €



558/6

Root Elavator

52 €



558/7

Root Elavator

52 €



558/8

Root Elavator

52 €



558/9

Root Elavator

52 €



558/10

Root Elavator

52 €



558/11

Root Elavator

52 €



545/1

Root Elevator

69 €



545/2

Root Elevator


69 €



545/3

Root Elavator Lindo-Levien

69 €



560/1

Root Elavator

59 €




Cerrahi

560/2

Root Elavator

59 €



560/3

Root Elavator

59 €



560/4

Root Elavator

59 €



577/2

Root Elavator

56 €



577/3

Root Elavator

56 €



567/4

Apical Elavator

64 €



567/5

Apical Elavator

64 €



LS580/1

LS Heidbrink Root Elavator

56 €



580/1

Heidbrink Root Elavator

54 €



580/2

Heidbrink Root Elavatör

54 €



LS580/2

LS ELAVATÖR

56 €



580/3

Heidbrink Root Elavatör

54 €



LS580/3

LS ELAVATÖR LS580/3

56 €



559/1

Bein Elavatör

42 €



559/2

Bein Elavatör


42 €



559/3

Bein Elavatör

42 €



526/1

Root Elevatör Cryer


68 €



526/2

Root Elevatör Cryer


68 €



561/23

Root Elavatör Cryer

59 €



Cerrahi

561/24

Root Elavatör Cryer

59 €



LS544/47

Modifiye Bien Elavatör


56 €



525/11R

Root Elavatör Winter


58 €



525/11L

Root Elavatör Winter


68 €



576/1

Barry Elavatör


69 €



576/2

Barry Elavatör


69 €



531/3

Döner Keski

60 €



531/4

Döner Keski

60 €



1912/2

Ochsenbein Keski 16cm

78 €



1858 Periost Elavatorü 75 €



1859 Periost Elavatorü 75 €



1864-24G Periost Elevatorü Glickman 68 €



1863/9 Periost Elavatorü 56 €



1865 Periost Elavatorü Freer 48 €



LS1864-24G Periost Elavatorü Çift Taraflı Glickman 66 €



1866 Periost Elavatorü 56 €



LS1865 Periost Elavatorü Çift Taraflı Freer 45 €



1867PR/3 Periost Elavatorü Prichard 71 €



Cerrahi

1868	Periost Elevatorü	75 €
------	-------------------	------



1869	Periost Elevatorü	75 €
------	-------------------	------



LS1869	Periost Elevatorü Buser	71 €
--------	-------------------------	------



EX1000	Elevatör Seti	549 €
--------	---------------	-------



9588

Luxavator Cerrahi Elevatör Seti 4'lü

260 €



588/1



Luxivator Düz 3 mm

69 €

588/2

Luxivator Düz 5 mm

59 €



588/3


Luxivator Eğri 3 mm

59 €

588/4

Luxivator Eğri 5 mm

59 €



Cerrahi

588/5

Luxivator 2.5 mm

59 €



588/6

Luxivator Düz 4 mm


59 €



588/7

Luxivator Eğri 2.4 mm

59 €



588/8

Luxavator 4mm Eğri

59 €



LS589/1

Luxivator Elavator 2.5 mm

56 €



LS589/2

Luxivator Elavator 3 mm

56 €



LS589/3

56 €



LSRH

3'lü Micro Cerrahi Set

390 €



9020EC

İkili Makas Seti

150 €






carl
marlin
Solingen



800/12

Eğri Makas


46 €



801/10.5

Diş Eti Makası 10.5 / Düz


47 €



802/10.5

Diş Eti Makası 10.5 / Düz


47 €



803/10.5

Diş Eti Makası 10.5 / Eğri


50 €



804

Diş Eti Makası 12 Cm/Düz


49 €



806

Diş Eti Makası 12 Cm/Eğri


42 €



806D

Tırtıklı Eğri Makas


52 €



808

Sütür Makası 11 Cm/ Açılı


56 €



808

Sütür Makası 11cm / Açılı


67 €



812

Cerrahi Makas 12 Cm

55 €




Cerrahi


817/14 Diş Eti Makası 14 Cm/Düz - Joseph 70 €




818/14 Diş Eti Makası 14 Cm/Eğri-Joseph 70 €



835/14 Metzenbaum Diseksiyon Makası Düz 55 €




836 Metzenbaum Diseksiyon Makası Eğri 16 Cm 58 €



837/12.5 Makas 77 €



838 Diş Eti Makası 16 cm/Düz - Kelly 62 €




840 Diş Eti Makası 16 Cm/Eğri - Kelly 62 €



800/10.5 Dişeti Makası-Düz 46 €




802WC/12 Titanyum Cerrahi Makas 96 €



807SC/12 SüperCut Eğri-Sütur Makası 56 €




864 Goldman Fox - Eğri 62 €




864SC Dişeti Makası 13 cm/Eğri-Goldman Fox 71 €




865 Diş Eti Makası 13 Cm/Eğri Goldman Fox 76 €



868 Sütür Makası 62 €



LS852 Micro Cerrahi Makası 119 €




LS854/13 Makas 91 €



1275/TC Ortodontik Makas 156 €




1759 Gingivektomi Makası 82 €




Cerrahi

851 Micro Cerrahi Makası Westcott 129 €




852 Micro Cerrahi Makası 129€




853 Diş Eti Makası 150 €




853TC/15 Micro Cerrahi Makası 199 €



854 Diş Eti Makası 12 Cm/Eğri -La Grange 72 €



854SC Makas 87 €



854TC Diş Eti Makası 99 €




855A/18 Mikro Makas 199 €



860 Diş Eti Makası 62 €



862 Diş Eti Makası - Eğri 62 €



789

Doku Pensi

34 €



792/12

Doku Pensi 12 cm

18 €



792/13

Doku Pensi 13 cm

18 €



792S/14.5

Doku Pensi 14.5 cm

18 €



793/12

Dişli Presel

24 €



793/14.5

Dişli Presel

26 €



1275TC

156 €



793DE/16

Gillies Tek Diş Pensi

39 €



784

Gillies Tek Diş Pensi

42 €



797

Sütür Forcepsi

49 €



Cerrahi

798

Düz Bakey Forceps

77 €



785TC/12

Adson Pens


89 €



786

Adson Tek Diş Pens


34 €



785

Adson Pens


30 €



782/18

Mikro Pens

174 €



1815

Cerrahi Örtü Tutucu


49 €



1895

Hemostatik Pens


37 €



1894/12.5

Hemostatik Pens 12.5


37 €



1894/14.5

Hemostatik Pens 14.5


37 €



1894A/12.5

Hemostatik Pens 12.5


37 €



1894/14.5

Hemostatik Pens 14.5


37 €



405

Universal Hemostatik Pens Peet


49 €



1895A

Hemostatik Pens

37 €



Cerrahi

1208

Apikal Pensi


179 €



1326

Yuvarlak Burunu Pense


77 €



1828

Rongeur Kemik Pensi

195 €



1830/1

Düz Friedman Kemik Pensi

172 €



1830/2

Açılı Friedman Kemik Pensi

162 €



1831/1

Düz Luer Kemik Pensi

182 €



1831/2

Açılı Luer Kemik Pensi

182 €



1831/3

Açılı Luer Kemik Pensi

182 €



1836

Ronguer Kemik Forsepsi


192 €




1837

Ronguer Kemik Forsepsi


290 €




1151/12 Portegü Boynton 4/0 - 6/0 Süturlar İçin 90 €




1155/15 Makas Tipi Portegü Crile-Wood 73 €



1156/16 Portegü 59 €



1156/18 Portegü 69 €



1157TC/20 Portegü 195 €



1160/14 Avuç İçi Portegü 3/0 - 5/0 Süturlar İçin 99 €




1160/17 Avuç İçi Portegü 3/0 - 5/0 Süturlar İçin 110 €




1149TC/17 Portegü 205 €



1150TC/14 Makas Portegü Olsen-Hegar 172 €



1152TC/14 Mikro Portegü 195 €



Cerrahi

1149TC/17 Portegü

195 €




LS1152TC/16 Mikro Portegü

229 €




1155TC/15 Makas Tipi Portegü

126 €




1155TC/18 Makas Tipi Portegü Crile-Wood

159 €




1158TC/15 TC Portegü 4/0 - 6/0 Süturlar İçin

162 €



1159TC/14 İğne Tutucu

162 €



1161TC/14 Mathieu Boynton 3/0 - 5/0 Süturlar İçin 14cm

150 €




1161TC/17 Portegü 17 Cm

170 €




1169TC/18 Tungsten Karpid Uçlu Portegü

240 €



1171DI/18 Mikro Portegü

390 €



508

Ağız Açıcı Ekartör Denhard


201 €



579

Kök Kalıntı Çıkancı - Çift Taraflı

69 €



LS981/1

Gingivectomy Bıçağı (Kirkland)

38 €



630

Dudak Ekartörü SternBerg

36 €



LS980/1

Gingivectomy Bıçağı (Kirkland)

38 €




Cerrahi

871/A3	Bisturi Sapı	12 €	871/A7	Bisturi Sapı	27 €
					
871/A5	Bisturi Sapı	44 €	LS871	Micro Bisturi Sapı	46 €
					
871/A5A	Micro Bisturi Sapı	46 €	871/MH6	Micro Bisturi Sapı	75 €
					
872/12	Tek Kullanımlık Bisturi	15 €	872/15	Tek Kullanımlık Bisturi	15 €
					
872/15C	Tek Kullanımlık Bisturi	24 €	LS871A/5	Bisturi Sapı	46 €
					


871/B11 Bisturi Ucu 100'lü 32 €




871/B12 Bisturi Ucu 100'lü 37 €



871B/12D Bisturi Ucu 100'lü 52 €



871B/15 Bisturi Ucu 100'lük 37 €



871B/5C Bisturi Ucu 100'lük 49 €



871MB/62 Mikro Bisturi Ucu 10'lu 63 €



871MB/64 Mikro Bisturi Ucu 10'lu 63 €



871MB/65 Mikro Bisturi Ucu 10'lu 63 €



871MB1/67 Mikro Bisturi Ucu 10'lu 56 €



871MB/69 Mikro Bisturi Ucu Tekli 14 €



Cerrahi


871/MH6 Mikro Cerrahi Bisturi Sapı 75 €



872/11 Tek Kullanımlık Bisturi 15 €



874 Bisturi Kutusu 10 €



1806/1 Peritom Düz (Esnek) 33 €



1804 Periost Elavatorü 37 €



1106A Tampon Aplikatörü 22 €



634 Dil Ekartörü Brunings 29 €



1122 Ekartör Farabeuh 38 €



1880 Retraktör 160 €




1888/3 Ekartör Langenbeck 77 €




1890/1 Yanak Ekartörü Langenbeck 77 €




1890/2 Yanak Ekartörü Langenbeck 77 €



514 Metal Ağız Açacağı 280 €



633 Yanak Ekartörü /Cawwod MinneSota 24 €




1922 Diş Eti Ölçüsü 199 €



1198 Periost Elevatörü Beale 29 €





1605/22 2.2mm Osteotom Kemik İtici 88 €

1605/28 2.8mm Osteotom Kemik İtici 88 €



1605/35 3.5mm Osteotom Kemik İtici 88 €



1605/42 4.2mm Osteotom Kemik İtici 88 €



1605/48 4.8mm Osteotom Kemik İtici 88 €



1606/35 3.5mm Trepon Osteotom 88 €



1607/22 2.2mm Expanseur 88 €



1607/28 2.8mm Expanseur 88 €



1607/35 3.5mm Expanseur 88 €



1607/42 4.2mm Expanseur 88 €



1607/48 4.8mm Expanseur 88 €



1806/2 Peritom Açılı (Esnek) 33 €



İmplantoloji

1142/1 Sinus Lifting(Kavite Doldurucu) 62 €



LS1142/1 Sinus Lifting(Kavite Doldurucu) 62 €



1142/2 Sinus Lifting(Kavite Doldurucu) 62 €



LS1142/2 Sinus Lifting(Kavite Doldurucu) 62 €



1142/3 Sinus Lifting(Kavite Doldurucu) 62 €



LS1142/3 Sinus Lifting(Kavite Doldurucu) 62 €



LS1650/2 Sinüs Lifting 86 €



LS1650/6 Sinüs Lifting 86 €




LS1650/8 Sinüs Lifting 86 €



LS1650/9 Sinüs Lifting 86 €



LS1920/1 Kemik Kazıcı 190 €



LS1806-PT2 PERIOTOM 57 €



LS1812A/18-25 Periotom 87 €



LS1813/20 Periotom 87 €



LS1813/28 Periotom 87 €



LST1972/H6-H7 İmplant Temizleme Scalari 70 €



1914/1 Kemik Keski Rhodes 78 €



1917/1 Kemik Eğesi Miller-Colborn 66 €



1917/2 Kemik Eğesi Miller-Colborn 66 €



1917/3 Kemik Eğesi Miller-Colborn 66 €



İmplantoloji

1917/4 Kemik Eğesi Miller-Colborn 66 €



LS1915/4-6 Kemik Eksavatörü 77 €




1796 Çekiç Mead 109 €



1921 Kemik Ezici 66 €



1924 Kemik Öğütücü 284 €



1923 Kemik Öğütücü Havan 320 €



4026 Paslanmaz Saklama Kabı Tüp 79 €



4034 Pamuk Kutusu 77 €



4036 25cc Çelik Gode 36 €



4037 50cc Çelik Gode 36 €



600

Rubber Dam Seti

320 €



1084-EXDG/16


Endo Sond

22 €

1209/RH

Rootator Kırık Alet Çıkarcı

120 €




Konsarvatif

773A/2

6'lı Presel Set

420 €



773/C2

Presel

17 €

779/2

Presel

20 €



725/1

Presel 16 cm

21 €

LS771A/2

College Presel

24 €



796L

Presel Sol Crane Kaplan

45 €

796R

Presel Sağ Crane Kaplan

45 €



708

Presel Elmas Uçlu

89 €



1083/6 Sond 8 €



1085/8 Sond 8 €



1086/10 Sond 12 €



1085/9 Sond 8 €



LS1081/70 Dik Sond 10 €



LS1083/6 Orak Sond 11 €



973/72W Williams Perio Sond 20 €



LS1084-EXD5 Çift Taraflı Sond 22 €



973/80 Williams Perio Sond 29 €



973/23W Williams Perio Sond 29 €



Konsarvatif

973/CP15 Williams Perio Sond 29 €



973/CP12 Williams Perio Sond 29 €



973/CP2N Furkasyon Sondu 45 €



1081/32 Düz Sond 8 €



1081/33 Düz Sond 8 €



1081/66 Düz Sond 8 €



1083/6 Orak Sond 9 €



1085/8 Sond 9 €



LS1081/33 Düz Sond 10 €



1061/1112A Scaller 42 €



1078/6 Prob Ucu 8 €



1078/9 Prob Ucu 8 €



1078/23 Prob Ucu 8 €




1200FR Muayenehane Kiti, Sont Ayna Presel 24 €



483 Ayna Sapı 7 €



490 Ayna Sapı Tekli Yeşil, Mavi, Kırmızı, Sarı, Siyah 8 €



489 Ayna Sapı 17 €



455W/B Hello Ayna Tekli 42 €



LS482 Ayna Sapı 17 €



LS485 Ayna Sapı 17 €



Konsarvatif

1016/3-4	Ekskavatör	26 €	1016/5-6	Ekskavatör	26 €
					
1016/7-8	Ekskavatör	26 €	1016/9-10	Ekskavatör	26 €
					
1018/1	Ekskavatör	38 €	1018/2	Ekskavatör	38 €
					
1018/3		38 €	1019/13-14	Ekskavatör	26 €
					
1019/19-20	Ekskavatör	26 €	1019/21-22	Ekskavatör	26 €
					

1020/127-128 Ekskavatör 26 €



LS1020/127-128 Ekskavatör 39 €



1020/133-134 Ekskavatör 29 €



LS1020/129-130 Ekskavatör 39 €



LS1020/131-132 Ekskavatör 39 €



1030/127-128 Ekskavatör 42 €



1030/129-130 Ekskavatör 42 €



1030/133-134 Ekskavatör 40 €





1051A

Polyfill Set Kompozit El Aleti Seti 1051/14,15,95,109,154 G

210 €



1049A

PolyFill Seti (5'li) "Kompozit El Aleti Seti" 1051/105,106,107,108,110

250 €



Konsarvatif

1051/12A Kompozit Spatülü 32 €



LS1051/12A Kompozit El Aleti -Orta 43 €

Çok ince uçlu kompozit spatülü.Hafif esnek spatül isteyenler için.



1051/14 Kompozit Spatülü 32 €



LS1051/14 Ağız Spatülü-Küçük 43 €



1051/15 Kompozit Spatülü 32 €



LS1051/15 Ağız Spatülü-Mini 43 €



1051/95 Kompozit Spatülü 32 €



LS1051/95 Kompozit Spatülü 43 €



1051/108 Kompozit Spatülü 32 €



LS1051/108 Dolgu Fulvarı 43 €

Fisür tepici.Fisür uygulamaları için;İç bükey uç dış bükey alanlarda kontürlmeye yardımcı olur. Çok ince öklüzal yapılarda kontürlleme için özel el aleti



LS1051/94 Kompozit Spatülü 43 €



LS1051/100 Kompozit Spatülü 43 €

Eğik, damla uçlu kondanse edici.Undercut preparasyonları için kondanse edici.



1051/105 Kompozit Spatülü 32 €



LS1051/105 Kompozit Spatülü 43 €



1051/106 Kompozit Spatülü 32 €



LS1051/106 Dolgu Fulvarı 43 €

Sınıf II ve III dolgular için yarım yuvarlak uç.
Matris kenarından taşan
dolgunun undercut bölgelere uygulanmasına yardımcı olur.



1051/107 Kompozit Spatülü 32 €



LS1051/107 Kompozit Spatülü 43 €



1051/109 Kompozit Spatülü 32 €



LS1051/109 Dolgu Fulvarı 43 €

Round koni uçlu, şekillendirici el aleti.



Konsarvatif

1051/110	Kompozit Spatülü	32 €	LS1051/10	Kompozit Spatülü	43 €
----------	------------------	------	-----------	------------------	------



1051/154G	Kompozit Spatülü	32 €	LS1051/154G	Dolgu Fulvarı	43 €
-----------	------------------	------	-------------	---------------	------



Düz uçlu, oval kenarlı kondanse edici el aleti.
Oklüzal tabakalama uygulamalarında ve kor yapımında



1051/MB4	Kompozit Spatülü	23 €	LS1051/MB4	Kompozit Spatülü - Açılı	43 €
----------	------------------	------	------------	--------------------------	------



Köşeli spatül. Düşey bölgelerin kontürlenmesinde ergonomik teknik sağlar. (Posterior)



1051/14HBL	Kompozit Silikon Spatülü	34 €	LS1051/141	Kompozit Spatülü	43 €
------------	--------------------------	------	------------	------------------	------



1052/151 Plugger 20 €



1052/153 Plugger 20 €



1045/12C Ağız Spatülü 18 €



LS1052/207-208 Fulvar 22 €



1045/13 Ağız Spatülü 18 €



LS1052/6 Ağız Spatülü 22 €



LS1045/12C Ağız Spatülü 22 €



LS1045/12A Ağız Spatülü 22 €



Konsarvatif

1045/12A Ağız Spatülü 18 €



1045/12B Ağız Spatülü 18 €



1044 Retraksiyon İpi Enstrümanı 44 €



LS1044 Retraksoyon İpi Yerleştirici 46 €



1031 Pupila Elevatörü 62 €



LS1054/15 Spatül 22 €



1058 Siman Spatülü 14 €



LS1058 Siman Spatülü 22 €



1058A Siman Spatülü 14 €



LS1055/8 Siman Spatülü 22 €



1059/14 Kompozit Spatülü 31 €



1059/42 Kompozit Spatülü 31 €



1059/52 Siman Spatülü 31 €



1059/147 Ekskavatör 31 €



1059/148 Ekskavatör 31 €



1059/149 Ekskavatör 31 €



1060/1 Amalgam Spatülü Ball 40 €



1060/11 Amalgam Spatülü Ball 40 €



1060/12 Amalgam Spatülü Romerowski 40 €



1465 Dil Ekartörü 16 €



Konsarvatif

1054/19 Dycal Fulvari (0.6-0.8mm) 20 €



1054/39 Siman Fulvari 20 €



1054/41 Siman Fulvari 20 €



1054/50 Siman Fulvari (1.0-1.2mm) 20 €



1054/19 Dycal Fulvari (0.6-0.8mm) 20 €



1054/39 Siman Fulvari 20 €



1054/41 Siman Fulvari 20 €



1054/50 Siman Fulvari (1.0-1.2mm) 20 €



1054/51 Siman Fulvari (1.3-1.6mm) 20 €



1054/52 Siman Fulvari (2.2-3.0mm) 20 €



1054/91 Amalgam Fulvari 20 €



1054/92 Amalgam Fulvari 20 €



1054/112 Amalgam Fulvari 20 €



1054/113 Amalgam Fulvari 20 €



1054/114 Amalgam Fulvari 20 €



1054/115 Amalgam Fulvari 20 €



1054/116 Amalgam Fulvari 20 €



1054/10A Fulvar 20 €



LS1054/10A Dycal Fulvari 22 €



Konservatif

LS1054/52 Siman Fulvar 22 €



LS1054/139 Siman Fulvarı 22 €



LS1054/140 Siman Fulvarı 22 €



LS1054/146 Siman Fulvarı 22 €



LS1054/149 Siman Fulvarı 27 €



LS1054/158 Siman Fulvarı 22 €



LS1054/159 Siman Fulvarı 22 €



1596 Boley / Ölçek 37 €

1105 Otomatik Kuron Sökücü

160 €



1105A 3'lü Kuron Sökücü Uç Takımı

34 €



1092 Amalgam Tabancası

59 €



1110/1 Kron Çıkarıcı (Crown Remover)

69 €





1110/2 Kron Çıkarıcı (Crown Remover)

69 €

1110/3 Kron Çıkarıcı (Crown Remover)

69 €




1111 Kron Çıkarıcı (Crown Remover)

69 €

1112 Kuron Çıkarıcı Bauer

190 €



1950 Karpül Şiringası Manual

79 € €

1956 Karpül Şiringası

290 €



Perio

3020

Gracey 5'li Kuret Seti 979/5-6,7-8,9-10,11-12,13-14,H6-H7

160 €



3023

Ergo Tuch 5'li Kuret Seti 979/5-6,7-8,9-10,11-12,13-14,H6-H7

205 €



979/1-2 Ergo Tuch Kureti 38 €



979/3-4 Ergo Tuch Kureti 38 €



979/5-6 Ergo Tuch Kureti 38 €



979/7-8 Ergo Tuch Kureti 38 €



979/9-10 Ergo Tuch Kureti 38 €



979/11-12 Ergo Tuch Kureti 38 €



972/1-2 Gracey Küreti 37 €



LS972/1-2 LS Gracey Küreti 42 €



979/13-14 Ergo Tuch Kureti 38 €



Perio

972/3-4 Gracey Küreti 37 €



LS972/3-4 LS Gracey Küreti 42 €



972/5-6 Gracey Küreti 37 €



LS972/5-6 LS Gracey Küreti 42 €



972/7-8 Gracey Küreti 37 €



LS972/7-8 LS Gracey Küreti 42 €



972/9-10 Gracey Küreti 37 €



LS972/9-10 LS Gracey Küreti 42 €



972/11-12 Gracey Küreti 37 €



LS972/11-12 LS Gracey Küreti 49 €



972/13-14 Gracey Küreti 37 €



LS972/13-14 LS Gracey Küreti 42 €



972/H6-H7 Gracey Küreti 37 €



LS972/H6-H7 LS Gracey Küreti 42 €



972/U15-U30 Gracey Küreti 37 €



972/15-16 Gracey Küreti 37 €



LS972/CI2-3 LS Gracey Küreti 42 €



LS972/T2-T3 LS Gracey Küreti 42 €



951MF/1-2 Mini Five Gracey Küret 38 €



LS951MF/1-2 Gracey Küret 46 €



Perio

951MF/3-4 Mini Five Gracey Küret 38 €



LS951M/3-4 Gracey Küret 46 €



951MF/5-6 Mini Five Gracey Küret 38 €



LS951M/5-6 Gracey Küret 46 €



951MF/7-8 Mini Five Gracey Küret 38 €



LS951M/7-8 Gracey Küret 46 €



951MF/11-12 Mini Five Gracey Küret 38 €



LS951M/11-12 Gracey Küret 46 €



951MF/13-14 Mini Five Gracey Küret 38 €



LS951M/13-14 Gracey Küret 46 €



960/4R-4L Küret Columbia 38 €



96017S-18S Küret Columbia 38 €



960/13-14 Küret Columbia 38 €



LSTI960/4R-4L Küret 70 €



LS951M/13-14 Gracey Küret 46 €



LS951M/15-16 Gracey Küret 46 €



961/204S Scaler 38 €



LS961/204S Scaler Kretuar 42 €



LS961/M23 Scaler Kretuar 42 €



LS961/204D Scaler Kretuar 42 €



Perio

LS961/M23A LS Scaler Kretuar 42 €



969/204S Ergo Tuch Kureti 47 €



969/CK6 Ergo Tuch Kureti 47 €



969/H6-H7 Ergo Tuch Kureti 47 €



1145/1 Kemik Küreti 2.8 mm / Hemingway 38 €



LS1145/1 Küret Hemingway 44 €



1145/2 Kemik Küreti 3.5 mm / Hemingway 38 €



LS1145/2 Küret Hemingway 44 €



1145/0 Kemik Küreti 2 mm / Hemingway 38 €



1145/3 Kemik Küreti 3.8 mm / Hemingway 38 €



1145/8 Kemik Küreti 2.8 mm/Lucas 38 €



1145/9 Kemik Küreti Lucas 3.3mm 38 €




LS1145/7 Lucas Kureti 2.1 mm 44 €



LS1145/8 Lucas Kureti 2.6 mm 44 €



1148/0 Kemik Küreti 2 mm/Hemingway 58 €



1148/1 Kemik Küreti 2,8 mm/Hemingway 58 €



1148/2 Kemik Küreti 3.5 mm/Hemingway 58 €



1148/8 Kemik Küreti 2.8 mm/Lucas 58 €



Perio

3012 10'lu Kaset 120 €




3011 Mavi 5'li Otoklav Kaseti 81 €



3019 Yeşil 5'li Otoklav Kaseti 63 €



3016A Silikon Gracey Kaset 106 €




3036 5 Delikli Tutucu Frez Saklama Kabı 35 €




3021 Klasik Model 5'li Kaset/Mavi 64 €



3037 10 Delikli Tutucu Frez Saklama Kabı 44 €



464 Fotoğraf Aynası 10x6.5 cm 132 €



992 Bileyleme Yağı 13 € €



995 Bileyleme Taşı Arkansas 42 €



990 Yağlama Kalemı 31 €



650A Artikülasyon Kağıdı Tutucu 36 €



1113 Kuron Sökücü



Yüzey Dezenfektanları

Minuten Spray

Klasik Yüzey Dezenfektanı



Aldehit ve Fenol içermez. Özellikle türbin, anguldurva, ünit tutacakları, alet tepsislerinin genel yüzey yemizlemesi ve hızlı spray dezenfeksiyonu için kullanılır

PlastiSept ECO

Alkolsüz Yüzey Dezenfektanı



Türbin, Anguldurva ve benzeri, Ünit Tutacakları, Alet tablaları ve pratikte kullanılan diğer medikal cihazlar gibi cihazların çok hızlı bir şekilde yüzey temizliği ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

NomoSept

Klasik Yüzey Dezenfektanı



Özellikle türbin, anguldurva, ünit tutacakları, alet tepsisi, genel yüzey temizlemesi ve hızlı spray dezenfeksiyonu için kullanılır

Minuten Wipes

Yüzey Dezenfektan Mendili



Aldehit ve Fenol içermez. Anguldurva, ünit tutacakları, alet tablaları ve pratikte kullanılan diğer medikal cihazlar gibi aletlerin çok hızlı bir şekilde yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu sağlar. Bakterisidal (TBC dahil) / fongisidal 1,2 ve virüsidal (HBV/ HIV3 ve HCV4)

PlastiSept Wipes ECO

Alkolsüz Yüzey Dezenfektanı



Mendili Aldehit, fenol ve fosfat içermez. Alkole duyarlı yüzeylerin temizliği için kullanılır. Hoş kokuludur. Etkinlik / Sertifikasyon bakterisit dahil.

MRSA mantara karşı ve zarfı virüslere karşı. HBV, HCV, HIV, influenza, Noro. Remanence etkisi / koruma (kuruduktan sonra yeni mikrobiyal bulaşmaya azaltılması).

Kod	Ürün	Fiyat
4715	Minutensprey 1 Lt	10 €
3005	Minutensprey 5 Lt	41 €
YZY01	NomoSept 1 Lt	8 €
4718	NomoSept 5 Lt	36 €
4630	PlastiSeptWipes Eco 120'Lik Kutu	8 €
4637	PlastiSeptWipes Eco Refil	7 €
4645	PlastiSept Eco 500ML	12 €
4646	PlastiSept Eco 5 Lt	55 €
3052	Minuten Wipes Jumbo Starter Set 200 Adet Mendil, 2 Adet Dispenser Box	34 €
3053	Minuten Wipes 100'lük Refil	10 €

BIB forte eco

Alet-Frez Dezenfektanı

4 kata
kadar
fazla
solüsyon



Genel dental ve medikal enstrümanlarda Diyagnostik, koruyucu ve cerrahi enstrümanlarda, forcepsler, kök elevatörlerinde, dental aynalarda, sert ve esnek endoskoplarda. Dönen dental enstrümanlarda. Çelik, katı metal, elmas, cerrahi frezler ve kesiciler, kronkesiciler, kanal kök enstrümanlarında kauçuk cila lastikleri.

AlproSol

Ölçü Kaşığı ve Enstrüman Temizleyici



Ölçü kaşıkları ve el aletlerinin temizlenmesinde kullanılan konsantre sıvıdır. AlproSol ile çinko oksit, ojenol, karboksilat-polikarboksilat ve cam iyonomer simanları ile ayrıca adezivler, cıllar ve aljinatları ölçü kaşığından, el aletlerinden ve spatüllerden kolayca temizleyebilirsiniz.

Steri Cleaner

Çelik Yüzey Temizleme Solüsyonu



Sterilizasyon haznesi, alet tablası ve çelik yüzeylerinin temizliğinde kullanılan solüsyon.

PrintoSept-ID

Ölçü Materyali Dezenfektanı



Kullanıma hazır, aldehitsiz ve fenolsüz, bütün dental ölçüler (aljinat, silikon, polieter, hidrokoloid vb.) için ve dental çalışmalara sokulan aşınmış dental protezler için temizleme ve dezenfekte solüsyonudur. PrintoSept-ID ayrıca hızlı dezenfeksiyon ciha, zırlarında kullanılabilir (sprey makineleri)
Dezenfeksiyon Süresi: Bakterisidal/fungisidal: 1 dakika
Tüberküloz: 5 dakika Virüsidal(HBV/HIV):5 dakika

Dezenfektan Küveti



60 °C ye kadar termo-dezenfeksiyon için kullanılabilen küvet **PrintoSeptID** ile kullanılır.

Kod	Ürün	Fiyat
3741	Bib Forte Ecolojik 1 Lt.	30 €
3742	Bib Forte Ecolojik 5 Lt.	125 €
3130	SteriCleaner 500 MI	14 €
4017	Dezenfektan Küveti 1 Litre	72 €
3070	Alprosol 1Lt	
4500	Printosept ID 5 Lt	56 €

Aspirasyon ve El Dezenfektanları

AlproJet-W Dental Aspirasyon Sistemleri Dezenfeksiyonu



Dental aspirasyon ve separasyon sistemlerinin haftalık temizlik ve bakımı için kullanılır. Haftada bir veya iki defa kullanılır, gerekli olduğu durumlarda Alprojet-W geçici olarak her gün de kullanılabilir.

AlproJet-DD Dental Aspirasyon Sistemleri Dezenfeksiyonu



Alprojet-DD, bütün dental tükürük emici ve separatör sistemlerinin temizlenmesi ve korunması için kullanılan konsantre hijyen sıvısıdır. Aktif maddeler, birbiriyle mükemmel harmonide olur, özellikle materyallerle uyumludur, deodorant etkisine sahiptir.

Bilpron



Su Yolu Dezenfektanı

Dental ünitlerin su yolunun dezenfeksiyonu ve ünitlerde biofilm oluşmasının önlenmesi için kullanılır. Bilpron'un dental üniten su yolunu dezenfekte etmesi için en az haftada bir kullanılması gereklidir. Bakterisidal / Fungisidal. Kireç taşı, yosun oluşumunu engeller.

AlproJet Mix Cup



Aspirasyon sisteminin temizlik ve bakımı için kullanılan çok fonksiyonlu bardak.


AlproSept-HDE



El Dezenfektanı

Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonu. Enjeksiyon uygulaması ve periferik vesele pikür uygulaması öncesi cilt dezenfeksiyonu için kullanılır.

Kod	Ürün	Fiyat
3106	AlproJet W Aspirasyon Tem. 1 Lt	16 €
3105	AlproJet W Aspirasyon Tem. 5 Lt	45 €
3181	Bilpron Su Yolu Dez. 1 Lt	15 €
3014	AlproSept HDE Jel El Dez. 1 Lt	18 €
3015	AlproSept HDE El Dez. 1 Lt	14 €
3115	Alprojet DDAsp. Dez. 5 Litre	85 €
3120	Alprojet DD 1 Litre	20 €
3085	AlproJet Mix Cup	54 €
3508	Cremana Creme Losyon	9 €



dentac[®]

Protective Series

dentac

T-Mask Cerrahi Maske 3S



Tek Kullanımlık Maske

Cerrahi Yüz Maskesinin kullanımı kolaydır ve yeterli filtre performansına sahiptir. Tam otomatik, el değmeden ultrasonik makineler tarafından üretilir. Çalışanlar için olağanüstü konfor ve koruma sağlar. Mükemmel anatomik şekillendirmeye olanak tanıyan entegre plastik destek ile donatılmıştır. Yumuşak, tahriş edici olmayan kokusuz malzemeden yapılmış olmakla birlikte cilde zarar vermeyen cam elyaf, lateks ve diğer alerjenik maddeleri içermez. Toz ve nemden korunmak için Water-repellent Non-Woven (PP) kumaş kullanılmıştır. Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Gri, Bej, Koyu Bej, Siyah, Açık Mavi, Açık Yeşil, Açık Pembe, Açık Sarı ve Beyaz renkleri mevcuttur.

Özellikler

- 3 Katman
- Tam Ultrasonik Şekil
- Su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske Boyutu 18x10
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)>% 95
- AkKırmızı Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip I'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 1'dir.

Avantajlar

- Kullanım rahatlığı
- %98 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş

- Beyaz ● Bej ● Sarı ● Açık Bej ● Açık Yeşil
● Mavi ● Siyah ● Açık Mavi ● Açık Gri ● Açık Yeşil
● Yeşil ● Kırmızı ● Açık Yeşil ● Açık Kırmızı ● Açık Kahve
● Pembe ● Kahverengi ● Açık Pembe ● Açık Kahve



T-Mask Cerrahi Maske CLA



Tek Kullanımlık Maske

Cerrahi Yüz Maskesinin kullanımı kolaydır ve %98 yüksek filtre performansına sahiptir. Tam otomatik, el değmeden ultrasonik makineler tarafından üretilir. Diş hekimleri ve tıp uzmanları için olağanüstü konfor ve koruma sağlar. Mükemmel anatomik şekillendirmeye olanak tanıyan entegre plastik destek ile donatılmıştır. Yumuşak, tahriş edici olmayan kokusuz malzemeden yapılmış olmakla birlikte cilde zarar vermeyen cam elyaf, lateks ve diğer alerjenik maddeleri içermez. Diş katmanlarda toz ve nemden korunmak için Water-repellent Non-Woven (PP) kumaş, yüksek filtre performansı elde edebilmek için orta katmanda Meltblown (Filtre) kumaş kullanılmıştır. Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Bej, Siyah, Pembe ve Beyaz renkleri mevcuttur.

Özellikler

- Yüksek Filtrasyonlu 3 Katman
- Tam Ultrasonik Şekil
- İç Katman; su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske Boyutu 18x10
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)>% 98
- AkKırmızı Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip II'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 2'dir.

Avantajlar

- Kullanım rahatlığı
- %98 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş

- Beyaz ● Pembe ● Kırmızı
● Mavi ● Bej ● Kahverengi
● Yeşil ● Siyah ● Yeşil



Kod	Ürün	Fiyat
2031-10	T-Mask Cerrahi Maske 3S 10'lu Paket	2.5 €
2031-50	T-Mask Cerrahi Maske 3S 50'li Paket	4 €

Kod	Ürün	Fiyat
2022-10	T-Mask Cerrahi Maske CLA 10'lu Paket	3 €
2022-50	T-Mask Cerrahi Maske CLA 50'li Paket	4.5 €

T-Mask Cerrahi Maske IIR



EN
149:2001
+
A1:2009
EN
14683
+
AC 2019



Tek kullanımlık maske

Cerrahi Yüz Maskesinin kullanımı kolaydır ve %99 yüksek filtre performansına sahiptir. Tam otomatik, el değmeden ultrasonik makineler tarafından üretilir. Diş hekimleri ve tıp uzmanları için olağanüstü konfor ve koruma sağlar. Mükemmel anatomik şekillendirmeye olanak tanıyan entegre plastik destek ile donatılmıştır. Yumuşak, tahriş edici olmayan kokusuz malzemeden yapılmış olmakla birlikte cilde zarar vermeyen cam elyaf, lateks ve diğer alerjenik maddeleri içermez. Dış katmanlarda toz ve nemden korunmak için Water-repellent Non-Woven (PP) kumaş, yüksek filtre performansı elde edebilmek için orta katmanda Meltblown (Filtre) kumaş kullanılmıştır.

Özellikler

- Yüksek Filtrasyonlu 3 Katman
- Tam Ultrasonik Şekil
- İç Katman; su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske Boyutu 18x10
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)>% 99
- Akkızıite Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip IIR'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 3'tür.

Avantajlar

- Kullanım rahatlığı
- %98 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş

○ Beyaz

● Mavi

● Yeşil

● Pembe

● Bej

● Siyah



T-Mask Kids



EN
149:2001
+
A1:2009
EN
14683
+
AC 2019



Tek kullanımlık maske

T-Mask Kids kullanımı kolaydır ve %95 filtre performansına sahiptir. Tam otomatik, el değmeden ultrasonik makineler tarafından üretilir. Çocuklar için olağanüstü konfor ve koruma sağlar. Mükemmel anatomik şekillendirmeye olanak tanıyan entegre plastik destek ile donatılmıştır. Yumuşak, tahriş edici olmayan kokusuz malzemeden yapılmış olmakla birlikte cilde zarar vermeyen cam elyaf, lateks ve diğer alerjenik maddeleri içermez. Toz ve nemden korunmak için Water-repellent Non-Woven (PP) kumaş kullanılmıştır. Her iki cinsiyet için renkleri mevcuttur.

Özellikler

- Yüksek Filtrasyonlu 3 Katman
- Tam Ultrasonik Şekil
- Su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)>% 95
- Akkızıite Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip I'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 1'dir.
- Kullanım rahatlığı
- %95 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş
- Her iki cinsiyet için Tasarımlar

Avantajlar

- Yüksek filtrasyon
- Esnek kulak ipi
- Ultra konforlu



Kod	Ürün	Fiyat
2023-1	T-Mask Cerrahi Maske IIR Tekli Paket	5 €
2023-10	T-Mask Cerrahi Maske IIR 10'lu Paket	3.5 €
2023-50	T-Mask Cerrahi Maske IIR 50'li Paket	5 €
2044	T-Mask Cerrahi Maske IIR Ultra 50'li Paket	6 €

Kod	Ürün	Fiyat
2032-10	T-Mask Çocuk Maskesi	2.5 €
2032-50	T-Mask Çocuk Maskesi	4 €

Cerrahi/Koruyucu Maskeler

Ultraface®



Tam yüz koruma siperliği

Günlük kullanıma uygun olan UltraFace Shield, oldukça hafif olup dışarıda yüz, göz ve burun çevresini korumamız için ideal bir kalkandır. Günlük aktivitelerin tamamında kullanılmaya uygundur. Ürün üzerinde bulunan lastik ürünün gençlerde ve yetişkinlerde kullanılmasını mümkün kılar. Oldukça hafif olan ürün kolaylıkla çıkartılıp takılabilir ve yüzde kesinlikle ağırlık oluşturmaz. Kullanıldığı sürece sosyal iletişimi engellemez.

Özellikler

- Tam Yüz Koruma
- İç mekan ve açık havada günlük Kullanıma uygundur.
- Kristal Clear özelliği sayesinde net görüş imkanı verir.
- Yüksek kaliteli materyalden üretilmiştir
- Ultra hafif – Sadece 25gr
- Tüm yüzü kaplar – Gözler, Burun ve Ağız
- Lastik sayesinde yetişkinler ve çocukların kullanımına uygundur.
- Kullanımı kolay ve pratiktir.
- Buğu yapmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı. Mükemmel görüş sağlar.
- Hava akışı ve konfor için havalandırılmalı tasarım
- Gözlükle kullanılmaya uygundur
- Farklı renklerde lastik bantlı seçenekleri bulunur.
- Tekrar kullanılabilir
- Tescilli tasarım
- Siperlik kısmı 28x20 cm ölçülerindedir
- Sosyal iletişimi engellemez.

Avantajlar

- Yüzde Yüz Estetik
 - Kusursuz Görüş
 - Tam yüz koruma
 - Dayanıklı Yapı
 - Ortam bağımsız kullanım
- Beyaz ● Siyah



FoldaFace®



Haraketli tam yüz koruma siperliği

Günlük kullanıma uygun olan FoldaFace Shield, oldukça hafiftir. Siperlik 180 dereceye kadar farklı açılardan yukarı ayarlanabilir. Kolay tasarımı sürekli yüz koruması sağlar. Ürünün asetati buğu yapmaz. Temizlik ve dezenfeksiyon için uygundur. Tasarımı sayesinde takıp çıkarmak kolaydır. Kauçuk yapısı herkesin kullanması için tasarlanmıştır. İhtiyaç durumunda baştan çıkarılmaya gerek kalmadan siperlik kaydırılarak yüzden kaldırılabilir. Başta ağır ve baskı oluşturmadiği için uzun süre yüze takılması uygundur.

Özellikler

- Günlük kullanıma uygun (dış mekan dahil)
- Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
- 180o Katlanabilir Siperlik
- Yeniden kullanılabilir çerçeve ve hızlı değiştirilebilen tek kullanımlık siperlik
- Gözlüklerle kullanıma uygun
- Çizilmelere karşı dayanıklı
- 1 çerçeve ve 5 kalkan veya 3 çerçeve ve 15 kalkanla birlikte gelir
- Tam yüz koruması
- Sis ve çizilmeye karşı dayanıklı, sınırsız görüş sağlar
- Hızlı ve kullanımı kolay
- 4 renkte mevcuttur
- Tescilli tasarım
- Sosyal iletişimi engellemez

Avantajlar

- 180o Katlanabilir Siperlik
- Kusursuz Görüş
- Tam yüz koruma
- Dayanıklı Yapı
- Ortam bağımsız kullanım

● Turkuaz ● Kırmızı ○ Beyaz ● Siyah

Kod	Ürün	Fiyat
2020	Ultraface Siperlik Tekli	3.5 €
2020/2	Ultraface Siperlik İkili	6 €
2020/10	Ultraface Siperlik Onlu	27 €

Kod	Ürün	Fiyat
2010	FoldaFace Siperlik Tekli	7 €
2010/3	FoldaFace Siperlik Üçlü	24 €

GoggleFace®



Tam yüz koruma siperliği

Ürünün kolay ve basit tasarımı hızlı yüz koruması sağlar. Ürünün siperliği buğu yapmaz. Temizlik ve dezenfeksiyon için uygundur. Tasarımı sayesinde takıp çıkarmak kolaydır. Tasarımı gözlük tarzında olduğundan kafayı çevreleyecek rahatsız edici ek bağlantılara gerek kalmaz. Gerektiğinde hızlı bir şekilde kafadan çıkarılabilir. Gözlük şeklinde giyildiği için kafada ağır ve baskı oluşturmaz. Uzun süre yüze takılması uygundur. Tasarımı nedeniyle oldukça estetikdir. Özellikle uzmanlar tarafından gün boyu tekKırmızıdüt etmeden kullanılabilir.

Özellikler

- Gözlük tasarımı
- Zarif görünüm
- Günlük kullanıma uygun
- Tam yüz koruması
- Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
- Kullanıcı dostu tasarım
- Buğu yapmaya ve çizilmeye karşı dayanıklıdır
- Ultra hafif 16gr
- 5 siperlik ve 1 çerçeve (veya 25 siperlik ve 5 çerçeve) ile birlikte gelir
- Ekstra aparatı sayesinde gözlük kullananlar da kullanabilir

Avantajlar

- Kusursuz Görüş
- Film kaplı siperlik
- Tam yüz koruma
- Dayanıklı Yapı
- Ortam bağımsız kullanım

- Mavi
- Yeşil
- Pembe

○ Beyaz
Transparan
● Turkuaz

● Kırmızı

Kod	Ürün	Fiyat
2030	GoggleFace Siperlik Tekli	16 €
2030mix	GoggleFace Siperlik Besli	70 €

ProvisorGoggle®



Göz koruma siperliği

Provisor gözlük, özellikle gözleri küçük darbelere, buhar, toz, gaz ve sıvılara karşı korur. Uzun süre kullanılabilmesi için silikon iç tasarımı bulunur. Temizlenip, dezenfekte edildiğinde tekrar kullanıma uygundur. Geniş gözlük yapısı sayesinde görüş açısı oldukça geniştir. Her baş boyutu için ayarlanabilir bir tasarıma sahiptir. Unisex tasarımı herkes tarafından kullanılmasına olanak verir. Hafif tasarımı sunulan gözlük baş ve yüzde ağırlık oluşturmaz. Hypoalerjenik bileşimde bulunan ürün materyali,alerjen riskini minimize eder. Burun pedleri ekstra yumuşak olduğundan uzun kullanımda burunda rahatsızlık vermez.

Özellikler

- Sızdırmaz tasarım
- Sıvılara, toza, gazlara ve buharlara karşı koruma sağlar
- Ayarlanabilir lastiklidir
- Buğu yapmaz
- Küçük darbelere karşı tam koruma sağlar
- İç alan çalışmalarında kullanılabilir
- Silikon iç tasarım göz etrafını kapatıp, rahatsızlık unsurunu ortadan kaldırır.
- Her yüz tipine uygundur
- Yüksek kalitede materyalden oluşmuştur
- Geniş görüş açısına sahiptir.
- Hafif tasarımı yüzde iz bırakmaz

Avantailar

- Hava, su, buhar ve toz geçirmez
- Küçük darbelerle karşı tam göz koruması
- Dezenfekte edilebilir
- Hypo alerjeniktir
- Geniş görüş açısı sağlar

- Mavi
- Yeşil

- Pembe
Transparan

● Turkuaz

Kod	Ürün	Fiyat
2030-"	Provisor Goggle Tekli	5 €
2030-mix	Provisor Goggle Besli	

Koruyucu Önlükler

BodySafe2040®



Tek kullanımlık koruyucu tulum

Dentac BodySafe 2040 tek kullanımlık tulum, enfekte etkenlere, özellikle damlacıklar yoluyla bulaşabilenlere karşı korur. Spunbond PP Nonwoven Kumaş uzun süreli kullanım için kullanılır. Yeniden kullanıma uygun değildir. Elastik bel, kol ve ayak tasarımı sayesinde rahat hareket sağlar. Unisex tasarımı, herkes tarafından kullanılmasına izin verir. Tam koruma için vücudun açık el, ayak ve yüz çevresinin aşağıdaki gibi uygun malzemelerle kapatılması önerilir; Ultraface Shield, FoldaFace Shield, GoggleFace Shield, Provisor Goggle, T-Mask, Profeet Shoe Cover, Profeet Boot Cover.

Özellikler

- Sıvı geçirmez tasarım
- Damlacıklara, toza ve enfekte maddelere karşı korur
- Lastikli bel, kollar, yüz çevresi ve ayak bileği tasarımı
- Rahat hareket sağlar
- Kolayca giyilebilir
- Nefes alabilir Spunbond PP Nonwoven kumaş (53 gr / m2)
- Kimyasal elektrostatik kirliliğe karşı koruma sağlar
- Işık geçirmez
- Lateks içermez
- Yapışkanlı ön fermuar bandı
- Çene dahil kapüşonlu tasarım
- Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
- Cildi tahriş etmeyen ter emici iç tasarım
- Çalışma alanında kalıntı bırakmaz
- Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatsızlığa neden olmaz.

Avantajlar

- Hava, damlacık ve toz geçirmez
- Yapışkanlı Bant tasarımı
- Rahat hareket imkanı sağlar
- Latex içermediğinden alerjenik değildir

S, M, L, XL, XXL

BodySafe2045®



Tek kullanımlık koruyucu tulum

Dentac BodySafe 2045 tek kullanımlık tulum, enfekte etkenlere, özellikle damlacıklar yoluyla bulaşabilenlere karşı korur. Spunbond PP Nonwoven Kumaş uzun süreli kullanım için kullanılır. Yeniden kullanıma uygun değildir. Elastik bel, kol ve ayak tasarımı sayesinde rahat hareket sağlar. Unisex tasarımı, herkes tarafından kullanılmasına izin verir. Tam koruma için vücudun açık el, ayak ve yüz çevresinin aşağıdaki gibi uygun malzemelerle kapatılması önerilir; Ultraface Shield, FoldaFace Shield, GoggleFace Shield, Provisor Goggle, T-Mask, Profeet Shoe Cover, Profeet Boot Cover. Drop-let-proof design

Özellikler

- Sıvı geçirmez tasarım
- Dikiş bağlantılarında özel elastik bantlı tasarım
- Damlacıklara, toza ve enfekte maddelere karşı korur
- Lastikli bel, kollar, yüz çevresi ve ayak bileği tasarımı
- Rahat hareket sağlar
- Kolayca giyilebilir
- Nefes alabilir Spunbond PP Nonwoven kumaş (53 gr / m2)
- Kimyasal elektrostatik kirliliğe karşı koruma sağlar
- Işık geçirmez
- Lateks içermez
- Yapışkanlı ön fermuar bandı
- Çene dahil kapüşonlu tasarım
- Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
- Cildi tahriş etmeyen ter emici iç tasarım
- Çalışma alanında kalıntı bırakmaz
- Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatsızlığa neden olmaz.

Avantajlar

- Hava, damlacık ve toz geçirmez
- Yapışkanlı Bant tasarımı
- Rahat hareket imkanı sağlar
- Latex içermediğinden alerjenik değildir
- Koruma bantlı rahat fermuar tasarımına sahiptir

S, M, L, XL, XXL

Kod	Ürün	Fiyat
2040	BodySafe 2040 Tekli Paket	9 €
2050	Profeet Boot Galosh Tekli Paket	5 €
2055	Profeet Shoe Galosh Tekli Paket	3 €

Kod	Ürün	Fiyat
2045	BodySafe 2045 Tekli Paket	11 €

PP+PE Cerrahi Önlük



CE
ISO
9001
ISO
13485
EN
13795:
2019
FDA

Vücut koruması

Dentac PP + PE Tek Kullanımlık Cerrahi Önlük, yüksek kaliteli 25gr / m2 PP + PE kumaştan üretilmiştir. Kullanımı büyük rahatlık sağlar. Hastane ve kliniklerde günlük olarak kullanıma uygundur. Günlük elbiselerin üzerine kolayca giyilir. Açık mavi ve beyaz olmak üzere 2 farklı rengi mevcuttur. Ürünler şeritli veya şeritsiz olarak temin edilebilir. Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürün, ürün etiketini gösteren plastik etiketle gelir.

Özellikler

- PP + PE Kumaş (Polipropilen Nonwoven Kumaş + Polietilen Nonwoven Kumaş)
- Non-Steril (134 °C'de Otoklavlanabilir)
- Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-bakteri
- Su Geçirmez, Alkaliproof
- 25 g / m2 PP + PE Kumaştan üretilmiştir
- Hem şerit hem de lastik kollu modelleri mevcuttur
- Elbise üzerine kolayca takılabilir
- Açık mavi ve Beyaz renkleri mevcuttur
- Hava geçirgen ve esnektir
- 50x120 cm XL ebatlarında mevcuttur (Özel ebatlarda da temin edilebilir)
- Unisex Tasarım

Avantajlar

- Dayanıklı
- Ribonlu veya ribonsuz seçenek
- Kolay giyilebilir
- Konforlu
- Yüksek izolasyon

● Açık mavi

○ Beyaz

Surgical Scrub Suit



CE
ISO
9001
ISO
13485
EN
13795:
2019
FDA

Vücut koruması

Dentac SMS Disposable Surgical Scrub Suit Cerrahi Önlük, yüksek kaliteli SMS (40gr / m2) kumaştan yapılmıştır. Kullanımı rahattır. Hastane ve kliniklerde günlük kullanım için uygundur. Günlük kıyafetlerinizin üzerine kolaylıkla giyilebilir. Önlüğün üzerindeki üç adet cep kullanıcıya kolaylık sağlar. Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürün, ürün özelliklerini etiket ile birlikte plastik ambalaj içinde gelir.

Özellikler

- SMS Kumaş (Polipropilen Spunbond Nonwoven Kumaş + Meltblown Nonwoven Kumaş + Polipropilen Spunbond Nonwoven Kumaş)
- Non-Steril (134 ° C'de Otoklavlanabilir)
- Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-bakteri
- Su geçirmez, Aside dayanıklı, Alkali dayanıklı
- 40 g / m2 SMS'den yapılmıştır
- Elbise üzerine kolayca takılabilir
- Açık mavi ve Beyaz renkleri mevcuttur
- Hava geçirgen ve esnektir
- S, M, L, XL, XXL bedenlerde mevcuttur (Özel ebatlarda da temin edilebilir)
- Unisex tasarım

Avantajlar

- Dayanıklı
- Kolayca giyilebilen
- Nefes Alabilir ve Rahat
- Yüksek kaliteli izolasyon

● Açık mavi

○ Beyaz

Kod	Ürün	Fiyat
2070	Surgical Gown Tekli Paket	4.5 €
2071	Surgical Gown Ribonlu Tekli Paket	5 €

Kod	Ürün	Fiyat
2080	Surgical Scrub Suit	6.5 €

Koruyucu Önlük ve Tek Kullanımlık Ürünler

Anticore



Vücut koruması

Burun, yüz ve ağız tamamen kapatan anticore ürünleri sizi bel hizasına kadar korur. Dokunmamış kumaş hava geçirgenliği sağlarken, sıvı sızdırmazlık sağlar. Hastanelerde ve günlük kullanıma uygundur. Günlük bir elbise üzerine rahatlıkla giyilebilir. 4 farklı rengi mevcuttur, bu nedenle her zevke hitap eder. Tasarımı nedeniyle oldukça estetikdir. Gün boyu tek kırmızı düt etmeden kullanılabilir. Farklı boyutlardaki ürünler çocuklar ve yetişkinler için uygundur. Ürün üzerinde bulunan kanguru cebi, kişisel ürünlerinizi dışarıdan farklı alanlara dokunmadan ürün üzerinde saklamanıza yardımcı olur. Ürün plastik ambalajda gelir. Ürün, kanguru cebinden katlanarak dolabınızda yer tasarrufu sağlar.

Özellikler

- Dokunmamış Kumaş
- Kollar ve yüzü lastikli
- Nano iğne ile dikilmiştir.
- Ultra Hafif
- 45 gr / m2 Kumaş (veya Özel Kumaş)
- Elbisenin üzerine kolayca giyilebilir
- Baştan aşağıya kapanır
- Lacivert, Kırmızı, Siyah ve Beyaz renklerde mevcuttur
- Nefes alabilir, sıvı geçirmez
- Kanguru cebi ile sunulur
- S-M-L-XL olarak mevcuttur
- Unisex Estetik Tasarım

Avantajlar

- Ultra Hafiftir.
- Su geçirmez
- Nefes alabilir
- Kolay Giyilir
- Dört renk seçeneği mevcuttur.
- Unisex Tasarım

● Pembe ● Kırmızı ○ Beyaz ● Siyah

Kod	Ürün	Fiyat
AT2010	AntiCore Tekli Paket	15 €

21" PP Bone



Tek kullanımlık

Dentac PVC Tek Kullanımlık Galoş, yüksek kaliteli PVC malzemeden üretilmiştir. Kullanımı rahattır. Hastanelerde günlük kullanıma uygundur ve ayakkabı üzerine rahatlıkla giyilebilir. Açık mavi renkte mevcuttur. Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürünün üzerindeki elastik kauçuk, ürünün ayakkabıya tam oturmasına yardımcı olur. Ürün, ürün özelliklerini gösteren ürün etiketi ile birlikte plastik ambalaj içinde gelir.

Özellikler

- 2gr/m2 PP Malzeme
- Steril Değildir
- Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-Bakteriler
- Su geçirmez,
- Alkali
- Dayanıklı
- Başa kolayca takılabilir
- Beyaz renkte mevcuttur
- Kolay oturmasını sağlamak için lastik bant mevcuttur
- Unisex tasarım

Avantajlar

- Dayanıklı
- Rahat
- Yüksek Kaliteli İzolasyon
- Kolay Giyilebilir
- Unisex Tasarım

PVC Ayakkabı Galoş



Tek kullanımlık

Dentac PVC Tek Kullanımlık Galoş, yüksek kaliteli PVC malzemeden üretilmiştir. Kullanımı rahattır. Hastanelerde günlük kullanıma uygundur ve ayakkabı üzerine rahatlıkla giyilebilir. Açık mavi renkte mevcuttur. Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürünün üzerindeki elastik kauçuk, ürünün ayakkabıya tam oturmasına yardımcı olur. Ürün, ürün özelliklerini gösteren ürün etiketi ile birlikte plastik ambalaj içinde gelir.

Özellikler

- PVC Malzeme
- Steril Değildir
- Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-Bakteriler
- Su geçirmez, Alkali Dayanıklı
- Ayakkabının üzerine kolayca takılabilir
- Açık mavi renkte mevcuttur
- Kolay oturmasını sağlamak için lastik bant mevcuttur
- Unisex Tasarım.

Avantajlar

- Dayanıklı
- Kolayca giyilebilen
- Nefes Alabilir ve Rahat

● Açık mavi

○ Beyaz

Kod	Ürün	Fiyat
2065	Bone 100'lü	6.5 €

Kod	Ürün	Fiyat
DC2060	Ayakkabı Galoşu 1000'lik	28 €

Tek Kullanımlık Ürünler

Tabla Örtüsü



50'lik kutularda. Mükemmel emici özel kağıt yüzey.

Tükrük Emici



100'lük Poşetler halinde. İstendiğinde Ucu kolay çıkabilir.İstenilen şekle girer ve öyle kalır. Şeffaf Yeşil,Şeffaf Mavi, Süt Beyaz ve Şeffaf renklerde

Bardak



Kendinden Yapışkanlı Otoklav Poşeti




200'lük Kullanıma hazır, kendinden yapışkanlı veya 200 metre rulo şeklinde otoklav poşeti. Farklı boyutlarda.

Kod	Ürün	Fiyat
12	Tepsi Örtüsü Yeşil,Beyaz,Lime,Lila,Mavi,OkyanusMavisi,Sarı,Turuncu	17 €
1R	Tükrük Emici Sakşın Beyaz,Mavi, Şeffaf,Yeşil,Lila	3.3 €
15200	Rulo Otoklav Poşeti 15X200	45 €
205	Rulo Otoklav Poşeti 5X200	15 €
207	Rulo Otoklav Poşeti 7.5X200	21 €
210	Rulo Otoklav Poşeti 10X200	26 €
6	Rulo Önlük Beyaz, Eflatun, Lacivert, Lila, Sarı, Mavi, Turuncu, Yeşil	10 €
13	Havlu Beyaz, Lime, Lila, Mavi, Okyanus Mavisi, Sarı, Turuncu, Yeşil	18 €
14	Bardak	3 €



Dış Hekimliğine Öncü Çözümler...



2022

Cihaz Kataloğu