

endo[®]
mis

minimal invasive shaping
rotary file system



Minimal İnvazif
Şekillendirme İçin Tasarlanmıştır

dentac[®]

MINİMAL İNVAZİF ENDODONTİ

" diş sert dokularında en az değişikliğe neden olunurken pulpal ve apikal patolojinin tedavisi ve önlenmesi "

Gluskin et al. 2014



T-endo mis eğe sistemi minimum periservikal dentin kaybı ile maksimum şekillendirmeyi destekler.



T-endo mis NiTi eğe sistemi daraltılmış giriş kavitelerinde şekillendirme işlemine olanak sağlayarak, kanal tedavisi sonrası oluşabilecek diş kırılmalarının azalmasına destek olur.

T-endo mis NiTi eğe sistemi diş sert dokularında en az değişikliğe neden olurken size mükemmel bir şekillendirme etkinliği sağlar

Anatomiye Takip Et!

Dikdörtgen kesit alanı ile güvenli ve etkin.

TM-wire ısı işlem teknolojisi sayesinde, kurvatürlü ve dar kanallarda bile kırılmaya karşı dirençli, esnek yapısıyla kanal anatomisini bozmadan güvenli şekillendirme sağlar. Döngüsel ve eğilme direnci yüksektir.

Özgün tasarıma sahip bıçak yapısı ile daha kolay debris çıkarmaya olanak sağlar.

Steril paketlerde bulunan **T-endo mis**, kontaminasyon riskini ortadan kaldırır.

T-endo mis, universal numara, minimal açış seçeneği ve yonca silikon stoper ile sunulur. Uluslararası standartlara ve uluslararası renk kodlamasına uygun

Orificer 25.09



Orificer eğesi selektif koronal genişletme sağlar.

Glider 15.04



Glider eğesi, düzensizlikleri ortadan kaldırarak shaper ve finisher eğeniz için bir akış yolu oluşturur.



Shaper 20.05



Her eğe adımı verimli taper artışı ile şekillendirmeyi daha güvenli hale getirerek şekillendirmenizi bitirmenizi sağlar.


Finisher 25.04






Dt.Nariman Jabbarli

Döngüsel Yorgunluk Testi



Dünyanın önde gelen Rotary kanal eğe markaları ile karşılaştırılmıştır.

Torsiyonel Direnç Testi



Dünyanın önde gelen rotary kanal eğe markaları ile karşılaştırılmıştır.



Orificer

21mm	214OR
25mm	314OR
31mm	414OR



Shaper

21mm	21420
25mm	31420
31mm	41420



Glider

21mm	21415
25mm	31415
31mm	41415



Finisher

21mm	21425
25mm	31425
31mm	41425



Finisher S

21mm	21430
25mm	31430
31mm	41430



Finisher M

21mm	21435
25mm	31435
31mm	41435



Finisher L

21mm	21440
25mm	31440
31mm	41440

Tendo[®] mis asorti blister çeşitleri

Assorted S.

DC21401

DC31401

DC41401

Assorted L.

DC21411

DC31411

DC41411

Gutta Perka



- Radyoopak çizgilere sahiptir.
- Daygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden üretilmiştir.
- T-endo Guttaperkalar 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmıştır

Paper Point



- Daygun ve stabilitesi yüksek malzemelerden üretilmiştir.
- T-endo paperpointler 0.04 ve 0.06 taper tasarlanmıştır

dentac[®]

feel the innovation



dentac.com



[instagram.com/dentactm](https://www.instagram.com/dentactm)



[facebook.com/dentac](https://www.facebook.com/dentac)